



MONO STINGER

ポリジオキサノンモノフィラメント合成吸収糸

ポリジオキサノンモノフィラメント合成吸収糸

モノスティンガー




製品特徴

材質	ポリジオキサノン	吸収期間	約180日～220日
形状	モノフィラメント	滅菌	EOG 滅菌
サイズ	7-0～1号	針付縫合糸	角針・丸針・鈍針
色	紫	分解	加水分解


生体内吸収速度

in vivo(ラットによる)



引張り強度

(社内データ)



逆三角針 (リバース)

強弯 1/2 Circle

片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー・種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	ZE08MV07H-45	E08MV06H-45	E08MV05H-45				45cm	紫・モノフィラメント
11mm			E11MV06H-45	E11MV05H-45	E11MV04H-45				
13mm				E13MV05H-45	E13MV04H-45				
15mm					E15MV04H-45				
17mm					E17MV04H-45	E17MV03H-45			
22mm						E22MV03H-75	E22MV02H-75		
26mm							E26MV02H-75		
36mm							E36MV01H-75		

逆三角針 (リバース)

弱弯 3/8 Circle

片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー・種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼		E08MV06N-45					45cm	紫・モノフィラメント
11mm				E11MV05N-45					
13mm				E13MV05N-45	E13MV04N-45				
15mm					E15MV04N-45				
17mm				E17MV05N-45					
					E19MV04N-45	E19MV03N-45			
19mm									

■ 丸針 (テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
13mm	○	T13MV06H-75	T13MV05H-75					75cm	紫・ モノ フィラメント
17mm			T17MV05H-75	T17MV04H-75					
22mm				T22MV04H-75	T22MV03H-75	T22MV02H-75			
26mm					T26MV03H-75	T26MV02H-75			
27mm							ZT27MV01HH-75		
36mm					T36MV03H-75	T36MV02H-75	T36MV01H-75		

■ 丸針 (テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	○	T08MV06N-45						45cm	紫・ モノ
11mm		T11MV06N-45							

■ 両端針

■ 丸針 (テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 両端針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
6mm	○	WT06MV06H-75						75cm	紫・ モノ

■ 両端針

■ 丸針 (テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
6mm	○	WT06MV06N-75						75cm	紫・ モノ

■ 丸針 (テーパーポイント・リリースポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12パック/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
13mm	○			RP-T13MV04H-45-8				45cm ×8本	紫・ モノ フィラメント
17mm			RP-T17MV05H-45-8	RP-T17MV04H-45-8					
22mm				RP-T22MV04H-45-8	RP-T22MV03H-45-8				
26mm					RP-T26MV03H-45-8	RP-T26MV02H-45-8			

■ 鈍針 (プラントテーパーポイント・リリースポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12パック/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1号
36mm	●						RP-D36MV01H-45-8	RP-D36MV11H-45-8	45cm ×8本	紫・ モノ
48mm								RP-D48MV11H-45-4	45cm ×4本	

■ 鈍針 (プラントテーパーポイント・ループ)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1号
48mm	●						D48MV01H-W75	D48MV11H-W75	150cm	紫・ モノ

■ 切糸 3本入り×12袋=1箱

長さ	U.S.P	号数						1袋 入数	総数	カラー 種別
		5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号			
45cm		45MV05-3	45MV04-3	45MV03-3	45MV02-3	45MV01-3	45MV11-3	3本	36本	紫・ モノ



ご使用前に必ず添付文書をお読み下さい。

- 本品に感作又は金属アレルギーを示す患者には使用しないこと。
- 本品は吸収性であるため、緊張下の組織を接合させる必要のある部位には使用しないこと。
又、補綴材、すなわち心臓弁、合成移植片等との接合には使用しないこと。
- 再使用禁止。

 **株式会社ベアーメディック**

本社工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361

東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル

TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042

その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。

<http://www.bearmedic.co.jp/>

