



マイクロ シリーズ


Micro Cutting & Taper Needled Suture



マイクロテーパー
Microtaper point



マイクロカット
Microcutting point



メジャー台紙
Measure

優れた組織通過性と針剛性

針材は SUS304 の硬質タイプを使用し、針先端は滑らかなテーパ角度加工によりスムーズな組織通過、又糸材との加締め孔加工はレーザードリルにより強固で組織損傷の少ない商品です。

豊富な商品バリエーション、各種症例に適切対応可能

各種症例に対応の為、針太みと縫合糸サイズの適切なバランスの機種を選択できます。



株式会社 ベアーメディック

メジャー台紙付き

糸		号数						長さ	カラー種別
針	針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0		
3mm	50 μ	ZT03A012N05-15M						15 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント
	80 μ		T03A00N08-15M	T03A10N08-15M					
	100 μ				T03A09N10-15M				
	4mm	80 μ		T04A10N08-15M					
	4mm	100 μ	T04A00N10-15M	T04A10N10-15M	T04A09N10-15M				
	4mm	150 μ			T04A09N15-15M	T04A08N15-15M			
	5mm	100 μ			T05A09N10-15M				
	5mm	150 μ				T05A08N15-15M			

糸		号数						長さ	カラー種別
針	針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0		
4mm	80 μ		VT04A00N08-15M	VT04A10N08-15M				15 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント
	100 μ		VT05A00N10-15M	VT05A10N10-15M	VT05A09N10-15M				
	5mm	140 μ			VT05A10N14-15M	VT05A09N14-15M	VT05A08N14-15M		

スタンダードタイプ

糸		号数						長さ	カラー種別
針	針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0		
3mm	50 μ	ZT03A012N05-10	ZT03A00N05-10					10 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント
	80 μ		T03A00N08-20	T03A10N08-20					
4mm	80 μ		T04A00N08-20	T04A10N08-20				20 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント
	100 μ			T03A10N10-25	T03A09N10-25				
4mm	100 μ		T04A00N10-25	T04A10N10-25	T04A09N10-25			25 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント
	150 μ				T04A09N15-25	T04A08N15-25			
5mm	100 μ		T05A00N10-25	T05A10N10-25	T05A09N10-25			25 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント
	150 μ			T05A10N15-25	T05A09N15-25	T05A08N15-25			
5mm	200 μ					T05A08N20-25		25 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント
	250 μ					T05A08N25-25			
6mm	100 μ		T06A00N10-25					25 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント
	120 μ			T06A10N12-25					
6mm	150 μ			T06A10N15-25	T06A09N15-25	T06A08N15-25		25 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント
	200 μ				T06A09N20-25				
6mm	250 μ					T06A08N25-25		25 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント

糸		号数						長さ	カラー種別
針	針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0		
3mm	80 μ		WT03A00N08-20					20 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント

糸		号数						長さ	カラー種別
針	針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0		
4mm	80 μ		VT04A00N08-15	VT04A10N08-15				15 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント
	100 μ		VT05A00N10-15	VT05A10N10-15	VT05A09N10-15				
	5mm	140 μ			VT05A10N14-15	VT05A09N14-15	VT05A08N14-15		

※各規格、強弯対応しております。



本 社 工 場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361

東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル

TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042

その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。

http://www.bearmedic.co.jp/

