


# A.V.D.System - Angle Variable Distraction System



## 【製品特長】



- 延長方向に対しプレート面の角度が自由に調節出来ます。段差骨面への装着が容易に施せます。
- 延長方向が一次元に限定されず、二次元・三次元の平面上、立体上の自由な方向での延長が可能です。
- 延長中の方向変更が必要な場合も対応出来ます。
- 装着後の初期待機期間中の骨間隔を保持し、プレート・シャフトの自然離脱防止機能を有しています。
- 生体親和性に優れたチタン材料を使用。

## 【製品種類】

### ※3D タイプ (スクリュー固定)

| セット品商品コード      | シャフト長 | 最大延長距離 |
|----------------|-------|--------|
| L3D-73-55-AST  | 73mm  | 55mm   |
| L3D-93-75-AST  | 93mm  | 75mm   |
| L3D-113-95-AST | 113mm | 95mm   |

### ※2D タイプ (スクリュー固定)

| セット品商品コード       | シャフト長 | 最大延長距離 |
|-----------------|-------|--------|
| AA2D-74-55-AST  | 74mm  | 55mm   |
| AA2D-94-75-AST  | 94mm  | 75mm   |
| AA2D-114-95-AST | 114mm | 95mm   |

### ※EASY FIX (スクリュー不要の挟み込みタイプ)

| セット品商品コード          | シャフト長 | 最大延長距離 |
|--------------------|-------|--------|
| UC2D25-74-55-AST-2 | 74mm  | 55mm   |
| UC2D25-94-75-AST-2 | 94mm  | 75mm   |