



BEAR Medic Corporation

Yushima BEAR-Bldg., Yushima2-31-24, Bunkyo-ku, Tokyo
113-0034, JAPAN
TEL 03-3818-4041 FAX 03-3818-4042

株式会社ベアーメディック

〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-24 湯島ベアービル
TEL 03-3818-4041 FAX 03-3818-4042

2017年6月吉日

お客様各位

株式会社ベアーメディック
東京都文京区湯島 2-31-24
TEL : 03-3818-4041

11-0 マイクロ針付縫合糸（黒ナイロン）の変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、日頃ご使用、御取扱い頂いております滅菌済みマイクロ針付縫合糸について、縫合糸の変更を行うことになりましたのでご案内申し上げます。

今回変更される製品は、滅菌済みマイクロ針付縫合糸の **11-0** となります。

下記の画像のように、縫合糸の色が濃く術中視認しやすくなっており、結節強度も現行品よりもよいデータとなっております。

非吸収プラスチック製縫合糸（11-0）の基準は下記の通りです。

- ◆糸径：0.010 mm～0.019 mm
- ◆滅菌前結節強度：0.074 [N] 以上
- ◆滅菌後結節強度：0.06 [N] 以上

【現行品】



- ◆糸径平均：0.011 mm
- ◆滅菌前結節強度平均：0.209 [N]
- ◆滅菌後結節強度平均：0.206 [N]

【変更品】



- ◆糸径平均：0.014 mm
- ◆滅菌前結節強度平均：0.276 [N]
- ◆滅菌後結節強度平均：0.253 [N]

今回の変更につきましては標準価格の変更はございません。

なお、新たな縫合糸での製造は **6月21日の製造分** から順次切り替えていく予定でございます。

まずは略儀ながら、書面にて御案内申し上げます。

敬具