

## ■ ベア一針付縫合糸一覧

ベアロン	ナイロン・モノフィラメント
ベアブレード	ナイロン・ブレード
ベアレン	ポリプロピレン・モノフィラメント
ベアシルク	シルク・ブレード
埋没重瞼用	ナイロン・モノフィラメント
アキレス腱用	ポリエステル・ブレード
腱縫合用 吉津式	ナイロン・モノフィラメント
硬膜用	ナイロン・ブレード

# ベアロン

(ポリアミド合成繊維)

ベアー針付ナイロン糸  
販売名：ナイロン糸付縫合針（ポリアミド縫合糸）  
承認番号：16000BZZ01909000

- 糸全体にわたり均一な直径を保ち、滑らかで、抵抗のすくない、ナイロン性モノフィラメント糸。
- モノフィラメントである為、生体内における細菌の増殖もなく、組織反応も非常に少ない。
- 皮膚および皮下縫合、マイクロサージャリー等・・・幅広い分野で使用されている。

材質

- ナイロン
- モノフィラメント
- 非吸収性

色

黒	A
青	G
白	L

## ■ ヘラ針（スパチュラー・スリムタイプ）

## ■ 弱弯 3/8 Circle

## ■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	BP08A07N-45	BP08A06N-45	BP08A05N-45				45 cm	黒・モノフィラメント
10mm		BP10A07N-45	BP10A06N-45	BP10A05N-45					
11mm		BP11A07N-45	BP11A06N-45	BP11A05N-45	BP11A04N-45				
12mm					BP12A04N-45	BP12A03N-45			
13mm		BP13A07N-45	BP13A06N-45	BP13A05N-45	BP13A04N-45				
15mm			BP15A06N-45	BP15A05N-45	BP15A04N-45	BP15A03N-45			

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	BP08G07N-45						45 cm	青・モノフィラメント
11mm			BP11G06N-45	BP11G05N-45	BP11G04N-45				
13mm			BP13G06N-45	BP13G05N-45	BP13G04N-45				
15mm		BP15G07N-45	BP15G06N-45	BP15G05N-45	BP15G04N-45	BP15G03N-45			

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	BP08L07N-45	BP08L06N-45	BP08L05N-45				45 cm	白・モノフィラメント
11mm		BP11L07N-45	BP11L06N-45	BP11L05N-45	BP11L04N-45	BP11L03N-45			
12mm					BP12L04N-45	BP12L03N-45			
13mm		BP13L07N-45	BP13L06N-45	BP13L05N-45	BP13L04N-45	BP13L03N-45			

## ■ ヘラ針（スパチュラー・スリムタイプ）

## ■ 強弯 1/2 Circle

## ■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	BP08A07H-45	BP08A06H-45	BP08A05H-45				45 cm	黒・モノフィラメント
10mm		BP10A07H-45	BP10A06H-45	BP10A05H-45					
11mm		BP11A07H-45	BP11A06H-45	BP11A05H-45	BP11A04H-45				
12mm					BP12A04H-45				
13mm		BP13A07H-45	BP13A06H-45	BP13A05H-45	BP13A04H-45	BP13A03H-45			
15mm			BP15A06H-45	BP15A05H-45	BP15A04H-45	BP15A03H-45			

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼							45 cm	青・モノフィラメント
10mm		BP10G07H-45	BP10G06H-45	BP10G05H-45					
11mm			BP11G06H-45	BP11G05H-45	BP11G04H-45				
12mm			BP12G06H-45	BP12G05H-45	BP12G04H-45	BP12G03H-45			
13mm			BP13G06H-45	BP13G05H-45	BP13G04H-45	BP13G03H-45			
15mm		BP15G07H-45	BP15G06H-45	BP15G05H-45	BP15G04H-45	BP15G03H-45			

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼		BP08L06H-45	BP08L05H-45				45 cm	白・モノフィラメント
10mm		BP10L07H-45	BP10L06H-45	BP10L05H-45					
11mm		BP11L07H-45	BP11L06H-45	BP11L05H-45	BP11L04H-45	BP11L03H-45			
12mm			BP12L06H-45	BP12L05H-45					
13mm		BP13L07H-45	BP13L06H-45	BP13L05H-45	BP13L04H-45	BP13L03H-45			
15mm			BP15L06H-45	BP15L05H-45	BP15L04H-45	BP15L03H-45			

■ 逆三角針(スパチュラー／リバーズ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
11mm	▼		SP11A06N-45	SP11A05N-45	SP11A04N-45			45 cm	黒・モノフィラメント	
12mm			SP12A06N-45	SP12A05N-45	SP12A04N-45					
13mm			SP13A06N-45	SP13A05N-45	SP13A04N-45	SP13A03N-45				
15mm	▼			SP15A05N-45	SP15A04N-45	SP15A03N-45				75 cm
17mm				SP17A05N-45	SP17A04N-45	SP17A03N-45				
19mm				SP19A05N-45	SP19A04N-45	SP19A03N-45				
21mm					SP21A04N-75	SP21A03N-75	SP21A02N-75			
24mm					SP24A04N-75	SP24A03N-75	SP24A02N-75			
27mm				SP27A04N-75	SP27A03N-75	SP27A02N-75				
30mm				SP30A04N-75	SP30A03N-75	SP30A02N-75				

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
11mm	▼		SP11G06N-45	SP11G05N-45	SP11G04N-45			45 cm	青・モノフィラメント	
12mm			SP12G06N-45	SP12G05N-45	SP12G04N-45					
13mm			SP13G06N-45	SP13G05N-45	SP13G04N-45	SP13G03N-45				
15mm	▼			SP15G05N-45	SP15G04N-45	SP15G03N-45				75 cm
17mm				SP17G05N-45	SP17G04N-45	SP17G03N-45				
19mm				SP19G05N-45	SP19G04N-45	SP19G03N-45				
21mm					SP21G04N-75	SP21G03N-75	SP21G02N-75			
24mm					SP24G04N-75	SP24G03N-75	SP24G02N-75			
27mm				SP27G04N-75	SP27G03N-75	SP27G02N-75				
30mm				SP30G04N-75	SP30G03N-75	SP30G02N-75				

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼		SP11L06N-45	SP11L05N-45	SP11L04N-45			45 cm	白・モノフィラメント
12mm			SP12L06N-45	SP12L05N-45	SP12L04N-45				
13mm			SP13L06N-45	SP13L05N-45	SP13L04N-45	SP13L03N-45			

■ 逆三角針(スパチュラー/リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
11mm	▼		SP11A06H-45	SP11A05H-45	SP11A04H-45			45 cm	黒・モノフィラメント	
12mm			SP12A06H-45	SP12A05H-45	SP12A04H-45					
13mm			SP13A06H-45	SP13A05H-45	SP13A04H-45	SP13A03H-45				
15mm	▼		SP15A06H-45	SP15A05H-45	SP15A04H-45	SP15A03H-45		75 cm		
17mm				SP17A05H-45	SP17A04H-45	SP17A03H-45	SP17A02H-45			
19mm				SP19A05H-45	SP19A04H-45	SP19A03H-45	SP19A02H-45			
21mm					SP21A04H-75	SP21A03H-75	SP21A02H-75			SP21A01H-75
24mm					SP24A04H-75	SP24A03H-75	SP24A02H-75			SP24A01H-75
27mm					SP27A04H-75	SP27A03H-75	SP27A02H-75			SP27A01H-75
30mm				SP30A04H-75	SP30A03H-75	SP30A02H-75	SP30A01H-75			

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
11mm	▼		SP11G06H-45	SP11G05H-45	SP11G04H-45			45 cm	青・モノフィラメント	
12mm			SP12G06H-45	SP12G05H-45	SP12G04H-45					
13mm			SP13G06H-45	SP13G05H-45	SP13G04H-45	SP13G03H-45				
15mm	▼		SP15G06H-45	SP15G05H-45	SP15G04H-45	SP15G03H-45		75 cm		
17mm				SP17G05H-45	SP17G04H-45	SP17G03H-45	SP17G02H-45			
19mm				SP19G05H-45	SP19G04H-45	SP19G03H-45	SP19G02H-45			
21mm					SP21G04H-75	SP21G03H-75	SP21G02H-75			SP21G01H-75
24mm					SP24G04H-75	SP24G03H-75	SP24G02H-75			SP24G01H-75
30mm					SP30G04H-75	SP30G03H-75	SP30G02H-75			SP30G01H-75

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
11mm	▼		SP11L06H-45	SP11L05H-45	SP11L04H-45			45 cm	白・モノフィラメント	
12mm			SP12L06H-45	SP12L05H-45	SP12L04H-45					
13mm			SP13L06H-45	SP13L05H-45	SP13L04H-45	SP13L03H-45				
15mm	▼			SP15L05H-45	SP15L04H-45	SP15L03H-45		75 cm		
17mm					SP17L04H-45	SP17L03H-45	SP17L02H-45			
19mm					SP19L04H-45	SP19L03H-45	SP19L02H-45			
21mm					SP21L04H-75	SP21L03H-75	SP21L02H-75			SP21L01H-75
24mm					SP24L04H-75	SP24L03H-75	SP24L02H-75			SP24L01H-75
27mm					SP27L04H-75	SP27L03H-75	SP27L02H-75			SP27L01H-75
30mm				SP30L04H-75	SP30L03H-75	SP30L02H-75	SP30L01H-75			

■ 逆三角針(リバース・スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	CC08A07N-45	CC08A06N-45	CC08A05N-45				45 cm	黒・ モノフィラメント
11mm		CC11A07N-45	CC11A06N-45	CC11A05N-45	CC11A04N-45				
13mm		CC13A07N-45	CC13A06N-45	CC13A05N-45	CC13A04N-45				

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
15mm	▼			E15A05N-45	E15A04N-45	E15A03N-45		45 cm	黒・ モノフィラメント
17mm				E17A05N-45	E17A04N-45	E17A03N-45			
19mm				E19A05N-45	E19A04N-45	E19A03N-45			
21mm				E21A05N-45	E21A04N-45	E21A03N-45			

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
15mm	▼			E15G05N-45	E15G04N-45	E15G03N-45		45 cm	青・ モノフィラメント
17mm				E17G05N-45	E17G04N-45	E17G03N-45			
19mm					E19G04N-45	E19G03N-45			

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼		E11L06N-45	E11L05N-45	E11L04N-45			45 cm	白・ モノフィラメント
13mm			E13L06N-45	E13L05N-45	E13L04N-45				

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	E08A07H-45	E08A06H-45	E08A05H-45				45 cm	黒・ モノフィラメント
11mm		E11A07H-45	E11A06H-45	E11A05H-45	E11A04H-45				
13mm		E13A07H-45	E13A06H-45	E13A05H-45	E13A04H-45	E13A03H-45			
15mm				E15A05H-45	E15A04H-45	E15A03H-45			
17mm				E17A05H-45	E17A04H-45	E17A03H-45			
19mm				E19A05H-45	E19A04H-45	E19A03H-45			
21mm					E21A04H-75	E21A03H-75	E21A02H-75	75 cm	

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼		E11G06H-45	E11G05H-45	E11G04H-45			45 cm	青・ モノフィラメント
13mm			E13G06H-45	E13G05H-45	E13G04H-45				
15mm				E15G05H-45	E15G04H-45	E15G03H-45			
17mm				E17G05H-45	E17G04H-45	E17G03H-45			
19mm				E19G05H-45	E19G04H-45	E19G03H-45			

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼		E08L06H-45	E08L05H-45				45 cm	白・ モノフィラメント
11mm			E11L06H-45	E11L05H-45	E11L04H-45				
13mm			E13L06H-45	E13L05H-45	E13L04H-45				
15mm				E15L05H-45	E15L04H-45	E15L03H-45			

■ 逆三角針(リバース)

■ 中弯 7/16 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	系	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼	E11A07L-45	E11A06L-45	E11A05L-45	E11A04L-45			45 cm	黒・ モノフィラメント
13mm		E13A07L-45	E13A06L-45	E13A05L-45	E13A04L-45				
15mm			E15A06L-45	E15A05L-45	E15A04L-45	E15A03L-45			

針	系	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼		E11L06L-45	E11L05L-45	E11L04L-45			45 cm	白・ モノフィラメント
13mm				E13L05L-45	E13L04L-45				
15mm			E15L06L-45	E15L05L-45	E15L04L-45	E15L03L-45			

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	系	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼	S11A07N-45	S11A06N-45	S11A05N-45				45 cm	黒・ モノフィラメント
13mm		S13A07N-45	S13A06N-45	S13A05N-45	S13A04N-45	S13A03N-45			
15mm				S15A05N-45	S15A04N-45	S15A03N-45			
17mm				S17A05N-45	S17A04N-45	S17A03N-45			
19mm				S19A05N-45	S19A04N-45	S19A03N-45		75 cm	
21mm				S21A05N-75	S21A04N-75	S21A03N-75			
24mm					S24A04N-75	S24A03N-75			
27mm					S27A04N-75	S27A03N-75			

針	系	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼	S11G07N-45	S11G06N-45	S11G05N-45				45 cm	青・ モノフィラメント
13mm		S13G07N-45	S13G06N-45	S13G05N-45	S13G04N-45	S13G03N-45			
15mm				S15G05N-45	S15G04N-45	S15G03N-45			
17mm				S17G05N-45	S17G04N-45	S17G03N-45			
19mm				S19G05N-45	S19G04N-45	S19G03N-45		75 cm	
21mm				S21G05N-75	S21G04N-75	S21G03N-75			
24mm					S24G04N-75	S24G03N-75			
27mm					S27G04N-75	S27G03N-75			

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	系	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼	S11A07H-45	S11A06H-45	S11A05H-45				45 cm	黒・モノフィラメント
13mm		S13A07H-45	S13A06H-45	S13A05H-45	S13A04H-45	S13A03H-45			
15mm				S15A05H-45	S15A04H-45	S15A03H-45			
17mm				S17A05H-45	S17A04H-45	S17A03H-45			
19mm				S19A05H-45	S19A04H-45	S19A03H-45			
21mm					S21A04H-75	S21A03H-75		75 cm	
24mm					S24A04H-75	S24A03H-75			
27mm					S27A04H-75	S27A03H-75			
30mm					S30A04H-75	S30A03H-75			

針	系	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼		S11G06H-45	S11G05H-45				45 cm	青・モノフィラメント
13mm			S13G06H-45	S13G05H-45	S13G04H-45	S13G03H-45			
15mm				S15G05H-45	S15G04H-45	S15G03H-45			
17mm				S17G05H-45	S17G04H-45	S17G03H-45			
19mm				S19G05H-45	S19G04H-45	S19G03H-45			
21mm					S21G04H-75	S21G03H-75		75 cm	
24mm					S24G04H-75	S24G03H-75			
27mm					S27G04H-75	S27G03H-75			
30mm					S30G04H-75	S30G03H-75			

針	系	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼		S11L06H-45	S11L05H-45				45 cm	白・モノフィラメント
13mm			S13L06H-45	S13L05H-45	S13L04H-45	S13L03H-45			
15mm				S15L05H-45	S15L04H-45	S15L03H-45			
17mm				S17L05H-45	S17L04H-45	S17L03H-45			
19mm				S19L05H-45	S19L04H-45	S19L03H-45			
21mm					S21L04H-75	S21L03H-75		75 cm	
24mm					S24L04H-75	S24L03H-75			

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	系	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	T08A07N-45	T08A06N-45	T08A05N-45				45 cm	黒・ モノフィラメント
11mm		T11A07N-45	T11A06N-45	T11A05N-45					
13mm			T13A06N-45	T13A05N-45	T13A04N-45				
15mm			T15A06N-45	T15A05N-45	T15A04N-45				
19mm				T19A05N-45	T19A04N-45	T19A03N-45			
21mm					T21A04N-75	T21A03N-75		75 cm	

針	系	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	T08G07N-45	T08G06N-45	T08G05N-45				45 cm	青・ モノフィラメント
11mm		T11G07N-45	T11G06N-45	T11G05N-45					
13mm			T13G06N-45	T13G05N-45	T13G04N-45				
15mm		T15G07N-45	T15G06N-45	T15G05N-45	T15G04N-45				
19mm				T19G05N-45	T19G04N-45	T19G03N-45			
21mm					T21G04N-75	T21G03N-75		75 cm	

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	系	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	T08A07H-45	T08A06H-45	T08A05H-45				45 cm	黒・ モノフィラメント
11mm		T11A07H-45	T11A06H-45	T11A05H-45					
13mm			T13A06H-45	T13A05H-45	T13A04H-45				
15mm			T15A06H-45	T15A05H-45	T15A04H-45				
17mm				T17A05H-45	T17A04H-45	T17A03H-45			
19mm				T19A05H-45	T19A04H-45	T19A03H-45			
21mm				T21A04H-75	T21A03H-75		75 cm		

針	系	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	T08G07H-45	T08G06H-45	T08G05H-45				45 cm	青・ モノフィラメント
11mm		T11G07H-45	T11G06H-45	T11G05H-45					
13mm			T13G06H-45	T13G05H-45	T13G04H-45				
15mm			T15G06H-45	T15G05H-45	T15G04H-45				
17mm				T17G05H-45	T17G04H-45	T17G03H-45			
19mm				T19G05H-45	T19G04H-45	T19G03H-45			
21mm				T21G04H-75	T21G03H-75		75 cm		



<臍縫合用>

■ ループ針

■ 逆三角針(スパチュラー/リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
12mm	▼			SP12A05N-W15	SP12A04N-W15	SP12A03N-W15		15 cm	黒 モノフィラメント
13mm				SP13A05N-W15	SP13A04N-W15	SP13A03N-W15			
15mm					SP15A04N-W15	SP15A03N-W15	SP15A02N-W15		

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
12mm	▼			SP12G05N-W15	SP12G04N-W15	SP12G03N-W15		15 cm	青 モノフィラメント
13mm				SP13G05N-W15	SP13G04N-W15	SP13G03N-W15			
15mm					SP15G04N-W15	SP15G03N-W15	SP15G02N-W15		

■ ループ針

■ 逆三角針(スパチュラー/リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
12mm	▼			SP12A05H-W15	SP12A04H-W15	SP12A03H-W15		15 cm	黒 モノフィラメント
13mm				SP13A05H-W15	SP13A04H-W15	SP13A03H-W15			
15mm					SP15A04H-W15	SP15A03H-W15	SP15A02H-W15		

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
12mm	▼			SP12G05H-W15	SP12G04H-W15	SP12G03H-W15		15 cm	青 モノフィラメント
13mm				SP13G05H-W15	SP13G04H-W15	SP13G03H-W15			
15mm					SP15G04H-W15	SP15G03H-W15	SP15G02H-W15		

■ ループ針

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
12mm	○			T12A05N-W15	T12A04N-W15	T12A03N-W15		15 cm	黒 モノフィラメント
13mm				T13A05N-W15	T13A04N-W15	T13A03N-W15			
15mm					T15A04N-W15	T15A03N-W15	T15A02N-W15		

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
12mm	○			T12G05N-W15	T12G04N-W15	T12G03N-W15		15 cm	青 モノフィラメント
13mm				T13G05N-W15	T13G04N-W15	T13G03N-W15			
15mm					T15G04N-W15	T15G03N-W15	T15G02N-W15		

■ ループ針

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
12mm	○			T12A05H-W15	T12A04H-W15	T12A03H-W15		15 cm	黒 モノフィラメント
13mm				T13A05H-W15	T13A04H-W15	T13A03H-W15			
15mm					T15A04H-W15	T15A03H-W15	T15A02H-W15		

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
12mm	○			T12G05H-W15	T12G04H-W15	T12G03H-W15		15 cm	青 モノフィラメント
13mm				T13G05H-W15	T13G04H-W15	T13G03H-W15			
15mm					T15G04H-W15	T15G03H-W15	T15G02H-W15		

# ベアブレード

(ポリアミド合成繊維)

## ベアー針付ナイロンブレード糸

販売名：ベアー印 ナイロンブレード糸付縫合針 (ポリアミド縫合糸)

承認番号：16200BZZ00809000

- ナイロンの細い繊維をしっかり均一に編み上げ、シルクに近い特性 (しなやかさ・結び易さ) を持たせた縫合糸。
- シルクのような扱い易さで、強い抗張力を有し、シルク同様の結紮方法により確実な結紮が行える。
- 生体内において強い抗張力を保持させる際に使用されるケースが多い。

### 材質

- ナイロン
- ブレード
- 非吸収性

### 色

黒	BA
白	BL

## ベアブレード【ナイロン・ブレード】

承認番号 16200BZZ00809000

### ■ 逆三角針 (スパチュラー/リバース)

### ■ 弱弯 3/8 Circle

### ■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
8mm	▼		SP08BA06N-45	SP08BA05N-45				45 cm	黒・ブレード	
11mm			SP11BA06N-45	SP11BA05N-45	SP11BA04N-45					
13mm			SP13BA06N-45	SP13BA05N-45	SP13BA04N-45					
15mm	▼			SP15BA05N-45	SP15BA04N-45	SP15BA03N-45		75 cm		
17mm				SP17BA05N-45	SP17BA04N-45	SP17BA03N-45				
19mm				SP19BA05N-45	SP19BA04N-45	SP19BA03N-45				
21mm					SP21BA04N-75	SP21BA03N-75	SP21BA02N-75			
24mm					SP24BA04N-75	SP24BA03N-75	SP24BA02N-75			

### ■ 逆三角針 (スパチュラー/リバース)

### ■ 強弯 1/2 Circle

### ■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
8mm	▼		SP08BA06H-45	SP08BA05H-45				45 cm	黒・ブレード	
11mm			SP11BA06H-45	SP11BA05H-45	SP11BA04H-45					
13mm			SP13BA06H-45	SP13BA05H-45	SP13BA04H-45					
15mm	▼			SP15BA05H-45	SP15BA04H-45	SP15BA03H-45		75 cm		
17mm				SP17BA05H-45	SP17BA04H-45	SP17BA03H-45				
19mm				SP19BA05H-45	SP19BA04H-45	SP19BA03H-45				
21mm					SP21BA04H-75	SP21BA03H-75	SP21BA02H-75			
24mm					SP24BA04H-75	SP24BA03H-75	SP24BA02H-75			
27mm					SP27BA03H-75	SP27BA02H-75	SP27BA01H-75			
30mm					SP30BA03H-75	SP30BA02H-75	SP30BA01H-75			

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
8mm	▼		SP08BL06H-45	SP08BL05H-45				45 cm	白・ブレード	
11mm			SP11BL06H-45	SP11BL05H-45	SP11BL04H-45					
13mm			SP13BL06H-45	SP13BL05H-45	SP13BL04H-45					
15mm	▼			SP15BL05H-45	SP15BL04H-45	SP15BL03H-45		75 cm		
17mm				SP17BL05H-45	SP17BL04H-45	SP17BL03H-45				
19mm				SP19BL05H-45	SP19BL04H-45	SP19BL03H-45				
21mm					SP21BL04H-75	SP21BL03H-75	SP21BL02H-75			
24mm					SP24BL04H-75	SP24BL03H-75	SP24BL02H-75			
27mm					SP27BL03H-75	SP27BL02H-75	SP27BL01H-75			
30mm					SP30BL03H-75	SP30BL02H-75	SP30BL01H-75			

# ベアレン

(プロピレンの重合体)

ベアー針付ポリプロピレン糸  
販売名：ポリプロピレン糸付縫合針（ポリプロピレン縫合糸）  
承認番号：16000BZZ01951000

- ナイロンと同形状であるが、滑らかさに加え柔軟性に優れる。
- 組織通過性がスムーズで、適度な伸縮性により安定した結紮力を持つ。
- モノフィラメントである為、生体内における細菌の増殖もなく、強い抗張力を維持。
- 組織損傷が少なく、心臓血管、肺等のオペレーション等の症例にて一般的に使用されている。

材質  
● ポリプロピレン  
● モノフィラメント  
● 非吸収性

色  
青 F

## ベアレン【ポリプロピレン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01951000

### ■ ヘラ針（スパチュラー・スリムタイプ）

### ■ 弱弯 3/8 Circle

### ■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	BP08F07N-45	BP08F06N-45	BP08F05N-45				45 cm	青・ モノフィラメント
11mm		BP11F07N-45	BP11F06N-45	BP11F05N-45					
13mm		BP13F07N-45	BP13F06N-45	BP13F05N-45	BP13F04N-45				

### ■ ヘラ針（スパチュラー・スリムタイプ）

### ■ 強弯 1/2 Circle

### ■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	BP08F07H-45	BP08F06H-45	BP08F05H-45				45 cm	青・ モノフィラメント
11mm		BP11F07H-45	BP11F06H-45	BP11F05H-45					
13mm		BP13F07H-45	BP13F06H-45	BP13F05H-45	BP13F04H-45				

### ■ 逆三角針（リバース／スリムタイプ）

### ■ 弱弯 3/8 Circle

### ■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	CC08F07N-45	CC08F06N-45	CC08F05N-45				45 cm	青・ モノフィラメント
11mm		CC11F07N-45	CC11F06N-45	CC11F05N-45					
13mm		CC13F07N-45	CC13F06N-45	CC13F05N-45	CC13F04N-45				
15mm				E15F05N-45	E15F04N-45				

### ■ 逆三角針（リバース）

### ■ 強弯 1/2 Circle

### ■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	E08F07H-45	E08F06H-45	E08F05H-45				45 cm	青・ モノフィラメント
11mm		E11F07H-45	E11F06H-45	E11F05H-45					
13mm		E13F07H-45	E13F06H-45	E13F05H-45	E13F04H-45				
15mm				E15F05H-45	E15F04H-45				

■ 丸針(テーパーポイント・スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	ST08F07N-45	ST08F06N-45					45 cm	青・モノフィラメント
11mm		ST11F07N-45	ST11F06N-45	ST11F05N-45					
13mm		ST13F07N-45	ST13F06N-45	ST13F05N-45					

■ 丸針(テーパーポイント・スリムタイプ)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	○	ST11F07H-45	ST11F06H-45	ST11F05H-45				45 cm	青・モノフィラメント
13mm		ST13F07H-45	ST13F06H-45	ST13F05H-45					
15mm					ST15F04H-75	ST15F03H-75		75 cm	
17mm					ST17F04H-75	ST17F03H-75			

■ 両端針

■ 丸針(テーパーポイント・スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	WST08F07N-45	WST08F06N-45					45 cm	青・モノフィラメント
10mm		WST10F07N-45	WST10F06N-45						
11mm		WST11F07N-45	WST11F06N-45	WST11F05N-45					
13mm			WST13F06N-45	WST13F05N-45	WST13F04N-45			75 cm	
17mm			WST17F06N-75	WST17F05N-75	WST17F04N-75	WST17F03N-75			
21mm					WST21F04N-75	WST21F03N-75			

■ 両端針

■ 丸針(テーパーポイント・スリムタイプ)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	WST08F07H-45	WST08F06H-45					45 cm	青・モノフィラメント
10mm		WST10F07H-45	WST10F06H-45						
11mm		WST11F07H-45	WST11F06H-45	WST11F05H-45					
13mm			WST13F06H-45	WST13F05H-45	WST13F04H-45			75 cm	
17mm			WST17F06H-75	WST17F05H-75	WST17F04H-75	WST17F03H-75			
21mm					WST21F04H-75	WST21F03H-75	WST21F02H-75		

# ベアシルク (絹)

ベア一針付シルクブレード糸  
販売名：ブレードシルク糸付縫合針（シルクブレード縫合糸）  
承認番号：16000BZZ01950000

- 厳選した天然シルクより組織反応の重大な原因となるセリシン（非繊維質）を除去し、低速のブレードにより緻密に編み上げた縫合糸。
- 毛細管現象による感染を防止する為の独自のコーティングにより、ノンキャピラリー処理が施されている。
- シルクの持つしなやかさ結び易さにより、確かな結紮が求められる際に使用されるケースが多い。

材質  
● シルク  
● ブレード  
● 非吸収性

色	黒	V
	白	R

## ■ 逆三角針（スパチュラー／リバース）

## ■ 弱弯 3/8 Circle

## ■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
11mm	▼	SP11V07N-45	SP11V06N-45	SP11V05N-45				45 cm	黒・ブレード	
13mm		SP13V07N-45	SP13V06N-45	SP13V05N-45	SP13V04N-45					
15mm	▼			SP15V05N-45	SP15V04N-45	SP15V03N-45		75 cm		
17mm				SP17V05N-45	SP17V04N-45	SP17V03N-45				
19mm				SP19V05N-45	SP19V04N-45	SP19V03N-45	SP19V02N-45			
21mm						SP21V03N-75	SP21V02N-75			
24mm						SP24V03N-75	SP24V02N-75			
27mm						SP27V03N-75	SP27V02N-75			
30mm					SP30V03N-75	SP30V02N-75				

## ■ 逆三角針（スパチュラー／リバース）

## ■ 強弯 1/2 Circle

## ■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
11mm	▼	SP11V07H-45	SP11V06H-45	SP11V05H-45				45 cm	黒・ブレード	
13mm		SP13V07H-45	SP13V06H-45	SP13V05H-45	SP13V04H-45					
15mm	▼			SP15V05H-45	SP15V04H-45	SP15V03H-45		75 cm		
17mm				SP17V05H-45	SP17V04H-45	SP17V03H-45				
19mm				SP19V05H-45	SP19V04H-45	SP19V03H-45				
21mm					SP21V04H-75	SP21V03H-75	SP21V02H-75			
24mm						SP24V03H-75	SP24V02H-75			SP24V01H-75
27mm						SP27V03H-75	SP27V02H-75			SP27V01H-75
30mm					SP30V03H-75	SP30V02H-75	SP30V01H-75			

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
11mm	▼		SP11R06H-45	SP11R05H-45				45 cm	白・ブレード	
13mm			SP13R06H-45	SP13R05H-45	SP13R04H-45					
15mm	▼			SP15R05H-45	SP15R04H-45	SP15R03H-45		75 cm		
17mm				SP17R05H-45	SP17R04H-45	SP17R03H-45				
19mm				SP19R05H-45	SP19R04H-45	SP19R03H-45				
21mm					SP21R04H-75	SP21R03H-75	SP21R02H-75			
24mm						SP24R03H-75	SP24R02H-75			SP24R01H-75
27mm						SP27R03H-75	SP27R02H-75			SP27R01H-75
30mm					SP30R03H-75	SP30R02H-75	SP30R01H-75			

## ■ 逆三角針（リバース）

## ■ 弱弯 3/8 Circle

## ■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼	E11V07N-45	E11V06N-45	E11V05N-45				45 cm	黒・ブレード
13mm		E13V07N-45	E13V06N-45	E13V05N-45					

## ■ 逆三角針（リバース）

## ■ 強弯 1/2 Circle

## ■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼	E11V07H-45	E11V06H-45	E11V05H-45	E11V04H-45			45 cm	黒・ブレード
13mm		E13V07H-45	E13V06H-45	E13V05H-45	E13V04H-45				

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	系	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	◎		T11V06N-45	T11V05N-45				45 cm	黒・ ブレード
13mm			T13V06N-45	T13V05N-45	T13V04N-45				
15mm			T15V06N-45	T15V05N-45	T15V04N-45	T15V03N-45			
17mm				T17V05N-45	T17V04N-45	T17V03N-45			
19mm				T19V05N-45	T19V04N-45	T19V03N-45			

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	系	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	◎		T11V06H-45	T11V05H-45				45 cm	黒・ ブレード
13mm			T13V06H-45	T13V05H-45	T13V04H-45				
15mm			T15V06H-45	T15V05H-45	T15V04H-45				
17mm				T17V05H-45	T17V04H-45	T17V03H-45			
19mm				T19V05H-45	T19V04H-45	T19V03H-45			
21mm				T21V05H-75	T21V04H-75	T21V03H-75		75 cm	

針	系	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	◎							45 cm	白・ ブレード
13mm			T13R06H-45	T13R05H-45	T13R04H-45				
15mm			T15R06H-45	T15R05H-45	T15R04H-45				
17mm				T17R05H-45	T17R04H-45	T17R03H-45			
19mm				T19R05H-45	T19R04H-45	T19R03H-45			
21mm				T21R05H-75	T21R04H-75	T21R03H-75		75 cm	

# 埋没重瞼用針付縫合糸

## ■ Standard (埋没重瞼用)

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ 両端針

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 20本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0		
17mm	○			MWT17A08N-35	MWT17A07N-35			35 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント
19mm				MWT19A08N-35	MWT19A07N-35				
21mm				MWT21A08N-35	MWT21A07N-35				

■ 両端針

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 20本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0		
19mm	○				TWT19G07N-35			35 cm	青・ナイロン・ モノフィラメント

## ■ Bear SE (特殊埋没重瞼用)

パテント 第3868410号

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ 両端針

■ 丸針(テーパーポイント・特殊加工)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 20本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0		
21mm	○			HWT21A08N-35	HWT21A07N-35			35 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント
21mm	○				HWT21G07N-35			35 cm	青・ナイロン・ モノフィラメント

# アキレス腱用直針付縫合糸

ベアレックス【ポリエステル・ブレード】

承認番号 16000BZZ01949000

■ 片端ループ針

■ 丸針(テーパーポイント・特殊加工)

■ 直針

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数							長さ	カラー 種別
		1	2	3	4	5	6	7		
50mm	⊙		ZT50Y22M-W30						ループ 30cm	緑 ポリエステル



# 臍縫合用針付縫合糸 吉津式

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ 両端ループ針

■ 丸針(テーパーポイント・特殊加工)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
12mm	⊙			WSP12A05N-W20	WSP12A04N-W20				ループ 20cm	青 赤 黄 白

丸針とございますが、正しくは「逆三角」でございます。

# 硬膜用針付縫合糸

## ■ Bear-Comac

ベアブレード 【ナイロン・ブレード】

承認番号 16200BZZ00809000

■ 丸針(テーパーポイント・リリースポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 8本×5袋/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	○				RP-T13BA04H-45-8-40			45 cm	黒・ ナイロン・ ブレード
15mm					RP-T15BA04H-45-8-40				
17mm					RP-T17BA04H-45-8-40				

■ 細丸針(エスポイント・スリムタイプ)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 8本×5袋/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	○				RP-ST13BA04H-45-8-40	RP-ST13BA03H-45-8-40		45 cm	黒・ ナイロン ブレード

## ■ 深部硬膜用強強弯針

ベアブレード 【ナイロン・ブレード】

承認番号 16200BZZ00809000

■ 丸針(テーパーポイント・リリースポイント)

■ 強強弯 5/8 Circle

■ 片針 8本×5袋/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
9mm	○			ZRP-T09BA05U-45-8-40				45 cm	黒・ ナイロン ブレード
11mm					RP-T11BA04HH-45-8-40				