

パーソナルドライボックス

鏡視下手術トレーニング

内視鏡を使った手術の手技を自宅や医局で簡単にトレーニングできます。

一般内視鏡外科単孔式から
腹腔鏡下手術・胸腔鏡下手術まで

NEW

待望の「擬似トロッカー」タイプ

樹脂製のパイプを用いて
トロッカーに近い操作性を
再現しています

様々な術式に対応する
ために側面にも
ポート穴を追加

パーソナルドライボックスセット
(擬似トロッカー付き) 標準価格
¥49,000

Webカメラ
縫合練習用パッド
実用新案・意匠
申請中




パーソナルドライボックスホルダー
習用パッド

パーソナルドライ
ボックスセット 標準価格
¥39,000

終売予定の為
販売価格サービス中です。
ご興味ある方は下記問い合わせ先に
ご連絡ください。

内視鏡トレーニングスターターセット

NEW



パーソナルドライボックスセット
(擬似トロッカー付き)
¥49,000



練習用持針器
廉価品 ¥25,000



練習用剥離カンシ
¥20,000

廉価品セット 標準価格 ¥86,000~

NEW



パーソナルドライボックスセット
(擬似トロッカー付き)
¥49,000



練習用持針器
専用設計品 ¥51,500



練習用剥離カンシ
¥20,000

専用設計品セット 標準価格 ¥115,000~

ハサミカンシ付のセットもございます。詳しくは裏面をご参照下さい。

※表示価格は消費税抜きの価格です。別途消費税が掛かります。 ※製品の仕様は予告無く変更になる場合がございます。ご了承下さい。

ご興味のある方は見積額を提示致しますのでお気軽に販売元: (株)ベアーメディックへご連絡ください。

販売元: (株)ベアーメディック

【東京】〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-24 湯島ベアービル
TEL: 03-3818-4041 FAX: 03-3818-4042 担当: 安田
E-mail: info@bearmedic.co.jp

フジモリ産業株式会社 化成品事業部 開発営業課

HP: <http://www.fujimori.co.jp>
『フジモリ産業 パーソナルドライボックス』で検索
問い合わせは左記まで

パーソナルドライボックスシリーズ

セット製品ラインナップ

内視鏡トレーニングスターターセット

廉価品セット	下記 1 3 4 + カンシ専用ケース付	標準価格 ¥86,000 (税別)
専用設計品セット	下記 1 3 5 + カンシ専用ケース付	標準価格 ¥115,000 (税別)
廉価品セット(ハサミカンシ有)	下記 1 2 3 4 + カンシ専用ケース付	標準価格 ¥93,000 (税別)
専用設計品セット(ハサミカンシ有)	下記 1 2 3 5 + カンシ専用ケース付	標準価格 ¥120,000 (税別)

製品ラインナップ

1	パーソナルドライボックスセット 擬似トロッカー付 セット内容：パーソナルドライボックス本体（擬似トロッカー付）1個、練習用パッド1枚、Webカメラ1台、専用収納バッグ1個	単品標準価格 ¥49,000 (税別)
2	練習用カンシ(ハサミ) ・材質：プラスチック（ABS）、ステンレス ・全長：480mm（有効長：330mm） ・重量：80g/本	単品標準価格 ¥20,000 (税別)
3	練習用剥離カンシ ・材質：プラスチック（ABS）、ステンレス ・全長：480mm（有効長：330mm） ・重量：80g/本	単品標準価格 ¥20,000 (税別)
4	練習用持針器 廉価版 ・材質：ステンレス ・全長：470mm（有効長：330mm） ・重量：130g/本	単品標準価格 ¥25,000 (税別)
5	練習用持針器 専用設計品 ・材質：ステンレス、把持部チタン ・全長：515mm（有効長：330mm） ・重量：180g/本	単品標準価格 ¥51,000 (税別)
6	練習用針付糸(未滅菌) ・入数：24本（8本×3セット 保管用チャック袋入り） ・仕様：糸…シルクブレード（黒色）、号数：3-0、糸長：20cm 針…丸針、湾曲：強湾（1/2R 180°）、針長：27mm、針径：0.7mm ・製造元：(株)ベアーメディック	単品標準価格 ¥8,000 (税別)

カンシ専用ケース(両面ポケット仕様)のみでも販売しております。

注意事項

- ・本商品は内視鏡手術トレーニング用として販売しておりますので、臨床ではご使用いただけません。
- ・当該トレーニング以外のご使用はご遠慮ください。
- ・お買い上げ金額1万円以上（税込）は送料無料。1万円未満（税込）の場合は、別途送料1,080円お客様負担になります。

単品標準価格 ¥4,000 (税別、別途送料)

