




チタン製 カスタムメイド人工骨

BEAR Skull Fit

(滅菌済 / 未滅菌)




- ・感染後の頭蓋形成、骨腫瘍切除後の同時再建にも対応
- ・プレート厚 0.8mm を採用しているため高強度
- ・頭蓋の広範囲欠損にも対応

製品特長

- 骨との親和性に優れた純チタン材料を採用しています。
- 患者様の皮膚状態に合わせた曲率で製作します。
- プレートの装着が容易であり、頭蓋に強固に固定できます。
- 細かなメッシュパターンを採用することにより、プレートの皮膚への露出が低減されます。
- 納期は未滅菌で約 1 週間です。滅菌済で約 3 週間です。

※骨腫瘍切除後の同時再建症例



未滅菌 承認番号：22400BZX00415000

販売名：未滅菌ベアースカルフィット

滅菌済 承認番号：21600BZZ00006000

販売名：滅菌済ベアースカルフィット



株式会社ベアーメディック

本社工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361

東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル

TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042

その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。

<http://www.bearmedic.co.jp/>

●お求めは下記の代理店へ

●本カタログに掲載の仕様形状は、改良等の理由により予告なしに変更する事があります。