

NS03/ST03

薄型プレート・
ロープロファイル
スクリュー

PLATE SYSTEM

NS03/ST03プレートシステム

NS03/未滅菌

ST03/滅菌済



株式会社ベアーメディック

NS03/ST03 PLATE SYSTEM

プレート

実寸大ではありません

未滅菌

滅菌済

■ストレートプレート (2穴)




厚さ	サイズ	型番
0.3mm	15.4mm×4.4mm	NS-31101
0.3mm	15.4mm×4.4mm	31101-ST

■ストレートプレート (4穴)




厚さ	サイズ	型番
0.3mm	23.3mm×4.4mm	NS-36302
0.3mm	23.3mm×4.4mm	36302-ST

■ダブルY型プレート




厚さ	サイズ	型番
0.3mm	13.3mm×19.6mm	NS-36304
	13.3mm×25.9mm	NS-36315
0.3mm	13.3mm×19.6mm	36304-ST
	13.3mm×25.9mm	36315-ST

■スクエアプレート (4穴)




厚さ	サイズ	型番
0.3mm	15.4mm×12.4mm	NS-31104
0.3mm	15.4mm×12.4mm	31104-ST

■スクエアプレート (6穴)




厚さ	サイズ	型番
0.3mm	26.4mm×12.4mm	NS-30807
0.3mm	26.4mm×12.4mm	30807-ST

■ストレートプレート (2穴)




タイプ	厚さ	サイズ	型番
ワイド	0.3mm	15.4mm×4.4mm	NS-31101W
		20.9mm×4.4mm	NS-31701W
ワイド	0.3mm	15.4mm×4.4mm	31101W-ST
		20.9mm×4.4mm	31701W-ST

■バーホールプレート (5穴)




タイプ	厚さ	サイズ	型番
φ12用	0.3mm	25.3mm×24.3mm	NS-30012B
φ12用		25.3mm×24.3mm	30012B-ST

■バーホールプレート (5穴)




タイプ	厚さ	サイズ	型番
φ18用	0.3mm	31.0mm×29.7mm	NS-30018B
φ18用		31.0mm×29.7mm	30018B-ST

■バーホールプレート (8穴)




タイプ	厚さ	サイズ	型番
φ14用	0.3mm	31.7mm×24.4mm	NS-30014
φ14用		31.7mm×24.4mm	30014-ST

■バーホールプレート (6穴)




タイプ	厚さ	サイズ	型番
φ12用	0.3mm	20.0mm×22.4mm	NS-30612
φ14用		21.7mm×24.4mm	NS-30614
φ16用		23.5mm×26.4mm	NS-30616
φ12用	0.3mm	20.0mm×22.4mm	30612-ST
φ14用		21.7mm×24.4mm	30614-ST
φ16用		23.5mm×26.4mm	30616-ST

■バーホールプレート (6穴) 非対称



タイプ	厚さ	サイズ	型番
φ12用	0.3mm	21.3mm×22.4mm	NS-30612A
φ14用		23.2mm×24.4mm	NS-30614A
φ16用		25.1mm×26.4mm	NS-30616A
φ12用	0.3mm	21.3mm×22.4mm	30612A-ST
φ14用		23.2mm×24.4mm	30614A-ST
φ16用		25.1mm×26.4mm	30616A-ST

■ドレインチューブ対応バーホールプレート (5穴)



タイプ	厚さ	サイズ	型番
φ12用	0.3mm	20.0mm×17.9mm	NS-30612B-DC
φ14用		21.7mm×19.4mm	NS-30614B-DC
φ16用		23.5mm×21.3mm	NS-30616B-DC
φ12用	0.3mm	20.0mm×17.9mm	30612B-DC-ST
φ14用		21.7mm×19.4mm	30614B-DC-ST
φ16用		23.5mm×21.3mm	30616B-DC-ST

特徴

■プレート

患者様の負担軽減を考えたNS03/ST03プレートシステム

- ・薄型 (t0.3 mm) プレート
- ・プレート強度のUP (従来品プレート (t0.5 mm) の約3倍 (直型プレート))
- ・豊富なサイズバリエーション
- ・滅菌済・未滅菌の選択可能



■スクリュー


軟部組織等への刺激を考慮したスクリューヘッド形状

- ・スクリューヘッドのロープロファイル化
- ・スクリューの把持力、強度は従来品と同等
- ・従来品プレートとの併用が可能




特殊プレート 実寸大ではありません 未滅菌 滅菌済

■ テリオンメッシュプレート (曲)




	厚さ	サイズ	型番
Right	0.3mm	78.5mm×28.3mm	NS-30565R
	0.5mm	78.5mm×28.2mm	NS-60565R
Left	0.3mm	78.5mm×28.3mm	NS-30565L
	0.5mm	78.5mm×28.2mm	NS-60565L
Right	0.3mm	78.5mm×28.3mm	30565R-ST
	0.5mm	78.5mm×28.2mm	60565R-ST
Left	0.3mm	78.5mm×28.3mm	30565L-ST
	0.5mm	78.5mm×28.2mm	60565L-ST

■ テリオンメッシュプレート (曲)




	厚さ	サイズ	型番
Right	0.3mm	60.1mm×26.9mm	NS-30563R
	0.4mm	60.1mm×26.9mm	NS-40563R
Left	0.3mm	60.1mm×26.9mm	NS-30563L
	0.4mm	60.1mm×26.9mm	NS-40563L
Right	0.3mm	60.1mm×26.9mm	30563R-ST
	0.4mm	60.1mm×26.9mm	40563R-ST
Left	0.3mm	60.1mm×26.9mm	30563L-ST
	0.4mm	60.1mm×26.9mm	40563L-ST

■ MP テリオンメッシュプレート




厚さ	サイズ	型番
0.3mm	53.4mm×24.8mm	NS-30470S
	59.4mm×24.0mm	NS-30470
0.3mm	53.4mm×24.8mm	30470S-ST
	59.4mm×24.0mm	30470-ST

■ 円形メッシュプレート




厚さ	サイズ	型番
0.3mm	35.3mm×36.3mm	NS-30350
0.4mm	34.8mm×36.0mm	NS-40350
0.3mm	35.3mm×36.3mm	30350-ST
0.4mm	34.8mm×36.0mm	40350-ST

■ MiVD プレート (後頭蓋窩用)




厚さ	サイズ	型番
0.6mm	25.8mm×39.0mm	NS-62600M
0.6mm	25.8mm×39.0mm	62600M-ST

■ バーホールプレート (10穴)



タイプ	サイズ	型番
φ18用	55.5mm×29.9mm	31056B-ST

■ バーホールプレート (10穴)



厚さ	サイズ	型番
φ12用	45.7mm×24.3mm	32056B-ST

その他プレート

未滅菌
滅菌済

製品名	タイプ	厚さ	サイズ	型番
ストレートプレート (8穴)	—	0.3mm	32.4mm×4.4mm	NS-34052
	—	0.3mm	32.4mm×4.4mm	34052-ST
トライアングルプレート (4穴)	—	0.3mm	22.4mm×14.8mm	NS-31004
	—	0.3mm	22.4mm×14.8mm	31004-ST
バーホールプレート (5穴)	φ12用	0.3mm	25.3mm×24.3mm	NS-30012BS
	φ18用	0.3mm	31.0mm×29.7mm	NS-30018BS
	φ12用	0.3mm	25.3mm×24.3mm	30012B-S
	φ18用	0.3mm	31.0mm×29.7mm	30018B-S
バーホールプレート (6穴)	φ18用	0.3mm	25.2mm×28.4mm	NS-30618
	φ18用	0.3mm	25.2mm×28.4mm	30618-ST
バーホールプレート (6穴) 非対称	φ18用	0.3mm	27.0mm×28.4mm	NS-30618A
	φ18用	0.3mm	27.0mm×28.4mm	30618A-ST
ドレインチューブ対応バーホールプレート (4穴)	φ12用	0.3mm	25.3mm×17.0mm	NS-30012B-DC
	φ18用	0.3mm	31.0mm×21.6mm	NS-30018B-DC
	φ12用	0.3mm	25.3mm×17.0mm	30012B-DC-ST
	φ18用	0.3mm	31.0mm×21.6mm	30018B-DC-ST
ドレインチューブ対応バーホールプレート (5穴)	φ18用	0.3mm	25.2mm×23.1mm	NS-30618B-DC
	φ18用	0.3mm	25.2mm×23.1mm	30618B-DC-ST
メッシュプレート	メッシュ	0.3mm	58.4mm×30.4mm	NS-35531
		0.3mm (曲)	55.4mm×30.4mm	NS-35531M
		0.3mm	71.2mm×30.4mm	NS-36531
		0.3mm (曲)	65.2mm×30.4mm	NS-36531M
	メッシュ	0.3mm	58.4mm×30.4mm	35531-ST
		0.3mm (曲)	55.4mm×30.4mm	35531M-ST
		0.3mm	71.2mm×30.4mm	36531-ST
		0.3mm (曲)	65.2mm×30.4mm	36531M-ST

スクリュー (十字ヘッド)

実寸大ではありません


未滅菌
滅菌済

■セルフドリリングスクリュー

サイズ	色	型番		
		1本	2本	4本
φ1.5 mm × 3 mm	紺色	NS-D1534	—	—
		D1534-AST-1	D1534-AST-2	D1534-AST-4
φ1.5 mm × 4 mm	銀色	NS-D1544	—	—
		D1544-AST-1	D1544-AST-2	D1544-AST-4
φ1.5 mm × 5 mm	水色	NS-D1554	—	—
		D1554-AST-1	D1554-AST-2	D1554-AST-4

■セルフドリリングスクリュー (エマーゼンシー)

サイズ	色	型番		
		1本	2本	4本
φ1.6 mm × 5 mm	桃色	NS-SD1654	—	—
		AST165Y-1	—	—



未滅菌

承認番号：22800BZX00269000
販売名：NS03 プレートシステム

承認番号：22500BZX00541000
販売名：NS2 プレートシステム

承認番号：22500BZX00406000
販売名：NS プレートシステム

滅菌済

承認番号：22700BZX00235000
販売名：ST03 プレートシステム

承認番号：22500BZX00226000
販売名：ST2 チタンプレート

承認番号：22400BZX00489000
販売名：ST プレートシステム

 **株式会社ベアーメディック**

本社工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361

東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル

TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042

その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。

<http://www.bearmedic.co.jp/>

