




チタン製 カスタムメイド人工骨

低侵襲性


(未滅菌) BEAR Skull Fit



- ・ 厚さ0.5mmの採用により、低侵襲化を実現
- ・ 感染後の頭蓋形成、骨腫瘍切除後の同時再建にも対応
- ・ 頭蓋の広範囲欠損にも対応


製品特長

- プレートエッジの面取り加工により、皮膚への侵襲をさらに低減します。
- 骨との親和性に優れた純チタン材料を採用しています。
- 患者様の皮膚状態に合わせた曲率で製作します。
- プレートの装着が容易であり、頭蓋に強固に固定できます。
- 納期は未滅菌で約1週間です。
- ご希望により厚さ0.6mmバージョンもご用意してございます。



断面

通常



断面

面取り加工実施



ロープファイル対応

承認番号：22400BZX00415000 販売名：未滅菌ベアースカルフィット

●お求めは下記の代理店へ

 株式会社ベアーメディック

本社工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361  
東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル  
TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042  
その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。  
<http://www.bearmedic.co.jp/>  
●本カタログに掲載の仕様形状は、改良等の理由により予告なしに変更する事があります。

2017.04(第1版)