

# ベアースーパーマイクロシリーズ

—リンパ管吻合や末端血管吻合の一時止血に使用—

## マイクロディスククリップ



全長 7mm

## 0.5mm 以下の血管一時止血用

商品内容	商品コード	標準価格	本数
血管止血クリップ 30gf(スーパーマイクロ)	TG-1-30	20,000 円	6 本
血管止血クリップ 20gf(スーパーマイクロ)	TG-1-20		


クラス分類Ⅱ 承認番号 21900BZX01304000

## マイクロ針付縫合糸

針先端部拡大写真



針糸接合部拡大写真



## 優れた組織通過性と豊富なバリエーション

商品内容	商品コード	標準価格	本数
両端丸針 3mm 弱彎 80μ 黒ナイロンモノ 11-0 20cm	WT03A00N08-20	32,000 円	10 本
丸針 3mm 弱彎 50μ 黒ナイロンモノ 11-0 10cm	ZT03A00N05-10	60,000 円	
丸針 3mm 弱彎 50μ 黒ナイロンモノ 12-0 10cm	ZT03A012N05-10	65,000 円	

クラス分類Ⅲ 承認番号 16000BZZ01909000

## マイクロメジャー

### マイクロ手術時の血管径、リンパ管等の計測に

商品内容	商品コード	標準価格	入数
ベアーマイクロメジャー	MM-3-10	10,000 円	10 枚

クラス分類Ⅰ 届出番号 08B1X00003000001




紛失防止用黒糸 目盛板

外形寸法 : 4.8 x 2.6 x t0.2(mm)

糸の長さ : 約 50(mm)

数値表示 : 片面のみ



**BEAR 株式会社ベアーマディック**

本社工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361  
 東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアビル  
 TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042  
 その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。  
<http://www.bearmedic.co.jp/>

