


マイクロ シリーズ


Micro Cutting & Taper Needled Suture



マイクロテーパー
Microtaper point



マイクロカット
Microcutting point



メジャー台紙
Measure

優れた組織通過性と針剛性

針材は SUS304 の硬質タイプを使用し、針先端は滑らかなテーパ角度加工によりスムーズな組織通過、又糸材との加締め孔加工はレーザードリルにより強固で組織損傷の少ない商品です。

豊富な商品バリエーション、各種症例に適切対応可能

各種症例に対応の為、針太みと縫合糸サイズの適切なバランスの機種を選択できます。



株式会社 ベアー メディック

メジャー台紙付き

※各規格、強靱対応しております。

| 針 | | 糸 | 針径 | 号数 | | | | | | 長さ | カラー 種別 |
|-------|-------|---|-------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|------|------------------------|
| | | | | 12-0 | 11-0 | 10-0 | 9-0 | 8-0 | 7-0 | | |
| 2.5mm | ○ | 糸 | 50 μ | T2.5A012N05-15M 標準価格 70,000円 | | | | | | 15cm | 黒 ナイロン・モノ フィラメント |
| 2.5mm | | | 50 μ | T2.5A00N05-15M 標準価格 65,000円 | | | | | | | |
| 2.5mm | | | 70 μ | | T2.5A10N07-15M 標準価格 48,000円 | | | | | | |
| 3mm | | | 50 μ | ZT03A012N05-15M 標準価格 75,000円 | | | | | | | |
| 3mm | | | 80 μ | | T03A00N08-15M 標準価格 25,000円 | T03A10N08-15M 標準価格 25,000円 | | | | | |
| 3mm | | | 100 μ | | | | T03A09N10-15M 標準価格 20,000円 | | | | |
| 4mm | | | 80 μ | | | T04A10N08-15M 標準価格 25,000円 | | | | | |
| 4mm | | | 100 μ | | T04A00N10-15M 標準価格 25,000円 | T04A10N10-15M 標準価格 16,000円 | T04A09N10-15M 標準価格 16,000円 | | | | |
| 4mm | | | 150 μ | | | | T04A09N15-15M 標準価格 16,000円 | T04A08N15-15M 標準価格 16,000円 | | | |
| 5mm | | | 100 μ | | | | T05A09N10-15M 標準価格 16,000円 | | | | |
| 5mm | 150 μ | | | | | T05A08N15-15M 標準価格 16,000円 | | | | | |

| 針 | | 糸 | 針径 | 号数 | | | | | | 長さ | カラー 種別 |
|-----|---|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|------|----------------------------|-----------|
| | | | | 12-0 | 11-0 | 10-0 | 9-0 | 8-0 | 7-0 | | |
| 4mm | ▽ | 糸 | 80 μ | VT04A00N08-15M 標準価格 55,000円 | VT04A10N08-15M 標準価格 51,000円 | | | | 15cm | 黒 ナイロン・ モノ フィラメント | |
| 5mm | | | 100 μ | VT05A00N10-15M 標準価格 32,000円 | VT05A10N10-15M 標準価格 32,000円 | VT05A09N10-15M 標準価格 32,000円 | | | | | |
| 5mm | | | 140 μ | | VT05A10N14-15M 標準価格 25,000円 | VT05A09N14-15M 標準価格 25,000円 | VT05A08N14-15M 標準価格 25,000円 | | | | |

スタンダードタイプ

※各規格、強靱対応しております。

| 針 | | 糸 | 針径 | 号数 | | | | | | 長さ | カラー 種別 |
|-----|---|---|-------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------|-------------------------|
| | | | | 12-0 | 11-0 | 10-0 | 9-0 | 8-0 | 7-0 | | |
| 3mm | ○ | 糸 | 50 μ | ZT03A012N05-10 標準価格 65,000円 | ZT03A00N05-10 標準価格 60,000円 | | | | | 10cm | 黒・ ナイロン・モノ フィラメント |
| 3mm | | | 80 μ | | T03A00N08-20 標準価格 21,000円 | T03A10N08-20 標準価格 21,000円 | | | | | |
| 4mm | | | 80 μ | | T04A00N08-20 標準価格 21,000円 | T04A10N08-20 標準価格 21,000円 | | | | 20cm | |
| 3mm | | | 100 μ | | | T03A10N10-25 標準価格 18,000円 | T03A09N10-25 標準価格 18,000円 | | | | |
| 4mm | | | 100 μ | | T04A00N10-25 標準価格 18,000円 | T04A10N10-25 標準価格 12,000円 | T04A09N10-25 標準価格 12,000円 | | | 25cm | |
| 4mm | | | 150 μ | | | | T04A09N15-25 標準価格 11,800円 | T04A08N15-25 標準価格 14,800円 | | | |
| 5mm | | | 100 μ | | T05A00N10-25 標準価格 18,000円 | T05A10N10-25 標準価格 12,000円 | T05A09N10-25 標準価格 12,000円 | | | | |
| 5mm | | | 150 μ | | | T05A10N15-25 標準価格 11,800円 | T05A09N15-25 標準価格 11,800円 | T05A08N15-25 標準価格 14,800円 | | | |
| 5mm | | | 200 μ | | | | | T05A08N20-25 標準価格 12,800円 | | | |
| 5mm | | | 250 μ | | | | | T05A08N25-25 標準価格 10,600円 | | | |
| 6mm | | | 100 μ | | T06A00N10-25 標準価格 18,000円 | | | | | | |
| 6mm | | | 120 μ | | | T06A10N12-25 標準価格 18,000円 | | | | | |
| 6mm | | | 150 μ | | | T06A10N15-25 標準価格 14,800円 | T06A09N15-25 標準価格 11,800円 | T06A08N15-25 標準価格 14,800円 | | | |
| 6mm | | | 200 μ | | | | T06A09N20-25 標準価格 11,800円 | | | | |
| 6mm | | | 250 μ | | | | | T06A08N25-25 標準価格 9,600円 | | | |

| 針 | | 糸 | 針径 | 号数 | | | | | | 長さ | カラー 種別 |
|-----|---|---|------|------|-------------------------------|------|-----|-----|-----|------|---------------|
| | | | | 12-0 | 11-0 | 10-0 | 9-0 | 8-0 | 7-0 | | |
| 3mm | ○ | 糸 | 80 μ | | WT03A00N08-20 標準価格 32,000円 | | | | | 20cm | 黒 ナイ ロン |

| 針 | | 糸 | 針径 | 号数 | | | | | | 長さ | カラー 種別 |
|-----|---|---|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|------|----------------------------|-----------|
| | | | | 12-0 | 11-0 | 10-0 | 9-0 | 8-0 | 7-0 | | |
| 4mm | ▽ | 糸 | 80 μ | VT04A00N08-15 標準価格 52,800円 | VT04A10N08-15 標準価格 48,800円 | | | | 15cm | 黒 ナイロン・ モノ フィラメント | |
| 5mm | | | 100 μ | VT05A00N10-15 標準価格 29,800円 | VT05A10N10-15 標準価格 29,800円 | VT05A09N10-15 標準価格 29,800円 | | | | | |
| 5mm | | | 140 μ | | VT05A10N14-15 標準価格 22,800円 | VT05A09N14-15 標準価格 22,800円 | VT05A08N14-15 標準価格 22,800円 | | | | |



本 社 工 場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361
 東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル
 TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042
 その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。
<http://www.bearmedic.co.jp/>

