


Micro Vascular Clip

マイクロバスキュラークリップ




株式会社ベアーメディック

made in JAPAN

ディスポーザブルマイクロバスキュラークリップ

■TGシリーズ

承認番号21900BZX01304000

形状	製品コード	クリップ力	有効血管径	全長	入数	標準価格
	TG-1-30 (リンパ管・静脈用・黒色)	0.29N(30gf)	MAX 0.5mm	7mm	6個	¥20,000

■TKシリーズ

承認番号21900BZX01304000

形状	製品コード		クリップ力		有効血管径	全長	入数	標準価格
	1:シングル/2:ダブル		静脈用	動脈用				
	静脈用(緑色)	動脈用(黄色)						
	TKF-1-15	TKF-1-30	0.15N(15gf)	0.29N(30gf)	0.2~1mm	11mm	10個	¥18,000
	TKF-2-15	TKF-2-30	0.15N(15gf)	0.29N(30gf)			10個	¥36,000
	TKS-1-20	TKS-1-40	0.20N(20gf)	0.39N(40gf)	MAX 1mm	14.5mm	10個	¥16,500
	TKS-2-20	TKS-2-40	0.20N(20gf)	0.39N(40gf)			10個	¥33,000
	TKM-1-30	TKM-1-60	0.29N(30gf)	0.59N(60gf)	1~2mm	17mm	10個	¥13,200
	TKM-2-30	TKM-2-60	0.29N(30gf)	0.59N(60gf)			10個	¥31,000
	TKL-1-60	TKL-1-120	0.59N(60gf)	1.18N(120gf)	2~4mm	21.5mm	10個	¥13,200
	TKL-2-60	TKL-2-120	0.59N(60gf)	1.18N(120gf)			10個	¥31,000
	TKL-1-90(動脈用・白色)	0.88N(90gf)					10個	¥15,000

■ES・HKシリーズ

承認番号21900BZX01304000

形状	製品コード	クリップ力	有効血管径	全長	入数	標準価格
	ES-100	0.98N(100gf)	5~12mm	30mm	5個	¥37,000
	ES-150	1.47N(150gf)	5~12mm		5個	¥37,000
	ES-200	1.98N(200gf)	5~12mm		5個	¥37,000
	HK-1-50 (3/8R)	0.49N(50gf)	MAX 2mm	22.5mm	10個	¥16,500
	HK-2-50 (1/2R)	0.49N(50gf)	MAX 2mm		10個	¥16,500

■MHシリーズ

承認番号21900BZX01304000

形状	製品コード	クリップ力	有効血管径	全長	入数	標準価格
	MH-1-20	0.20N(20gf)	MAX 1mm	15mm	6個	¥22,800
	MH-1-30M	0.29N(30gf)	MAX 1mm	13mm	6個	¥22,800

■MHシリーズ専用鉗子

届出番号08B1X00003000003

形状	製品コード	全長	入数	標準価格
	KS-S	130mm	1本	¥80,000

■OKシリーズ ステンレスクリップ (リユースタイプ)

届出番号08B1X00003000002

形状	製品コード	クリップ力	有効血管径	全長	入数	標準価格
	OK-300	2.89N(300gf)	5~12mm	43mm	1個	¥40,000

 **株式会社ベアーメディック**

本社工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361
 東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル
 TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042
 その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。
<http://www.bearmedic.co.jp/>

