

# パーソナルドライボックス

## 鏡視下手術トレーニング

内視鏡を使った手術の手技を自宅や医局で簡単にトレーニングできます。

一般内視鏡外科単孔式から  
腹腔鏡下手術・胸腔鏡下手術まで

NEW

### 待望の「擬似トロッカー」タイプ

樹脂製のパイプを用いて  
トロッカーに近い操作性を  
再現しています

様々な術式に対応する  
ために側面にも  
ポート穴を追加



パーソナルドライボックスセット  
(擬似トロッカー付き) 標準価格  
¥49,000

実用新案・意匠  
申請中



パーソナルドライボックスホルダー  
習用パッド

パーソナルドライ  
ボックスセット 標準価格  
¥39,000

終売予定の為  
販売価格サービス中です。  
ご興味ある方は下記問い合わせ先に  
ご連絡ください。

## 内視鏡トレーニングスターターセット

NEW



パーソナルドライボックスセット  
(擬似トロッカー付き)  
¥49,000



練習用持針器  
廉価品 ¥25,000



練習用剥離カンシ  
¥20,000

廉価品セット 標準価格 ¥86,000~

NEW



パーソナルドライボックスセット  
(擬似トロッカー付き)  
¥49,000



練習用持針器  
専用設計品 ¥51,500



練習用剥離カンシ  
¥20,000

専用設計品セット 標準価格 ¥115,000~

ハサミカンシ付のセットもございます。詳しくは裏面をご参照下さい。

※表示価格は消費税抜きの価格です。別途消費税が掛かります。 ※製品の仕様は予告無く変更になる場合がございます。ご了承下さい。

ご興味のある方は見積額を提示致しますのでお気軽に販売元: (株)ベアーメディックへご連絡ください。

販売元: (株)ベアーメディック  
【東京】〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-24 湯島ベアービル  
TEL: 03-3818-4041 FAX: 03-3818-4042 担当: 安田  
E-mail: info@bearmedic.co.jp

フジモリ産業株式会社 化成品事業部 開発営業課  
HP: <http://www.fujimori.co.jp>  
「フジモリ産業 パーソナルドライボックス」で検索  
問い合わせは左記まで

# パーソナルドライボックスシリーズ

## セット製品ラインナップ

### 内視鏡トレーニングスターターセット

<b>廉価品セット</b>	下記 <b>1 3 4</b> + カンシ専用ケース付	標準価格 <b>¥86,000</b> (税別)
<b>専用設計品セット</b>	下記 <b>1 3 5</b> + カンシ専用ケース付	標準価格 <b>¥115,000</b> (税別)
<b>廉価品セット(ハサミカンシ有)</b>	下記 <b>1 2 3 4</b> + カンシ専用ケース付	標準価格 <b>¥93,000</b> (税別)
<b>専用設計品セット(ハサミカンシ有)</b>	下記 <b>1 2 3 5</b> + カンシ専用ケース付	標準価格 <b>¥120,000</b> (税別)

## 製品ラインナップ

<b>1</b> <b>パーソナルドライボックスセット 擬似トロッカー付</b>	セット内容：パーソナルドライボックス本体（擬似トロッカー付）1個、練習用パッド1枚、Webカメラ1台、専用収納バッグ1個	単品標準価格 <b>¥49,000</b> (税別)
<b>2</b> <b>練習用カンシ(ハサミ)</b>	・材質：プラスチック（ABS）、ステンレス ・全長：480mm（有効長：330mm） ・重量：80g/本	単品標準価格 <b>¥20,000</b> (税別)
<b>3</b> <b>練習用剥離カンシ</b>	・材質：プラスチック（ABS）、ステンレス ・全長：480mm（有効長：330mm） ・重量：80g/本	単品標準価格 <b>¥20,000</b> (税別)
<b>4</b> <b>練習用持針器 廉価版</b>	・材質：ステンレス ・全長：470mm（有効長：330mm） ・重量：130g/本	単品標準価格 <b>¥25,000</b> (税別)
<b>5</b> <b>練習用持針器 専用設計品</b>	・材質：ステンレス、把持部チタン ・全長：515mm（有効長：330mm） ・重量：180g/本	単品標準価格 <b>¥51,000</b> (税別)
<b>6</b> <b>練習用針付糸(未滅菌)</b>	・入数：24本（8本×3セット 保管用チャック袋入り） ・仕様：糸…シルクブレード（黒色）、号数：3-0、糸長：20cm 針…丸針、湾曲：強湾（1/2R 180°）、針長：27mm、針径：0.7mm ・製造元：(株)ベアーメディック	単品標準価格 <b>¥8,000</b> (税別)

カンシ専用ケース(両面ポケット仕様)のみでも販売しております。

単品標準価格 **¥4,000**(税別、別途送料)

#### 注意事項

- ・本商品は内視鏡手術トレーニング用として販売しておりますので、臨床ではご使用いただけません。
- ・当該トレーニング以外のご使用はご遠慮ください。
- ・お買い上げ金額1万円以上（税込）は送料無料。1万円未満（税込）の場合は、別途送料1,080円お客様負担になります。

