

# 鏡視下手術用鉗子ホルダー ベアー エンドホルダー

## 使用上の注意

1. 250度以上の高温になるデバイスは筒内に入れないでください。
2. 先端が鋭利なデバイスは筒内に入れないでください。  
筒内の樹脂が削れてしまい削れた破片がデバイス先端に付着する恐れがあります。

## 特 徴

1. 術者の手元に鉗子を置いておけるので、すぐに必要な鉗子を手に取ることができます。
2. 鉗子が手術台から滑り落ちることがありません。
3. 挿入部の斜め切り加工により鉗子が入れやすく、また、鉗子グリップが手前に揃うことで取り出しやすくなっています。
4. 高い耐久性により、繰り返し滅菌使用が可能ですので、低コストで高いパフォーマンスが実現できます。



● 直径(内径)6cm 全長48cm 深さ43cm 重さ450g

商品名	商品コード	入り数	標準価格	JANコード
ベアーエンドホルダー	BEH-1	1個	45,000円(税別)	4544607464156

 **株式会社ベアー メディック**

本社工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361  
東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル  
TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042  
その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。  
<http://www.bearmedic.co.jp>

