




MONO STINGER

ポリジオキサノンモノフィラメント合成吸収糸



株式会社 ベアー メディック

ポリジオキサノンモノフィラメント合成吸収糸

モノスティングァー




製品特徴

材質	ポリジオキサノン	吸収期間	約180日～220日
形状	モノフィラメント	滅菌	EOG 滅菌
サイズ	7-0～1号	針付縫合糸	角針・丸針・鈍針
色	紫	分解	加水分解


生体内吸収速度

in vivo(ラットによる)



引張り強度

(社内データ)



逆三角針 (リバース)

強弯 1/2 Circle

片針 12本/1箱

針		糸	号 数							長さ	カラー 種別
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	▼	ZE08MV07H-45 1 箱 ¥22,800	E08MV06H-45 1 箱 ¥18,600	E08MV05H-45 1 箱 ¥18,600					45cm	紫・モノ フィラメント	
11mm			E11MV06H-45 1 箱 ¥15,480	E11MV05H-45 1 箱 ¥15,480	E11MV04H-45 1 箱 ¥15,480						
13mm				E13MV05H-45 1 箱 ¥15,480	E13MV04H-45 1 箱 ¥15,480						
15mm					E15MV04H-45 1 箱 ¥15,480						
17mm					E17MV04H-45 1 箱 ¥15,480	E17MV03H-45 1 箱 ¥15,480					
22mm					E22MV04H-75 1 箱 ¥12,480	E22MV03H-75 1 箱 ¥12,480	E22MV02H-75 1 箱 ¥15,480		75cm		
26mm						E26MV03H-75 1 箱 ¥12,480	E26MV02H-75 1 箱 ¥8,280	E26MV01H-75 1 箱 ¥9,240			
36mm							E36MV02H-75 1 箱 ¥12,480	E36MV01H-75 1 箱 ¥9,240			

逆三角針 (リバース)

弱弯 3/8 Circle

片針 12本/1箱

針	糸	号 数							長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	▼		E08MV06N-45 1箱 ¥15,480	E08MV05N-45 1箱 ¥18,600					45cm	紫・モノフィラメント
11mm			E11MV06N-45 1箱 ¥15,480	E11MV05N-45 1箱 ¥18,600						
13mm				E13MV05N-45 1箱 ¥18,600	E13MV04N-45 1箱 ¥15,480					
15mm				E15MV05N-45 1箱 ¥18,600	E15MV04N-45 1箱 ¥15,480					
17mm				E17MV05N-45 1箱 ¥18,600						
					E19MV04N-45 1箱 ¥15,480	E19MV03N-45 1箱 ¥15,480				
19mm										

切糸 3本入り×12袋=1箱

長さ	U.S.P	号 数						1袋入数	総数	カラー種別
		5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号			
45cm		45MV05-3 1箱 ¥8,600	45MV04-3 1箱 ¥8,600	45MV03-3 1箱 ¥8,600	45MV02-3 1箱 ¥8,600	45MV01-3 1箱 ¥8,600	45MV11-3 1箱 ¥8,600	3本	36本	紫・モノ

■ 丸針 (テーパポイント・テーパカット)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号	
13mm	○	T13MV06H-75 1箱 ¥11,520	T13MV05H-75 1箱 ¥11,520	T13MV04H-75 1箱 ¥9,240					紫・モノ フィラメント
17mm			T17MV05H-75 1箱 ¥9,240	T17MV04H-75 1箱 ¥9,240	T17MV03H-75 1箱 ¥9,240				
17mm	▽			ZT17MV04H-35-04 1箱 ¥28,800					
19mm					VT19MV03H-75 1箱 ¥9,920				
22mm	○			T22MV04H-75 1箱 ¥9,240	T22MV03H-75 1箱 ¥9,240	T22MV02H-75 1箱 ¥9,240			
22mm					ZT22MV03H-35-04 1箱 ¥28,800				
22mm	▽					VT22MV02HH-70 1箱 ¥13,500 (強々弯)			
26mm			T26MV05H-75 1箱 ¥9,240		T26MV03H-75 1箱 ¥8,280	T26MV02H-75 1箱 ¥8,280		T26MV11H-75 1箱 ¥10,500	
27mm	○						ZT27MV01HH-75 1箱 ¥10,600 (強々弯)		
36mm					T36MV03H-75 1箱 ¥8,760	T36MV02H-75 1箱 ¥8,760	T36MV01H-75 1箱 ¥8,760	T36MV11H-75 1箱 ¥8,760	

■ 丸針 (テーパポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号	
8mm	○	T08MV06N-45 1箱 ¥15,600							紫 モノ
11mm		T11MV06N-45 1箱 ¥13,900							
22mm			T22MV05N-75 1箱 ¥9,240	T22MV04N-75 1箱 ¥9,240					

■ 丸針 (テーパカット・テーパポイント)

■ 直針 straight

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号	
15mm	▽		VST15MV05M-45 1箱 ¥13,000						紫 モノ
17mm	○		VT17MV05M-45 1箱 ¥12,000	VT17MV04M-45 1箱 ¥12,000					

■ 丸針 (テーパポイント・リリースポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12パック/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号	
13mm	○			RP-T13MV04H-45-8 1箱 ¥55,680					紫・モノ フィラメント
17mm			RP-T17MV05H-45-8 1箱 ¥50,880	RP-T17MV04H-45-8 1箱 ¥50,880					
22mm				RP-T22MV04H-45-8 1箱 ¥55,680	RP-T22MV03H-45-8 1箱 ¥55,680				
26mm					RP-T26MV03H-45-8 1箱 ¥46,080	RP-T26MV02H-45-8 1箱 ¥46,080			
36mm					ZRP-T36MV03H-45-8 1箱 ¥62,000	RP-T36MV02H-45-8 1箱 ¥64,000			

■ 鈍針 (ブラントテーパポイント・ループ)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号	
48mm	●						D48MV01H-W75 1箱 ¥25,560		紫 モノ

■ 鈍針 (ブラントテーパポイント・リリースポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12パック/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号	
36mm	●						RP-D36MV01H-45-8 1箱 ¥56,640	RP-D36MV11H-45-8 1箱 ¥56,640	紫 モノ
48mm								RP-D48MV11H-45-4 1箱 ¥30,240	

■ 両端針		■ 丸針 (テーパーポイント・テーパーカット)			■ 強弯 1/2 Circle		■ 両端針		12本／1箱	
針 \ 糸		号 数						長さ	カラー 種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1号
6mm		WT06MV06H-75 1箱 ¥26,400							75cm	紫 モノ
8mm			ZWVT08MV05H-90 1箱 ¥26,400						90cm	

■ 両端針		■ 丸針 (テーパーポイント)			■ 弱弯 3/8 Circle		■ 両端針		12本／1箱	
針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1号
6mm	○	WT06MV06N-75 1箱 ¥26,400							75cm	紫 モノ
8mm			WT08MV05N-75 1箱 ¥26,400							

■ 両端針		■ 丸針 (テーパーポイント)				■ 直針 straight		■ 両端針		12本/1箱	
針	糸	号 数						長さ	カラー 種別		
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1号	
65mm	○						WT65MV01M-75 1箱 ¥16,000	WT65MV11M-75 1箱 ¥16,000	75cm	紫 モノ	

■ 内視鏡外科専用 スリットスケールパッケージ 丸針 (テーパーポイント)					■ 強弯 1/2 Circle		■ 片針 12本/1箱			
針		糸	号 数						長さ	カラー 種別
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
12mm					T12MV03H-20M 1箱 ¥12,000	T12MV02H-20M 1箱 ¥12,000			20cm	紫 モノ

■ 内視鏡外科専用 スリットスケールパッケージ 丸針 (テーパーカット)				■ 強弯 1/2 Circle		■ 片針 12本／1箱				
針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1号
22cm				VT22MV04H-20M 1箱 ¥12,000	VT22MV03H-20M 1箱 ¥12,000	VT22MV02H-20M 1箱 ¥12,000			20cm	紫 モノ
25mm					VT25MV03H-20M 1箱 ¥12,000	VT25MV02H-20M 1箱 ¥12,000				

■ 内視鏡外科Φ5mmポート挿入用 丸針 ■ 特殊弯曲 (110°) ■ 弱々弯 (90°・1/4) ■ 片針 12本／1箱											
針		糸	号 数						長さ	カラー種別	
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1号
24mm	○					T24MV03I-45 1箱 ¥10,280 (110°)				45cm	紫モノ
26mm						T26MV03NN-45 1箱 ¥10,280 (90°)					

ご使用の前に必ず添付文書をお読み下さい。

- 本品に感作又は金属アレルギーを示す患者には使用しないこと。
- 本品は吸収性であるため、緊張下の組織を接合させる必要のある部位には使用しないこと。
又、補綴材、すなわち心臓弁、合成移植片等との接合には使用しないこと。
- 再使用禁止。



株式会社ベアーメディック

本 社 工 場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361

東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル

TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042

その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。

<http://www.bearmedic.co.jp/>

