



# SURGISORB

コーテッド・ポリグリコール酸合成吸収糸

Coated Synthetic Absorbable  
Braided Polyglycolic Acid Sutures



株式会社ベアー・メディック

# SURGISORB

Coated Synthetic Absorbable  
Braided Polyglycolic Acid Sutures


## ■特徴

優れた操作性  
と  
確実な結紮力


強い抗張力

優れた吸収性

### ■強度比較




### ■強度保持力




### ■吸収期間

60~90日  
2W:75%  
3W:50%

### ■水による加水分解



### 加水分解の様子



## 切り糸【ポリグリコール酸合成吸収糸・ブレード】

承認番号 21000BZY00102000

### ■ブレード糸

■ 1パック12本入り × 12パック / 1箱

長さ	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2	1パック 入数	総本数	カラー 種別
45cm	B45SV04-12 1箱 19,440円	B45SV03-12 1箱 19,440円	B45SV02-12 1箱 19,440円	B45SV01-12 1箱 31,000円	B45SV11-12 1箱 31,000円	B45SV22-12 1箱 31,000円	12本	144本	紫 ブレード

## リリースポイント【ポリグリコール酸合成吸収糸・ブレード】

承認番号 21000BZY00102000

### ■丸針・鈍針

■ 強弯 1/2 Circle

■ 1パック8本入り × 12パック / 1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1
17mm	○			BTRP17SV04H45 1箱 44,000円	BTRP17SV03H45 1箱 44,000円				45 cm	紫・ ブレード
22mm				BTRP22SV04H45 1箱 44,000円	BTRP22SV03H45 1箱 44,000円					
26mm					BTRP26SV03H45 1箱 38,000円	BTRP26SV02H45 1箱 38,000円	BTRP26SV01H45 1箱 38,000円			
36mm						BTRP36SV02H45 1箱 41,000円	BTRP36SV01H45 1箱 41,000円	BTRP36SV11H45 1箱 41,000円		
45mm								BTRP45SV11H45 1箱 45,000円		

針	糸	号数						長さ	カラー 種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1
26mm	●				BDRP26SW03H45 1箱 40,000円				45 cm	白 ブレード
36mm						BDRP36SW02H45 1箱 45,000円		BDRP36SW11H45 1箱 45,000円		

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
13mm	▼			BE13SV04H-45 標準価格 11,400円				45 cm	紫・ ブレード
15mm				BE15SV04H-45 標準価格 11,400円	BE15SV03H-45 標準価格 11,400円				
17mm				BE17SV04H-45 標準価格 7,200円					
23mm					BE23SV03H-75 標準価格 7,200円	BE23SV02H-75 標準価格 7,200円		75 cm	
26mm						BE26SV02H-75 標準価格 7,200円			
36mm							BE36SV11H-75 標準価格 9,000円		

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
10mm	▼	BE10SW06H-45 標準価格 11,400円						45 cm	白・ ブレード
13mm		BE13SW06H-45 標準価格 11,400円	BE13SW05H-45 標準価格 11,400円	BE13SW04H-45 標準価格 11,400円					
15mm			BE15SW05H-45 標準価格 11,400円	BE15SW04H-45 標準価格 11,400円	BE15SW03H-45 標準価格 11,400円				
17mm				BE17SW04H-45 標準価格 7,200円				75 cm	
23mm					BE23SW03H-75 標準価格 7,200円				

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
12mm	▼			BE12SV04N-45 標準価格 11,400円				45 cm	紫・ ブレード
15mm				BE15SV04N-45 標準価格 11,400円	BE15SV03N-45 標準価格 11,400円				
19mm					BE19SV03N-45 標準価格 7,200円				

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼	BE11SW06N-45 標準価格 11,400円						45 cm	白・ ブレード
12mm			BE12SW05N-45 標準価格 11,400円	BE12SW04N-45 標準価格 11,400円					
13mm		BE13SW06N-45 標準価格 11,400円							
15mm				BE15SW04N-45 標準価格 11,400円	BE15SW03N-45 標準価格 11,400円			75 cm	
19mm					BE19SW03N-45 標準価格 7,200円				

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1
13mm	○			BT13SV04H-75 標準価格 7,200円				75 cm	紫・ ブレード	
15mm				BT15SV04H-75 標準価格 7,200円	BT15SV03H-75 標準価格 7,200円					
20mm				BT20SV04H-75 標準価格 7,200円	BT20SV03H-75 標準価格 7,200円					
26mm					BT26SV03H-75 標準価格 7,200円	BT26SV02H-75 標準価格 7,200円	BT26SV01H-75 標準価格 7,200円	75 cm		
36mm					BT36SV03H-75 標準価格 7,200円	BT36SV02H-75 標準価格 7,200円	BT36SV01H-75 標準価格 7,200円			BT36SV11H-75 標準価格 7,200円

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
13mm	○	BT13SW06H-75 標準価格 7,200円	BT13SW05H-75 標準価格 7,200円	BT13SW04H-75 標準価格 7,200円				75 cm	白・ ブレード
15mm				BT15SW04H-75 標準価格 7,200円	BT15SW03H-75 標準価格 7,200円				
20mm				BT20SW04H-75 標準価格 7,200円	BT20SW03H-75 標準価格 7,200円				
26mm					BT26SW03H-75 標準価格 7,200円			75 cm	
36mm					BT36SW03H-75 標準価格 7,200円				



# 株式会社ベアーメディック

本 社 工 場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361

東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル

TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042

その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。

<http://www.bearmedic.co.jp/>



## ご使用の前に製品に添付されている取扱説明書を必ずお読みください。

- ・サージソープは吸収性なので、長期にわたる組織接合を要する部位及び強度の緊張のかかる状態で広範囲にわたる部位での使用はしないでください。
- ・サージソープは、眼科処置を含むあらゆる軟組織の接合、及び結紮に使用する縫合糸ですが、心臓血管、及び神経系統の組織には使用しないでください。
- ・適用部位や症状によっては、創傷裂開の危険もあります。使用する前に術者は吸収性縫合糸を用いた外科的処置、及び手技に習熟している必要があります。  
素材が吸収性であるため、拡張、伸張、膨満をおこしそうな部位、あるいは支持の必要な部位への使用に際しては、補助的手段として非吸収性縫合糸の使用や外部サポーターの使用を考慮してください。
- ・一度開封した後の再滅菌はしないでください。開封後、未使用の物は廃棄してください。

●お求めは下記の代理店へ