

Latex Free BEAR 牽引フック (糸付き)



IM-P1-1
(フック小・ゴムM)



IM-P2-1
(フック大・ゴムM)



IL-P1-1
(フック小・ゴムL)



IL-P2-1
(フック大・ゴムL)

- ◆ラテックスアレルギー患者にも安心なラテックスフリー
- ◆硬膜や頭皮の牽引に適した形状 (糸長さ70mm)
- ◆2種類のゴム牽引力の選択が可能

カタログ番号	製品名	フック形状	入り数	標準価格
IM-P1-1	牽引フック糸付き (小)	弱弯鋭針・幅 4.45mm	1パック 1本 入り	¥6,800
IM-P2-1	牽引フック糸付き (大)	弱弯鋭針・幅 6.75mm	1パック 1本 入り	¥6,800
IL-P1-1	牽引フック糸付き (小)	弱弯鋭針・幅 4.45mm	1パック 1本 入り	¥7,600
IL-P2-1	牽引フック糸付き (大)	弱弯鋭針・幅 6.75mm	1パック 1本 入り	¥7,600
IM-P1-5	牽引フック糸付き (小)	弱弯鋭針・幅 4.45mm	1パック 5本 入り	¥26,500
IM-P2-5	牽引フック糸付き (大)	弱弯鋭針・幅 6.75mm	1パック 5本 入り	¥26,500
IL-P1-5	牽引フック糸付き (小)	弱弯鋭針・幅 4.45mm	1パック 5本 入り	¥26,500
IL-P2-5	牽引フック糸付き (大)	弱弯鋭針・幅 6.75mm	1パック 5本 入り	¥26,500

販売名：牽引フックMIセット
届出番号：08B1X00003000004

※単回使用製品 / 滅菌済み
1箱10パック入り

製造販売元

  地域未来牽引企業
株式会社ベアーメディック

本社工場：〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24
TEL：03-3818-4041 (代) FAX：03-3818-4042
その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください
<http://www.bearmedic.co.jp/>