

# BEAR Micro Measure (ベアーマイクロメジャー)

滅菌済

届出番号:08B1X00003000001

- 最大計測 3mm,0.2mm 単位で計測可能
- 紛失防止糸付
- ハレーション防止加工



外形寸法：4.8x2.6x0.2mm  
 糸の長さ：約 50mm  
 数値表示：片面のみ  
 製品コード：MM-3-10  
 標準価格：10,000 円 (10 枚入り)

# マイクロ練習用針付縫合糸

未滅菌

針					糸				入数	標準価格
商品コード	針種類	長さ	径	湾曲	材質	号数	色	長さ		
No.2	丸針	4mm	100 $\mu$	弱	ナイロン・モノフィラメント	10-0	黒	20cm	10 本	10,000 円
No.4	丸針	4mm	100 $\mu$	弱	ナイロン・モノフィラメント	9-0	黒	20cm	10 本	10,000 円
No.10	丸針	3mm	80 $\mu$	弱	ナイロン・モノフィラメント	11-0	黒	20cm	10 本	18,000 円
No.12	丸針	5mm	150 $\mu$	弱	ナイロン・モノフィラメント	8-0	黒	25cm	10 本	11,000 円

 地域未来牽引企業  
**株式会社ベアーメディック**

本社工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361  
 東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル  
 TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042  
 その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。  
<http://www.bearmedic.co.jp/>

