




# アキレス腱縫合糸

製品特徴

## ループ糸(2号) + 直針(特殊加工)


### 糸について

- ・ループの為、2倍(4号分)の抗張力を保てます。
- ・縫合時間の短縮にもなります。
- ・しなやかで、強い抗張力を持つポリエステルブレード糸を使用。



### 針について



- ・術中の自在な曲げ加工を実現致しました。
- ・直針先端約10mmは、硬くして刺通性を確保しています。
- ・針穴はレーザーによる穴加工。
- ・糸は加締めの為、組織損傷及び出血が軽減されます。



アキレス腱断裂時

アキレス腱縫合時

アキレス腱縫合後



商品内容	商品コード	標準価格
直丸針50mmポリエステルブレード糸ループ2号30cm(針特殊加工)	ZT50Y22M-W30	13,000円

1) 1箱10本入り。 2) 全て滅菌済みです。 3) 表示価格は税抜き価格です。 承認番号 16000BZZ01949000

**BEAR 株式会社ベアーメディック**

本社工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361  
 東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル  
 TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042  
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-1-26-702  
 TEL.06-6732-9550(代) FAX.06-6732-9552

その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。  
<http://www.bearmedic.co.jp/>

