

CROSS SORB

クロスソーブ

ポリグリコール酸 (PGA) ブレード合成吸収糸



株式会社ベアーナディック

CROSS SORB

クロスソーブ




- 純日本製にこだわったポリグリコール酸 (PGA) 100%のブレード合成吸収糸
- 特殊コーティングにより優れた組織通過性。
- 豊富なサイズバリエーション
- 全ての規格に切れ味が向上した縫合針を使用しました。

※カタログ掲載以外サイズの特注品対応もお受け致します。

優れた操作性と 確実な結紮力

- 特殊コーティングによりスムーズな糸滑りを実現、またシルクタッチの編込みで弾性を持たせ確実な結紮を可能にしました。
- 識別：紫・白 2色のバリエーション



強い抗張力

- 創傷治癒期間を通じ、確実に強い抗張力を維持。その後、速やかに吸収。


残存抗張力
2W : 65%
3W : 35%



優れた吸収性

- ポリグリコール酸 (PGA) 100%の編み糸合成吸収糸。体内へ埋没後、抗張力を維持しながら創傷治癒段階を経てサポートを徐々に緩めながら段階的に吸収。

加水分解により吸収




完全吸収期間：約100日


縫合針の種類と弯曲

種類


コード E
エクストラ・リバースカット




コード BP
エクストラ・スパチュラ
スリムタイプ



コード T
テーパポイント



コード D
鈍先テーパポイント



弯曲

H (強弯) 1/2R 180°

強弯
1/2



N (弱弯) 3/8R 135°

弱弯
3/8




NN (弱々弯) 1/4R 90°

弱々弯
1/4




HH (強々弯) 5/8R 225°

強々弯
5/8



M (直針)


直針



スタンダードタイプ [ポリグリコール酸合成吸収糸・ブレード]

■ 逆三角針 (リバース)

■ 強弯 1/2 Circle



■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1
15mm	▽			E15CV04H-45 標準価格 9,000円	E15CV03H-45 標準価格 7,440円				45 cm	紫・ブレード
17mm				E17CV04H-45 標準価格 9,000円	E17CV03H-45 標準価格 7,440円					
21mm					E21CV03H-75 標準価格 7,440円	E21CV02H-75 標準価格 8,160円				
25mm					E25CV03H-75 標準価格 7,440円	E25CV02H-75 標準価格 8,160円	E25CV01H-75 標準価格 8,640円			
30mm						E30CV02H-75 標準価格 8,160円	E30CV01H-75 標準価格 8,640円			
35mm						E35CV02H-75 標準価格 8,160円	E35CV01H-75 標準価格 8,640円	E35CV11H-75 標準価格 8,640円		
40mm								E40CV11H-75 標準価格 8,640円		
11mm	▽	E11CW06H-45 標準価格 10,200円							45 cm	白・ブレード
13mm		E13CW06H-45 標準価格 10,200円	E13CW05H-45 標準価格 9,960円	E13CW04H-45 標準価格 9,000円						
15mm			E15CW05H-45 標準価格 9,960円	E15CW04H-45 標準価格 9,000円	E15CW03H-45 標準価格 7,440円					
17mm				E17CW04H-45 標準価格 9,000円						
25mm					E25CW03H-75 標準価格 7,440円					

■ 逆三角針 (リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle




■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1
19mm	▽			E19CV04N-45 標準価格 9,000円	E19CV03N-45 標準価格 7,440円				45 cm	紫ブレ
11mm	▽	E11CW06N-45 標準価格 10,200円	E11CW05N-45 標準価格 9,960円						45 cm	白・ブレード
13mm		E13CW06N-45 標準価格 10,200円	E13CW05N-45 標準価格 9,960円	E13CW04N-45 標準価格 9,000円						
15mm			E15CW05N-45 標準価格 9,960円	E15CW04N-45 標準価格 9,000円	E15CW03N-45 標準価格 7,440円					
19mm					E19CW03N-45 標準価格 7,440円					

■ 丸針 (テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle



■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1
15mm	○		T15CV05H-75 標準価格 8,400円	T15CV04H-75 標準価格 7,200円	T15CV03H-75 標準価格 7,200円				75 cm	紫・ブレード
17mm				T17CV04H-75 標準価格 7,200円	T17CV03H-75 標準価格 7,200円					
21mm				T21CV04H-75 標準価格 7,200円	T21CV03H-75 標準価格 7,200円	T21CV02H-75 標準価格 7,200円				
25mm				T25CV04H-75 標準価格 7,200円	T25CV03H-75 標準価格 7,200円	T25CV02H-75 標準価格 7,200円	T25CV01H-75 標準価格 7,200円			
30mm					T30CV03H-75 標準価格 7,200円	T30CV02H-75 標準価格 7,200円	T30CV01H-75 標準価格 7,200円	T30CV11H-75 標準価格 7,200円		
35mm					T35CV03H-75 標準価格 7,200円	T35CV02H-75 標準価格 7,200円	T35CV01H-75 標準価格 7,200円	T35CV11H-75 標準価格 7,200円		
40mm					T40CV03H-75 標準価格 7,200円	T40CV02H-75 標準価格 7,200円	T40CV01H-75 標準価格 7,200円	T40CV11H-75 標準価格 7,200円		
48mm							T48CV01H-90 標準価格 7,200円			
13mm	○	T13CW06H-75 標準価格 8,400円	T13CW05H-75 標準価格 8,400円	T13CW04H-75 標準価格 7,200円				75 cm	白・ブレード	
15mm			T15CW05H-75 標準価格 8,400円	T15CW04H-75 標準価格 7,200円						

■ 丸針 (テーパーポイント)

■ 直針 straight




■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1
15mm	○		T15CV05M-45 標準価格 10,300円	T15CV04M-45 標準価格 9,360円					45 cm	紫ブレ

スタンダードタイプ【ポリグリコール酸合成吸収糸・ブレード】

■ 逆三角針 (スパチュラ)

■ 強弯 1/2 Circle




■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
10mm	▽		BP10CV06H-45 標準価格 15,600円					45 cm	紫 ブレ ード
10mm			BP10CW06H-45 標準価格 15,600円					45 cm	
13mm			BP13CW05H-45 標準価格 15,600円						
15mm				BP15CW04H-45 標準価格 15,600円					

■ 逆三角針 (スパチュラ)

■ 弱弯 3/8 Circle




■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
6.5mm	▽	ZBP6.5CV07N-45 標準価格 22,500円						45 cm	紫 ブレ ード

■ 両端逆三角針 (スパチュラ)

■ 弱弯 3/8 Circle




■ 両端針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
6.5mm	▽	ZWBP6.5CV07N-45 標準価格 37,500円						45 cm	紫 ブレ ード

リリースポイント【ポリグリコール酸合成吸収糸・ブレード】

■ 丸針 (テーパポイント)

■ 強弯 1/2 Circle




■ 1パック8本入り × 12パック/1箱
1号 1パック4本入り × 12パック/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1
13mm	○		RPT13CV05H45-8 標準価格 43,200円	RPT13CV04H45-8 標準価格 43,200円					45 cm	紫 ブレ ード
17mm				RPT17CV04H45-8 標準価格 41,280円	RPT17CV03H45-8 標準価格 40,320円					
21mm				RPT21CV04H45-8 標準価格 41,280円	RPT21CV03H45-8 標準価格 40,320円					
25mm				RPT25CV04H45-8 標準価格 41,280円	RPT25CV03H45-8 標準価格 40,320円	RPT25CV02H45-8 標準価格 40,320円	RPT25CV01H45-8 標準価格 40,320円			
35mm						RPT35CV02H45-8 標準価格 40,320円	RPT35CV01H45-8 標準価格 40,320円	RPT35CV11H45-4 標準価格 21,600円		
40mm							RPT40CV01H45-8 標準価格 40,320円	RPT40CV11H45-4 標準価格 21,600円		
45mm								RPT45CV11H45-4 標準価格 21,600円		

■ 鈍針 (プラントポイント)

■ 強弯 1/2 Circle




■ 1パック8本入り × 12パック/1箱
1号 1パック4本入り × 12パック/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1
21mm	◎				RPD21CV03H45-8 標準価格 40,320円				45 cm	紫 ブレ ード
40mm							RPD40CV01H45-8 標準価格 43,200円	RPD40CV11H45-4 標準価格 21,600円		
45mm								RPD45CV11H45-4 標準価格 21,600円		
25mm	◎				RPD25CW03H45-8 標準価格 40,320円				45 cm	白 ブレ ード
35mm						RPD35CW02H45-8 標準価格 43,200円	RPD35CW01H45-8 標準価格 43,200円	RPD35CW11H45-4 標準価格 21,600円		

■ 逆三角針 (リバース)

■ 強弯 1/2 Circle



■ 1パック8本入り × 12パック / 1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1
17mm	▽				RPE17CV03H45-8 標準価格 38,700円				45 cm	紫 ブレ ード
21mm					RPE21CV03H45-8 標準価格 38,700円					

商品コードの説明

商品コード(例)

商品コード

E11CW06H-45

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 針の種類: E・BP・T・D

② 針長: 単位mm

③ 糸の種類: CV (紫)・CW (白)

④ 糸の太さ: USPサイズ

⑤ 弯曲: N・H・NN・HH・M


⑥ 糸の長さ: 45cm・75cm

※商品コードの先頭にWは両端針/RPはリリースポイント針

リリースポイント【ポリグリコール酸合成吸収糸・ブレード】

■ 丸針 (テーパポイント)

■ 強々弯 5/8 Circle



■ 1パック8本入り × 12パック / 1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
9mm	○			RPT09CV04HH-45-8 標準価格 57,600円				45cm	紫 ブレード
11mm				RPT11CV04HH-45-8 標準価格 57,600円					

■ 丸針 (テーパポイント)

■ 直針 straight




■ 1パック2本入り × 12パック / 1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
21mm	○			RPT21CV04M45-2 標準価格 16,800円	RPT21CV03M45-2 標準価格 16,800円			45cm	紫 ブレ

内視鏡外科専用パッケージ【ポリグリコール酸合成吸収糸・ブレード】・スリットスケールパッケージ


■ 丸針 (テーパポイント)

■ 強弯 1/2 Circle



■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
21mm	○			T21CV04H-20M 標準価格 7,800円	T21CV03H-20M 標準価格 7,800円			20cm	紫 ブレード
25mm				T25CV04H-20M 標準価格 7,800円	T25CV03H-20M 標準価格 7,800円				



切り糸

■ 1パック12本入り

■ 12パック / 1箱

長さ	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2	1パック 入数	総本数	カラー 種別
45cm	45CV04-12 標準価格 19,440円	45CV03-12 標準価格 19,440円	45CV02-12 標準価格 19,440円	45CV01-12 標準価格 19,440円			12本	144本	紫 ブレード

■ 1パック6本入り

■ 12パック / 1箱

長さ	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2	1パック 入数	総本数	カラー 種別
45cm					45CV11-6 標準価格 10,800円	45CV22-6 標準価格 10,800円	6本	72本	紫 ブレード

■ 1パック3本入り

■ 12パック / 1箱

長さ	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2	1パック 入数	総本数	カラー 種別
45cm	45CV04-3 標準価格 7,200円	45CV03-3 標準価格 7,200円	45CV02-3 標準価格 7,200円	45CV01-3 標準価格 7,200円	45CV11-3 標準価格 7,200円	45CV22-3 標準価格 7,200円	3本	36本	紫 ブレード



株式会社ベアーメディック

本 社 工 場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361

東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル

TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042

その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。

<http://www.bearmedic.co.jp/>



ご使用の前に製品に添付されている取扱説明書を必ずお読みください。

- ・本商品に感作又は金属アレルギーを示す患者には使用しないで下さい。
- ・本商品の縫合糸は吸収性であり、恒久的な維持が必要な補綴材と人体組織、または補強材どうしの接合においての必要な接合強度を維持できない為、心臓弁や合成移植片、心臓血管手術、神経組織等などとの接合には使用しないで下さい。
- ・本商品の素材は吸収性であり、拡張・伸張・膨満を考慮した適応部位・症状での使用をお願い致します。必要に応じ非吸収糸の使用、及び外部サポーターの使用も考慮下さい。
- ・再使用におきましては、二次感染のリスクが発生し、患者及び使用者への感染、伝染を引き起こす要因となる恐れがございます。再使用は行わないで下さい。
- ・再滅菌におきましては、製品の劣化による強度不足等を引き起こす大きな要因となります。一度開封した後は、再滅菌での使用は行わないで下さい。

一般名称：ポリグリコール酸縫合糸 医療機器承認番号：23000BZX00205000

●お求めは下記の代理店へ

●本カタログに掲載の仕様形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

2020.07.3000