



# MONO STINGER

ポリジオキサノンモノフィラメント合成吸収糸



**BEAR** 株式会社ベアーメディック

ポリジオキサノンモノフィラメント合成吸収糸

# モノスティンガー




■ 製品特徴

材質	ポリジオキサノン	吸収期間	約180日～220日
形状	モノフィラメント	滅菌	EOG 滅菌
サイズ	7-0～1号	針付縫合糸	角針・丸針・鈍針
色	紫	分解	加水分解


■ 生体内吸収速度

in vivo(ラットによる)



■ 引張り強度

(社内データ)



■ 逆三角針 (リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
8mm	▼	ZE08MV07H-45 1箱 ¥22,800	E08MV06H-45 1箱 ¥18,600	E08MV05H-45 1箱 ¥18,600					45cm	紫・モノフィラメント
11mm			E11MV06H-45 1箱 ¥15,480	E11MV05H-45 1箱 ¥15,480	E11MV04H-45 1箱 ¥15,480					
13mm				E13MV05H-45 1箱 ¥15,480	E13MV04H-45 1箱 ¥15,480					
15mm					E15MV04H-45 1箱 ¥15,480					
17mm					E17MV04H-45 1箱 ¥15,480	E17MV03H-45 1箱 ¥15,480				
22mm					E22MV04H-75 1箱 ¥12,480	E22MV03H-75 1箱 ¥12,480	E22MV02H-75 1箱 ¥15,480			
26mm						E26MV03H-75 1箱 ¥12,480	E26MV02H-75 1箱 ¥8,280	E26MV01H-75 1箱 ¥9,240		
36mm							E36MV02H-75 1箱 ¥12,480	E36MV01H-75 1箱 ¥9,240		

■ 逆三角針 (リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
8mm	▼		E08MV06N-45 1箱 ¥15,480	E08MV05N-45 1箱 ¥18,600					45cm	紫・モノフィラメント
11mm			E11MV06N-45 1箱 ¥15,480	E11MV05N-45 1箱 ¥18,600						
13mm				E13MV05N-45 1箱 ¥18,600	E13MV04N-45 1箱 ¥15,480					
15mm				E15MV05N-45 1箱 ¥18,600	E15MV04N-45 1箱 ¥15,480					
17mm				E17MV05N-45 1箱 ¥18,600						
19mm					E19MV04N-45 1箱 ¥15,480	E19MV03N-45 1箱 ¥15,480				

■ 切糸 3本入り×12袋=1箱

長さ	U.S.P	号数						1袋入数	総数	カラー種別
		5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号			
45cm		45MV05-3 1箱 ¥8,600	45MV04-3 1箱 ¥8,600	45MV03-3 1箱 ¥8,600	45MV02-3 1箱 ¥8,600	45MV01-3 1箱 ¥8,600	45MV11-3 1箱 ¥8,600	3本	36本	紫モノ

※VT17MV05M-45 正しくは¥13,000になります。

系		号数						長さ	カラー種別	
針		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号		
13mm		<b>T13MV06H-75</b> 1箱 ¥11,520	<b>T13MV05H-75</b> 1箱 ¥11,520	<b>T13MV04H-75</b> 1箱 ¥9,240					75cm	紫・モノ フィラメント
17mm	○		<b>T17MV05H-75</b> 1箱 ¥9,240	<b>T17MV04H-75</b> 1箱 ¥9,240	<b>T17MV03H-75</b> 1箱 ¥9,240				75cm	
17mm				<b>ZT17MV04H-35-04</b> 1箱 ¥28,800					35cm ×4本	
19mm	▽				<b>VT19MV03H-75</b> 1箱 ¥9,920				75cm	
22mm			<b>T22MV04H-75</b> 1箱 ¥9,240	<b>T22MV03H-75</b> 1箱 ¥9,240	<b>T22MV02H-75</b> 1箱 ¥9,240				75cm	
22mm	○				<b>ZT22MV03H-35-04</b> 1箱 ¥28,800				35cm ×4本	
22mm	▽					<b>VT22MV02HH-70</b> 1箱 ¥13,500(強々弯)			70cm	
26mm			<b>T26MV05H-75</b> 1箱 ¥9,240	<b>T26MV03H-75</b> 1箱 ¥8,280	<b>T26MV02H-75</b> 1箱 ¥8,280			<b>T26MV11H-75</b> 1箱 ¥10,500	75cm	
27mm	○						<b>ZT27MV01HH-75</b> 1箱 ¥10,600(強々弯)		75cm	
36mm					<b>T36MV03H-75</b> 1箱 ¥8,760	<b>T36MV02H-75</b> 1箱 ¥8,760	<b>T36MV01H-75</b> 1箱 ¥8,760	<b>T36MV11H-75</b> 1箱 ¥8,760	75cm	

系		号数						長さ	カラー種別	
針		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号		
8mm		<b>T08MV06N-45</b> 1箱 ¥15,600							45cm	紫 モノ
11mm	○	<b>T11MV06N-45</b> 1箱 ¥13,900								
22mm			<b>T22MV05N-75</b> 1箱 ¥9,240	<b>T22MV04N-75</b> 1箱 ¥9,240					75cm	

系		号数						長さ	カラー種別	
針		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号		
15mm	▽		<b>VST15MV05M-45</b> 1箱 ¥13,000						45cm	紫 モノ
17mm	○		<b>VT17MV05M-45</b> 1箱 ¥12,000	<b>VT17MV04M-45</b> 1箱 ¥12,000						

系		号数						長さ	カラー種別	
針		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号		
13mm				<b>RP-T13MV04H-45-8</b> 1箱 ¥55,680					45cm ×8本	紫・モノ フィラメント
17mm			<b>RP-T17MV05H-45-8</b> 1箱 ¥50,880	<b>RP-T17MV04H-45-8</b> 1箱 ¥50,880						
22mm	○			<b>RP-T22MV04H-45-8</b> 1箱 ¥55,680	<b>RP-T22MV03H-45-8</b> 1箱 ¥55,680					
26mm					<b>RP-T26MV03H-45-8</b> 1箱 ¥46,080	<b>RP-T26MV02H-45-8</b> 1箱 ¥46,080				
36mm					<b>ZRP-T36MV03H-45-8</b> 1箱 ¥62,000	<b>RP-T36MV02H-45-8</b> 1箱 ¥64,000				

系		号数						長さ	カラー種別	
針		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号		
48mm	●						<b>D48MV01H-W75</b> 1箱 ¥25,560		150cm	紫 モノ

系		号数						長さ	カラー種別	
針		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号		
36mm							<b>RP-D36MV01H-45-8</b> 1箱 ¥56,640	<b>RP-D36MV11H-45-8</b> 1箱 ¥56,640	45cm ×8本	紫 モノ
48mm	●							<b>RP-D48MV11H-45-4</b> 1箱 ¥30,240	45cm ×4本	

■ 両端針		■ 丸針 (テーパポイント・テーパークット)		■ 強弯 1/2 Circle		■ 両端針 12本/1箱		長さ	カラー種別	
針	系	号数								
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号		
6mm	○	WT06MV06H-75 1箱 ¥26,400							75cm	紫モノ
8mm	▽		ZWVT08MV05H-90 1箱 ¥26,400						90cm	

■ 両端針		■ 丸針 (テーパポイント)		■ 弱弯 3/8 Circle		■ 両端針 12本/1箱		長さ	カラー種別	
針	系	号数								
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号		
6mm	○	WT06MV06N-75 1箱 ¥26,400							75cm	紫モノ
8mm	○		WT08MV05N-75 1箱 ¥26,400							

■ 両端針		■ 丸針 (テーパポイント)		■ 直針 straight		■ 両端針 12本/1箱		長さ	カラー種別	
針	系	号数								
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号		
65mm	○						WT65MV01M-75 1箱 ¥16,000	WT65MV11M-75 1箱 ¥16,000	75cm	紫モノ

■ 内視鏡外科専用 スリットスケールパッケージ 丸針 (テーパポイント)		■ 強弯 1/2 Circle		■ 片針 12本/1箱		長さ	カラー種別			
針	系	号数								
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号		
12mm	○				T12MV03H-20M 1箱 ¥12,000	T12MV02H-20M 1箱 ¥12,000			20cm	紫モノ

■ 内視鏡外科専用 スリットスケールパッケージ 丸針 (テーパークット)		■ 強弯 1/2 Circle		■ 片針 12本/1箱		長さ	カラー種別			
針	系	号数								
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号		
22cm	▽			VT22MV04H-20M 1箱 ¥12,000	VT22MV03H-20M 1箱 ¥12,000	VT22MV02H-20M 1箱 ¥12,000			20cm	紫モノ
25mm	▽				VT25MV03H-20M 1箱 ¥12,000	VT25MV02H-20M 1箱 ¥12,000				

■ 内視鏡外科Φ5mmポート挿入用 丸針		■ 特殊弯曲 (110°)		■ 弱々弯 (90°・1/4)		■ 片針 12本/1箱		長さ	カラー種別	
針	系	号数								
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号		
24mm	○				T24MV03I-45 1箱 ¥10,280 (110°)				45cm	紫モノ
26mm					T26MV03NN-45 1箱 ¥10,280 (90°)					

ご使用の前に必ず添付文書をお読み下さい。

- 本品に感作又は金属アレルギーを示す患者には使用しないこと。
- 本品は吸収性であるため、緊張下の組織を接合させる必要のある部位には使用しないこと。又、補綴材、すなわち心臓弁、合成移植片等との接合には使用しないこと。
- 再使用禁止。



本 社 工 場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361  
 東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル  
 TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042  
 その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。  
<http://www.bearmedic.co.jp/>

