


A.V.D.System - Angle Variable Distraction System



【製品特長】



- 延長方向に対しプレート面の角度が自由に調節出来ます。段差骨面への装着が容易に施せます。
- 延長方向が一次元に限定されず、二次元・三次元の平面上、立体上の自由な方向での延長が可能です。
- 延長中の方向変更が必要な場合も対応出来ます。
- 装着後の初期待機期間中の骨間隔を保持し、プレート・シャフトの自然離脱防止機能を有しています。
- 生体親和性に優れたチタン材料を使用。

【製品種類】

※3D タイプ（スクリュー固定）

セット品商品コード	シャフト長	最大延長距離
L3D-73-55-AST	73mm	55mm
L3D-93-75-AST	93mm	75mm
L3D-113-95-AST	113mm	95mm

※2D タイプ（スクリュー固定）

セット品商品コード	シャフト長	最大延長距離
AA2D-74-55-AST	74mm	55mm
AA2D-94-75-AST	94mm	75mm
AA2D-114-95-AST	114mm	95mm

※EASY FIX（スクリュー不要の挟み込みタイプ）


セット品商品コード	シャフト長	最大延長距離
UC2D25-74-55-AST-2	74mm	55mm
UC2D25-94-75-AST-2	94mm	75mm

共通パーツ / Common parts



商品コード	入数	ヒンジプレート
HG1404-2	2	1 列 2 孔 D4 x W14 x H2
HG2004-4	2	1 列 4 孔 D4 x W20 x H2
HG1408-4	2	2 列 4 孔 D8 x W14 x H2

機械工具 / instruments



商品コード	入数	回転レンチ
0010AS	1	簡易型 W25 x L50
0011AS	1	距離計測目盛付 $\phi 12 \times 63$


下孔用ドリル

ストレートタイプ各種／段付きタイプ各種

BEAR DISTRACTION SYSTEM A. V. D. Series EASY FIX




乳児等骨厚が薄い、または柔らかくて
スクリュー固定ができない場合でも対応!!



頭蓋骨面に対し、フレキシブルに対応!

BEAR DISTRACTION SYSTEM

A.V.D. Series EASY FIX




セット品コード	固定用プレート	移動用プレート	シャフト (mm)
UC2D25-74-55-AST	2D M3 ネジ袋孔	M3 ネジ貫通孔	55 3×74
UC2D25-94-75-AST			75 3×94

【医療機器承認番号】


骨 延 長 器:21100BZZ00343000

固定用スクリュー:20600BZZ00855000

横面



上面



特 徴

◎ 段差骨面への装着が容易

段差骨面への装着と抜去が容易に施せます。さらにスクリュー固定も可能です。

◎ CT・MRI等治療中の画像検査に対応

生体親和性に優れたチタン材料を採用し、CT・MRI画像検査にも対応できます。

Smooth operating, well design.



株式会社 ベアー メディック

東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル
TEL:03-3818-4041 FAX:03-3818-4042
E-mail: ooooooo@bearmedic.co.jp

その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。
URL: <http://www.bearmedic.co.jp/>

