

マルチ牽引フック(滅菌済)


・ステンレス製フック+ラテックスフリーゴム+(糸)

- ラテックスフリーゴム…アレルギー患者様にも安心して使用可能。太さもS・M・Lで用意。
- フック先…小・中・大・特大 及び、鋭針・鈍針・弱弯・強弯・強々弯と各種で用意。
- 使用部位・用途・好みに応じたタイプでの選択が可能。


フック先形状

	小	中	大	強弯特大(小)
弱弯				
強弯				
強々弯 (両端)				

ラテックスフリーゴム




フック付ゴム台紙形状



台紙セット写真(1本入り)

フック先形状



台紙セット写真(5本入り)



株式会社 バアー デイック

マルチ牽引フック規格詳細一覧表

ラテックスフリーゴム:S(細いタイプ) 商品コード①:5本入×10セット= 50本 商品コード②:1本入×10セット= 10本

弯曲	強弯曲						強々弯曲		
フックサイズ	小		中		大		小	中	大
ゴム太さ	S		S		S		S	S	S
片端・両端	片端		片端		片端		両端	両端	両端
フック先	鋭	鈍	鋭	鈍	鋭	鈍	鋭	鋭	鋭
ゴム太身形状									
フック先							鋭	鋭	鋭
フックサイズ							小	中	大
商品コード①	PIS-TH1-5N	PIS-ODH1-5N	PIS-TH2-5N	PIS-ODH2-5N	PIS-TH3-5N	PIS-ODH3-5N	PIS-WTHH1-5N	PIS-WTHH2-5N	PIS-WTHH3-5N
JANコード	4544607248725	4544607248640	4544607248749	4544607248664	4544607248763	4544607248688	4544607248794	4544607248817	4544607248855
標準価格	¥25,500	¥26,500	¥25,500	¥26,500	¥25,500	¥26,500	¥34,000	¥34,000	¥34,000
商品コード②	PIS-TH1-1N	PIS-ODH1-1N	PIS-TH2-1N	PIS-ODH2-1N	PIS-TH3-1N	PIS-ODH3-1N	PIS-WTHH1-1N	PIS-WTHH2-1N	PIS-WTHH3-1N
JANコード	4544607248718	4544607248633	4544607248732	4544607248657	4544607248756	4544607248671	4544607248787	4544607248800	4544607248848
標準価格	¥6,800	¥6,800	¥6,800	¥6,800	¥6,800	¥6,800	¥8,500	¥8,500	¥8,500

ラテックスフリーゴム:M(中太タイプ) 商品コード①:5本入×10セット= 50本 商品コード②:1本入×10セット= 10本

弯曲	強弯曲						弱弯曲	
フックサイズ	小		中		大		小	大
ゴム太さ	M		M		M		M	
片端・両端	片端		片端		片端		片端	
フック先	鋭	鈍	鋭	鈍	鋭	鈍	鋭	鋭
ゴム太身形状								
商品コード①	PIM-TH1-5N	PIM-ODH1-5N	PIM-TH2-5N	PIM-ODH2-5N	PIM-TH3-5N	PIM-ODH3-5N	PIM-P1-5	PIM-P2-5
JANコード	4544607248510	4544607248411	4544607248534	4544607248435	4544607248558	4544607248459	4544607248473	4544607248497
標準価格	¥26,500	¥27,500	¥26,500	¥27,500	¥26,500	¥27,500	¥26,500	¥26,500
商品コード②	PIM-TH1-1N	PIM-ODH1-1N	PIM-TH2-1N	PIM-ODH2-1N	PIM-TH3-1N	PIM-ODH3-1N	PIM-P1-1	PIM-P2-1
JANコード	4544607248503	4544607248404	4544607248527	4544607248428	4544607248541	4544607248442	4544607248466	4544607248480
標準価格	¥6,800	¥6,800	¥6,800	¥6,800	¥6,800	¥6,800	¥6,800	¥6,800

糸付き 糸付き

ラテックスフリーゴム:L(太いタイプ) 商品コード①:5本入×10セット= 50本 商品コード②:1本入×10セット= 10本

弯曲	強弯曲		弱弯曲	
フックサイズ	特大(小)	特大(大)	小	大
ゴム太さ	L	L	L	L
片端・両端	片端	片端	片端	片端
フック先	鋭	鈍	鋭	鋭
ゴム太身形状				
商品コード①	PIL-OD1-5N	PIL-OD2-5N	PIL-P1-5	PIL-P2-5
JANコード	4544607248251	4544607248299	4544607248336	4544607248350
標準価格	¥27,500	¥27,500	¥26,500	¥26,500
商品コード②	PIL-OD1-1N	PIL-OD2-1N	PIL-P1-1	PIL-P2-1
JANコード	4544607248244	4544607248275	4544607248329	4544607248343
標準価格	¥7,900	¥7,900	¥7,600	¥7,600

糸付き 糸付き

※ 実寸大ではございません。

※ 最小販売数

①:1箱(5本入×10セット=50本)

②:1箱(1本入×10セット=10本)

販売名:牽引フックMPセット 一般名称:鉤 届出番号:08B1X00003000054

お問合せ先



◎ 地域未来牽引企業

株式会社ベアー・メディック

本社工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361
東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24湯島ベアービル
TEL: 03-3818-4041 (代) FAX: 03-3818-4042
その他の情報はホームページをご覧ください。

代理店