


# マイクロ シリーズ

Micro Cutting & Taper Needled Suture



マイクロテーパー  
Microtaper point



マイクロカット  
Microcutting point



メジャー台紙  
Measure

## 優れた組織通過性と針剛性

針材は SUS304 の硬質タイプを使用し、針先端は滑らかなテーパー角度加工によりスムーズな組織通過、又糸材との加締め孔加工はレーザードリルにより強固で組織損傷の少ない商品です。

## 豊富な商品バリエーション、各種症例に適切対応可能

各種症例に対応の為、針太みと縫合糸サイズの適切なバランスの機種を選択できます。



メジャー台紙付き

※各規格、強弯対応しております。

針		糸	針径	号数							長さ	カラー種別
				12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0			
2.5mm	○	糸	50 μ	T2.5A012N05-15M 標準価格 80,500円							15 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント
2.5mm			50 μ		T2.5A00N05-15M 標準価格 74,750円							
2.5mm			70 μ			T2.5A10N07-15M 標準価格 55,200円						
3mm			50 μ	ZT03A012N05-15M 標準価格 86,250円								
3mm			80 μ		T03A00N08-15M 標準価格 28,750円	T03A10N08-15M 標準価格 28,750円						
3mm			100 μ				T03A09N10-15M 標準価格 23,000円					
4mm			80 μ			T04A10N08-15M 標準価格 28,750円						
4mm			100 μ		T04A00N10-15M 標準価格 28,750円	T04A10N10-15M 標準価格 18,400円	T04A09N10-15M 標準価格 18,400円					
4mm			150 μ				T04A09N15-15M 標準価格 18,400円	T04A08N15-15M 標準価格 18,400円				
5mm			100 μ				T05A09N10-15M 標準価格 18,400円					
5mm	150 μ					T05A08N15-15M 標準価格 18,400円						

針		糸	針径	号数							長さ	カラー種別
				12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0			
4mm	▽	糸	80 μ	VT04A00N08-15M 標準価格 55,000円	VT04A10N08-15M 標準価格 51,000円					15 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント	
5mm			100 μ	VT05A00N10-15M 標準価格 32,000円	VT05A10N10-15M 標準価格 32,000円	VT05A09N10-15M 標準価格 32,000円						
5mm			140 μ		VT05A10N14-15M 標準価格 25,000円	VT05A09N14-15M 標準価格 25,000円	VT05A08N14-15M 標準価格 25,000円					

スタンダードタイプ

※各規格、強弯対応しております。

針		糸	針径	号数							長さ	カラー種別
				12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0			
3mm	○	糸	50 μ	ZT03A012N05-10 標準価格 74,750円	ZT03A00N05-10 標準価格 69,000円						25 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント
3mm			80 μ		T03A00N08-20 標準価格 24,150円	T03A10N08-20 標準価格 24,150円						
4mm			80 μ		T04A00N08-20 標準価格 24,150円	T04A10N08-20 標準価格 24,150円						
3mm			100 μ			T03A10N10-25 標準価格 20,700円	T03A09N10-25 標準価格 20,700円					
4mm			100 μ		T04A00N10-25 標準価格 20,700円	T04A10N10-25 標準価格 13,800円	T04A09N10-25 標準価格 13,800円					
4mm			150 μ				T04A09N15-25 標準価格 13,570円	T04A08N15-25 標準価格 17,020円				
5mm			100 μ		T05A00N10-25 標準価格 20,700円	T05A10N10-25 標準価格 13,800円	T05A09N10-25 標準価格 13,800円					
5mm			150 μ			T05A10N15-25 標準価格 13,570円	T05A09N15-25 標準価格 13,570円	T05A08N15-25 標準価格 17,020円				
5mm			200 μ					T05A08N20-25 標準価格 14,720円				
5mm			250 μ					T05A08N25-25 標準価格 12,190円				
6mm			100 μ		T06A00N10-25 標準価格 20,700円							
6mm			120 μ			T06A10N12-25 標準価格 20,700円						
6mm			150 μ			T06A10N15-25 標準価格 17,020円	T06A09N15-25 標準価格 13,570円	T06A08N15-25 標準価格 17,020円				
6mm			200 μ				T06A09N20-25 標準価格 13,570円					
6mm			250 μ					T06A08N25-25 標準価格 11,040円				

針		糸	針径	号数							長さ	カラー種別
				12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0			
3mm	○	糸	80 μ		WT03A00N08-20 標準価格 36,800円						20cm	黒・ナイロン・モノフィラメント

針		糸	針径	号数							長さ	カラー種別
				12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0			
4mm	▽	糸	80 μ	VT04A00N08-15 標準価格 52,800円	VT04A10N08-15 標準価格 48,600円					15 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント	
5mm			100 μ	VT05A00N10-15 標準価格 29,800円	VT05A10N10-15 標準価格 29,800円	VT05A09N10-15 標準価格 29,800円						
5mm			140 μ		VT05A10N14-15 標準価格 22,800円	VT05A09N14-15 標準価格 22,800円	VT05A08N14-15 標準価格 22,800円					



# 株式会社ベアーメディック

大子工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361  
 東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル  
 TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042  
 その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。  
<http://www.bearmedic.co.jp/>

