

腹腔鏡下手術専用 組織牽引用糸付き**短**直針**BEAR LIFT NEEDLE 40mm/45mm (BLN 40/45)**

《特 徴》

- 腹腔鏡下手術において、腹壁を通して組織を牽引する手技のために作られた専用の糸付き直針。
- 針の全長が40mm・45mmと短く、通常の直針(60/70mm)に比べ、体腔内での操作性が格段に向上します。
- 狭い術野でも周囲臓器に接触しにくく、安全に手技が行えます。



肝円索の挙上(腹腔鏡下胃切除術)




肝左葉挙上のため横隔膜脚への通刺(ロボット支援胃切除術)



着脱式クランプによる胃の牽引(ロボット支援胃切除術)



直針の長さの比較



通常の直針に比べ、約40%短くした直針です。
腹壁の厚さに応じて、40mm、または45mmを選択いただけます。

商品コード	商品内容	入り数	標準価格	JANコード
WT40F02M-75	2-0ポリプロピレン糸75cm 両端丸直針40mm	20本/箱	17,280円	4544607143976
WT45F02M-75	2-0ポリプロピレン糸75cm 両端丸直針45mm	20本/箱	17,280円	4544607146267

医療機器承認番号：16000BZZ01951000

金額表示：税別

**株式会社 ベアー メディック**

本社工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361

東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル

TEL.03-3818-4041 (代) FAX.03-3818-4042

その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。

<http://www.bearmedic.co.jp>