



# プルアウト用縫合糸


★掌側板修復 ★屈筋腱 Zone1 損傷 等に最適です。



## 製品の特徴

- 両端直針 (丸針40mm)
- ポリプロピレン系 (2-0 30cm) を使用の為、糸の滑らかさがあり、プルアウト手技が容易に出来ます。

## プルアウト専用ボタン (別売)



商品名：プルベアーボタン  
規格：TKPB10  
入数：10個  
価格：10,000円

商品名 プルベアー

規格 **WVT40F02M-30**

(両直丸針40mm 青ポリプロピレン糸2-0 30cm)

定価 7,990円 (10本入)



株式会社ベアーメディック

製造販売元  
株式会社 ベアーメディック  
〒113-0034  
東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル  
TEL:03-3818-4041 FAX:03-3818-4042  
<http://www.bearmedic.co.jp>