

CATALOGUE

Suture Needle
Needle
Suture




株式会社ベアー・メディック

■

ベアーメディックは人々の幸せを願い、医療に貢献いたします。

We contribute to healthcare to fulfill hopes of people.



社会生活において健康であることは、幸せへの第一ステップです。

私たちは、新たな医療材料の提供を通じて人々の健康促進・医療の発展に貢献したいと願っています。

そのために私たちは、地域社会の一員として企業と地域の融和的繁栄を目指し、スポーツ・文化活動にも積極的に参加し支援してまいります。

今日、社会環境は日々めまぐるしく変化し、人々の医療に対するニーズも多様化しています。医療現場においても、再生医療、遠隔操作によるロボット手術などの手術手技の導入が進んでいます。このような状況の下で私たちは、安全・精巧・そして優れた操作性を念頭に周到なマーケットリサーチを行い、製品の企画開発に当たっては、専門領域のMDから指導やアドバイスを頂きながら、オリジナリティーに富む医療材料の開発を目指しています。また、この高い理想を現実のものにするため、ひとりひとりが責任を持ってQMS(Quality Management System)に基づいた製造・製品管理を実践しています。国際規格であるISO13485の取得もその表れです。

これからも、お客様に十分ご満足いただける製品を提供できるよう、素材から加工、出荷にいたるまで一貫した生産体制を維持し、高品質で安全性の高い製品をお届けすることに、全社をあげて取り組んでまいります。

▶ contents ◀

商品コード説明

商品コードの説明／縫合針の種類とコード	4
針種及び針長一覧	5
縫合糸の素材説明	6
縫合糸の規格表	8

ベアー針付 縫合糸

吸収糸

● モノスティンガー	ポリジオキサノン・モノフィラメント	10
● サージソープ	コーテッド・ポリグリコール酸・ブレード	12

非吸収糸

● ベアロン	ナイロン・モノフィラメント	16
● ベアブレード	ナイロン・ブレード	24
● ベアレン	ポリプロピレン・モノフィラメント	25
● ベアレックス	ポリエステル・ブレード	29
● ベアトロン	ポリエステル・ブレード	33
● ベアシルク	シルク・ブレード	35

特殊針付 縫合糸

マイクロ シリーズ

● メジャー台紙付	ナイロン・モノフィラメント	40
● マイクロテーパー	ナイロン・モノフィラメント	41
● マイクロカット	ナイロン・モノフィラメント	41

埋没重瞼用

● Standard	ナイロン・モノフィラメント	44
● Bear SE	ナイロン・モノフィラメント	44

巾着縫合用

● ベアフレックスニードル	ポリプロピレン・モノフィラメント	45
---------------	------------------	----

アキレス腱用

● アキレス腱	ポリエステル・ブレード	47
---------	-------------	----

腱縫合用

● 吉津式	ナイロン・モノフィラメント	49
-------	---------------	----

硬膜縫合用

● Bear-Comac	ナイロン・ブレード	51
--------------	-----------	----

眼科用

● ナイロン・モノフィラメント／ポリプロピレン・モノフィラメント／ ポリエステル・ブレード／シルク・ブレード	53
---	----

歯科用

● ナイロン・モノフィラメント／ポリエステル・ブレード／シルク・ブレード	59
--------------------------------------	----

ベアー縫合針

67

ベアー縫合糸

79

商品コードの説明


読み方

商品コード (例)

■ ヘラ針(スパチュラー・スリムタイプ)

針		糸	
		7-0	6-0
8mm		BP08A07N-45 標準価格 7,000円	BP08A06N-45 標準価格 4,900円
10mm		BP10A07N-45 標準価格 5,400円	BP10A06N-45 標準価格 4,900円
11mm		BP11A07N-45 標準価格 5,400円	BP11A06N-45 標準価格 4,900円

■商品コード
BP08A07N-45











■ 縫合針の種類とコード

コード例 **BP08A07N-45**

種類 **BP** 弯曲 **N**

種類



弯曲



■ 針種及び針長一覧 ■

コード例 **BP08A07N-45**

針長

	N 弱弯 3/8R 135°	L 中弯 7/16R 157.5°	H 強弯 1/2R 180°	M 直針
8mm				
10mm				
11mm				
12mm				
13mm				
15mm				
17mm				
19mm				
21mm				
24mm				
27mm				
30mm				
32mm				
35mm				

※実寸大

縫合糸の素材説明

コード例 **BP08A07N-45**

色 

モノスティンガー (ポリジオキサノン)

モノスティンガー

販売名：ポリジオキサノンモノフィラメント合成吸収糸
承認番号：22200BZX00091000

- 加水分解により生体内で吸収されるモノフィラメント吸収糸。
- 長期吸収タイプであり、約 180 日～ 220 日で吸収されます。
- モノフィラメント吸収糸である為滑らかな糸送りが可能です。

材質

- ポリジオキサノン
- モノフィラメント
- 吸収性

色

紫	MV
---	----

サージソープ (ポリグリコール酸)

サージソープ

販売名：コーテッド・ポリグリコール酸合成吸収糸
承認番号：21000BZY00102000

- 加水分解により生体内で吸収されるブレード合成吸収糸。
- 短期吸収タイプであり約 60 ～ 90 日で吸収されます。
- 優れた吸収性と強い初期抗張力を持ち合わせています。

材質

- ポリグリコール酸
- ブレード
- 吸収性

色

紫	SV
白	SW

ベアロン (ポリアミド合成繊維)

ベアー針付ナイロン糸

販売名：ナイロン糸付縫合針（ポリアミド縫合糸）
承認番号：16000BZZ01909000

- 糸全体にわたり均一な直径を保ち、滑らかで、抵抗のすくない、ナイロン性モノフィラメント糸。
- モノフィラメントである為、生体内における細菌の増殖もなく、組織反応も非常に少ない。
- 皮膚および皮下縫合、マイクロサージャリー等・・・幅広い分野で使用されている。

材質

- ナイロン
- モノフィラメント
- 非吸収性

色

黒	A
青	G
白	L

ベアブレード (ポリアミド合成繊維)

ベアー針付ナイロンブレード糸

販売名：ベアー印 ナイロンブレード糸付縫合針（ポリアミド縫合糸）
承認番号：16200BZZ00809000

- ナイロンの細い繊維をしっかりと均一に編み上げ、シルクに近い特性（しなやかさ・結び易さ）を持たせた縫合糸。
- シルクのような扱い易さで、強い抗張力を有し、シルク同様の結紮方法により確実な結紮が行える。
- 生体内において強い抗張力を保持させる際に使用されるケースが多い。

材質

- ナイロン
- ブレード
- 非吸収性

色

黒	BA
白	BL

ベアレン (プロピレンの重合体)

ベアー針付ポリプロピレン糸

販売名：ポリプロピレン糸付縫合針（ポリプロピレン縫合糸）
承認番号：16000BZZ01951000

- ナイロンと同形状であるが、滑らかさに加え柔軟性に優れる。
- 組織通過性がスムーズで、適度な伸縮性により安定した結紮力を持つ。
- モノフィラメントである為、生体内における細菌の増殖もなく、強い抗張力を維持。
- 組織損傷が少なく、心臓血管、肺等のオペレーション等の症例にて一般的に使用されている。

材質

- ポリプロピレン
- モノフィラメント
- 非吸収性

色

青	F
---	---

ベアレックス (ポリエステル)

ベアー針付ポリエステルブレード糸

販売名：ベアレックス糸付縫合針（ポリエステルブレード縫合糸）

承認番号：16000BZZ01949000

- 組織反応の極めて少ないポリエステル繊維を、均一に硬く、滑らかに編み上げ、テフロン加工を施した縫合糸。
- 組織通過性に優れ、組織を傷付ける事がなく、しなやかで柔軟性に富み高い結紮保持力を有する。
- シルクと同様に糸を編み状に構成。非金属の糸の中では特に強い抗張力を持つ。
- 靱帯の再建、腱縫合等、糸の抗張力を強く求める症例時に使用されるケースが多い。

材質

- ポリエステル
- ブレード
- 非吸収性

色

緑	Y
---	---

ベアトロン (テロン)

ベアー針付テロンブレード糸

販売名：ベアー印 テロン糸付縫合針（テロンブレード縫合糸）

承認番号：16000BZZ01948000

- 組織反応の極めて少ないポリエステル繊維を、均一に硬く、滑らかに編み上げた縫合糸。
- 組織通過性に優れ、組織を傷付ける事がなく、しなやかで柔軟性に富み高い結紮保持力を有する。
- シルクと同様に糸を編み状に構成。非金属の糸の中では特に強い抗張力を持つ。
- 体内にて強く長い抗張力が求められる症例時に使用されるケースが多い。

材質

- ポリエステル
- ブレード
- 非吸収性

色

黒	U
白	X

ベアシルク (絹)

ベアー針付シルクブレード糸

販売名：ブレードシルク糸付縫合針（シルクブレード縫合糸）

承認番号：16000BZZ01950000

- 厳選した天然シルクより組織反応の重大な原因となるセリシン（非繊維質）を除去し、低速のブレードにより緻密に編み上げた縫合糸。
- 毛細管現象による感染を防止する為の独自のコーティングにより、ノンキャピラリー処理が施されている。
- シルクの持つしなやかさ結び易さにより、確かな結紮が求められる際に使用されるケースが多い。

材質

- シルク
- ブレード
- 非吸収性

色

黒	V
白	R

縫合糸の規格表

コード例 **BPO8A07N-45**
U.S.Pサイズ

非吸収性プラスチック製縫合糸規格(医薬発第399号)

メトリックサイズ	糸号数	直径 (単位mm)	結節強度 (単位N)*
0.01	12-0	0.001~0.009	0.01
0.1	11-0	0.010~0.019	0.06
0.2	10-0	0.020~0.029	0.19
0.3	9-0	0.030~0.039	0.42
0.4	8-0	0.040~0.049	0.59
0.5	7-0	0.050~0.069	1.08
0.7	6-0	0.070~0.099	1.96
1	5-0	0.10~0.149	3.92
1.5	4-0	0.15~0.199	5.88
2	3-0	0.20~0.269	9.41
3	2-0	0.27~0.349	14.1
3.5	1-0	0.35~0.399	21.2
4	1	0.40~0.499	26.7
5	2	0.50~0.599	34.5
6	3, 4	0.60~0.699	47.8
7	5	0.70~0.799	60.4
8	6	0.80~0.899	71.3
9	7	0.90~0.999	88.6
10	8	1.00~1.099	88.6
11	9	1.10~1.199	88.6
12	10	1.20~1.299	88.6

医療用絹製縫合糸規格**(JIS T4101)

糸号数	直径 (単位mm)	結節強度 (単位N)*
1	0.10以上 0.15未満	1.47以上
2	0.15以上 0.20未満	2.94以上
3	0.20以上 0.27未満	5.88以上
4	0.27以上 0.34未満	8.83以上
5	0.34以上 0.41未満	11.77以上
6	0.41以上 0.48未満	14.71以上
7	0.48以上 0.56未満	19.12以上
8	0.56以上 0.64未満	29.42以上
9	0.64以上 0.74未満	35.30以上
10	0.74以上 0.87未満	51.49以上

*未滅菌縫合糸については、最小許容値はこれより25%高い値です。

**未滅菌の規格です。

ベアー針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

吸収糸

モノスティンガー (ポリジオキサノン)

モノスティンガー

販売名：ポリジオキサノンモノフィラメント合成吸収糸

承認番号:22200BZX00091000

- 加水分解により生体内で吸収されるモノフィラメント吸収糸。
- 長期吸収タイプであり、約 180 日～ 220 日で吸収されます。
- モノフィラメント吸収糸である為滑らかな糸送りが可能です。

材質

- ポリジオキサノン
- モノフィラメント
- 吸収性

色 紫 MV

サージソープ (ポリグリコール酸)

サージソープ

販売名：コーテッド・ポリグリコール酸合成吸収糸

承認番号:21000BZY00102000

- 加水分解により生体内で吸収されるブレード合成吸収糸。
- 短期吸収タイプであり約 60 ～ 90 日で吸収されます。
- 優れた吸収性と強い初期抗張力を持ち合わせています。

材質

- ポリグリコール酸
- ブレード
- 吸収性

色 紫 SV

白 SW

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
8mm	▼	ZE08MV07H-45 標準価格 22,800円	E08MV06H-45 標準価格 18,600円	E08MV05H-45 標準価格 18,600円				45cm	紫・ モノフィラメント	
11mm			E11MV06H-45 標準価格 15,480円	E11MV05H-45 標準価格 15,480円	E11MV04H-45 標準価格 15,480円					
13mm				E13MV05H-45 標準価格 15,480円	E13MV04H-45 標準価格 15,480円					
15mm					E15MV04H-45 標準価格 15,480円					
17mm					E17MV04H-45 標準価格 15,480円	E17MV03H-45 標準価格 15,480円		75cm		
22mm					E22MV04H-75 標準価格 12,480円	E22MV03H-75 標準価格 12,480円	E22MV02H-75 標準価格 15,480円			
26mm						E26MV03H-75 標準価格 12,480円	E26MV02H-75 標準価格 8,280円			E26MV01H-75 標準価格 9,240円
36mm							E36MV02H-75 標準価格 12,480円			E36MV01H-75 標準価格 9,240円

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼		E08MV06N-45 標準価格 15,480円	E08MV05N-45 標準価格 18,600円				45cm	紫・ モノフィラメント
11mm			E11MV06N-45 標準価格 15,480円	E11MV05N-45 標準価格 18,600円					
13mm				E13MV05N-45 標準価格 18,600円	E13MV04N-45 標準価格 15,480円				
15mm				E15MV05N-45 標準価格 18,600円	E15MV04N-45 標準価格 15,480円				
17mm				E17MV05N-45 標準価格 18,600円				75cm	
19mm					E19MV04N-45 標準価格 15,480円	E19MV03N-45 標準価格 15,480円			

■ 丸針(テーパーポイント・テーパークット)

■ 強弯 1/2 Circle
強々弯 5/8 Circle

■ 片針 12本/1箱
12パック/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1号
13mm	○	T13MV06H-75 標準価格 11,520円	T13MV05H-75 標準価格 11,520円	T13MV04H-75 標準価格 9,240円				75cm	紫・ モノフィラメント	
17mm			T17MV05H-75 標準価格 9,240円	T17MV04H-75 標準価格 9,240円	T17MV03H-75 標準価格 9,240円			75cm		
17mm				ZT17MV04H-35-04 標準価格 28,800円				35cm ×4本		
19mm		▼			VT19MV03H-75 標準価格 9,920円			75cm		
22mm					T22MV04H-75 標準価格 9,240円	T22MV03H-75 標準価格 9,240円	T22MV02H-75 標準価格 9,240円	75cm		
22mm		○			ZT22MV03H-35-04 標準価格 28,800円			35cm ×4本		
22mm		▼					VT22MV02HH-70 標準価格13,500円(強々弯)	70cm		
26mm			T26MV05H-75 標準価格 9,240円		T26MV03H-75 標準価格 8,280円	T26MV02H-75 標準価格 8,280円		T26MV11H-75 標準価格 10,500円		75cm
27mm		○					ZT27MV01HH-75 標準価格10,600円(強々弯)	75cm		
36mm					T36MV03H-75 標準価格 8,760円	T36MV02H-75 標準価格 8,760円	T36MV01H-75 標準価格 8,760円	T36MV11H-75 標準価格 8,760円		75cm

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	○	T08MV06N-45 標準価格 15,600円						45cm	紫 モノ
11mm		T11MV06N-45 標準価格 13,900円							
22mm			T22MV05N-75 標準価格 9,240円	T22MV04N-75 標準価格 9,240円				75cm	

■ 丸針(テーパークット・テーパーポイント)

■ 直針 Straight

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
15mm	▼		VST15MV05M-45 標準価格 13,000円					45cm	紫 モノ
17mm	○		VT17MV05M-45 標準価格 13,000円	VT17MV04M-45 標準価格 12,000円					

モノスティンガー【ポリジオキサノン・モノフィラメント】

承認番号 22200BZX00091000

■ 丸針(テーパーポイント・リリースポイント) ■ 強弯 1/2 Circle ■ 片針 12パック/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1号
13mm	○			RP-T13MV04H-45-8 標準価格 55,680円				45cm ×8本	紫・ モノ フィラ メント	
17mm			RP-T17MV05H-45-8 標準価格 50,880円	RP-T17MV04H-45-8 標準価格 50,880円						
22mm				RP-T22MV04H-45-8 標準価格 55,680円	RP-T22MV03H-45-8 標準価格 55,680円					
26mm					RP-T26MV03H-45-8 標準価格 46,080円	RP-T26MV02H-45-8 標準価格 46,080円				
36mm					ZRP-T36MV03H-45-8 標準価格 62,000円	RP-T36MV02H-45-8 標準価格 64,000円				

■ 鈍針(ブラントテーパーポイント・ループ)
(ブラントテーパーポイント・リリースポイント) ■ 強弯 1/2 Circle ■ 片針 12本/1箱
12パック/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
48mm	●						D48MV01H-W75 標準価格 25,560円	150cm ループ	紫・ モノ
36mm	●						RP-D36MV01H-45-8 標準価格 56,640円	45cm ×8本	紫 モノ
48mm							RP-D48MV11H-45-4 標準価格 30,240円	45cm ×4本	

■ 両端針 ■ 丸針(テーパーポイント・テーパーカット) ■ 強弯 1/2 Circle ■ 両端針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
6mm	○	WT06MV06H-75 標準価格 26,400円						75cm	紫 モノ
8mm	▽		ZWWT08MV05H-90 標準価格 26,400円					90cm	

■ 両端針 ■ 丸針(テーパーポイント) ■ 弱弯 3/8 Circle ■ 両端針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
6mm	○	WT06MV06N-75 標準価格 26,400円						75cm	紫 モノ
8mm			WT08MV05N-75 標準価格 26,400円						

■ 両端針 ■ 丸針(テーパーポイント) ■ 直針 Straight ■ 両端針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1号
65mm	○						WT65MV01M-75 標準価格 16,000円	WT65MV11M-75 標準価格 16,000円	75cm	紫 モノ

■ 内視鏡外科専用パッケージ
スリットスケールパッケージ丸針(テーパーポイント・テーパーカット) ■ 強弯 1/2 Circle ■ 片針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
12mm	○				T12MV03H-20M 標準価格 12,000円	T12MV02H-20M 標準価格 12,000円		20cm	紫 モノ
22cm	▽			VT22MV04H-20M 標準価格 12,000円	VT22MV03H-20M 標準価格 12,000円	VT22MV02H-20M 標準価格 12,000円		20cm	紫 モノ
25mm				VT25MV03H-20M 標準価格 12,000円	VT25MV02H-20M 標準価格 12,000円				

■ 内視鏡外科Φ5mmポート挿入用丸針 ■ 特殊弯曲(110°) ■ 弱々弯(90°・1/4) ■ 片針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
24mm	○				T24MV03I-45 標準価格 10,280円(110°)			45cm	紫 モノ
26mm					T26MV03NN-45 標準価格 10,280円(90°)				

■ 切糸 3本入り×12袋=1箱

長さ	U.S.P	号 数						1袋 入数	総数	カラー 種別
		5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号			
45cm		45MV05-3 1箱 ¥8,600	45MV04-3 1箱 ¥8,600	45MV03-3 1箱 ¥8,600	45MV02-3 1箱 ¥8,600	45MV01-3 1箱 ¥8,600	45MV11-3 1箱 ¥8,600	3本	36本	紫 モノ

SURGISORB



Coated Synthetic Absorbable
Braided Polyglycolic Acid Sutures

特徴

優れた操作性
と
確実な結紮力

強い抗張力


優れた吸収性




■ 吸収期間

60~90日
2W:75%
3W:50%

■ 水による加水分解



加水分解の様子



切り糸【ポリグリコール酸合成吸収糸・ブレード】

承認番号 21000BZY00102000

■ ブレード糸

■ 1パック12本入り × 12パック/1箱

長さ	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2	1パック 入数	総本数	カラー 種別
45cm	B45SV04-12 標準価格 19,440円	B45SV03-12 標準価格 19,440円	B45SV02-12 標準価格 19,440円	B45SV01-12 標準価格 31,000円	B45SV11-12 標準価格 31,000円	B45SV22-12 標準価格 31,000円	12本	144本	紫 ブレード

リリースポイント【ポリグリコール酸合成吸収糸・ブレード】

承認番号 21000BZY00102000

■ 丸針・鈍針

■ 強弯 1/2 Circle

■ 1パック8本入り × 12パック/箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1
17mm	○			BTRP17SV04H45 標準価格 44,000円	BTRP17SV03H45 標準価格 44,000円			45 cm	紫 ブレード	
22mm				BTRP22SV04H45 標準価格 44,000円	BTRP22SV03H45 標準価格 44,000円					
26mm					BTRP26SV03H45 標準価格 38,000円	BTRP26SV02H45 標準価格 38,000円	BTRP26SV01H45 標準価格 38,000円			
36mm						BTRP36SV02H45 標準価格 41,000円	BTRP36SV01H45 標準価格 41,000円			BTRP36SV11H45 標準価格 41,000円
45mm										BTRP45SV11H45 標準価格 45,000円

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
26mm	●				BDRP26SW03H45 標準価格 40,000円			45 cm	白 ブレード
36mm						BDRP36SW02H45 標準価格 45,000円	BDRP36SW11H45 標準価格 45,000円		

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
13mm	▼			BE13SV04H-45 標準価格 11,400円				45 cm	紫・ブレード
15mm				BE15SV04H-45 標準価格 11,400円	BE15SV03H-45 標準価格 11,400円				
17mm				BE17SV04H-45 標準価格 7,200円					
23mm					BE23SV03H-75 標準価格 7,200円	BE23SV02H-75 標準価格 7,200円		75 cm	
26mm						BE26SV02H-75 標準価格 7,200円			
36mm							BE36SV11H-75 標準価格 9,000円		

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
10mm	▼	BE10SW06H-45 標準価格 11,400円						45 cm	白・ブレード
13mm		BE13SW06H-45 標準価格 11,400円	BE13SW05H-45 標準価格 11,400円	BE13SW04H-45 標準価格 11,400円					
15mm			BE15SW05H-45 標準価格 11,400円	BE15SW04H-45 標準価格 11,400円	BE15SW03H-45 標準価格 11,400円				
17mm				BE17SW04H-45 標準価格 7,200円				75 cm	
23mm					BE23SW03H-75 標準価格 7,200円				

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
12mm	▼			BE12SV04N-45 標準価格 11,400円				45 cm	紫・ブレード
15mm				BE15SV04N-45 標準価格 11,400円	BE15SV03N-45 標準価格 11,400円				
19mm					BE19SV03N-45 標準価格 7,200円				

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼	BE11SW06N-45 標準価格 11,400円						45 cm	白・ブレード
12mm			BE12SW05N-45 標準価格 11,400円	BE12SW04N-45 標準価格 11,400円					
13mm		BE13SW06N-45 標準価格 11,400円							
15mm				BE15SW04N-45 標準価格 11,400円	BE15SW03N-45 標準価格 11,400円			75 cm	
19mm					BE19SW03N-45 標準価格 7,200円				

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			1
13mm	○			BT13SV04H-75 標準価格 7,200円				75 cm	紫・ブレード	
15mm				BT15SV04H-75 標準価格 7,200円	BT15SV03H-75 標準価格 7,200円					
20mm				BT20SV04H-75 標準価格 7,200円	BT20SV03H-75 標準価格 7,200円					
26mm					BT26SV03H-75 標準価格 7,200円	BT26SV02H-75 標準価格 7,200円	BT26SV01H-75 標準価格 7,200円	75 cm		
36mm					BT36SV03H-75 標準価格 7,200円	BT36SV02H-75 標準価格 7,200円	BT36SV01H-75 標準価格 7,200円			BT36SV11H-75 標準価格 7,200円

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
13mm	○	BT13SW06H-75 標準価格 7,200円	BT13SW05H-75 標準価格 7,200円	BT13SW04H-75 標準価格 7,200円				75 cm	白・ブレード
15mm				BT15SW04H-75 標準価格 7,200円	BT15SW03H-75 標準価格 7,200円				
20mm				BT20SW04H-75 標準価格 7,200円	BT20SW03H-75 標準価格 7,200円				
26mm					BT26SW03H-75 標準価格 7,200円			75 cm	
36mm					BT36SW03H-75 標準価格 7,200円				



モノスティンガー

ベアー針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

非吸収糸

ベアロン (ポリアミド合成繊維)

ベアー針付ナイロン糸

販売名：ナイロン糸付縫合針 (ポリアミド縫合糸)

承認番号：16000BZZ01909000

- 糸全体にわたり均一な直径を保ち、滑らかで、抵抗のすくない、ナイロン性モノフィラメント糸。
- モノフィラメントである為、生体内における細菌の増殖もなく、組織反応も非常に少ない。
- 皮膚および皮下縫合、マイクロサージャリー等・・・幅広い分野で使用されている。

材質

- ナイロン
- モノフィラメント
- 非吸収性

色	黒	A
	青	G
	白	L

ベアブレード (ポリアミド合成繊維)

ベアー針付ナイロンブレード糸

販売名：ベアー印 ナイロンブレード糸付縫合針 (ポリアミド縫合糸)

承認番号：16200BZZ00809000

- ナイロンの細い繊維をしっかり均一に編み上げ、シルクに近い特性 (しなやかさ・結び易さ) を持たせた縫合糸。
- シルクのような扱い易さで、強い抗張力を有し、シルク同様の結紮方法により確実な結紮が行える。
- 生体内において強い抗張力を保持させる際に使用されるケースが多い。

材質

- ナイロン
- ブレード
- 非吸収性

色	黒	BA
	白	BL

■ ヘラ針(スパチュラー・スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	BP08A07N-45 標準価格 7,560 円	BP08A06N-45 標準価格 5,290 円	BP08A05N-45 標準価格 4,750 円				45 cm	黒・ モノフィラメント
10mm		BP10A07N-45 標準価格 5,830 円	BP10A06N-45 標準価格 5,290 円	BP10A05N-45 標準価格 4,750 円					
11mm		BP11A07N-45 標準価格 5,830 円	BP11A06N-45 標準価格 5,290 円	BP11A05N-45 標準価格 4,750 円	BP11A04N-45 標準価格 3,890 円				
12mm					BP12A04N-45 標準価格 3,890 円	BP12A03N-45 標準価格 3,890 円			
13mm		BP13A07N-45 標準価格 5,830 円	BP13A06N-45 標準価格 5,290 円	BP13A05N-45 標準価格 4,750 円	BP13A04N-45 標準価格 3,890 円				
15mm			BP15A06N-45 標準価格 5,290 円	BP15A05N-45 標準価格 4,750 円	BP15A04N-45 標準価格 3,890 円	BP15A03N-45 標準価格 3,890 円			

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	BP08G07N-45 標準価格 7,560 円						45 cm	青・ モノフィラメント
11mm			BP11G06N-45 標準価格 5,290 円	BP11G05N-45 標準価格 4,750 円	BP11G04N-45 標準価格 3,890 円				
13mm			BP13G06N-45 標準価格 5,290 円	BP13G05N-45 標準価格 4,750 円	BP13G04N-45 標準価格 3,890 円				
15mm		BP15G07N-45 標準価格 5,830 円	BP15G06N-45 標準価格 5,290 円	BP15G05N-45 標準価格 4,750 円	BP15G04N-45 標準価格 3,890 円	BP15G03N-45 標準価格 3,890 円			

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	BP08L07N-45 標準価格 7,560 円	BP08L06N-45 標準価格 5,290 円	BP08L05N-45 標準価格 4,750 円				45 cm	白・ モノフィラメント
11mm		BP11L07N-45 標準価格 5,830 円	BP11L06N-45 標準価格 5,290 円	BP11L05N-45 標準価格 4,750 円	BP11L04N-45 標準価格 3,890 円	BP11L03N-45 標準価格 3,890 円			
12mm					BP12L04N-45 標準価格 3,890 円	BP12L03N-45 標準価格 3,890 円			
13mm		BP13L07N-45 標準価格 5,830 円	BP13L06N-45 標準価格 5,290 円	BP13L05N-45 標準価格 4,750 円	BP13L04N-45 標準価格 3,890 円	BP13L03N-45 標準価格 3,890 円			

■ ヘラ針(スパチュラー・スリムタイプ)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	BP08A07H-45 標準価格 7,560 円	BP08A06H-45 標準価格 5,290 円	BP08A05H-45 標準価格 4,750 円				45 cm	黒・ モノフィラメント
10mm		BP10A07H-45 標準価格 5,830 円	BP10A06H-45 標準価格 5,290 円	BP10A05H-45 標準価格 4,750 円					
11mm		BP11A07H-45 標準価格 5,830 円	BP11A06H-45 標準価格 5,290 円	BP11A05H-45 標準価格 4,750 円	BP11A04H-45 標準価格 3,890 円				
12mm					BP12A04H-45 標準価格 3,890 円				
13mm		BP13A07H-45 標準価格 5,830 円	BP13A06H-45 標準価格 5,290 円	BP13A05H-45 標準価格 4,750 円	BP13A04H-45 標準価格 3,890 円	BP13A03H-45 標準価格 3,890 円			
15mm			BP15A06H-45 標準価格 5,290 円	BP15A05H-45 標準価格 4,750 円	BP15A04H-45 標準価格 3,890 円	BP15A03H-45 標準価格 3,890 円			

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼							45 cm	青・ モノフィラメント
10mm		BP10G07H-45 標準価格 5,830 円	BP10G06H-45 標準価格 5,290 円	BP10G05H-45 標準価格 4,750 円					
11mm			BP11G06H-45 標準価格 5,290 円	BP11G05H-45 標準価格 4,750 円	BP11G04H-45 標準価格 3,890 円				
12mm			BP12G06H-45 標準価格 5,290 円	BP12G05H-45 標準価格 4,750 円	BP12G04H-45 標準価格 3,890 円	BP12G03H-45 標準価格 3,890 円			
13mm			BP13G06H-45 標準価格 5,290 円	BP13G05H-45 標準価格 4,750 円	BP13G04H-45 標準価格 3,890 円	BP13G03H-45 標準価格 3,890 円			
15mm		BP15G07H-45 標準価格 5,830 円	BP15G06H-45 標準価格 5,290 円	BP15G05H-45 標準価格 4,750 円	BP15G04H-45 標準価格 3,890 円	BP15G03H-45 標準価格 3,890 円			

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼		BP08L06H-45 標準価格 5,290 円	BP08L05H-45 標準価格 4,750 円				45 cm	白・ モノフィラメント
10mm		BP10L07H-45 標準価格 5,830 円	BP10L06H-45 標準価格 5,290 円	BP10L05H-45 標準価格 4,750 円					
11mm		BP11L07H-45 標準価格 5,830 円	BP11L06H-45 標準価格 5,290 円	BP11L05H-45 標準価格 4,750 円	BP11L04H-45 標準価格 3,890 円	BP11L03H-45 標準価格 3,890 円			
12mm			BP12L06H-45 標準価格 5,290 円	BP12L05H-45 標準価格 4,750 円					
13mm		BP13L07H-45 標準価格 5,830 円	BP13L06H-45 標準価格 5,290 円	BP13L05H-45 標準価格 4,750 円	BP13L04H-45 標準価格 3,890 円	BP13L03H-45 標準価格 3,890 円			
15mm			BP15L06H-45 標準価格 5,290 円	BP15L05H-45 標準価格 4,750 円	BP15L04H-45 標準価格 3,890 円	BP15L03H-45 標準価格 3,890 円			

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ 逆三角針(スパチュラー/リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
11mm	▼		SP11A06N-45 標準価格 5,290円	SP11A05N-45 標準価格 4,750円	SP11A04N-45 標準価格 3,890円			45 cm	黒・モノフィラメント	
12mm		SP12A06N-45 標準価格 5,290円	SP12A05N-45 標準価格 4,750円	SP12A04N-45 標準価格 3,890円						
13mm		SP13A06N-45 標準価格 5,290円	SP13A05N-45 標準価格 4,750円	SP13A04N-45 標準価格 3,890円	SP13A03N-45 標準価格 3,890円					
15mm				SP15A05N-45 標準価格 4,750円	SP15A04N-45 標準価格 3,890円	SP15A03N-45 標準価格 3,890円				
17mm				SP17A05N-45 標準価格 4,750円	SP17A04N-45 標準価格 3,890円	SP17A03N-45 標準価格 3,890円				
19mm				SP19A05N-45 標準価格 4,750円	SP19A04N-45 標準価格 3,890円	SP19A03N-45 標準価格 3,890円				
21mm		▼				SP21A04N-75 標準価格 3,890円	SP21A03N-75 標準価格 3,890円	SP21A02N-75 標準価格 3,890円		75 cm
24mm						SP24A04N-75 標準価格 3,890円	SP24A03N-75 標準価格 3,890円	SP24A02N-75 標準価格 3,890円		
27mm						SP27A04N-75 標準価格 3,890円	SP27A03N-75 標準価格 3,890円	SP27A02N-75 標準価格 3,890円		
30mm					SP30A04N-75 標準価格 3,890円	SP30A03N-75 標準価格 3,890円	SP30A02N-75 標準価格 3,890円			

針	糸	号数						長さ	カラー種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
11mm	▼		SP11G06N-45 標準価格 5,290円	SP11G05N-45 標準価格 4,750円	SP11G04N-45 標準価格 3,890円			45 cm	青・モノフィラメント	
12mm		SP12G06N-45 標準価格 5,290円	SP12G05N-45 標準価格 4,750円	SP12G04N-45 標準価格 3,890円						
13mm		SP13G06N-45 標準価格 5,290円	SP13G05N-45 標準価格 4,750円	SP13G04N-45 標準価格 3,890円	SP13G03N-45 標準価格 3,890円					
15mm				SP15G05N-45 標準価格 4,750円	SP15G04N-45 標準価格 3,890円	SP15G03N-45 標準価格 3,890円				
17mm				SP17G05N-45 標準価格 4,750円	SP17G04N-45 標準価格 3,890円	SP17G03N-45 標準価格 3,890円				
19mm				SP19G05N-45 標準価格 4,750円	SP19G04N-45 標準価格 3,890円	SP19G03N-45 標準価格 3,890円				
21mm		▼				SP21G04N-75 標準価格 3,890円	SP21G03N-75 標準価格 3,890円	SP21G02N-75 標準価格 3,890円		75 cm
24mm						SP24G04N-75 標準価格 3,890円	SP24G03N-75 標準価格 3,890円	SP24G02N-75 標準価格 3,890円		
27mm						SP27G04N-75 標準価格 3,890円	SP27G03N-75 標準価格 3,890円	SP27G02N-75 標準価格 3,890円		
30mm					SP30G04N-75 標準価格 3,890円	SP30G03N-75 標準価格 3,890円	SP30G02N-75 標準価格 3,890円			

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼		SP11L06N-45 標準価格 5,290円	SP11L05N-45 標準価格 4,750円	SP11L04N-45 標準価格 3,890円			45 cm	モ白・モノフィラメント
12mm		SP12L06N-45 標準価格 5,290円	SP12L05N-45 標準価格 4,750円	SP12L04N-45 標準価格 3,890円					
13mm		SP13L06N-45 標準価格 5,290円	SP13L05N-45 標準価格 4,750円	SP13L04N-45 標準価格 3,890円	SP13L03N-45 標準価格 3,890円				

■ 逆三角針(スパチュラー/リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			
11mm	▼		SP11A06H-45 標準価格 5,290円	SP11A05H-45 標準価格 4,750円	SP11A04H-45 標準価格 3,890円				45 cm	黒・ モノフィラメント	
12mm		SP12A06H-45 標準価格 5,290円	SP12A05H-45 標準価格 4,750円	SP12A04H-45 標準価格 3,890円							
13mm		SP13A06H-45 標準価格 5,290円	SP13A05H-45 標準価格 4,750円	SP13A04H-45 標準価格 3,890円	SP13A03H-45 標準価格 3,890円						
15mm		SP15A06H-45 標準価格 5,290円	SP15A05H-45 標準価格 4,750円	SP15A04H-45 標準価格 3,890円	SP15A03H-45 標準価格 3,890円						
17mm			SP17A05H-45 標準価格 4,750円	SP17A04H-45 標準価格 3,890円	SP17A03H-45 標準価格 3,890円	SP17A02H-45 標準価格 3,890円					
19mm			SP19A05H-45 標準価格 4,750円	SP19A04H-45 標準価格 3,890円	SP19A03H-45 標準価格 3,890円	SP19A02H-45 標準価格 3,890円					
21mm		▼				SP21A04H-75 標準価格 3,890円	SP21A03H-75 標準価格 3,890円	SP21A02H-75 標準価格 3,890円	SP21A01H-75 標準価格 3,890円		75 cm
24mm						SP24A04H-75 標準価格 3,890円	SP24A03H-75 標準価格 3,890円	SP24A02H-75 標準価格 3,890円	SP24A01H-75 標準価格 3,890円		
27mm						SP27A04H-75 標準価格 3,890円	SP27A03H-75 標準価格 3,890円	SP27A02H-75 標準価格 3,890円	SP27A01H-75 標準価格 3,890円		
30mm						SP30A04H-75 標準価格 3,890円	SP30A03H-75 標準価格 3,890円	SP30A02H-75 標準価格 3,890円	SP30A01H-75 標準価格 3,890円		

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			
11mm	▼		SP11G06H-45 標準価格 5,290円	SP11G05H-45 標準価格 4,750円	SP11G04H-45 標準価格 3,890円				45 cm	青・ モノフィラメント	
12mm		SP12G06H-45 標準価格 5,290円	SP12G05H-45 標準価格 4,750円	SP12G04H-45 標準価格 3,890円							
13mm		SP13G06H-45 標準価格 5,290円	SP13G05H-45 標準価格 4,750円	SP13G04H-45 標準価格 3,890円	SP13G03H-45 標準価格 3,890円						
15mm		SP15G06H-45 標準価格 5,290円	SP15G05H-45 標準価格 4,750円	SP15G04H-45 標準価格 3,890円	SP15G03H-45 標準価格 3,890円						
17mm			SP17G05H-45 標準価格 4,750円	SP17G04H-45 標準価格 3,890円	SP17G03H-45 標準価格 3,890円	SP17G02H-45 標準価格 3,890円					
19mm			SP19G05H-45 標準価格 4,750円	SP19G04H-45 標準価格 3,890円	SP19G03H-45 標準価格 3,890円	SP19G02H-45 標準価格 3,890円					
21mm		▼				SP21G04H-75 標準価格 3,890円	SP21G03H-75 標準価格 3,890円	SP21G02H-75 標準価格 3,890円	SP21G01H-75 標準価格 3,890円		75 cm
24mm						SP24G04H-75 標準価格 3,890円	SP24G03H-75 標準価格 3,890円	SP24G02H-75 標準価格 3,890円	SP24G01H-75 標準価格 3,890円		
						SP30G04H-75 標準価格 3,890円	SP30G03H-75 標準価格 3,890円	SP30G02H-75 標準価格 3,890円	SP30G01H-75 標準価格 3,890円		
30mm											

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			
11mm	▼		SP11L06H-45 標準価格 5,290円	SP11L05H-45 標準価格 4,750円	SP11L04H-45 標準価格 3,890円				45 cm	白・ モノフィラメント	
12mm		SP12L06H-45 標準価格 5,290円	SP12L05H-45 標準価格 4,750円	SP12L04H-45 標準価格 3,890円							
13mm		SP13L06H-45 標準価格 5,290円	SP13L05H-45 標準価格 4,750円	SP13L04H-45 標準価格 3,890円	SP13L03H-45 標準価格 3,890円						
15mm			SP15L05H-45 標準価格 4,750円	SP15L04H-45 標準価格 3,890円	SP15L03H-45 標準価格 3,890円						
17mm				SP17L04H-45 標準価格 3,890円	SP17L03H-45 標準価格 3,890円	SP17L02H-45 標準価格 3,890円					
19mm				SP19L04H-45 標準価格 3,890円	SP19L03H-45 標準価格 3,890円	SP19L02H-45 標準価格 3,890円					
21mm		▼				SP21L04H-75 標準価格 3,890円	SP21L03H-75 標準価格 3,890円	SP21L02H-75 標準価格 3,890円	SP21L01H-75 標準価格 3,890円		75 cm
24mm						SP24L04H-75 標準価格 3,890円	SP24L03H-75 標準価格 3,890円	SP24L02H-75 標準価格 3,890円	SP24L01H-75 標準価格 3,890円		
27mm						SP27L04H-75 標準価格 3,890円	SP27L03H-75 標準価格 3,890円	SP27L02H-75 標準価格 3,890円	SP27L01H-75 標準価格 3,890円		
30mm						SP30L04H-75 標準価格 3,890円	SP30L03H-75 標準価格 3,890円	SP30L02H-75 標準価格 3,890円	SP30L01H-75 標準価格 3,890円		

ペアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ 逆三角針(リバース・スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	▼	CC08A07N-45 標準価格 10,150円	CC08A06N-45 標準価格 8,860円	CC08A05N-45 標準価格 8,860円					45 cm	黒・ モノフィラメント
11mm		CC11A07N-45 標準価格 8,320円	CC11A06N-45 標準価格 7,240円	CC11A05N-45 標準価格 7,240円	CC11A04N-45 標準価格 7,240円					
13mm		CC13A07N-45 標準価格 8,320円	CC13A06N-45 標準価格 7,240円	CC13A05N-45 標準価格 7,240円	CC13A04N-45 標準価格 7,240円					

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
15mm	▼			E15A05N-45 標準価格 7,240円	E15A04N-45 標準価格 7,240円	E15A03N-45 標準価格 6,160円			45 cm	黒・ モノフィラメント
17mm				E17A05N-45 標準価格 7,240円	E17A04N-45 標準価格 7,240円	E17A03N-45 標準価格 6,160円				
19mm				E19A05N-45 標準価格 7,240円	E19A04N-45 標準価格 7,240円	E19A03N-45 標準価格 6,160円				
21mm				E21A05N-45 標準価格 7,240円	E21A04N-45 標準価格 7,240円	E21A03N-45 標準価格 6,160円				

針	糸	号数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
15mm	▼			E15G05N-45 標準価格 7,240円	E15G04N-45 標準価格 7,240円	E15G03N-45 標準価格 6,160円			45 cm	青・ モノフィラメント
17mm				E17G05N-45 標準価格 7,240円	E17G04N-45 標準価格 7,240円	E17G03N-45 標準価格 6,160円				
19mm					E19G04N-45 標準価格 7,240円	E19G03N-45 標準価格 6,160円				

針	糸	号数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼		E11L06N-45 標準価格 7,240円	E11L05N-45 標準価格 7,240円	E11L04N-45 標準価格 7,240円				45 cm	白・ モノフィラメント
13mm		E13L06N-45 標準価格 7,240円	E13L05N-45 標準価格 7,240円	E13L04N-45 標準価格 7,240円						

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	▼	E08A07H-45 標準価格 10,150円	E08A06H-45 標準価格 8,860円	E08A05H-45 標準価格 8,860円					45 cm	黒・ モノフィラメント
11mm		E11A07H-45 標準価格 8,320円	E11A06H-45 標準価格 7,240円	E11A05H-45 標準価格 7,240円	E11A04H-45 標準価格 7,240円					
13mm		E13A07H-45 標準価格 8,320円	E13A06H-45 標準価格 7,240円	E13A05H-45 標準価格 7,240円	E13A04H-45 標準価格 7,240円	E13A03H-45 標準価格 6,160円				
15mm				E15A05H-45 標準価格 7,240円	E15A04H-45 標準価格 7,240円	E15A03H-45 標準価格 6,160円				
17mm				E17A05H-45 標準価格 7,240円	E17A04H-45 標準価格 7,240円	E17A03H-45 標準価格 6,160円				
19mm				E19A05H-45 標準価格 7,240円	E19A04H-45 標準価格 7,240円	E19A03H-45 標準価格 6,160円				
21mm					E21A04H-75 標準価格 7,240円	E21A03H-75 標準価格 6,160円	E21A02H-75 標準価格 7,390円			

針	糸	号数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼		E11G06H-45 標準価格 7,240円	E11G05H-45 標準価格 7,240円	E11G04H-45 標準価格 7,240円				45 cm	青・ モノフィラメント
13mm			E13G06H-45 標準価格 7,240円	E13G05H-45 標準価格 7,240円	E13G04H-45 標準価格 7,240円					
15mm				E15G05H-45 標準価格 7,240円	E15G04H-45 標準価格 7,240円	E15G03H-45 標準価格 6,160円				
17mm				E17G05H-45 標準価格 7,240円	E17G04H-45 標準価格 7,240円	E17G03H-45 標準価格 6,160円				
19mm				E19G05H-45 標準価格 7,240円	E19G04H-45 標準価格 7,240円	E19G03H-45 標準価格 6,160円				

針	糸	号数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	▼		E08L06H-45 標準価格 8,860円	E08L05H-45 標準価格 8,860円					45 cm	白・ モノフィラメント
11mm			E11L06H-45 標準価格 7,240円	E11L05H-45 標準価格 7,240円	E11L04H-45 標準価格 7,240円					
13mm			E13L06H-45 標準価格 7,240円	E13L05H-45 標準価格 7,240円	E13L04H-45 標準価格 7,240円					
15mm				E15L05H-45 標準価格 7,240円	E15L04H-45 標準価格 7,240円	E15L03H-45 標準価格 6,160円				

■ 逆三角針(リバース)

■ 中弯 7/16 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼	E11A07L-45 標準価格 9,070 円	E11A06L-45 標準価格 9,070 円	E11A05L-45 標準価格 9,070 円	E11A04L-45 標準価格 9,070 円			45 cm	黒・ モノフィラメント
13mm		E13A07L-45 標準価格 9,070 円	E13A06L-45 標準価格 9,070 円	E13A05L-45 標準価格 9,070 円	E13A04L-45 標準価格 9,070 円				
15mm			E15A06L-45 標準価格 9,070 円	E15A05L-45 標準価格 9,070 円	E15A04L-45 標準価格 9,070 円	E15A03L-45 標準価格 9,070 円			

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼		E11L06L-45 標準価格 9,070 円	E11L05L-45 標準価格 9,070 円	E11L04L-45 標準価格 9,070 円			45 cm	白・ モノフィラメント
13mm			E13L05L-45 標準価格 9,070 円	E13L04L-45 標準価格 9,070 円					
15mm			E15L06L-45 標準価格 9,070 円	E15L05L-45 標準価格 9,070 円	E15L04L-45 標準価格 9,070 円	E15L03L-45 標準価格 9,070 円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼	S11A07N-45 標準価格 8,960 円	S11A06N-45 標準価格 8,100 円	S11A05N-45 標準価格 7,240 円				45 cm	黒・ モノフィラメント
13mm		S13A07N-45 標準価格 8,960 円	S13A06N-45 標準価格 8,100 円	S13A05N-45 標準価格 7,240 円	S13A04N-45 標準価格 5,940 円	S13A03N-45 標準価格 5,940 円			
15mm				S15A05N-45 標準価格 7,240 円	S15A04N-45 標準価格 5,940 円	S15A03N-45 標準価格 5,940 円			
17mm				S17A05N-45 標準価格 7,240 円	S17A04N-45 標準価格 5,940 円	S17A03N-45 標準価格 5,940 円		75 cm	
19mm				S19A05N-45 標準価格 7,240 円	S19A04N-45 標準価格 5,940 円	S19A03N-45 標準価格 5,940 円			
21mm				S21A05N-75 標準価格 7,240 円	S21A04N-75 標準価格 5,940 円	S21A03N-75 標準価格 5,940 円			
24mm					S24A04N-75 標準価格 5,940 円	S24A03N-75 標準価格 5,940 円		75 cm	
27mm					S27A04N-75 標準価格 5,940 円	S27A03N-75 標準価格 5,940 円			

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼	S11G07N-45 標準価格 8,960 円	S11G06N-45 標準価格 8,100 円	S11G05N-45 標準価格 7,240 円				45 cm	青・ モノフィラメント
13mm		S13G07N-45 標準価格 8,960 円	S13G06N-45 標準価格 8,100 円	S13G05N-45 標準価格 7,240 円	S13G04N-45 標準価格 5,940 円	S13G03N-45 標準価格 5,940 円			
15mm				S15G05N-45 標準価格 7,240 円	S15G04N-45 標準価格 5,940 円	S15G03N-45 標準価格 5,940 円			
17mm				S17G05N-45 標準価格 7,240 円	S17G04N-45 標準価格 5,940 円	S17G03N-45 標準価格 5,940 円		75 cm	
19mm				S19G05N-45 標準価格 7,240 円	S19G04N-45 標準価格 5,940 円	S19G03N-45 標準価格 5,940 円			
21mm				S21G05N-75 標準価格 7,240 円	S21G04N-75 標準価格 5,940 円	S21G03N-75 標準価格 5,940 円			
24mm					S24G04N-75 標準価格 5,940 円	S24G03N-75 標準価格 5,940 円		75 cm	
27mm					S27G04N-75 標準価格 5,940 円	S27G03N-75 標準価格 5,940 円			

ヘアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号数							長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼	S11A07H-45 標準価格 8,960円	S11A06H-45 標準価格 8,100円	S11A05H-45 標準価格 7,240円					45cm	黒・モノフィラメント
13mm		S13A07H-45 標準価格 8,960円	S13A06H-45 標準価格 8,100円	S13A05H-45 標準価格 7,240円	S13A04H-45 標準価格 5,940円	S13A03H-45 標準価格 5,940円				
15mm				S15A05H-45 標準価格 7,240円	S15A04H-45 標準価格 5,940円	S15A03H-45 標準価格 5,940円				
17mm				S17A05H-45 標準価格 7,240円	S17A04H-45 標準価格 5,940円	S17A03H-45 標準価格 5,940円				
19mm				S19A05H-45 標準価格 7,240円	S19A04H-45 標準価格 5,940円	S19A03H-45 標準価格 5,940円				
21mm					S21A04H-75 標準価格 5,940円	S21A03H-75 標準価格 5,940円			75cm	
24mm					S24A04H-75 標準価格 5,940円	S24A03H-75 標準価格 5,940円				
27mm					S27A04H-75 標準価格 5,940円	S27A03H-75 標準価格 5,940円				
30mm					S30A04H-75 標準価格 5,940円	S30A03H-75 標準価格 5,940円				

針	糸	号数							長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼		S11G06H-45 標準価格 8,100円	S11G05H-45 標準価格 7,240円					45cm	青・モノフィラメント
13mm			S13G06H-45 標準価格 8,100円	S13G05H-45 標準価格 7,240円	S13G04H-45 標準価格 5,940円	S13G03H-45 標準価格 5,940円				
15mm				S15G05H-45 標準価格 7,240円	S15G04H-45 標準価格 5,940円	S15G03H-45 標準価格 5,940円				
17mm				S17G05H-45 標準価格 7,240円	S17G04H-45 標準価格 5,940円	S17G03H-45 標準価格 5,940円				
19mm				S19G05H-45 標準価格 7,240円	S19G04H-45 標準価格 5,940円	S19G03H-45 標準価格 5,940円				
21mm					S21G04H-75 標準価格 5,940円	S21G03H-75 標準価格 5,940円			75cm	
24mm					S24G04H-75 標準価格 5,940円	S24G03H-75 標準価格 5,940円				
27mm					S27G04H-75 標準価格 5,940円	S27G03H-75 標準価格 5,940円				
30mm					S30G04H-75 標準価格 5,940円	S30G03H-75 標準価格 5,940円				

針	糸	号数							長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼		S11L06H-45 標準価格 8,100円	S11L05H-45 標準価格 7,240円					45cm	白・モノフィラメント
13mm			S13L06H-45 標準価格 8,100円	S13L05H-45 標準価格 7,240円	S13L04H-45 標準価格 5,940円	S13L03H-45 標準価格 5,940円				
15mm				S15L05H-45 標準価格 7,240円	S15L04H-45 標準価格 5,940円	S15L03H-45 標準価格 5,940円				
17mm				S17L05H-45 標準価格 7,240円	S17L04H-45 標準価格 5,940円	S17L03H-45 標準価格 5,940円				
19mm				S19L05H-45 標準価格 7,240円	S19L04H-45 標準価格 5,940円	S19L03H-45 標準価格 5,940円				
21mm					S21L04H-75 標準価格 5,940円	S21L03H-75 標準価格 5,940円			75cm	
24mm					S24L04H-75 標準価格 5,940円	S24L03H-75 標準価格 5,940円				

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	T08A07N-45 標準価格 11,120円	T08A06N-45 標準価格 8,100円	T08A05N-45 標準価格 7,240円				45 cm	黒・モノフィラメント
11mm		T11A07N-45 標準価格 8,960円	T11A06N-45 標準価格 8,100円	T11A05N-45 標準価格 7,240円					
13mm			T13A06N-45 標準価格 8,100円	T13A05N-45 標準価格 7,240円	T13A04N-45 標準価格 5,940円				
15mm			T15A06N-45 標準価格 8,100円	T15A05N-45 標準価格 7,240円	T15A04N-45 標準価格 5,940円				
19mm				T19A05N-45 標準価格 7,240円	T19A04N-45 標準価格 5,940円	T19A03N-45 標準価格 5,940円			
21mm					T21A04N-75 標準価格 5,940円	T21A03N-75 標準価格 5,940円		75 cm	

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	T08G07N-45 標準価格 11,120円	T08G06N-45 標準価格 8,100円	T08G05N-45 標準価格 7,240円				45 cm	青・モノフィラメント
11mm		T11G07N-45 標準価格 8,960円	T11G06N-45 標準価格 8,100円	T11G05N-45 標準価格 7,240円					
13mm			T13G06N-45 標準価格 8,100円	T13G05N-45 標準価格 7,240円	T13G04N-45 標準価格 5,940円				
15mm			T15G07N-45 標準価格 8,960円	T15G06N-45 標準価格 8,100円	T15G05N-45 標準価格 7,240円	T15G04N-45 標準価格 5,940円			
19mm					T19G05N-45 標準価格 7,240円	T19G04N-45 標準価格 5,940円	T19G03N-45 標準価格 5,940円		
21mm						T21G04N-75 標準価格 5,940円	T21G03N-75 標準価格 5,940円	75 cm	

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	T08A07H-45 標準価格 11,120円	T08A06H-45 標準価格 8,100円	T08A05H-45 標準価格 7,240円				45 cm	黒・モノフィラメント
11mm		T11A07H-45 標準価格 8,960円	T11A06H-45 標準価格 8,100円	T11A05H-45 標準価格 7,240円					
13mm			T13A06H-45 標準価格 8,100円	T13A05H-45 標準価格 7,240円	T13A04H-45 標準価格 5,940円				
15mm			T15A06H-45 標準価格 8,100円	T15A05H-45 標準価格 7,240円	T15A04H-45 標準価格 5,940円				
17mm				T17A05H-45 標準価格 7,240円	T17A04H-45 標準価格 5,940円	T17A03H-45 標準価格 5,940円			
19mm				T19A05H-45 標準価格 7,240円	T19A04H-45 標準価格 5,940円	T19A03H-45 標準価格 5,940円			
21mm					T21A04H-75 標準価格 5,940円	T21A03H-75 標準価格 5,940円	75 cm		

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	T08G07H-45 標準価格 11,120円	T08G06H-45 標準価格 8,100円	T08G05H-45 標準価格 7,240円				45 cm	青・モノフィラメント
11mm		T11G07H-45 標準価格 8,960円	T11G06H-45 標準価格 8,100円	T11G05H-45 標準価格 7,240円					
13mm			T13G06H-45 標準価格 8,100円	T13G05H-45 標準価格 7,240円	T13G04H-45 標準価格 5,940円				
15mm			T15G06H-45 標準価格 8,100円	T15G05H-45 標準価格 7,240円	T15G04H-45 標準価格 5,940円				
17mm				T17G05H-45 標準価格 7,240円	T17G04H-45 標準価格 5,940円	T17G03H-45 標準価格 5,940円			
19mm				T19G05H-45 標準価格 7,240円	T19G04H-45 標準価格 5,940円	T19G03H-45 標準価格 5,940円			
21mm					T21G04H-75 標準価格 5,940円	T21G03H-75 標準価格 5,940円	75 cm		

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

＜縫合用＞

- ループ針
■ 逆三角針(スパチュラー/リバース)
■ 弱弯 3/8 Circle
■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
12mm	▼			SP12A05N-W15 標準価格 8,640円	SP12A04N-W15 標準価格 8,100円	SP12A03N-W15 標準価格 8,100円		15cm	黒・モノフィラメント
13mm				SP13A05N-W15 標準価格 8,640円	SP13A04N-W15 標準価格 8,100円	SP13A03N-W15 標準価格 8,100円			
15mm					SP15A04N-W15 標準価格 8,100円	SP15A03N-W15 標準価格 8,100円	SP15A02N-W15 標準価格 8,100円		

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
12mm	▼			SP12G05N-W15 標準価格 8,640円	SP12G04N-W15 標準価格 8,100円	SP12G03N-W15 標準価格 8,100円		15cm	青・モノフィラメント
13mm				SP13G05N-W15 標準価格 8,640円	SP13G04N-W15 標準価格 8,100円	SP13G03N-W15 標準価格 8,100円			
15mm					SP15G04N-W15 標準価格 8,100円	SP15G03N-W15 標準価格 8,100円	SP15G02N-W15 標準価格 8,100円		

- ループ針
■ 逆三角針(スパチュラー/リバース)
■ 強弯 1/2 Circle
■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
12mm	▼			SP12A05H-W15 標準価格 8,640円	SP12A04H-W15 標準価格 8,100円	SP12A03H-W15 標準価格 8,100円		15cm	黒・モノフィラメント
13mm				SP13A05H-W15 標準価格 8,640円	SP13A04H-W15 標準価格 8,100円	SP13A03H-W15 標準価格 8,100円			
15mm					SP15A04H-W15 標準価格 8,100円	SP15A03H-W15 標準価格 8,100円	SP15A02H-W15 標準価格 8,100円		

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
12mm	▼			SP12G05H-W15 標準価格 8,640円	SP12G04H-W15 標準価格 8,100円	SP12G03H-W15 標準価格 8,100円		15cm	青・モノフィラメント
13mm				SP13G05H-W15 標準価格 8,640円	SP13G04H-W15 標準価格 8,100円	SP13G03H-W15 標準価格 8,100円			
15mm					SP15G04H-W15 標準価格 8,100円	SP15G03H-W15 標準価格 8,100円	SP15G02H-W15 標準価格 8,100円		

- ループ針
■ 丸針(テーパポイント)
■ 弱弯 3/8 Circle
■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
12mm	○			T12A05N-W15 標準価格 8,640円	T12A04N-W15 標準価格 8,100円	T12A03N-W15 標準価格 8,100円		15cm	黒・モノフィラメント
13mm				T13A05N-W15 標準価格 8,640円	T13A04N-W15 標準価格 8,100円	T13A03N-W15 標準価格 8,100円			
15mm					T15A04N-W15 標準価格 8,100円	T15A03N-W15 標準価格 8,100円	T15A02N-W15 標準価格 8,100円		

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
12mm	○			T12G05N-W15 標準価格 8,640円	T12G04N-W15 標準価格 8,100円	T12G03N-W15 標準価格 8,100円		15cm	青・モノフィラメント
13mm				T13G05N-W15 標準価格 8,640円	T13G04N-W15 標準価格 8,100円	T13G03N-W15 標準価格 8,100円			
15mm					T15G04N-W15 標準価格 8,100円	T15G03N-W15 標準価格 8,100円	T15G02N-W15 標準価格 8,100円		

- ループ針
■ 丸針(テーパポイント)
■ 強弯 1/2 Circle
■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
12mm	○			T12A05H-W15 標準価格 8,640円	T12A04H-W15 標準価格 8,100円	T12A03H-W15 標準価格 8,100円		15cm	黒・モノフィラメント
13mm				T13A05H-W15 標準価格 8,640円	T13A04H-W15 標準価格 8,100円	T13A03H-W15 標準価格 8,100円			
15mm					T15A04H-W15 標準価格 8,100円	T15A03H-W15 標準価格 8,100円	T15A02H-W15 標準価格 8,100円		

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
12mm	○			T12G05H-W15 標準価格 8,640円	T12G04H-W15 標準価格 8,100円	T12G03H-W15 標準価格 8,100円		15cm	青・モノフィラメント
13mm				T13G05H-W15 標準価格 8,640円	T13G04H-W15 標準価格 8,100円	T13G03H-W15 標準価格 8,100円			
15mm					T15G04H-W15 標準価格 8,100円	T15G03H-W15 標準価格 8,100円	T15G02H-W15 標準価格 8,100円		

■ 逆三角針(スパチュラー/リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
8mm	▼		SP08BA06N-45 標準価格 5,290 円	SP08BA05N-45 標準価格 4,750 円				45 cm	黒・ ブレード	
11mm			SP11BA06N-45 標準価格 5,290 円	SP11BA05N-45 標準価格 4,750 円	SP11BA04N-45 標準価格 3,890 円					
13mm			SP13BA06N-45 標準価格 5,290 円	SP13BA05N-45 標準価格 4,750 円	SP13BA04N-45 標準価格 3,890 円					
15mm	▼			SP15BA05N-45 標準価格 4,750 円	SP15BA04N-45 標準価格 3,890 円	SP15BA03N-45 標準価格 3,890 円		75 cm		
17mm				SP17BA05N-45 標準価格 4,750 円	SP17BA04N-45 標準価格 3,890 円	SP17BA03N-45 標準価格 3,890 円				
19mm				SP19BA05N-45 標準価格 4,750 円	SP19BA04N-45 標準価格 3,890 円	SP19BA03N-45 標準価格 3,890 円				
21mm					SP21BA04N-75 標準価格 3,890 円	SP21BA03N-75 標準価格 3,890 円	SP21BA02N-75 標準価格 3,890 円			
24mm					SP24BA04N-75 標準価格 3,890 円	SP24BA03N-75 標準価格 3,890 円	SP24BA02N-75 標準価格 3,890 円			

■ 逆三角針(スパチュラー/リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
8mm	▼		SP08BA06H-45 標準価格 5,290 円	SP08BA05H-45 標準価格 4,750 円				45 cm	黒・ ブレード	
11mm			SP11BA06H-45 標準価格 5,290 円	SP11BA05H-45 標準価格 4,750 円	SP11BA04H-45 標準価格 3,890 円					
13mm			SP13BA06H-45 標準価格 5,290 円	SP13BA05H-45 標準価格 4,750 円	SP13BA04H-45 標準価格 3,890 円					
15mm	▼			SP15BA05H-45 標準価格 4,750 円	SP15BA04H-45 標準価格 3,890 円	SP15BA03H-45 標準価格 3,890 円		75 cm		
17mm				SP17BA05H-45 標準価格 4,750 円	SP17BA04H-45 標準価格 3,890 円	SP17BA03H-45 標準価格 3,890 円				
19mm				SP19BA05H-45 標準価格 4,750 円	SP19BA04H-45 標準価格 3,890 円	SP19BA03H-45 標準価格 3,890 円				
21mm					SP21BA04H-75 標準価格 3,890 円	SP21BA03H-75 標準価格 3,890 円	SP21BA02H-75 標準価格 3,890 円			
24mm					SP24BA04H-75 標準価格 3,890 円	SP24BA03H-75 標準価格 3,890 円	SP24BA02H-75 標準価格 3,890 円			
27mm					SP27BA03H-75 標準価格 3,890 円	SP27BA02H-75 標準価格 3,890 円	SP27BA01H-75 標準価格 3,890 円			
30mm					SP30BA03H-75 標準価格 3,890 円	SP30BA02H-75 標準価格 3,890 円	SP30BA01H-75 標準価格 3,890 円			

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
8mm	▼		SP08BL06H-45 標準価格 5,290 円	SP08BL05H-45 標準価格 4,750 円				45 cm	白・ ブレード	
11mm			SP11BL06H-45 標準価格 5,290 円	SP11BL05H-45 標準価格 4,750 円	SP11BL04H-45 標準価格 3,890 円					
13mm			SP13BL06H-45 標準価格 5,290 円	SP13BL05H-45 標準価格 4,750 円	SP13BL04H-45 標準価格 3,890 円					
15mm	▼			SP15BL05H-45 標準価格 4,750 円	SP15BL04H-45 標準価格 3,890 円	SP15BL03H-45 標準価格 3,890 円		75 cm		
17mm				SP17BL05H-45 標準価格 4,750 円	SP17BL04H-45 標準価格 3,890 円	SP17BL03H-45 標準価格 3,890 円				
19mm				SP19BL05H-45 標準価格 4,750 円	SP19BL04H-45 標準価格 3,890 円	SP19BL03H-45 標準価格 3,890 円				
21mm					SP21BL04H-75 標準価格 3,890 円	SP21BL03H-75 標準価格 3,890 円	SP21BL02H-75 標準価格 3,890 円			
24mm					SP24BL04H-75 標準価格 3,890 円	SP24BL03H-75 標準価格 3,890 円	SP24BL02H-75 標準価格 3,890 円			
27mm					SP27BL03H-75 標準価格 3,890 円	SP27BL02H-75 標準価格 3,890 円	SP27BL01H-75 標準価格 3,890 円			
30mm					SP30BL03H-75 標準価格 3,890 円	SP30BL02H-75 標準価格 3,890 円	SP30BL01H-75 標準価格 3,890 円			

ベアー針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

非吸収糸

ベアレン (プロピレンの重合体)

ベアー針付ポリプロピレン糸

販売名：ポリプロピレン糸付縫合針（ポリプロピレン縫合糸）

承認番号：16000BZZ01951000

- ナイロンと同形状であるが、滑らかさに加え柔軟性に優れる。
- 組織通過性がスムーズで、適度な伸縮性により安定した結紮力を持つ。
- モノフィラメントである為、生体内における細菌の増殖もなく、強い抗張力を維持。
- 組織損傷が少なく、心臓血管、肺等のオペレーション等の症例にて一般的に使用されている。

材質

- ポリプロピレン
- モノフィラメント
- 非吸収性

色

青

F

■ ヘラ針(スパチュラー・スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	BP08F07N-45 標準価格 9,070 円	BP08F06N-45 標準価格 6,370 円	BP08F05N-45 標準価格 5,720 円				45 cm	モ青・ モノフィラメント
11mm		BP11F07N-45 標準価格 7,020 円	BP11F06N-45 標準価格 6,370 円	BP11F05N-45 標準価格 5,720 円					
13mm		BP13F07N-45 標準価格 7,020 円	BP13F06N-45 標準価格 6,370 円	BP13F05N-45 標準価格 5,720 円	BP13F04N-45 標準価格 4,750 円				

■ ヘラ針(スパチュラー・スリムタイプ)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	BP08F07H-45 標準価格 9,070 円	BP08F06H-45 標準価格 6,370 円	BP08F05H-45 標準価格 5,720 円				45 cm	モ青・ モノフィラメント
11mm		BP11F07H-45 標準価格 7,020 円	BP11F06H-45 標準価格 6,370 円	BP11F05H-45 標準価格 5,720 円					
13mm		BP13F07H-45 標準価格 7,020 円	BP13F06H-45 標準価格 6,370 円	BP13F05H-45 標準価格 5,720 円	BP13F04H-45 標準価格 4,750 円				

■ 逆三角針(リバース/スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	CC08F07N-45 標準価格 10,150 円	CC08F06N-45 標準価格 8,860 円	CC08F05N-45 標準価格 8,860 円				45 cm	モ青・ モノフィラメント
11mm		CC11F07N-45 標準価格 8,320 円	CC11F06N-45 標準価格 7,240 円	CC11F05N-45 標準価格 7,240 円					
13mm		CC13F07N-45 標準価格 8,320 円	CC13F06N-45 標準価格 7,240 円	CC13F05N-45 標準価格 7,240 円	CC13F04N-45 標準価格 7,240 円				
15mm				E15F05N-45 標準価格 7,240 円	E15F04N-45 標準価格 7,240 円				

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	E08F07H-45 標準価格 10,150 円	E08F06H-45 標準価格 8,860 円	E08F05H-45 標準価格 8,860 円				45 cm	モ青・ モノフィラメント
11mm		E11F07H-45 標準価格 8,320 円	E11F06H-45 標準価格 7,240 円	E11F05H-45 標準価格 7,240 円					
13mm		E13F07H-45 標準価格 8,320 円	E13F06H-45 標準価格 7,240 円	E13F05H-45 標準価格 7,240 円	E13F04H-45 標準価格 7,240 円				
15mm				E15F05H-45 標準価格 7,240 円	E15F04H-45 標準価格 7,240 円				

ヘアレン【ポリプロピレン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01951000

■ 丸針(テーパーポイント・スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	ST08F07N-45 標準価格 10,370 円	ST08F06N-45 標準価格 7,340 円					45 cm	青・ モノフィラメント
11mm		ST11F07N-45 標準価格 8,100 円	ST11F06N-45 標準価格 7,340 円	ST11F05N-45 標準価格 6,480 円					
13mm		ST13F07N-45 標準価格 7,670 円	ST13F06N-45 標準価格 7,340 円	ST13F05N-45 標準価格 6,480 円					

■ 丸針(テーパーポイント・スリムタイプ)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	○	ST11F07H-45 標準価格 8,100 円	ST11F06H-45 標準価格 7,340 円	ST11F05H-45 標準価格 6,480 円				45 cm	青・ モノフィラメント
13mm		ST13F07H-45 標準価格 7,670 円	ST13F06H-45 標準価格 7,340 円	ST13F05H-45 標準価格 6,480 円					
15mm					ST15F04H-75 標準価格 5,400 円	ST15F03H-75 標準価格 5,400 円		75 cm	
17mm					ST17F04H-75 標準価格 5,400 円	ST17F03H-75 標準価格 5,400 円			

■ 両端針

■ 丸針(テーパーポイント・スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	WST08F07N-45 標準価格 14,580 円	WST08F06N-45 標準価格 10,260 円					45 cm	青・ モノフィラメント
10mm		WST10F07N-45 標準価格 11,340 円	WST10F06N-45 標準価格 10,260 円						
11mm		WST11F07N-45 標準価格 11,340 円	WST11F06N-45 標準価格 10,260 円	WST11F05N-45 標準価格 9,180 円					
13mm			WST13F06N-45 標準価格 10,260 円	WST13F05N-45 標準価格 9,180 円	WST13F04N-45 標準価格 7,560 円			75 cm	
17mm			WST17F06N-75 標準価格 9,500 円	WST17F05N-75 標準価格 9,180 円	WST17F04N-75 標準価格 7,560 円	WST17F03N-75 標準価格 7,560 円			
21mm					WST21F04N-75 標準価格 7,560 円	WST21F03N-75 標準価格 7,560 円			

■ 両端針

■ 丸針(テーパーポイント・スリムタイプ)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	WST08F07H-45 標準価格 14,580 円	WST08F06H-45 標準価格 10,260 円					45 cm	青・ モノフィラメント
10mm		WST10F07H-45 標準価格 11,340 円	WST10F06H-45 標準価格 10,260 円						
11mm		WST11F07H-45 標準価格 11,340 円	WST11F06H-45 標準価格 10,260 円	WST11F05H-45 標準価格 9,180 円					
13mm			WST13F06H-45 標準価格 10,260 円	WST13F05H-45 標準価格 9,180 円	WST13F04H-45 標準価格 7,560 円			75 cm	
17mm			WST17F06H-75 標準価格 9,500 円	WST17F05H-75 標準価格 9,180 円	WST17F04H-75 標準価格 7,560 円	WST17F03H-75 標準価格 7,560 円			
21mm					WST21F04H-75 標準価格 7,560 円	WST21F03H-75 標準価格 7,560 円	WST21F02H-75 標準価格 7,560 円		

■ 両端針

■ 丸針(テーパーVカット)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
8mm	▼	WVT08F07N-45 標準価格 14,580 円	WVT08F06N-45 標準価格 10,260 円					45 cm	青・モノフィラメント	
11mm			WVT11F06N-45 標準価格 10,260 円	WVT11F05N-45 標準価格 9,180 円						
13mm			WVT13F06N-45 標準価格 10,260 円	WVT13F05N-45 標準価格 9,180 円	WVT13F04N-45 標準価格 7,560 円					
17mm				WVT17F05N-75 標準価格 9,180 円	WVT17F04N-75 標準価格 7,560 円	WVT17F03N-75 標準価格 7,560 円				
19mm					WVT19F04N-75 標準価格 7,560 円	WVT19F03N-75 標準価格 7,560 円				
21mm					WVT21F04N-75 標準価格 7,560 円	WVT21F03N-75 標準価格 7,560 円				
24mm						WVT24F03N-75 標準価格 7,560 円	WVT24F02N-75 標準価格 7,560 円	75 cm		
27mm						WVT27F03N-75 標準価格 7,560 円	WVT27F02N-75 標準価格 7,560 円			
30mm						WVT30F03N-75 標準価格 7,560 円	WVT30F02N-75 標準価格 7,560 円			
32mm							WVT32F02N-75 標準価格 7,560 円			WVT32F01N-75 標準価格 7,560 円
35mm							WVT35F02N-75 標準価格 7,560 円			WVT35F01N-75 標準価格 7,560 円

■ 両端針

■ 丸針(テーパーVカット)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
11mm	▼		WVT11F06H-45 標準価格 10,260 円	WVT11F05H-45 標準価格 9,180 円				45 cm	青・モノフィラメント	
13mm			WVT13F06H-45 標準価格 10,260 円	WVT13F05H-45 標準価格 9,180 円	WVT13F04H-45 標準価格 7,560 円					
17mm				WVT17F05H-45 標準価格 9,180 円	WVT17F04H-45 標準価格 7,560 円	WVT17F03H-45 標準価格 7,560 円				
19mm					WVT19F04H-75 標準価格 7,560 円	WVT19F03H-75 標準価格 7,560 円				
21mm					WVT21F04H-75 標準価格 7,560 円	WVT21F03H-75 標準価格 7,560 円				
24mm					WVT24F04H-75 標準価格 7,560 円	WVT24F03H-75 標準価格 7,560 円		75 cm		
27mm						WVT27F03H-75 標準価格 7,560 円	WVT27F02H-75 標準価格 7,560 円			
30mm						WVT30F03H-75 標準価格 7,560 円	WVT30F02H-75 標準価格 7,560 円			
32mm							WVT32F02H-75 標準価格 7,560 円			WVT32F01H-75 標準価格 7,560 円
35mm							WVT35F02H-75 標準価格 7,560 円			WVT35F01H-75 標準価格 7,560 円

ベアー針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

非吸収糸

ベアレックス (ポリエステル)

ベアー針付ポリエステルブレード糸

販売名：ベアレックス糸付縫合針（ポリエステルブレード縫合糸）

承認番号：16000BZZ01949000

- 組織反応の極めて少ないポリエステル繊維を、均一に硬く、滑らかに編み上げ、テフロン加工を施した縫合糸。
- 組織通過性に優れ、組織を傷付ける事がなく、しなやかで柔軟性に富み高い結紮保持力を有する。
- シルクと同様に糸を編み状に構成。非金属の糸の中では特に強い抗張力を持つ。
- 靭帯の再建、腱縫合等、糸の抗張力を強く求める症例時に使用されるケースが多い。

材質

- ポリエステル
- ブレード
- 非吸収性

色

緑 Y

■ 逆三角針(スパチュラー/リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数								長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2		
11mm	▼	SP11Y06N-45 標準価格 5,830円	SP11Y05N-45 標準価格 5,290円							45 cm	緑・ ブレード
13mm		SP13Y06N-45 標準価格 5,830円	SP13Y05N-45 標準価格 5,290円	SP13Y04N-45 標準価格 4,320円	SP13Y03N-45 標準価格 4,320円						
15mm	▼		SP15Y05N-45 標準価格 5,290円	SP15Y04N-45 標準価格 4,320円	SP15Y03N-45 標準価格 4,320円						
17mm			SP17Y05N-45 標準価格 5,290円	SP17Y04N-45 標準価格 4,320円	SP17Y03N-45 標準価格 4,320円						
19mm			SP19Y05N-45 標準価格 5,290円	SP19Y04N-45 標準価格 4,320円	SP19Y03N-45 標準価格 4,320円	SP19Y02N-45 標準価格 4,320円					
21mm					SP21Y04N-75 標準価格 4,320円	SP21Y03N-75 標準価格 4,320円	SP21Y02N-75 標準価格 4,320円				
24mm					SP24Y04N-75 標準価格 4,320円	SP24Y03N-75 標準価格 4,320円	SP24Y02N-75 標準価格 4,320円				

■ 逆三角針(スパチュラー/リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号数								長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2		
11mm	▼	SP11Y06H-45 標準価格 5,830円	SP11Y05H-45 標準価格 5,290円							45 cm	緑・ ブレード
13mm		SP13Y06H-45 標準価格 5,830円	SP13Y05H-45 標準価格 5,290円	SP13Y04H-45 標準価格 4,320円	SP13Y03H-45 標準価格 4,320円						
15mm	▼		SP15Y05H-45 標準価格 5,290円	SP15Y04H-45 標準価格 4,320円	SP15Y03H-45 標準価格 4,320円						
17mm			SP17Y05H-45 標準価格 5,290円	SP17Y04H-45 標準価格 4,320円	SP17Y03H-45 標準価格 4,320円						
19mm			SP19Y05H-45 標準価格 5,290円	SP19Y04H-45 標準価格 4,320円	SP19Y03H-45 標準価格 4,320円						
21mm					SP21Y04H-75 標準価格 4,320円	SP21Y03H-75 標準価格 4,320円	SP21Y02H-75 標準価格 4,320円				
24mm					SP24Y04H-75 標準価格 4,320円	SP24Y03H-75 標準価格 4,320円	SP24Y02H-75 標準価格 4,320円				
30mm						SP30Y02H-75 標準価格 4,320円	SP30Y01H-75 標準価格 4,320円	SP30Y11H-75 標準価格 5,290円	SP30Y22H-75 標準価格 5,290円		
35mm						SP35Y02H-75 標準価格 4,320円	SP35Y01H-75 標準価格 4,320円	SP35Y11H-75 標準価格 5,290円	SP35Y22H-75 標準価格 5,290円		
40mm						SP40Y02H-75 標準価格 4,320円	SP40Y01H-75 標準価格 4,320円	SP40Y11H-75 標準価格 5,290円	SP40Y22H-75 標準価格 5,290円		

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号数								長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2		
11mm	○	T11Y06N-45 標準価格 8,860円	T11Y05N-45 標準価格 8,210円	T11Y04N-45 標準価格 6,700円						45 cm	緑・ ブレード
13mm		T13Y06N-45 標準価格 8,860円	T13Y05N-45 標準価格 8,210円	T13Y04N-45 標準価格 6,700円							
17mm			T17Y05N-45 標準価格 8,210円	T17Y04N-45 標準価格 6,700円	T17Y03N-45 標準価格 6,700円						
19mm			T19Y05N-45 標準価格 8,210円	T19Y04N-45 標準価格 6,700円	T19Y03N-45 標準価格 6,700円						
21mm					T21Y04N-75 標準価格 6,700円	T21Y03N-75 標準価格 6,700円	T21Y02N-75 標準価格 6,700円				
24mm					T24Y04N-75 標準価格 6,700円	T24Y03N-75 標準価格 6,700円	T24Y02N-75 標準価格 6,700円				

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号数								長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2		
11mm	○	T11Y06H-45 標準価格 8,860円	T11Y05H-45 標準価格 8,210円	T11Y04H-45 標準価格 6,700円						45 cm	緑・ ブレード
13mm		T13Y06H-45 標準価格 8,860円	T13Y05H-45 標準価格 8,210円	T13Y04H-45 標準価格 6,700円							
15mm			T15Y05H-45 標準価格 8,210円	T15Y04H-45 標準価格 6,700円	T15Y03H-45 標準価格 6,700円						
17mm			T17Y05H-45 標準価格 8,210円	T17Y04H-45 標準価格 6,700円	T17Y03H-45 標準価格 6,700円	T17Y02H-45 標準価格 6,700円					
19mm			T19Y05H-45 標準価格 8,210円	T19Y04H-45 標準価格 6,700円	T19Y03H-45 標準価格 6,700円	T19Y02H-45 標準価格 6,700円					
21mm					T21Y04H-75 標準価格 6,700円	T21Y03H-75 標準価格 6,700円	T21Y02H-75 標準価格 6,700円	T21Y01H-75 標準価格 6,700円			
24mm					T24Y04H-75 標準価格 6,700円	T24Y03H-75 標準価格 6,700円	T24Y02H-75 標準価格 6,700円				
30mm							T30Y02H-75 標準価格 6,700円	T30Y01H-75 標準価格 6,700円	T30Y11H-75 標準価格 8,210円	T30Y22H-75 標準価格 8,210円	
35mm							T35Y02H-75 標準価格 6,700円	T35Y01H-75 標準価格 6,700円	T35Y11H-75 標準価格 8,210円	T35Y22H-75 標準価格 8,210円	
40mm							T40Y02H-75 標準価格 6,700円	T40Y01H-75 標準価格 6,700円	T40Y11H-75 標準価格 8,210円	T40Y22H-75 標準価格 8,210円	

ベアレックス【ポリエステル・ブレード】

承認番号 16000BZZ01949000

■ 丸針 (テーパポイント・スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	系	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	ST08Y07N-45 標準価格 10,370円						45 cm	緑・ ブレード
10mm		ST10Y07N-45 標準価格 8,100円	ST10Y06N-45 標準価格 7,340円	ST10Y05N-45 標準価格 6,480円					
11mm		ST11Y07N-45 標準価格 8,100円	ST11Y06N-45 標準価格 7,340円	ST11Y05N-45 標準価格 6,480円					
13mm				ST13Y05N-45 標準価格 6,480円	ST13Y04N-45 標準価格 5,400円				

■ 丸針 (テーパポイント・スリムタイプ)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	系	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
10mm	○	ST10Y07H-45 標準価格 8,100円	ST10Y06H-45 標準価格 7,340円	ST10Y05H-45 標準価格 6,480円				45 cm	緑・ ブレード
11mm		ST11Y07H-45 標準価格 8,100円	ST11Y06H-45 標準価格 7,340円	ST11Y05H-45 標準価格 6,480円					
13mm		ST13Y07H-45 標準価格 7,670円	ST13Y06H-45 標準価格 7,340円	ST13Y05H-45 標準価格 6,480円	ST13Y04H-45 標準価格 5,400円				
15mm					ST15Y04H-75 標準価格 5,400円	ST15Y03H-75 標準価格 5,400円		75 cm	
17mm					ST17Y04H-75 標準価格 5,400円	ST17Y03H-75 標準価格 5,400円			

■ 両端針

■ 丸針 (テーパポイント・スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針	系	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	WST08Y07N-45 標準価格 14,580円	WST08Y06N-45 標準価格 10,260円	WST08Y05N-45 標準価格 9,180円				45 cm	ブ緑・ ブレード
10mm		WST10Y07N-45 標準価格 11,340円	WST10Y06N-45 標準価格 10,260円	WST10Y05N-45 標準価格 9,180円					
11mm		WST11Y07N-45 標準価格 11,340円	WST11Y06N-45 標準価格 10,260円	WST11Y05N-45 標準価格 9,180円					

■ 両端針

■ 丸針 (テーパポイント・スリムタイプ)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針	系	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	WST08Y07H-45 標準価格 14,580円	WST08Y06H-45 標準価格 10,260円	WST08Y05H-45 標準価格 9,180円				45 cm	ブ緑・ ブレード
10mm		WST10Y07H-45 標準価格 11,340円	WST10Y06H-45 標準価格 10,260円	WST10Y05H-45 標準価格 9,180円					
11mm		WST11Y07H-45 標準価格 11,340円	WST11Y06H-45 標準価格 10,260円	WST11Y05H-45 標準価格 9,180円					

■ 両端針

■ 丸針(テーパーVカット)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	●		WVT13Y06N-45 標準価格 10,260 円	WVT13Y05N-45 標準価格 9,180 円	WVT13Y04N-45 標準価格 7,560 円			45 cm	緑・ ブレード
15mm			WVT15Y05N-75 標準価格 9,180 円	WVT15Y04N-75 標準価格 7,560 円	WVT15Y03N-75 標準価格 7,560 円				
17mm			WVT17Y05N-75 標準価格 9,180 円	WVT17Y04N-75 標準価格 7,560 円	WVT17Y03N-75 標準価格 7,560 円			75 cm	
19mm				WVT19Y04N-75 標準価格 7,560 円	WVT19Y03N-75 標準価格 7,560 円	WVT19Y02N-75 標準価格 7,560 円			

■ 両端針

■ 丸針(テーパーVカット)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	●		WVT13Y06H-45 標準価格 10,260 円	WVT13Y05H-45 標準価格 9,180 円	WVT13Y04H-45 標準価格 7,560 円			45 cm	緑・ ブレード
15mm			WVT15Y05H-75 標準価格 9,180 円	WVT15Y04H-75 標準価格 7,560 円	WVT15Y03H-75 標準価格 7,560 円				
17mm			WVT17Y05H-75 標準価格 9,180 円	WVT17Y04H-75 標準価格 7,560 円	WVT17Y03H-75 標準価格 7,560 円				
19mm			WVT19Y05H-75 標準価格 9,180 円	WVT19Y04H-75 標準価格 7,560 円	WVT19Y03H-75 標準価格 7,560 円	WVT19Y02H-75 標準価格 7,560 円			
21mm				WVT21Y04H-75 標準価格 7,560 円	WVT21Y03H-75 標準価格 7,560 円	WVT21Y02H-75 標準価格 7,560 円			
24mm				WVT24Y04H-75 標準価格 7,560 円	WVT24Y03H-75 標準価格 7,560 円	WVT24Y02H-75 標準価格 7,560 円			
27mm				WVT27Y04H-75 標準価格 7,560 円	WVT27Y03H-75 標準価格 7,560 円	WVT27Y02H-75 標準価格 7,560 円			
30mm				WVT30Y04H-75 標準価格 7,560 円	WVT30Y03H-75 標準価格 7,560 円	WVT30Y02H-75 標準価格 7,560 円	WVT30Y01H-75 標準価格 7,560 円		
32mm						WVT32Y02H-75 標準価格 7,560 円	WVT32Y01H-75 標準価格 7,560 円		
35mm						WVT35Y02H-75 標準価格 7,560 円	WVT35Y01H-75 標準価格 7,560 円		
40mm						WVT40Y02H-75 標準価格 7,560 円	WVT40Y01H-75 標準価格 7,560 円		

ベアー針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

非吸収糸

ベアトロン (テトロン)

ベアー針付テトロンブレード糸

販売名：ベアー印 テトロン糸付縫合針 (テトロンブレード縫合糸)

承認番号:16000BZZ01948000

- 組織反応の極めて少ないポリエステル繊維を、均一に硬く、滑らかに編み上げた縫合糸。
- 組織通過性に優れ、組織を傷付ける事がなく、しなやかで柔軟性に富み高い結紮保持力を有する。
- シルクと同様に糸を編み状に構成。非金属の糸の中では特に強い抗張力を持つ。
- 体内にて強く長い抗張力が求められる症例時に使用されるケースが多い。

材質

- ポリエステル
- ブレード
- 非吸収性

色

黒	U
白	X

■ 逆三角針(スパチュラー/リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼		SP08U06N-45 標準価格 5,290円	SP08U05N-45 標準価格 4,750円				45 cm	黒・ ブレード
11mm			SP11U06N-45 標準価格 5,290円	SP11U05N-45 標準価格 4,750円	SP11U04N-45 標準価格 3,890円				
13mm			SP13U06N-45 標準価格 5,290円	SP13U05N-45 標準価格 4,750円	SP13U04N-45 標準価格 3,890円				
15mm	▼			SP15U05N-45 標準価格 4,750円	SP15U04N-45 標準価格 3,890円	SP15U03N-45 標準価格 3,890円		75 cm	
17mm				SP17U05N-45 標準価格 4,750円	SP17U04N-45 標準価格 3,890円	SP17U03N-45 標準価格 3,890円			
19mm				SP19U05N-45 標準価格 4,750円	SP19U04N-45 標準価格 3,890円	SP19U03N-45 標準価格 3,890円			
21mm					SP21U04N-75 標準価格 3,890円	SP21U03N-75 標準価格 3,890円			
24mm					SP24U04N-75 標準価格 3,890円	SP24U03N-75 標準価格 3,890円			

■ 逆三角針(スパチュラー/リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼		SP08U06H-45 標準価格 5,290円	SP08U05H-45 標準価格 4,750円				45 cm	黒・ ブレード
11mm			SP11U06H-45 標準価格 5,290円	SP11U05H-45 標準価格 4,750円	SP11U04H-45 標準価格 3,890円				
13mm			SP13U06H-45 標準価格 5,290円	SP13U05H-45 標準価格 4,750円	SP13U04H-45 標準価格 3,890円				
15mm	▼			SP15U05H-45 標準価格 4,750円	SP15U04H-45 標準価格 3,890円	SP15U03H-45 標準価格 3,890円		75 cm	
17mm				SP17U05H-45 標準価格 4,750円	SP17U04H-45 標準価格 3,890円	SP17U03H-45 標準価格 3,890円			
19mm				SP19U05H-45 標準価格 4,750円	SP19U04H-45 標準価格 3,890円	SP19U03H-45 標準価格 3,890円			
21mm					SP21U04H-75 標準価格 3,890円	SP21U03H-75 標準価格 3,890円	SP21U02H-75 標準価格 3,890円		
24mm					SP24U04H-75 標準価格 3,890円	SP24U03H-75 標準価格 3,890円	SP24U02H-75 標準価格 3,890円		

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼		SP08X06H-45 標準価格 5,290円	SP08X05H-45 標準価格 4,750円				45 cm	白・ ブレード
11mm			SP11X06H-45 標準価格 5,290円	SP11X05H-45 標準価格 4,750円	SP11X04H-45 標準価格 3,890円				
13mm			SP13X06H-45 標準価格 5,290円	SP13X05H-45 標準価格 4,750円	SP13X04H-45 標準価格 3,890円				
15mm	▼			SP15X05H-45 標準価格 4,750円	SP15X04H-45 標準価格 3,890円	SP15X03H-45 標準価格 3,890円		75 cm	
17mm				SP17X05H-45 標準価格 4,750円	SP17X04H-45 標準価格 3,890円	SP17X03H-45 標準価格 3,890円			
19mm				SP19X05H-45 標準価格 4,750円	SP19X04H-45 標準価格 3,890円	SP19X03H-45 標準価格 3,890円			
21mm					SP21X04H-75 標準価格 3,890円	SP21X03H-75 標準価格 3,890円	SP21X02H-75 標準価格 3,890円		
24mm					SP24X04H-75 標準価格 3,890円	SP24X03H-75 標準価格 3,890円	SP24X02H-75 標準価格 3,890円		

ベアー針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

非吸収糸

ベアシルク (絹)

ベアー針付シルクブレード糸

販売名: ブレードシルク糸付縫合針 (シルクブレード縫合糸)

承認番号: 16000BZZ01950000

- 厳選した天然シルクより組織反応の重大な原因となるセリシン (非繊維質) を除去し、低速のブレードにより緻密に編み上げた縫合糸。
- 毛細管現象による感染を防止する為の独自のコーティングにより、ノンキャピラリー処理が施されている。
- シルクの持つしなやかさ結び易さにより、確かな結紮が求められる際に使用されるケースが多い。

材質

- シルク
- ブレード
- 非吸収性

色

黒	V
---	---

白	R
---	---

■ 逆三角針(スパチュラー/リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼	SP11V07N-45 標準価格 5,830 円	SP11V06N-45 標準価格 5,290 円	SP11V05N-45 標準価格 4,750 円					45 cm	黒・ ブレード
13mm		SP13V07N-45 標準価格 5,830 円	SP13V06N-45 標準価格 5,290 円	SP13V05N-45 標準価格 4,750 円	SP13V04N-45 標準価格 3,890 円					
15mm			SP15V05N-45 標準価格 4,750 円	SP15V04N-45 標準価格 3,890 円	SP15V03N-45 標準価格 3,890 円					
17mm			SP17V05N-45 標準価格 4,750 円	SP17V04N-45 標準価格 3,890 円	SP17V03N-45 標準価格 3,890 円					
19mm			SP19V05N-45 標準価格 4,750 円	SP19V04N-45 標準価格 3,890 円	SP19V03N-45 標準価格 3,890 円	SP19V02N-45 標準価格 3,890 円				
21mm	▼					SP21V03N-75 標準価格 3,890 円	SP21V02N-75 標準価格 3,890 円	75 cm		
24mm						SP24V03N-75 標準価格 3,890 円	SP24V02N-75 標準価格 3,890 円			
27mm						SP27V03N-75 標準価格 3,890 円	SP27V02N-75 標準価格 3,890 円			
30mm						SP30V03N-75 標準価格 3,890 円	SP30V02N-75 標準価格 3,890 円			

■ 逆三角針(スパチュラー/リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			
11mm	▼	SP11V07H-45 標準価格 5,830 円	SP11V06H-45 標準価格 5,290 円	SP11V05H-45 標準価格 4,750 円					45 cm	黒・ ブレード	
13mm		SP13V07H-45 標準価格 5,830 円	SP13V06H-45 標準価格 5,290 円	SP13V05H-45 標準価格 4,750 円	SP13V04H-45 標準価格 3,890 円						
15mm			SP15V05H-45 標準価格 4,750 円	SP15V04H-45 標準価格 3,890 円	SP15V03H-45 標準価格 3,890 円						
17mm			SP17V05H-45 標準価格 4,750 円	SP17V04H-45 標準価格 3,890 円	SP17V03H-45 標準価格 3,890 円						
19mm			SP19V05H-45 標準価格 4,750 円	SP19V04H-45 標準価格 3,890 円	SP19V03H-45 標準価格 3,890 円						
21mm	▼				SP21V04H-75 標準価格 3,890 円	SP21V03H-75 標準価格 3,890 円	SP21V02H-75 標準価格 3,890 円	75 cm			
24mm						SP24V03H-75 標準価格 3,890 円	SP24V02H-75 標準価格 3,890 円				SP24V01H-75 標準価格 3,890 円
27mm						SP27V03H-75 標準価格 3,890 円	SP27V02H-75 標準価格 3,890 円				SP27V01H-75 標準価格 3,890 円
30mm						SP30V03H-75 標準価格 3,890 円	SP30V02H-75 標準価格 3,890 円		SP30V01H-75 標準価格 3,890 円		

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0			
11mm	▼		SP11R06H-45 標準価格 5,290 円	SP11R05H-45 標準価格 4,750 円					45 cm	白・ ブレード	
13mm		SP13R06H-45 標準価格 5,290 円	SP13R05H-45 標準価格 4,750 円	SP13R04H-45 標準価格 3,890 円							
15mm			SP15R05H-45 標準価格 4,750 円	SP15R04H-45 標準価格 3,890 円	SP15R03H-45 標準価格 3,890 円						
17mm			SP17R05H-45 標準価格 4,750 円	SP17R04H-45 標準価格 3,890 円	SP17R03H-45 標準価格 3,890 円						
19mm			SP19R05H-45 標準価格 4,750 円	SP19R04H-45 標準価格 3,890 円	SP19R03H-45 標準価格 3,890 円						
21mm	▼				SP21R04H-75 標準価格 3,890 円	SP21R03H-75 標準価格 3,890 円	SP21R02H-75 標準価格 3,890 円	75 cm			
24mm						SP24R03H-75 標準価格 3,890 円	SP24R02H-75 標準価格 3,890 円				SP24R01H-75 標準価格 3,890 円
27mm						SP27R03H-75 標準価格 3,890 円	SP27R02H-75 標準価格 3,890 円				SP27R01H-75 標準価格 3,890 円
30mm						SP30R03H-75 標準価格 3,890 円	SP30R02H-75 標準価格 3,890 円		SP30R01H-75 標準価格 3,890 円		

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼	E11V07N-45 標準価格 14,580 円	E11V06N-45 標準価格 14,580 円	E11V05N-45 標準価格 14,580 円					45 cm	黒・ ブレード
13mm		E13V07N-45 標準価格 14,580 円	E13V06N-45 標準価格 14,580 円	E13V05N-45 標準価格 14,580 円						

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼	E11V07H-45 標準価格 14,580 円	E11V06H-45 標準価格 14,580 円	E11V05H-45 標準価格 14,580 円	E11V04H-45 標準価格 14,580 円				45 cm	黒・ ブレード
13mm		E13V07H-45 標準価格 14,580 円	E13V06H-45 標準価格 14,580 円	E13V05H-45 標準価格 14,580 円	E13V04H-45 標準価格 14,580 円					

ベアシルク【シルク・ブレード】

承認番号 16000BZZ01950000

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	○		T11V06N-45 標準価格 8,100 円	T11V05N-45 標準価格 7,240 円				45 cm	黒・ ブレード
13mm		T13V06N-45 標準価格 8,100 円	T13V05N-45 標準価格 7,240 円	T13V04N-45 標準価格 5,940 円					
15mm		T15V06N-45 標準価格 8,100 円	T15V05N-45 標準価格 7,240 円	T15V04N-45 標準価格 5,940 円	T15V03N-45 標準価格 5,940 円				
17mm				T17V05N-45 標準価格 7,240 円	T17V04N-45 標準価格 5,940 円	T17V03N-45 標準価格 5,940 円			
19mm				T19V05N-45 標準価格 7,240 円	T19V04N-45 標準価格 5,940 円	T19V03N-45 標準価格 5,940 円			

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	○		T11V06H-45 標準価格 8,100 円	T11V05H-45 標準価格 7,240 円				45 cm	黒・ ブレード
13mm		T13V06H-45 標準価格 8,100 円	T13V05H-45 標準価格 7,240 円	T13V04H-45 標準価格 5,940 円					
15mm		T15V06H-45 標準価格 8,100 円	T15V05H-45 標準価格 7,240 円	T15V04H-45 標準価格 5,940 円					
17mm				T17V05H-45 標準価格 7,240 円	T17V04H-45 標準価格 5,940 円	T17V03H-45 標準価格 5,940 円			
19mm				T19V05H-45 標準価格 7,240 円	T19V04H-45 標準価格 5,940 円	T19V03H-45 標準価格 5,940 円			
21mm				T21V05H-75 標準価格 7,240 円	T21V04H-75 標準価格 5,940 円	T21V03H-75 標準価格 5,940 円		75 cm	

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	○							45 cm	白・ ブレード
13mm		T13R06H-45 標準価格 8,100 円	T13R05H-45 標準価格 7,240 円	T13R04H-45 標準価格 5,940 円					
15mm		T15R06H-45 標準価格 8,100 円	T15R05H-45 標準価格 7,240 円	T15R04H-45 標準価格 5,940 円					
17mm				T17R05H-45 標準価格 7,240 円	T17R04H-45 標準価格 5,940 円	T17R03H-45 標準価格 5,940 円			
19mm				T19R05H-45 標準価格 7,240 円	T19R04H-45 標準価格 5,940 円	T19R03H-45 標準価格 5,940 円			
21mm				T21R05H-75 標準価格 7,240 円	T21R04H-75 標準価格 5,940 円	T21R03H-75 標準価格 5,940 円		75 cm	



特殊針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

マイクロシリーズ

- 優れた組織通過性と針剛性
- 針材は SUS304 の硬質タイプを使用し、針先端は滑らかなテーパ角度加工によりスムーズな組織通過、又糸材との加締め孔加工はレーザードリルにより強固で組織損傷の少ない商品です。

- メジャー台紙付
- マイクロテーパ
- マイクロカット

メジャー台紙付マイクロ針付糸

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

丸針(テーパーポイント)

弱弯 3/8 Circle

片針 10本/1箱

針	糸	針径	号数					長さ	カラー 種別
			12-0	11-0	10-0	9-0	8-0		
2.5mm	○	70 μ			T2.5A10N07-15M 標準価格 55,200円			15 cm	黒ナイロン・モノフィラメント
3mm		50 μ	ZT03A012N05-15M 標準価格 86,250円						
3mm		80 μ		T03A00N08-15M 標準価格 28,750円	T03A10N08-15M 標準価格 28,750円				
3mm		100 μ				T03A09N10-15M 標準価格 23,000円			
4mm		80 μ			T04A10N08-15M 標準価格 28,750円				
4mm		100 μ		T04A00N10-15M 標準価格 28,750円	T04A10N10-15M 標準価格 18,400円	T04A09N10-15M 標準価格 18,400円			
4mm		150 μ				T04A09N15-15M 標準価格 18,400円	T04A08N15-15M 標準価格 18,400円		
5mm		100 μ				T05A09N10-15M 標準価格 18,400円			
5mm		150 μ					T05A08N15-15M 標準価格 18,400円		

丸針(テーパーポイント)

強弯 1/2 Circle

片針 10本/1箱


針	糸	針径	号数					長さ	カラー 種別
			12-0	11-0	10-0	9-0	8-0		
4mm	○	100 μ			T04A10H10-15M 標準価格 18,400円	T04A09H10-15M 標準価格 18,400円		15 cm	黒 ナイ ロン

丸針(テーパーVカット)

弱弯 3/8 Circle

片針 10本/1箱

針	糸	針径	号数					長さ	カラー 種別
			12-0	11-0	10-0	9-0	8-0		
4mm	▽	80 μ		VT04A00N08-15M 標準価格 55,000円	VT04A10N08-15M 標準価格 51,000円			15 cm	黒ナイロン・ モノフィラメント
5mm		100 μ		VT05A00N10-15M 標準価格 32,000円	VT05A10N10-15M 標準価格 32,000円	VT05A09N10-15M 標準価格 32,000円			
5mm		140 μ			VT05A10N14-15M 標準価格 25,000円	VT05A09N14-15M 標準価格 25,000円	VT05A08N14-15M 標準価格 25,000円		



■スタンダードタイプ

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■丸針(テーパーポイント)

■弱弯 3/8 Circle

■片針 10本/1箱

針	糸	針径	号数					長さ	カラー種別	
			12-0	11-0	10-0	9-0	8-0			7-0
3mm	○	50 μ	ZT03A012N05-10 標準価格 74,750円	ZT03A00N05-10 標準価格 69,000円				10 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント	
3mm		80 μ		T03A00N08-20 標準価格 24,150円	T03A10N08-20 標準価格 24,150円			20 cm		
4mm		80 μ		T04A00N08-20 標準価格 24,150円	T04A10N08-20 標準価格 24,150円					
3mm		100 μ			T03A10N10-25 標準価格 20,700円	T03A09N10-25 標準価格 20,700円				
4mm		100 μ		T04A00N10-25 標準価格 20,700円	T04A10N10-25 標準価格 13,800円	T04A09N10-25 標準価格 13,800円				
4mm		150 μ				T04A09N15-25 標準価格 13,570円	T04A08N15-25 標準価格 17,020円			
5mm		100 μ		T05A00N10-25 標準価格 20,700円	T05A10N10-25 標準価格 13,800円	T05A09N10-25 標準価格 13,800円				
5mm		150 μ			T05A10N15-25 標準価格 13,570円	T05A09N15-25 標準価格 13,570円	T05A08N15-25 標準価格 17,020円			
5mm		200 μ					T05A08N20-25 標準価格 14,720円			
5mm		250 μ					T05A08N25-25 標準価格 12,190円			
6mm		100 μ		T06A00N10-25 標準価格 20,700円						
6mm		120 μ			T06A10N12-25 標準価格 20,700円					
6mm		150 μ			T06A10N15-25 標準価格 17,020円	T06A09N15-25 標準価格 13,570円	T06A08N15-25 標準価格 17,020円			
6mm		200 μ				T06A09N20-25 標準価格 13,570円				
6mm		250 μ					T06A08N25-25 標準価格 11,040円			

■丸針(テーパーポイント)

■強弯 1/2 Circle

■片針 10本/1箱

針	糸	針径	号数					長さ	カラー種別	
			12-0	11-0	10-0	9-0	8-0			7-0
3mm	○	80 μ		T03A00H08-20 標準価格 24,150円	T03A10H08-20 標準価格 24,150円			20 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント	
4mm		80 μ		T04A00H08-20 標準価格 24,150円	T04A10H08-20 標準価格 24,150円					
3mm		100 μ			T03A10H10-25 標準価格 24,840円	T03A09H10-25 標準価格 20,700円				
4mm		100 μ		T04A00H10-25 標準価格 20,700円	T04A10H10-25 標準価格 13,800円	T04A09H10-25 標準価格 13,800円				
4mm		150 μ				T04A09H15-25 標準価格 13,570円	T04A08H15-25 標準価格 17,020円			
5mm		100 μ			T05A10H10-25 標準価格 13,800円	T05A09H10-25 標準価格 13,800円				
5mm		150 μ			T05A10H15-25 標準価格 13,570円	T05A09H15-25 標準価格 13,570円	T05A08H15-25 標準価格 17,020円			
5mm		200 μ					T05A08H20-25 標準価格 14,720円			
5mm		250 μ					T05A08H25-25 標準価格 12,190円			
6mm		150 μ				T06A09H15-25 標準価格 13,570円	T06A08H15-25 標準価格 17,020円			
6mm		250 μ					T06A08H25-25 標準価格 11,040円			

■両端針

■丸針(テーパーポイント)

■弱弯 3/8 Circle

■両端針 10本/1箱

針	糸	針径	号数					長さ	カラー種別
			12-0	11-0	10-0	9-0	8-0		
3mm	○	80 μ		WT03A00N08-20 標準価格 36,800円				20 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント

■丸針(テーパーVカット)

■弱弯 3/8 Circle

■片針 10本/1箱

針	糸	針径	号数					長さ	カラー種別
			12-0	11-0	10-0	9-0	8-0		
4mm	▽	80 μ		VT04A00N08-15 標準価格 52,800円	VT04A10N08-15 標準価格 48,600円			15 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント
5mm		100 μ		VT05A00N10-15 標準価格 29,800円	VT05A10N10-15 標準価格 29,800円	VT05A09N10-15 標準価格 29,800円			
5mm		140 μ			VT05A10N14-15 標準価格 22,800円	VT05A09N14-15 標準価格 22,800円	VT05A08N14-15 標準価格 22,800円		




特殊針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

埋没重瞼用針付縫合糸

- Standard
- Bear SE



Standard (埋没重験用)

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ 両端針

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0		
17mm	○			MWT17A08N-35 標準価格 17,500円	MWT17A07N-35 標準価格 17,500円			35 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント
19mm				MWT19A08N-35 標準価格 17,500円	MWT19A07N-35 標準価格 17,500円				
21mm				MWT21A08N-35 標準価格 17,500円	MWT21A07N-35 標準価格 17,500円				

■ 両端針

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0		
19mm	○				TWT19G07N-35 標準価格 18,360円			35 cm	青・ナイロン・ モノフィラメント

Bear SE (特殊埋没重験用)

パテント 第 3868410 号

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ 両端針

■ 丸針(テーパーポイント・特殊加工)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0		
21mm	○			HWT21A08N-35 標準価格 26,460円	HWT21A07N-35 標準価格 26,460円			35 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0		
21mm	○				HWT21G07N-35 標準価格 26,460円			35 cm	青・ナイロン・ モノフィラメント


特殊針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

巾着縫合用直針付縫合糸

● 針に特殊加工（柔軟性）を施していますので、巾着縫合器（PSI）から直針を引き出す際、狭い空間での操作がスムーズに行えます。


● ベアフレックスニードル




直針刺入時




直針抜去時



巾着縫合完時



PSIの
サイズ(長さ)により
針の長さが
選択可能です。



針先端以外は
容易に曲げる
事ができます。



■ Bear FLEX Needle

ベアレン【ポリプロピレン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01951000

■ 両端針

■ 丸針(テーパーポイント・特殊加工)

■ 直針

■ 両端針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1		
50mm	○				TB-WT50F02M-90 標準価格 19,870円		1	2	青 ポリ プロ ピレ ン
60mm					TB-WT60F02M-90 標準価格 19,870円				
70mm					TB-WT70F02M-90 標準価格 19,870円				

特殊針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

アキレス腱用直針付縫合糸

■糸について

- ループの為、2倍（4号分）の抗張力を保てます。
- 縫合時間の短縮にもなります。
- しなやかで、強い抗張力を持つポリエステルブレード糸を使用。

■針について


- 術中の自在な曲げ加工を実現致しました。
- 直針先端約10mmは、硬くして刺通性を確保しています。
- 針穴はレーザーによる穴加工。
- 糸は加締めの為、組織損傷及び出血が軽減されます。

• アキレス腱

■アキレス腱断裂時



■アキレス腱縫合時



■アキレス腱縫合後



ベアレックス【ポリエステル・ブレード】

承認番号 16000BZZ01949000

■ 片端ループ針

■ 丸針(テーパーポイント・特殊加工)

■ 直針

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		1	2	3	4	5	6	7		
50mm	⊙		ZT50Y22M-W30 標準価格 14,040円						ループ 30cm	緑・ポリエステル ル・ブレード

特殊針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

腱縫合用針付縫合糸

■ 吉津式屈筋腱縫合法

- 早期運動療法用のみでなく、一般の腱縫合法でもこの特殊両端針を使用する事により張力が2倍となる為、より安全に使用できます。

• 吉津式

吉津孝衛先生ご指導(4-0の場合)

<p>①</p>	<p>②</p>	<p>③</p> <p>縦糸は横糸の深部を必ず通す できるだけ外縁に近い部位に出す</p>	<p>④</p>	<p>⑤</p> <p>吉津式特殊4-0タイプにてKessler変法のcore sutureを行う。これらを縛らず。</p>	<p>⑥</p> <p>中央に津下法にて4-0ループ針付糸を架ける。これを縛らず。</p>
<p>⑦</p> <p>やや強めにKessler変法を行う</p> <p>特殊4-0でのKessler変法の断端がやや盛り上がる程度に緊張を掛け縛る。</p>	<p>⑧</p> <p>津下法4-0ループ糸をやや強めの緊張を掛け縛る。 *以上の方法で4-0糸が6本架かったこととなる。</p>	<p>⑨</p>	<p>⑩</p> <p>6-0ナイロン糸 6-0ナイロン糸で、peripheral sutureを腱全周に架ける。</p>		

● 参考文献

- *屈筋腱損傷後の早期運動療法 骨 関節 靱帯8 <P881~890 1996>
- *早期自動屈曲療法の為の新しい屈筋腱縫合法の試み 日手会誌13 <P1135~1138 1997>
- *神経 腱 血管損傷 OS NOW 24 <P78~84 1996>

■ 吉津式

ベアロン 【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ 両端ループ針

■ 逆三角針(スパチュラー)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 10本/1箱


針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
12mm				WSP12A05N-W20 標準価格 28,510 円	WSP12A04N-W20 標準価格 23,330 円				ループ 20cm	黒 ナイロン モノ フィラ メント

特殊針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

硬膜縫合用針付縫合糸

• Bear-Comac



Bear-Comac

ベアブレード【ナイロン・ブレード】

承認番号 16200BZZ00809000

丸針(テーパポイント・リリースポイント)

強弯 1/2 Circle

片針 8本×10袋/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	○				RPT11BA04H45-8 標準価格 23,760円			45 cm	黒・ ナイロン・ ブレード
13mm					RPT13BA04H45-8 標準価格 23,760円	RPT13BA03H45-8 標準価格 23,760円			
15mm					RPT15BA04H45-8 標準価格 23,760円	RPT15BA03H45-8 標準価格 23,760円			
17mm					RPT17BA04H45-8 標準価格 23,760円				
27mm							RPT27BA02H45-8 標準価格 38,020円		

丸針(エスポイント・スリムタイプ・リリースポイント)

強弯 1/2 Circle

片針 8本×10袋/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	○				RPST13BA04H45-8 標準価格 32,400円	RPST13BA03H45-8 標準価格 32,400円		45 cm	黒・ナイロン ブレード

丸針(テーパポイント・リリースポイント)

強弯 1/2 Circle

片針 8本×10袋/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
15mm	○				RPT15BL04H45-8 標準価格 23,760円			45 cm	白・ナイロン ブレード
17mm						RPT17BL03H45-8 標準価格 23,760円			

小開頭用強強弯針

ベアブレード【ナイロン・ブレード】

承認番号 16200BZZ00809000

丸針(テーパポイント・リリースポイント)

強強弯 5/8 Circle

片針 8本×10袋/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
9mm	○			ZRPT09BA05U45-8 標準価格 43,200円	ZRPT09BA04U45-8 標準価格 43,200円			45 cm	黒・ナイロン ブレード
11mm					RPT11BA04HH45-8 標準価格 23,760円				

角針(スパチュラ・リバーズ・リリースポイント)

強弯 1/2 Circle

片針 8本×10袋/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼			RPBP11BA05H45-8 標準価格 38,880円	RPBP11BA04H45-8 標準価格 38,880円			45 cm	黒・ナイロン・ ブレード
15mm					RPBP15BA04H45-8 標準価格 38,880円				
24mm							RPSP24BA03H45-8 標準価格 38,880円		

ベアー眼科用針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

ベアーMタイプ針付縫合糸は眼科手術専用開発された商品です。
眼科分野の様々な手術症例、ドクターのご要望に対応できる様、商品を取りそろえました。

- SUS304材料を使用し、針の腰が強く耐久性に優れています。
- 全てレーザードリルニードルの為、針と糸のかしめが強固で、刺通性・連続縫合性に非常に優れています。
- 良質な各種糸素材の組み合わせにより広範囲の症例手術に対応できます。

■ 結膜用スーチャー

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ 丸針(テーパポイント)

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針・片針 10本/1箱

両・片	針			号数					長さ	カラー 種別	
	長さ	弯曲	針径	10-0	9-0	8-0	6-0	5-0			4-0
両端針	6mm	180°	0.12	MT-100-10 標準価格 35,190円						20 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント
片端針	5mm	135°	0.10	MT-84-10 標準価格 17,250円					15 cm		
										4mm	

ベアシルク【シルク・ブレード】

承認番号 16000BZZ01950000

■ 丸針(テーパポイント)

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針・片針 10本/1箱

両・片	針			号数					長さ	カラー 種別	
	長さ	弯曲	針径	10-0	9-0	8-0	6-0	5-0			4-0
両端針	7mm	135°	0.30			MT-102-10 標準価格 22,430円				45 cm	黒・シルク ブレード
片端針											

■ 硝子体用スーチャー

ベアレックス【ポリエステル・ブレード】

承認番号 16000BZZ01949000

■ ヘラ針(スパチュラー)

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針 10本/1箱

両・片	針			号数					長さ	カラー 種別	
	長さ	弯曲	針径	10-0	9-0	8-0	6-0	5-0			4-0
両端針	7mm	135°	0.33				MB-200-10 標準価格 33,350円			45 cm	緑・ポリリステル・ ブレード
	8mm	90°	0.38					MB-29-10 標準価格 30,480円			
	8mm	180°	0.38					MB-30-10 標準価格 30,480円			
	8mm	90°	0.48					MB-32-10 標準価格 27,600円			

■ 眼内レンズ固定用スーチャー

ベアレン【ポリプロピレン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01951000

■ ヘラ針(スパチュラー)

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針・片針 10本/1箱

両・片	針			号数					長さ	カラー 種別	
	長さ	弯曲	針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0			7-0
両端針	20mm	直針	0.19				MB-208-10 標準価格 54,050円			30 cm	青・ポリプロピレン モノフィラメント
	6mm	160°	0.14								

■ 丸針(テーパVカット)

■ 弯曲は表内に記載

■ 片針 10本/1箱

両・片	針			号数					長さ	カラー 種別	
	長さ	弯曲	針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0			7-0
片端針	16mm	90°	0.24			MV-400-10 標準価格 54,630円				ループ 10cm	青・ポリプロピレン モノフィラメント
	16mm	直針	0.19			MV-401-10 標準価格 54,630円					

■制御糸

ベアシルク【シルク・ブレード】 承認番号 16000BZZ01950000

■ 丸針(テーパーポイント) ■ 弯曲は表内に記載 ■ 両端針・片針 10本/1箱

両・片	針			号 数						長さ	カラー 種別	
	長さ	弯曲	針径	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			
両端針	13mm	135°	0.43		MT-104-10 標準価格 6,900円						45 cm	黒・シルク・ ブレード
片端針	13mm	135°	0.43		MT-105-10 標準価格 4,600円							
両端針	13mm	135°	0.48				MT-106-10 標準価格 4,890円					
片端針	13mm	135°	0.48				MT-107-10 標準価格 3,450円					

■形成用特殊針

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】 承認番号 16000BZZ01909000

■ ヘラ針(スパチュラー) ■ 弯曲は表内に記載 ■ 片針 10本/1箱

両・片	針			号 数						長さ	カラー 種別	
	長さ	弯曲	針径	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0			
片端針	8mm	135°	0.28			MB-209-10 標準価格 11,500円					45 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント
	11mm	135°	0.33				MB-211-10 標準価格 11,500円					
	11mm	135°	0.33					MB-213-10 標準価格 9,780円				

■ 逆三角針(リバース) ■ 弯曲は表内に記載 ■ 片針 10本/1箱

両・片	針			号 数						長さ	カラー 種別	
	長さ	弯曲	針径	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0			
片端針	11mm	160°	0.33				ME-300-10 標準価格 9,780円				45 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント
	11mm	160°	0.33					ME-301-10 標準価格 9,780円				

■ 丸針(テーパーポイント) ■ 弯曲は表内に記載 ■ 両端針 10本/1箱

両・片	針			号 数						長さ	カラー 種別	
	長さ	弯曲	針径	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0			
両端針	19mm	135°	0.38			MT-108-10 標準価格 11,500円					35 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント

両・片	針			号 数						長さ	カラー 種別	
	長さ	弯曲	針径	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0			
両端針	19mm	135°	0.43				MT-117-10 標準価格 11,500円				35 cm	青・ナイロン・ モノフィラメント

ベアシルク【シルク・ブレード】 承認番号 16000BZZ01950000

■ ヘラ針(スパチュラー) ■ 弯曲は表内に記載 ■ 片針 10本/1箱

両・片	針			号 数						長さ	カラー 種別	
	長さ	弯曲	針径	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0			
片端針	8mm	135°	0.33			MB-210-10 標準価格 11,500円					45 cm	黒・シルク・ ブレード
	11mm	135°	0.38				MB-212-10 標準価格 9,780円					

■ USP11-0

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ ヘラ針(スパチュラー)

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針 10本/1箱

両・片	針			号 数						長さ	カラー 種別	
	長さ	弯曲	針径	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0			
両端針	6mm	160°	0.14	MB-01-10 標準価格 44,850円							15cm	黒・ナイロン モノフィラメント

■ USP10-0

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ ヘラ針(スパチュラー)

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針・片針 10本/1箱

両・片	針			号 数						長さ	カラー 種別	
	長さ	弯曲	針径	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0			
両端針	5mm	135°	0.14		MB-201-10 標準価格 44,850円						30cm	黒・ナイロン・モノフィラメント
片端針	5mm	135°	0.14		MB-80-10 標準価格 26,800円						10cm	
両端針	6mm	135°	0.14		MB-05-10 標準価格 44,850円						30cm	
片端針	6mm	135°	0.14		MB-82-10 標準価格 26,800円						10cm	
両端針	6mm	160°	0.14		MB-03-10 標準価格 44,850円						30cm	
片端針	6mm	160°	0.14		MB-81-10 標準価格 26,800円						10cm	
片端針	6mm	135°	0.19		MB-202-10 標準価格 23,920円						10cm	
両端針	7mm	135°	0.19		MB-09-10 標準価格 40,250円						30cm	
片端針	7mm	135°	0.19		MB-203-10 標準価格 23,920円						10cm	

ベアレン【ポリプロピレン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01951000

■ ヘラ針(スパチュラー)

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針・片針 10本/1箱

両・片	針			号 数						長さ	カラー 種別	
	長さ	弯曲	針径	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0			
両端針	5mm	135°	0.14		MB-52-10 標準価格 44,850円						30cm	青・ポリプロピレン モノフィラメント
片端針	5mm	135°	0.14		MB-57-10 標準価格 26,800円						10cm	
両端針	6mm	160°	0.14		MB-50-10 標準価格 44,850円						30cm	
片端針	6mm	160°	0.14		MB-58-10 標準価格 26,800円						10cm	
両端針	6mm	135°	0.14		MB-54-10 標準価格 44,850円						30cm	
片端針	6mm	135°	0.14		MB-56-10 標準価格 26,800円						10cm	

■ USP9-0

ヘアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ ヘラ針(スパチュラー)

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針 10本/1箱

両・片	針			号 数						長さ	カラー 種別
	長さ	弯曲	針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0		
両端針	6mm	160°	0.14				MB-11-10 標準価格 43,130円			30 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント
	6mm	135°	0.14				MB-204-10 標準価格 43,130円				
	7mm	135°	0.19				MB-16-10 標準価格 29,670円				

ヘアレン【ポリプロピレン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01951000

■ ヘラ針(スパチュラー)

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針・片針 10本/1箱

両・片	針			号 数						長さ	カラー 種別
	長さ	弯曲	針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0		
両端針	6mm	135°	0.14				MB-60-10 標準価格 43,130円			30cm	青・ポリプロピレン
片端針	6mm	135°	0.14				MB-62-10 標準価格 25,880円			10cm	

■ USP8-0

ヘアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ ヘラ針(スパチュラー)

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針 10本/1箱

両・片	針			号 数						長さ	カラー 種別
	長さ	弯曲	針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0		
両端針	6mm	135°	0.19					MB-207-10 標準価格 29,670円		30 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント
	7mm	180°	0.19					MB-21-10 標準価格 29,670円			



硬膜縫合用針付縫合糸

ベアー一歯科用針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

ベアー一歯科用針付縫合糸は歯科手術専用開発された商品です。
歯科分野の様々な手術症例、ドクターのご要望に対応できる様、商品を取りそろえました。

- SUS304材料を使用し、針の腰が強く耐久性に優れています。
- 全てレーザードリルニードルの為、針と糸のかしめが強固で、刺通性・連続縫合性に非常に優れています。
- 良質な各種糸素材の組み合わせにより広範囲の症例手術に対応できます。

※各針は糸色が選べます。例 **05A13SN-45** A：黒／G：青／L：白

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05A13SN-45 標準価格 8,960円	04A13SN-45 標準価格 7,560円			45 cm	ナイロン・モノフィラメント
15mm				05A15SN-45 標準価格 8,960円	04A15SN-45 標準価格 7,560円	03A15SN-45 標準価格 7,560円			
17mm				05A17SN-45 標準価格 8,960円	04A17SN-45 標準価格 7,560円	03A17SN-45 標準価格 7,560円			
19mm				05A19SN-45 標準価格 8,960円	04A19SN-45 標準価格 7,560円	03A19SN-45 標準価格 7,560円			
21mm					04A21SN-45 標準価格 7,560円	03A21SN-45 標準価格 7,560円			
24mm						03A24SN-45 標準価格 7,560円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05A13SH-45 標準価格 8,960円	04A13SH-45 標準価格 7,560円			45 cm	ナイロン・モノフィラメント
15mm				05A15SH-45 標準価格 8,960円	04A15SH-45 標準価格 7,560円	03A15SH-45 標準価格 7,560円			
17mm				05A17SH-45 標準価格 8,960円	04A17SH-45 標準価格 7,560円	03A17SH-45 標準価格 7,560円			
19mm				05A19SH-45 標準価格 8,960円	04A19SH-45 標準価格 7,560円	03A19SH-45 標準価格 7,560円			
21mm					04A21SH-45 標準価格 7,560円	03A21SH-45 標準価格 7,560円			
24mm						03A24SH-45 標準価格 7,560円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 直針

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05A13SM-45 標準価格 8,960円	04A13SM-45 標準価格 7,560円			45 cm	ナイロン・モノフィラメント
15mm				05A15SM-45 標準価格 8,960円	04A15SM-45 標準価格 7,560円	03A15SM-45 標準価格 7,560円			
17mm				05A17SM-45 標準価格 8,960円	04A17SM-45 標準価格 7,560円	03A17SM-45 標準価格 7,560円			
19mm				05A19SM-45 標準価格 8,960円	04A19SM-45 標準価格 7,560円	03A19SM-45 標準価格 7,560円			
21mm					04A21SM-45 標準価格 7,560円	03A21SM-45 標準価格 7,560円			
24mm						03A24SM-45 標準価格 7,560円			

※各針は糸色が選べます。例 **05A13SN-45** A：黒／G：青／L：白

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	○			05A13TN-45 標準価格 8,960円	04A13TN-45 標準価格 7,560円			45 cm	ナイロン・ モノフィラメント
15mm				05A15TN-45 標準価格 8,960円	04A15TN-45 標準価格 7,560円	03A15TN-45 標準価格 7,560円			
17mm				05A17TN-45 標準価格 8,960円	04A17TN-45 標準価格 7,560円	03A17TN-45 標準価格 7,560円			
19mm				05A19TN-45 標準価格 8,960円	04A19TN-45 標準価格 7,560円	03A19TN-45 標準価格 7,560円			
21mm					04A21TN-45 標準価格 7,560円	03A21TN-45 標準価格 7,560円			
24mm						03A24TN-45 標準価格 7,560円			

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	○			05A13TH-45 標準価格 8,960円	04A13TH-45 標準価格 7,560円			45 cm	ナイロン・ モノフィラメント
15mm				05A15TH-45 標準価格 8,960円	04A15TH-45 標準価格 7,560円	03A15TH-45 標準価格 7,560円			
17mm				05A17TH-45 標準価格 8,960円	04A17TH-45 標準価格 7,560円	03A17TH-45 標準価格 7,560円			
19mm				05A19TH-45 標準価格 8,960円	04A19TH-45 標準価格 7,560円	03A19TH-45 標準価格 7,560円			
21mm					04A21TH-45 標準価格 7,560円	03A21TH-45 標準価格 7,560円			
24mm						03A24TH-45 標準価格 7,560円			

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 直針

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	○			05A13TM-45 標準価格 8,960円	04A13TM-45 標準価格 7,560円			45 cm	ナイロン・ モノフィラメント
15mm				05A15TM-45 標準価格 8,960円	04A15TM-45 標準価格 7,560円	03A15TM-45 標準価格 7,560円			
17mm				05A17TM-45 標準価格 8,960円	04A17TM-45 標準価格 7,560円	03A17TM-45 標準価格 7,560円			
19mm				05A19TM-45 標準価格 8,960円	04A19TM-45 標準価格 7,560円	03A19TM-45 標準価格 7,560円			
21mm					04A21TM-45 標準価格 7,560円	03A21TM-45 標準価格 7,560円			
24mm						03A24TM-45 標準価格 7,560円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05Y13SN-45 標準価格 10,150 円	04Y13SN-45 標準価格 8,210 円			45 cm	緑・ ポリエステル・ ブレード
15mm				05Y15SN-45 標準価格 10,150 円	04Y15SN-45 標準価格 8,210 円	03Y15SN-45 標準価格 8,210 円			
17mm				05Y17SN-45 標準価格 10,150 円	04Y17SN-45 標準価格 8,210 円	03Y17SN-45 標準価格 8,210 円			
19mm				05Y19SN-45 標準価格 10,150 円	04Y19SN-45 標準価格 8,210 円	03Y19SN-45 標準価格 8,210 円			
21mm					04Y21SN-45 標準価格 8,210 円	03Y21SN-45 標準価格 8,210 円			
24mm						03Y24SN-45 標準価格 8,210 円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05Y13SH-45 標準価格 10,150 円	04Y13SH-45 標準価格 8,210 円			45 cm	緑・ ポリエステル・ ブレード
15mm				05Y15SH-45 標準価格 10,150 円	04Y15SH-45 標準価格 8,210 円	03Y15SH-45 標準価格 8,210 円			
17mm				05Y17SH-45 標準価格 10,150 円	04Y17SH-45 標準価格 8,210 円	03Y17SH-45 標準価格 8,210 円			
19mm				05Y19SH-45 標準価格 10,150 円	04Y19SH-45 標準価格 8,210 円	03Y19SH-45 標準価格 8,210 円			
21mm					04Y21SH-45 標準価格 8,210 円	03Y21SH-45 標準価格 8,210 円			
24mm						03Y24SH-45 標準価格 8,210 円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 直針

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05Y13SM-45 標準価格 10,150 円	04Y13SM-45 標準価格 8,210 円			45 cm	緑・ ポリエステル・ ブレード
15mm				05Y15SM-45 標準価格 10,150 円	04Y15SM-45 標準価格 8,210 円	03Y15SM-45 標準価格 8,210 円			
17mm				05Y17SM-45 標準価格 10,150 円	04Y17SM-45 標準価格 8,210 円	03Y17SM-45 標準価格 8,210 円			
19mm				05Y19SM-45 標準価格 10,150 円	04Y19SM-45 標準価格 8,210 円	03Y19SM-45 標準価格 8,210 円			
21mm					04Y21SM-45 標準価格 8,210 円	03Y21SM-45 標準価格 8,210 円			
24mm						03Y24SM-45 標準価格 8,210 円			

■ 丸針(テーパードポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	○			05Y13TN-45 標準価格 10,150円	04Y13TN-45 標準価格 8,210円			45cm	緑・ ポリエステル・ブレード
15mm				05Y15TN-45 標準価格 10,150円	04Y15TN-45 標準価格 8,210円	03Y15TN-45 標準価格 8,210円			
17mm				05Y17TN-45 標準価格 10,150円	04Y17TN-45 標準価格 8,210円	03Y17TN-45 標準価格 8,210円			
19mm				05Y19TN-45 標準価格 10,150円	04Y19TN-45 標準価格 8,210円	03Y19TN-45 標準価格 8,210円			
21mm					04Y21TN-45 標準価格 8,210円	03Y21TN-45 標準価格 8,210円			
24mm						03Y24TN-45 標準価格 8,210円			

■ 丸針 (テーパードポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	○			05Y13TH-45 標準価格 10,150円	04Y13TH-45 標準価格 8,210円			45cm	緑・ ポリエステル・ブレード
15mm				05Y15TH-45 標準価格 10,150円	04Y15TH-45 標準価格 8,210円	03Y15TH-45 標準価格 8,210円			
17mm				05Y17TH-45 標準価格 10,150円	04Y17TH-45 標準価格 8,210円	03Y17TH-45 標準価格 8,210円			
19mm				05Y19TH-45 標準価格 10,150円	04Y19TH-45 標準価格 8,210円	03Y19TH-45 標準価格 8,210円			
21mm					04Y21TH-45 標準価格 8,210円	03Y21TH-45 標準価格 8,210円			
24mm						03Y24TH-45 標準価格 8,210円			

■ 丸針(テーパードポイント)

■ 直針

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	○			05Y13TM-45 標準価格 10,150円	04Y13TM-45 標準価格 8,210円			45cm	緑・ ポリエステル・ブレード
15mm				05Y15TM-45 標準価格 10,150円	04Y15TM-45 標準価格 8,210円	03Y15TM-45 標準価格 8,210円			
17mm				05Y17TM-45 標準価格 10,150円	04Y17TM-45 標準価格 8,210円	03Y17TM-45 標準価格 8,210円			
19mm				05Y19TM-45 標準価格 10,150円	04Y19TM-45 標準価格 8,210円	03Y19TM-45 標準価格 8,210円			
21mm					04Y21TM-45 標準価格 8,210円	03Y21TM-45 標準価格 8,210円			
24mm						03Y24TM-45 標準価格 8,210円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05V13SN-45 標準価格 8,960円	04V13SN-45 標準価格 7,560円			45 cm	黒・シルク・ブレード
15mm				05V15SN-45 標準価格 8,960円	04V15SN-45 標準価格 7,560円	03V15SN-45 標準価格 7,560円			
17mm				05V17SN-45 標準価格 8,960円	04V17SN-45 標準価格 7,560円	03V17SN-45 標準価格 7,560円			
19mm				05V19SN-45 標準価格 8,960円	04V19SN-45 標準価格 7,560円	03V19SN-45 標準価格 7,560円			
21mm					04V21SN-45 標準価格 7,560円	03V21SN-45 標準価格 7,560円			
24mm						03V24SN-45 標準価格 7,560円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05V13SH-45 標準価格 8,960円	04V13SH-45 標準価格 7,560円			45 cm	黒・シルク・ブレード
15mm				05V15SH-45 標準価格 8,960円	04V15SH-45 標準価格 7,560円	03V15SH-45 標準価格 7,560円			
17mm				05V17SH-45 標準価格 8,960円	04V17SH-45 標準価格 7,560円	03V17SH-45 標準価格 7,560円			
19mm				05V19SH-45 標準価格 8,960円	04V19SH-45 標準価格 7,560円	03V19SH-45 標準価格 7,560円			
21mm					04V21SH-45 標準価格 7,560円	03V21SH-45 標準価格 7,560円			
24mm						03V24SH-45 標準価格 7,560円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 直針

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05V13SM-45 標準価格 8,960円	04V13SM-45 標準価格 7,560円			45 cm	黒・シルク・ブレード
15mm				05V15SM-45 標準価格 8,960円	04V15SM-45 標準価格 7,560円	03V15SM-45 標準価格 7,560円			
17mm				05V17SM-45 標準価格 8,960円	04V17SM-45 標準価格 7,560円	03V17SM-45 標準価格 7,560円			
19mm				05V19SM-45 標準価格 8,960円	04V19SM-45 標準価格 7,560円	03V19SM-45 標準価格 7,560円			
21mm					04V21SM-45 標準価格 7,560円	03V21SM-45 標準価格 7,560円			
24mm						03V24SM-45 標準価格 7,560円			

■ 丸針(テーパポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	●			05V13TN-45 標準価格 8,960円	04V13TN-45 標準価格 7,560円			45 cm	黒・ シルク・ ブレード
15mm				05V15TN-45 標準価格 8,960円	04V15TN-45 標準価格 7,560円	03V15TN-45 標準価格 7,560円			
17mm				05V17TN-45 標準価格 8,960円	04V17TN-45 標準価格 7,560円	03V17TN-45 標準価格 7,560円			
19mm				05V19TN-45 標準価格 8,960円	04V19TN-45 標準価格 7,560円	03V19TN-45 標準価格 7,560円			
21mm					04V21TN-45 標準価格 7,560円	03V21TN-45 標準価格 7,560円			
24mm						03V24TN-45 標準価格 7,560円			

■ 丸針(テーパポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	●			05V13TH-45 標準価格 8,960円	04V13TH-45 標準価格 7,560円			45 cm	黒・ シルク・ ブレード
15mm				05V15TH-45 標準価格 8,960円	04V15TH-45 標準価格 7,560円	03V15TH-45 標準価格 7,560円			
17mm				05V17TH-45 標準価格 8,960円	04V17TH-45 標準価格 7,560円	03V17TH-45 標準価格 7,560円			
19mm				05V19TH-45 標準価格 8,960円	04V19TH-45 標準価格 7,560円	03V19TH-45 標準価格 7,560円			
21mm					04V21TH-45 標準価格 7,560円	03V21TH-45 標準価格 7,560円			
24mm						03V24TH-45 標準価格 7,560円			

■ 丸針(テーパポイント)

■ 直針

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	●			05V13TM-45 標準価格 8,960円	04V13TM-45 標準価格 7,560円			45 cm	黒・ シルク・ ブレード
15mm				05V15TM-45 標準価格 8,960円	04V15TM-45 標準価格 7,560円	03V15TM-45 標準価格 7,560円			
17mm				05V17TM-45 標準価格 8,960円	04V17TM-45 標準価格 7,560円	03V17TM-45 標準価格 7,560円			
19mm				05V19TM-45 標準価格 8,960円	04V19TM-45 標準価格 7,560円	03V19TM-45 標準価格 7,560円			
21mm					04V21TM-45 標準価格 7,560円	03V21TM-45 標準価格 7,560円			
24mm						03V24TM-45 標準価格 7,560円			

ベアー縫合針

Suture Needle
Needle
Suture

ベアー縫合針は多様な手術に対応できる様、独自の加工技術により生まれた縫合針です。
高度な技術力により、細部までの検査を行い、安定した製品をお届けします。

- SUS304材料を使用し、針の腰が強く耐久性に優れています。
- 先端に独自の加工を施し鋭利に砥ぎ上げ、刺通性・連続縫合性に優れ組織損傷の少ない形状となっています
- バネ孔部は糸が入りやすいよう適度なバネ性で、糸の通りがスムーズでかつ抜けにくい形状となっています。

商品コードの説明

読み方・コード表

(商品コード例)
 A-K17NB
 A.....外科用
 K.....角針
 17.....17mm
 N.....弱弯
 B.....バネ孔

使用科目コード	針先コード	彎曲コード
外科用 -A	角 針 -K	強 弯 -H
腸 用 -B	丸 針 -T	弱 弯 -N
婦人科用 -F	鈍 針 -D	直 針 -M
唇裂用 -J		唇裂針 -J
形成用 -H (形成用リバース針: RH)	針孔の種類コード	先曲針 -C
血管用 -G		中 弯 -L
眼科用 -M (眼科用リバース針: RM)		
手掌用 -P (手掌用リバース針: RP)	バネ孔 -B	
特注品 -Z		

縫合針の種類

種類




強弯 1/2R



弱弯 3/8R



中弯 7/16R



直針



先曲針



唇裂針



構造



弾機穴 (バネ穴)

ポイント	針 先	主要用途
○	丸針	一般外科/整形・形成外科/眼科/口腔外科/婦人科/表皮手術/腱・神経縫合
▲	三角針	一般外科/整形・形成外科/心臓外科/脳外科/婦人科/腱・神経縫合/消化器外科/胸部外科
●	鈍針	婦人科
▼	リバース	形成外科/眼科

外科用縫合針

未滅菌：承認番号 21900BZX01307000 / 滅菌済：承認番号 21900BZX01308000

■ 三角針(トライアングルカット)

■ 強弯 1/2 Circle


針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/PK	10セット/PK
11mm	000	A-K11HB 標準価格 12,000円	A-K11HB-2ST-10 標準価格 3,600円	A-K11HB-3ST-10 標準価格 4,750円
13mm	00	A-K13HB 標準価格 12,000円	A-K13HB-2ST-10 標準価格 3,600円	A-K13HB-3ST-10 標準価格 4,750円
15mm	0	A-K15HB 標準価格 12,000円	A-K15HB-2ST-10 標準価格 3,600円	A-K15HB-3ST-10 標準価格 4,750円
17mm	1	A-K17HB 標準価格 8,000円	A-K17HB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-K17HB-3ST-10 標準価格 3,550円
21mm	2	A-K21HB 標準価格 8,000円	A-K21HB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-K21HB-3ST-10 標準価格 3,550円
25mm	3	A-K25HB 標準価格 8,000円	A-K25HB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-K25HB-3ST-10 標準価格 3,550円
29mm	4	A-K29HB 標準価格 8,000円	A-K29HB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-K29HB-3ST-10 標準価格 3,550円
33mm	5	A-K33HB 標準価格 8,000円	A-K33HB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-K33HB-3ST-10 標準価格 3,550円
37mm	6	A-K37HB 標準価格 8,000円	A-K37HB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-K37HB-3ST-10 標準価格 3,550円
41mm	7	A-K41HB 標準価格 8,000円	A-K41HB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-K41HB-3ST-10 標準価格 3,550円
45mm	8	A-K45HB 標準価格 8,000円	A-K45HB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-K45HB-3ST-10 標準価格 3,550円
49mm	9	A-K49HB 標準価格 10,000円	A-K49HB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-K49HB-3ST-10 標準価格 4,150円
53mm	10	A-K53HB 標準価格 10,000円	A-K53HB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-K53HB-3ST-10 標準価格 4,150円
57mm	11	A-K57HB 標準価格 10,000円	A-K57HB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-K57HB-3ST-10 標準価格 4,150円
61mm	12	A-K61HB 標準価格 10,000円	A-K61HB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-K61HB-3ST-10 標準価格 4,150円
65mm	13	A-K65HB 標準価格 10,000円	A-K65HB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-K65HB-3ST-10 標準価格 4,150円

■ 丸針(テーパースポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/PK	10セット/PK
11mm	000	A-T11HB 標準価格 12,000円	A-T11HB-2ST-10 標準価格 3,600円	A-T11HB-3ST-10 標準価格 4,750円
13mm	00	A-T13HB 標準価格 12,000円	A-T13HB-2ST-10 標準価格 3,600円	A-T13HB-3ST-10 標準価格 4,750円
15mm	0	A-T15HB 標準価格 12,000円	A-T15HB-2ST-10 標準価格 3,600円	A-T15HB-3ST-10 標準価格 4,750円
17mm	1	A-T17HB 標準価格 8,000円	A-T17HB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-T17HB-3ST-10 標準価格 3,550円
21mm	2	A-T21HB 標準価格 8,000円	A-T21HB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-T21HB-3ST-10 標準価格 3,550円
25mm	3	A-T25HB 標準価格 8,000円	A-T25HB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-T25HB-3ST-10 標準価格 3,550円
29mm	4	A-T29HB 標準価格 8,000円	A-T29HB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-T29HB-3ST-10 標準価格 3,550円
33mm	5	A-T33HB 標準価格 8,000円	A-T33HB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-T33HB-3ST-10 標準価格 3,550円
37mm	6	A-T37HB 標準価格 8,000円	A-T37HB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-T37HB-3ST-10 標準価格 3,550円
41mm	7	A-T41HB 標準価格 8,000円	A-T41HB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-T41HB-3ST-10 標準価格 3,550円
45mm	8	A-T45HB 標準価格 8,000円	A-T45HB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-T45HB-3ST-10 標準価格 3,550円
49mm	9	A-T49HB 標準価格 10,000円	A-T49HB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-T49HB-3ST-10 標準価格 4,150円
53mm	10	A-T53HB 標準価格 10,000円	A-T53HB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-T53HB-3ST-10 標準価格 4,150円
57mm	11	A-T57HB 標準価格 10,000円	A-T57HB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-T57HB-3ST-10 標準価格 4,150円
61mm	12	A-T61HB 標準価格 10,000円	A-T61HB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-T61HB-3ST-10 標準価格 4,150円
65mm	13	A-T65HB 標準価格 10,000円	A-T65HB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-T65HB-3ST-10 標準価格 4,150円

外科用強弯針 (角・丸) 1/2 R



■ 三角針 (トライアングルカット)

■ 弱弯 3/8 Circle


針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/PK	10セット/PK
17mm	00	A-K17NB 標準価格 10,000円	A-K17NB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-K17NB-3ST-10 標準価格 4,150円
21mm	0	A-K21NB 標準価格 8,000円	A-K21NB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-K21NB-3ST-10 標準価格 3,550円
25mm	1	A-K25NB 標準価格 8,000円	A-K25NB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-K25NB-3ST-10 標準価格 3,550円
29mm	2	A-K29NB 標準価格 8,000円	A-K29NB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-K29NB-3ST-10 標準価格 3,550円
33mm	3	A-K33NB 標準価格 8,000円	A-K33NB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-K33NB-3ST-10 標準価格 3,550円
37mm	4	A-K37NB 標準価格 8,000円	A-K37NB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-K37NB-3ST-10 標準価格 3,550円
41mm	5	A-K41NB 標準価格 8,000円	A-K41NB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-K41NB-3ST-10 標準価格 3,550円
45mm	6	A-K45NB 標準価格 8,000円	A-K45NB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-K45NB-3ST-10 標準価格 3,550円
49mm	7	A-K49NB 標準価格 8,000円	A-K49NB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-K49NB-3ST-10 標準価格 3,550円
53mm	8	A-K53NB 標準価格 10,000円	A-K53NB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-K53NB-3ST-10 標準価格 4,150円
56mm	9	A-K56NB 標準価格 10,000円	A-K56NB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-K56NB-3ST-10 標準価格 4,150円
61mm	10	A-K61NB 標準価格 10,000円	A-K61NB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-K61NB-3ST-10 標準価格 4,150円

■ 丸針 (テーパーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/PK	10セット/PK
17mm	00	A-T17NB 標準価格 10,000円	A-T17NB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-T17NB-3ST-10 標準価格 4,150円
21mm	0	A-T21NB 標準価格 8,000円	A-T21NB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-T21NB-3ST-10 標準価格 3,550円
25mm	1	A-T25NB 標準価格 8,000円	A-T25NB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-T25NB-3ST-10 標準価格 3,550円
29mm	2	A-T29NB 標準価格 8,000円	A-T29NB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-T29NB-3ST-10 標準価格 3,550円
33mm	3	A-T33NB 標準価格 8,000円	A-T33NB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-T33NB-3ST-10 標準価格 3,550円
37mm	4	A-T37NB 標準価格 8,000円	A-T37NB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-T37NB-3ST-10 標準価格 3,550円
41mm	5	A-T41NB 標準価格 8,000円	A-T41NB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-T41NB-3ST-10 標準価格 3,550円
45mm	6	A-T45NB 標準価格 8,000円	A-T45NB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-T45NB-3ST-10 標準価格 3,550円
49mm	7	A-T49NB 標準価格 8,000円	A-T49NB-2ST-10 標準価格 2,800円	A-T49NB-3ST-10 標準価格 3,550円
53mm	8	A-T53NB 標準価格 10,000円	A-T53NB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-T53NB-3ST-10 標準価格 4,150円
56mm	9	A-T56NB 標準価格 10,000円	A-T56NB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-T56NB-3ST-10 標準価格 4,150円
61mm	10	A-T61NB 標準価格 10,000円	A-T61NB-2ST-10 標準価格 3,200円	A-T61NB-3ST-10 標準価格 4,150円

外科用弱弯針 (角・丸) 3/8 R




外科用縫合針

未滅菌：承認番号 21900BZX01307000 / 滅菌済：承認番号 21900BZX01308000

■ 三角針(トライアングルカット)

■ 直針

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/箱	10セット/箱
20mm	1	A-K20MB 標準価格 10,000円		
25mm	2	A-K25MB 標準価格 10,000円		
30mm	3	A-K30MB 標準価格 10,000円		
35mm	4	A-K35MB 標準価格 10,000円		
40mm	5	A-K40MB 標準価格 10,000円		
45mm	6	A-K45MB 標準価格 10,000円		
50mm	7	A-K50MB 標準価格 10,000円		
55mm	8	A-K55MB 標準価格 10,000円		




■ 丸針 (テーパードポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/PK	10セット/PK
13mm	000	B-T13HB 標準価格 10,000円	B-T13HB-2ST-10 標準価格 3,200円	B-T13HB-3ST-10 標準価格 4,150円
15mm	00	B-T15HB 標準価格 10,000円	B-T15HB-2ST-10 標準価格 3,200円	B-T15HB-3ST-10 標準価格 4,150円
18mm	0	B-T18HB 標準価格 8,000円	B-T18HB-2ST-10 標準価格 2,800円	B-T18HB-3ST-10 標準価格 3,550円
23mm	1	B-T23HB 標準価格 8,000円	B-T23HB-2ST-10 標準価格 2,800円	B-T23HB-3ST-10 標準価格 3,550円
28mm	2	B-T28HB 標準価格 8,000円	B-T28HB-2ST-10 標準価格 2,800円	B-T28HB-3ST-10 標準価格 3,550円
33mm	3	B-T33HB 標準価格 8,000円	B-T33HB-2ST-10 標準価格 2,800円	B-T33HB-3ST-10 標準価格 3,550円
38mm	4	B-T38HB 標準価格 8,000円	B-T38HB-2ST-10 標準価格 2,800円	B-T38HB-3ST-10 標準価格 3,550円
43mm	5	B-T43HB 標準価格 8,000円	B-T43HB-2ST-10 標準価格 2,800円	B-T43HB-3ST-10 標準価格 3,550円
48mm	6	B-T48HB 標準価格 10,000円	B-T48HB-2ST-10 標準価格 3,200円	B-T48HB-3ST-10 標準価格 4,150円
53mm	7	B-T53HB 標準価格 10,000円	B-T53HB-2ST-10 標準価格 3,200円	B-T53HB-3ST-10 標準価格 4,150円
58mm	8	B-T58HB 標準価格 10,000円	B-T58HB-2ST-10 標準価格 3,200円	B-T58HB-3ST-10 標準価格 4,150円

腸用丸針 1 / 2 R



■ 丸針 (テーパードポイント)


■ 直針

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/PK	10セット/PK
35mm	1	B-T35MB 標準価格 8,000円		
43mm	2	B-T43MB 標準価格 8,000円		
50mm	3	B-T50MB 標準価格 8,000円		
60mm	4	B-T60MB 標準価格 8,000円		
67mm	5	B-T67MB 標準価格 8,000円		

腸用直丸針 Straight



(直針)



形成用縫合針

未滅菌：承認番号 21900BZX01307000 / 滅菌済：承認番号 21900BZX01308000

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/PK	10セット/PK
9mm	000	RH-K09HB 標準価格 18,000円	RH-K09HB-2ST-10 標準価格 4,800円	RH-K09HB-3ST-10 標準価格 6,550円
11mm	00	RH-K11HB 標準価格 18,000円	RH-K11HB-2ST-10 標準価格 4,800円	RH-K11HB-3ST-10 標準価格 6,550円
13mm	0	RH-K13HB 標準価格 15,000円	RH-K13HB-2ST-10 標準価格 4,200円	RH-K13HB-3ST-10 標準価格 5,650円
15mm	1	RH-K15HB 標準価格 15,000円	RH-K15HB-2ST-10 標準価格 4,200円	RH-K15HB-3ST-10 標準価格 5,650円
17mm	2	RH-K17HB 標準価格 13,000円	RH-K17HB-2ST-10 標準価格 3,800円	RH-K17HB-3ST-10 標準価格 5,050円
21mm	3	RH-K21HB 標準価格 13,000円	RH-K21HB-2ST-10 標準価格 3,800円	RH-K21HB-3ST-10 標準価格 5,050円

■ 丸針(テーパポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/PK	10セット/PK
9mm	000	H-T09HB 標準価格 18,000円	H-T09HB-2ST-10 標準価格 4,800円	H-T09HB-3ST-10 標準価格 6,550円
11mm	00	H-T11HB 標準価格 18,000円	H-T11HB-2ST-10 標準価格 4,800円	H-T11HB-3ST-10 標準価格 6,550円
13mm	0	H-T13HB 標準価格 15,000円	H-T13HB-2ST-10 標準価格 4,200円	H-T13HB-3ST-10 標準価格 5,650円
15mm	1	H-T15HB 標準価格 15,000円	H-T15HB-2ST-10 標準価格 4,200円	H-T15HB-3ST-10 標準価格 5,650円
17mm	2	H-T17HB 標準価格 13,000円	H-T17HB-2ST-10 標準価格 3,800円	H-T17HB-3ST-10 標準価格 5,050円
21mm	3	H-T21HB 標準価格 13,000円	H-T21HB-2ST-10 標準価格 3,800円	H-T21HB-3ST-10 標準価格 5,050円

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/PK	10セット/PK
8mm	000	RH-K08NB 標準価格 18,000円	RH-K08NB-2ST-10 標準価格 4,800円	RH-K08NB-3ST-10 標準価格 6,550円
11mm	00	RH-K11NB 標準価格 18,000円	RH-K11NB-2ST-10 標準価格 4,800円	RH-K11NB-3ST-10 標準価格 6,550円
13mm	0	RH-K13NB 標準価格 15,000円	RH-K13NB-2ST-10 標準価格 4,200円	RH-K13NB-3ST-10 標準価格 5,650円
15mm	1	RH-K15NB 標準価格 15,000円	RH-K15NB-2ST-10 標準価格 4,200円	RH-K15NB-3ST-10 標準価格 5,650円
17mm	2	RH-K17NB 標準価格 13,000円	RH-K17NB-2ST-10 標準価格 3,800円	RH-K17NB-3ST-10 標準価格 5,050円
21mm	3	RH-K21NB 標準価格 13,000円	RH-K21NB-2ST-10 標準価格 3,800円	RH-K21NB-3ST-10 標準価格 5,050円
25mm	4	RH-K25NB 標準価格 13,000円	RH-K25NB-2ST-10 標準価格 3,800円	RH-K25NB-3ST-10 標準価格 5,050円


■ 丸針(テーパポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/PK	10セット/PK
8mm	000	H-T08NB 標準価格 18,000円	H-T08NB-2ST-10 標準価格 4,800円	H-T08NB-3ST-10 標準価格 6,550円
11mm	00	H-T11NB 標準価格 18,000円	H-T11NB-2ST-10 標準価格 4,800円	H-T11NB-3ST-10 標準価格 6,550円
13mm	0	H-T13NB 標準価格 15,000円	H-T13NB-2ST-10 標準価格 4,200円	H-T13NB-3ST-10 標準価格 5,650円
15mm	1	H-T15NB 標準価格 15,000円	H-T15NB-2ST-10 標準価格 4,200円	H-T15NB-3ST-10 標準価格 5,650円
17mm	2	H-T17NB 標準価格 13,000円	H-T17NB-2ST-10 標準価格 3,800円	H-T17NB-3ST-10 標準価格 5,050円
21mm	3	H-T21NB 標準価格 13,000円	H-T21NB-2ST-10 標準価格 3,800円	H-T21NB-3ST-10 標準価格 5,050円
25mm	4	H-T25NB 標準価格 13,000円	H-T25NB-2ST-10 標準価格 3,800円	H-T25NB-3ST-10 標準価格 5,050円


形成用針(リバース・丸)

1 / 2 R



形成用針(リバース・丸)

3 / 8 R



血管用縫合針


未滅菌：承認番号 21900BZX01307000

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/箱	10セット/箱
9mm	00	G-T09HB 標準価格 12,000円		
11mm	0	G-T11HB 標準価格 12,000円		
14mm	1	G-T14HB 標準価格 10,000円		
19mm	2	G-T19HB 標準価格 10,000円		
24mm	3	G-T24HB 標準価格 10,000円		

血管用針(丸)
1 / 2 R




■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/箱	10セット/箱
9mm	00	G-T09NB 標準価格 12,000円		
11mm	0	G-T11NB 標準価格 12,000円		
14mm	1	G-T14NB 標準価格 10,000円		
19mm	2	G-T19NB 標準価格 10,000円		
24mm	3	G-T24NB 標準価格 10,000円		

血管用針(丸)
3 / 8 R



手掌用縫合針


未滅菌：承認番号 21900BZX01307000

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/箱	10セット/箱
15mm	0	RP-K15HB 標準価格 12,000円		
17mm	1	RP-K17HB 標準価格 12,000円		
21mm	2	RP-K21HB 標準価格 12,000円		
25mm	3	RP-K25HB 標準価格 12,000円		

手掌用針(リバース・丸)
1 / 2 R



■ 丸針(テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/箱	10セット/箱
15mm	0	P-T15HB 標準価格 12,000円		
17mm	1	P-T17HB 標準価格 12,000円		
21mm	2	P-T21HB 標準価格 12,000円		
25mm	3	P-T25HB 標準価格 12,000円		



婦人科用縫合針

未滅菌：承認番号 21900BZX01307000

■ 三角針(トライアングル カット)

■ 中弯 7/16 Circle


針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/箱	10セット/箱
26mm	0	F-K26LB 標準価格 13,000円		
31mm	1	F-K31LB 標準価格 9,000円		
36mm	2	F-K36LB 標準価格 9,000円		
41mm	3	F-K41LB 標準価格 9,000円		
46mm	4	F-K46LB 標準価格 9,000円		
51mm	5	F-K51LB 標準価格 9,000円		
56mm	6	F-K56LB 標準価格 9,000円		
61mm	7	F-K61LB 標準価格 13,000円		
65mm	8	F-K65LB 標準価格 13,000円		

■ 丸針(テーパポイント)

■ 中弯 7/16 Circle

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/箱	10セット/箱
26mm	0	F-T26LB 標準価格 13,000円		
31mm	1	F-T31LB 標準価格 9,000円		
36mm	2	F-T36LB 標準価格 9,000円		
41mm	3	F-T41LB 標準価格 9,000円		
46mm	4	F-T46LB 標準価格 9,000円		
51mm	5	F-T51LB 標準価格 9,000円		
56mm	6	F-T56LB 標準価格 9,000円		
61mm	7	F-T61LB 標準価格 13,000円		
65mm	8	F-T65LB 標準価格 13,000円		


婦人科用針 (角・丸) 7 / 16 R



■ 鈍針(ブラントテーパーポイント) ■ 強弯 1/2 Circle

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/箱	10セット/箱
25mm	0	F-D25HB 標準価格 12,000円		
31mm	1	F-D31HB 標準価格 10,000円		
36mm	2	F-D36HB 標準価格 12,000円		
41mm	3	F-D41HB 標準価格 12,000円		
46mm	4	F-D46HB 標準価格 10,000円		
51mm	5	F-D51HB 標準価格 12,000円		
56mm	6	F-D56HB 標準価格 10,000円		
61mm	7	F-D61HB 標準価格 12,000円		
65mm	8	F-D65HB 標準価格 10,000円		
73mm	9	F-D73HB 標準価格 12,000円		

婦人科用鈍針 1 / 2 R



先曲針

未滅菌：承認番号 21900BZX01307000

■ 三角針(トライアングルカット)


針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/箱	10セット/箱
17mm	1	A-K17CB 標準価格 10,000円		
21mm	2	A-K21CB 標準価格 10,000円		
25mm	3	A-K25CB 標準価格 10,000円		
29mm	4	A-K29CB 標準価格 10,000円		
33mm	5	A-K33CB 標準価格 10,000円		
37mm	6	A-K37CB 標準価格 10,000円		

■ 丸針(テーパーポイント)

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/箱	10セット/箱
17mm	1	A-T17CB 標準価格 10,000円		
21mm	2	A-T21CB 標準価格 10,000円		
25mm	3	A-T25CB 標準価格 10,000円		
29mm	4	A-T29CB 標準価格 10,000円		
33mm	5	A-T33CB 標準価格 10,000円		
37mm	6	A-T37CB 標準価格 10,000円		

先曲針
(角・丸)

Half Curved



唇裂針


未滅菌：承認番号 21900BZX01307000

■ 丸針(テーパーポイント)

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/箱	10セット/箱
11mm	1	J-T11JB 標準価格 12,000円		
15mm	2	J-T15JB 標準価格 12,000円		
18mm	3	J-T18JB 標準価格 12,000円		
21mm	4	J-T21JB 標準価格 12,000円		

唇裂針
(丸)

Curved



眼科用縫合針

未滅菌：承認番号 21900BZX01307000

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle


針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/箱	10セット/箱
7mm	0000	RM-K07NB 標準価格 28,000円		
9mm	000	RM-K09NB 標準価格 21,000円		
11mm	00	RM-K11NB 標準価格 20,000円		
13mm	0	RM-K13NB 標準価格 18,000円		
15mm	1	RM-K15NB 標準価格 17,000円		
18mm	2	RM-K18NB 標準価格 17,000円		
21mm	3	RM-K21NB 標準価格 17,000円		

■ 丸針(テーパースポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

針	号数	未滅菌	滅菌済 単包 2本組	滅菌済 単包 3本組
		100本/箱	10セット/箱	10セット/箱
7mm	0000	M-T07NB 標準価格 28,000円		
9mm	000	M-T09NB 標準価格 21,000円		
11mm	00	M-T11NB 標準価格 20,000円		
13mm	0	M-T13NB 標準価格 18,000円		
15mm	1	M-T15NB 標準価格 17,000円		
18mm	2	M-T18NB 標準価格 17,000円		
21mm	3	M-T21NB 標準価格 17,000円		

眼科用針(リバース・丸)
3/8 R



ベアー縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

ベアー縫合糸は多様な手術に対応できる様、独自の加工技術により生まれた縫合糸です。
高度な技術力により、細部までの検査を行い、安定した製品をお届けします。



商品コードの説明


読み方

商品コード：切り糸（例）



上記は、シルク・ブレード黒、40cm(長さ)、2-0(号数)、30本入となります。

商品コード：リール巻（例）



上記は、ナイロン・モノフィラメント黒、2-0(号数)、10M巻となります。

滅菌済縫合糸の種類とコード

種類

品名	コード	色	材質
ベアロン	A	黒	ナイロン・モノフィラメント
ベアロン	G	青	ナイロン・モノフィラメント
ベアロン	L	白	ナイロン・モノフィラメント
ベアブレード	BA	黒	ナイロン・ブレード
ベアブレード	BL	白	ナイロン・ブレード
ベアレックス	Y	緑	ポリエステル・ブレード
ベアシルク	V	黒	シルク・ブレード
ベアシルク	R	白	シルク・ブレード



リール巻

JIS	-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U.S.P. No.	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2	3	4	5
カラー	白	薄紫	橙	白	桃	黒	黄	緑	紫	赤	茶	青	橙

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント縫合糸】

黒・白色：承認番号 16200BZZ00773000
 青色：承認番号 16200BZZ00486000

■ 入数×10袋=1パック

長さ	U.S.P	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	1袋入数	総本数	カラー種別
40cm		40A06-05 標準価格 1,400円	40A05-05 標準価格 1,400円	40A04-05 標準価格 1,400円	40A03-05 標準価格 1,400円	40A02-05 標準価格 1,400円	40A01-05 標準価格 1,400円		5	50	黒・ ナイロン・ モノフィラメント
		40A06-10 標準価格 1,800円	40A05-10 標準価格 1,800円	40A04-10 標準価格 1,800円	40A03-10 標準価格 1,800円	40A02-10 標準価格 1,800円	40A01-10 標準価格 1,800円		10	100	
45cm		45A06-05 標準価格 1,600円	45A05-05 標準価格 1,600円	45A04-05 標準価格 1,600円	45A03-05 標準価格 1,600円	45A02-05 標準価格 1,600円	45A01-05 標準価格 1,600円		5	50	
		45A06-10 標準価格 1,800円	45A05-10 標準価格 1,800円	45A04-10 標準価格 1,800円	45A03-10 標準価格 1,800円	45A02-10 標準価格 1,800円	45A01-10 標準価格 1,800円		10	100	
75cm		75A06-05 標準価格 2,200円	75A05-05 標準価格 2,200円	75A04-05 標準価格 2,200円	75A03-05 標準価格 2,200円	75A02-05 標準価格 2,200円	75A01-05 標準価格 2,200円		5	50	
		75A06-10 標準価格 2,500円	75A05-10 標準価格 2,500円	75A04-10 標準価格 2,500円	75A03-10 標準価格 2,500円	75A02-10 標準価格 2,500円	75A01-10 標準価格 2,500円		10	100	

長さ	U.S.P	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	1袋入数	総本数	カラー種別
40cm		40G06-05 標準価格 1,400円	40G05-05 標準価格 1,400円	40G04-05 標準価格 1,400円	40G03-05 標準価格 1,400円	40G02-05 標準価格 1,400円	40G01-05 標準価格 1,400円		5	50	青・ ナイロン・ モノフィラメント
		40G06-10 標準価格 1,800円	40G05-10 標準価格 1,800円	40G04-10 標準価格 1,800円	40G03-10 標準価格 1,800円	40G02-10 標準価格 1,800円	40G01-10 標準価格 1,800円		10	100	
45cm		45G06-05 標準価格 1,600円	45G05-05 標準価格 1,600円	45G04-05 標準価格 1,600円	45G03-05 標準価格 1,600円	45G02-05 標準価格 1,600円	45G01-05 標準価格 1,600円		5	50	
		45G06-10 標準価格 1,800円	45G05-10 標準価格 1,800円	45G04-10 標準価格 1,800円	45G03-10 標準価格 1,800円	45G02-10 標準価格 1,800円	45G01-10 標準価格 1,800円		10	100	
75cm		75G06-05 標準価格 2,200円	75G05-05 標準価格 2,200円	75G04-05 標準価格 2,200円	75G03-05 標準価格 2,200円	75G02-05 標準価格 2,200円	75G01-05 標準価格 2,200円		5	50	
		75G06-10 標準価格 2,500円	75G05-10 標準価格 2,500円	75G04-10 標準価格 2,500円	75G03-10 標準価格 2,500円	75G02-10 標準価格 2,500円	75G01-10 標準価格 2,500円		10	100	

長さ	U.S.P	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	1袋入数	総本数	カラー種別
40cm		40L06-05 標準価格 1,400円	40L05-05 標準価格 1,400円	40L04-05 標準価格 1,400円	40L03-05 標準価格 1,400円	40L02-05 標準価格 1,400円	40L01-05 標準価格 1,400円		5	50	白・ ナイロン・ モノフィラメント
		40L06-10 標準価格 1,800円	40L05-10 標準価格 1,800円	40L04-10 標準価格 1,800円	40L03-10 標準価格 1,800円	40L02-10 標準価格 1,800円	40L01-10 標準価格 1,800円		10	100	
45cm		45L06-05 標準価格 1,600円	45L05-05 標準価格 1,600円	45L04-05 標準価格 1,600円	45L03-05 標準価格 1,600円	45L02-05 標準価格 1,600円	45L01-05 標準価格 1,600円		5	50	
		45L06-10 標準価格 1,800円	45L05-10 標準価格 1,800円	45L04-10 標準価格 1,800円	45L03-10 標準価格 1,800円	45L02-10 標準価格 1,800円	45L01-10 標準価格 1,800円		10	100	
75cm		75L06-05 標準価格 2,200円	75L05-05 標準価格 2,200円	75L04-05 標準価格 2,200円	75L03-05 標準価格 2,200円	75L02-05 標準価格 2,200円	75L01-05 標準価格 2,200円		5	50	
		75L06-10 標準価格 2,500円	75L05-10 標準価格 2,500円	75L04-10 標準価格 2,500円	75L03-10 標準価格 2,500円	75L02-10 標準価格 2,500円	75L01-10 標準価格 2,500円		10	100	

ベアブレード【ナイロン・ブレード縫合糸】

黒色：承認番号 16200BZZ00808000
 白色：承認番号 16200BZZ00774000

■ 10本入り×10袋=1パック

長さ	U.S.P	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	1袋入数	総本数	カラー種別
40cm		40BA06-10 標準価格 1,840円	40BA05-10 標準価格 1,840円	40BA04-10 標準価格 1,840円	40BA03-10 標準価格 1,840円	40BA02-10 標準価格 1,840円	40BA01-10 標準価格 1,840円	40BA11-10 標準価格 2,240円	10	100	黒・ ナイロン

長さ	U.S.P	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	1袋入数	総本数	カラー種別
40cm		40BL06-10 標準価格 1,840円	40BL05-10 標準価格 1,840円	40BL04-10 標準価格 1,840円	40BL03-10 標準価格 1,840円	40BL02-10 標準価格 1,840円	40BL01-10 標準価格 1,840円	40BL11-10 標準価格 2,240円	10	100	白・ ナイロン

ベアレックス【ポリエステル・ブレード縫合糸】

承認番号 16300BZZ00525000

■ 10本入り×10袋=1パック

長さ	U.S.P	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1袋 入数	総本数	カラー 種別
40cm			40Y06-10 標準価格 3,000円	40Y05-10 標準価格 3,000円	40Y04-10 標準価格 3,000円	40Y03-10 標準価格 3,000円	40Y02-10 標準価格 3,000円	40Y01-10 標準価格 3,000円	10	100	緑・ ポリエステル・ ブレード
45cm			45Y06-10 標準価格 3,000円	45Y05-10 標準価格 3,000円	45Y04-10 標準価格 3,000円	45Y03-10 標準価格 3,000円	45Y02-10 標準価格 3,000円	45Y01-10 標準価格 3,000円			
50cm			50Y06-10 標準価格 4,200円	50Y05-10 標準価格 4,200円	50Y04-10 標準価格 4,200円	50Y03-10 標準価格 4,200円	50Y02-10 標準価格 4,200円	50Y01-10 標準価格 4,200円			
75cm			75Y06-10 標準価格 4,200円	75Y05-10 標準価格 4,200円	75Y04-10 標準価格 4,200円	75Y03-10 標準価格 4,200円	75Y02-10 標準価格 4,200円	75Y01-10 標準価格 4,200円			
長さ	U.S.P	1	2	3	4	5					
40cm		40Y11-10 標準価格 3,400円	40Y22-10 標準価格 3,400円	40Y33-10 標準価格 3,900円							
45cm		45Y11-10 標準価格 3,400円	45Y22-10 標準価格 3,400円	45Y33-10 標準価格 3,900円							
50cm		50Y11-10 標準価格 4,800円	50Y22-10 標準価格 4,800円	50Y33-10 標準価格 5,940円							
75cm		75Y11-10 標準価格 4,800円	75Y22-10 標準価格 4,800円	75Y33-10 標準価格 5,940円							

ベアシルク【シルク・ブレード縫合糸】

承認番号 16200BZZ00775000

■ 10本入り×10袋=1パック

長さ	U.S.P	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1袋 入数	総本数	カラー 種別
35cm		35V07-10 標準価格 1,820円	35V06-10 標準価格 1,820円	35V05-10 標準価格 1,820円	35V04-10 標準価格 1,820円	35V03-10 標準価格 1,820円	35V02-10 標準価格 1,820円	35V01-10 標準価格 1,820円	10	100	黒・ シルク・ ブレード
40cm		40V07-10 標準価格 1,840円	40V06-10 標準価格 1,840円	40V05-10 標準価格 1,840円	40V04-10 標準価格 1,840円	40V03-10 標準価格 1,840円	40V02-10 標準価格 1,840円	40V01-10 標準価格 1,840円			
45cm		45V07-10 標準価格 2,260円	45V06-10 標準価格 2,260円	45V05-10 標準価格 2,260円	45V04-10 標準価格 2,260円	45V03-10 標準価格 2,260円	45V02-10 標準価格 2,260円	45V01-10 標準価格 2,260円			
50cm		50V07-10 標準価格 2,300円	50V06-10 標準価格 2,300円	50V05-10 標準価格 2,300円	50V04-10 標準価格 2,300円	50V03-10 標準価格 2,300円	50V02-10 標準価格 2,300円	50V01-10 標準価格 2,300円			
75cm		75V07-10 標準価格 3,100円	75V06-10 標準価格 3,100円	75V05-10 標準価格 3,100円	75V04-10 標準価格 3,100円	75V03-10 標準価格 3,100円	75V02-10 標準価格 3,100円	75V01-10 標準価格 3,100円			
長さ	U.S.P	1	2	3	4	5					
35cm		35V11-10 標準価格 2,220円	35V22-10 標準価格 2,220円	35V33-10 標準価格 2,340円							
40cm		40V11-10 標準価格 2,240円	40V22-10 標準価格 2,240円	40V33-10 標準価格 2,360円							
45cm		45V11-10 標準価格 2,660円	45V22-10 標準価格 2,660円	45V33-10 標準価格 2,860円							
50cm		50V11-10 標準価格 2,700円	50V22-10 標準価格 2,700円	50V33-10 標準価格 2,900円							
75cm		75V11-10 標準価格 3,780円	75V22-10 標準価格 3,780円	75V33-10 標準価格 4,340円							

長さ	U.S.P	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1袋 入数	総本数	カラー 種別
35cm		35R07-10 標準価格 1,820円	35R06-10 標準価格 1,820円	35R05-10 標準価格 1,820円	35R04-10 標準価格 1,820円	35R03-10 標準価格 1,820円	35R02-10 標準価格 1,820円	35R01-10 標準価格 1,820円	10	100	白・ シルク・ ブレード
40cm		40R07-10 標準価格 1,840円	40R06-10 標準価格 1,840円	40R05-10 標準価格 1,840円	40R04-10 標準価格 1,840円	40R03-10 標準価格 1,840円	40R02-10 標準価格 1,840円	40R01-10 標準価格 1,840円			
45cm		45R07-10 標準価格 2,260円	45R06-10 標準価格 2,260円	45R05-10 標準価格 2,260円	45R04-10 標準価格 2,260円	45R03-10 標準価格 2,260円	45R02-10 標準価格 2,260円	45R01-10 標準価格 2,260円			
50cm		50R07-10 標準価格 2,300円	50R06-10 標準価格 2,300円	50R05-10 標準価格 2,300円	50R04-10 標準価格 2,300円	50R03-10 標準価格 2,300円	50R02-10 標準価格 2,300円	50R01-10 標準価格 2,300円			
75cm		75R07-10 標準価格 3,100円	75R06-10 標準価格 3,100円	75R05-10 標準価格 3,100円	75R04-10 標準価格 3,100円	75R03-10 標準価格 3,100円	75R02-10 標準価格 3,100円	75R01-10 標準価格 3,100円			
長さ	U.S.P	1	2	3	4	5					
35cm		35R11-10 標準価格 2,220円	35R22-10 標準価格 2,220円	35R33-10 標準価格 2,340円							
40cm		40R11-10 標準価格 2,240円	40R22-10 標準価格 2,240円	40R33-10 標準価格 2,360円							
45cm		45R11-10 標準価格 2,660円	45R22-10 標準価格 2,660円	45R33-10 標準価格 2,860円							
50cm		50R11-10 標準価格 2,700円	50R22-10 標準価格 2,700円	50R33-10 標準価格 2,900円							
75cm		75R11-10 標準価格 3,780円	75R22-10 標準価格 3,780円	75R33-10 標準価格 4,340円							

■ 入数×10袋=1パック

長さ	U.S.P							1袋 入数	総本数	カラー 種別		
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0				1-0	
40cm					40V04-05 標準価格 1,820円	40V03-05 標準価格 1,820円	40V02-05 標準価格 1,820円	40V01-05 標準価格 1,820円	5	50	黒・シルク・ブレード	
				40V04-20 標準価格 3,080円	40V03-20 標準価格 3,080円	40V02-20 標準価格 3,080円	40V01-20 標準価格 3,080円	20	200			
				40V04-30 標準価格 4,620円	40V03-30 標準価格 4,620円	40V02-30 標準価格 4,620円	40V01-30 標準価格 4,620円	30	300			
45cm				45V04-30 標準価格 5,380円	45V03-30 標準価格 5,380円	45V02-30 標準価格 5,380円	45V01-30 標準価格 5,380円	30	300			
				50V04-05 標準価格 2,280円	50V03-05 標準価格 2,280円	50V02-05 標準価格 2,280円	50V01-05 標準価格 2,280円	5	50			
50cm				50V04-30 標準価格 5,720円	50V03-30 標準価格 5,720円	50V02-30 標準価格 5,720円	50V01-30 標準価格 5,720円	30	300			
長さ	U.S.P	1	2	3	4	5		1袋 入数	総本数			
40cm		40V11-05 標準価格 2,220円	40V22-05 標準価格 2,220円					5	50	白・シルク・ブレード		
		40V11-20 標準価格 3,840円	40V22-20 標準価格 3,840円					20	200			
		40V11-30 標準価格 5,400円	40V22-30 標準価格 5,400円					30	300			
45cm		45V11-30 標準価格 6,160円	45V22-30 標準価格 6,160円					30	300			
		50V11-05 標準価格 2,680円	50V22-05 標準価格 2,680円					5	50			
50cm		50V11-30 標準価格 6,500円	50V22-30 標準価格 6,500円					30	300			
長さ	U.S.P	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1袋 入数		総本数	
40cm					40R04-05 標準価格 1,820円	40R03-05 標準価格 1,820円	40R02-05 標準価格 1,820円	40R01-05 標準価格 1,820円	5		50	白・シルク・ブレード
				40R04-20 標準価格 3,080円	40R03-20 標準価格 3,080円	40R02-20 標準価格 3,080円	40R01-20 標準価格 3,080円	20	200			
				40R04-30 標準価格 4,620円	40R03-30 標準価格 4,620円	40R02-30 標準価格 4,620円	40R01-30 標準価格 4,620円	30	300			
45cm				45R04-30 標準価格 5,380円	45R03-30 標準価格 5,380円	45R02-30 標準価格 5,380円	45R01-30 標準価格 5,380円	30	300			
				50R04-05 標準価格 2,280円	50R03-05 標準価格 2,280円	50R02-05 標準価格 2,280円	50R01-05 標準価格 2,280円	5	50			
50cm				50R04-30 標準価格 5,720円	50R03-30 標準価格 5,720円	50R02-30 標準価格 5,720円	50R01-30 標準価格 5,720円	30	300			
長さ	U.S.P	1	2	3	4	5		1袋 入数	総本数			
40cm		40R11-05 標準価格 2,220円	40R22-05 標準価格 2,220円					5	50	白・シルク・ブレード		
		40R11-20 標準価格 3,840円	40R22-20 標準価格 3,840円					20	200			
		40R11-30 標準価格 5,400円	40R22-30 標準価格 5,400円					30	300			
45cm		45R11-30 標準価格 6,160円	45R22-30 標準価格 6,160円					30	300			
		50R11-05 標準価格 2,680円	50R22-05 標準価格 2,680円					5	50			
50cm		50R11-30 標準価格 6,500円	50R22-30 標準価格 6,500円					30	300			

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント縫合糸】

黒・白色：承認番号 16200BZZ00773000
 青色：承認番号 16200BZZ00486000

■ 20リール入り=1箱

長さ	U.S.P	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1袋 入数	1箱	カラー 種別
10m			O-10A06 標準価格 5,200円	O-10A05 標準価格 5,200円	O-10A04 標準価格 5,200円	O-10A03 標準価格 5,800円	O-10A02 標準価格 5,800円	O-10A01 標準価格 5,800円	1 リール	20 リール	黒・ ナイロン・ モノ フィラメント
	U.S.P	1	2	3	4	5					
10m		O-10A11 標準価格 6,500円	O-10A22 標準価格 6,500円								
	U.S.P	1	2								
10m		O-10G11 標準価格 6,500円	O-10G22 標準価格 6,500円								
	U.S.P	1	2								
10m		O-10L11 標準価格 6,500円	O-10L22 標準価格 6,500円								
	U.S.P	1	2								

ベアブレード【ナイロン・ブレード縫合糸】

黒色：承認番号 16200BZZ00808000
 白色：承認番号 16200BZZ00774000

■ 20リール入り=1箱

長さ	U.S.P	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1袋 入数	1箱	カラー 種別
10m					O-10BA04 標準価格 5,200円	O-10BA03 標準価格 5,800円	O-10BA02 標準価格 5,800円	O-10BA01 標準価格 5,800円	1 リール	20 リール	黒・ ナイロン・ ブ レード
	U.S.P	1	2	3	4	5					
10m		O-10BA11 標準価格 6,500円	O-10BA22 標準価格 6,500円								
	U.S.P	1	2								
10m		O-10BL11 標準価格 6,500円	O-10BL22 標準価格 6,500円								
	U.S.P	1	2								

ベアシルク【シルク・ブレード縫合糸】

承認番号 16000BZZ00775000

■ 20リール入り=1箱

長さ	U.S.P	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1袋 入数	1箱	カラー 種別
10m		O-10V07 標準価格 7,900円	O-10V06 標準価格 7,900円	O-10V05 標準価格 7,900円	O-10V04 標準価格 8,200円	O-10V03 標準価格 8,200円	O-10V02 標準価格 9,100円	O-10V01 標準価格 9,100円	1 リール	20 リール	黒・ シルク・ ブ レード
	U.S.P	1	2	3	4	5					
10m		O-10V11 標準価格 11,300円	O-10V22 標準価格 11,300円	O-10V33 標準価格 11,900円	O-10V44 標準価格 11,900円						
	U.S.P	1	2								
10m		O-10R07 標準価格 7,900円	O-10R06 標準価格 7,900円	O-10R05 標準価格 7,900円	O-10R04 標準価格 8,200円	O-10R03 標準価格 8,200円	O-10R02 標準価格 9,100円	O-10R01 標準価格 9,100円	1 リール	20 リール	白・ シルク・ ブ レード
	U.S.P	1	2	3	4	5					
10m		O-10R11 標準価格 11,300円	O-10R22 標準価格 11,300円	O-10R33 標準価格 11,900円							
	U.S.P	1	2								



切り糸縫合糸



<http://www.bearmedic.co.jp>

■ その他の製品に関する情報はホームページをご覧ください。 ■



針付縫合糸・縫合針・縫合糸総合カタログ

株式会社ベアーメディック

【大子工場】〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361


TEL : 0295-72-1811 (代) FAX : 0295-72-4157

【東京営業所】〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル


TEL : 03-3818-4041 (代) FAX : 03-3818-4042

※規格外商品のご要望がございましたら、東京営業所までお問い合わせください。

無断複製転載を禁ずる



●お求めは下記の代理店へ



※本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。