

▶ contents ◀

商品コード説明

商品コードの説明／縫合針の種類とコード	4
針種及び針長一覧	5
縫合糸の素材説明	6
縫合糸の規格表	8

ベアー針付 縫合糸

吸収糸

● モノスティンガー	ポリジオキサノン・モノフィラメント	10
● サージソーブ	コーテッド・ポリグリコール酸・ブレード	12

非吸収糸

● ベアロン	ナイロン・モノフィラメント	16
● ベアブレード	ナイロン・ブレード	24
● ベアレン	ポリプロピレン・モノフィラメント	25
● ベアレックス	ポリエステル・ブレード	29
● ベアトロン	ポリエステル・ブレード	33
● ベアシルク	シルク・ブレード	35

特殊針付 縫合糸

マイクロ シリーズ

● メジャー台紙付	ナイロン・モノフィラメント	40
● マイクロテーパー	ナイロン・モノフィラメント	41
● マイクロカット	ナイロン・モノフィラメント	41

埋没重瞼用

● Standard	ナイロン・モノフィラメント	44
● Bear SE	ナイロン・モノフィラメント	44

巾着縫合用

● ベアフレックスニードル	ポリプロピレン・モノフィラメント	45
---------------	------------------	----

アキレス腱用

● アキレス腱	ポリエステル・ブレード	47
---------	-------------	----

腱縫合用

● 吉津式	ナイロン・モノフィラメント	49
-------	---------------	----

硬膜縫合用

● Bear-Comac	ナイロン・ブレード	51
--------------	-----------	----

眼科用

● ナイロン・モノフィラメント／ポリプロピレン・モノフィラメント／ ポリエステル・ブレード／シルク・ブレード	53
---	----

歯科用

● ナイロン・モノフィラメント／ポリエステル・ブレード／シルク・ブレード	59
--------------------------------------	----

ベアー縫合針

67

ベアー縫合糸

79

商品コードの説明

読み方

商品コード（例）

■ ヘラ針（スパチュラー・スリムタイプ）

針	糸	7-0	6-0
		BP08A07N-45	BP08A06N-45
8mm		標準価格 7,000 円	標準価格 4,900 円
10mm		BP10A07N-45	BP10A06N-45
		標準価格 5,400 円	標準価格 4,900 円
11mm		BP11A07N-45	BP11A06N-45
		標準価格 5,400 円	標準価格 4,900 円

■ 商品コード BP08A07N-45

BP 08 A 07 N - 45

.....糸の長さ（45cm）

.....弯曲（弱弯）

.....U.S.P.サイズ（7-0）

.....糸の種類（ベアロン＜黒＞ ナイロン・モノフィラメント）

.....針長（8mm）

.....針の種類（エクストラ・スパチュラー・スリムタイプ）


縫合針の種類とコード

コード例 BP08A07N-45


種類 弯曲

種類


コード BP
エクストラ・
スパチュラー・
スリムタイプ




コード SP
エクストラ・
スパチュラー




コード CC
エクストラ・
リバース・
スリムタイプ




コード E
エクストラ・
リバースカット




コード T
テーパーポイント




コード ST
エスポイント・
スリムタイプ



コード VT
テーパーVカット




コード S
リバース




弯曲


N (弱弯) 3/8R 135°



L (中弯) 7/16R 157.5°



H (強弯) 1/2R 180°



J (唇裂針)



M (直針)




針種及び針長一覧


コード例 BP08A07N-45

針長


N 弱弯 3/8R 135°



L 中弯 7/16R 157.5°



H 強弯 1/2R 180°



M 直針



8mm



10mm



11mm



12mm



13mm



15mm



17mm



19mm



21mm



24mm



27mm



30mm



32mm



35mm



※実寸大



40mm

縫合糸の素材説明

コード例 BP08A07N-45

色 

モノスティンガー (ポリジオキサノン)

モノスティンガー

販売名：ポリジオキサノンモノフィラメント合成吸収糸
承認番号：22200BZX00091000

- 加水分解により生体内で吸収されるモノフィラメント吸収糸。
- 長期吸収タイプであり、約 180 日～ 220 日で吸収されます。
- モノフィラメント吸収糸である為滑らかな糸送りが可能です。

材質
● ポリジオキサノン
● モノフィラメント
● 吸収性

色
 MV

サージソープ (ポリグリコール酸)

サージソープ

販売名：コーテッド・ポリグリコール酸合成吸収糸
承認番号：21000BZY00102000

- 加水分解により生体内で吸収されるブレード合成吸収糸。
- 短期吸収タイプであり約 60 ～ 90 日で吸収されます。
- 優れた吸収性と強い初期抗張力を持ち合わせています。

材質
● ポリグリコール酸
● ブレード
● 吸収性

色
 SV
 SW

ベアロン (ポリアミド合成繊維)

ベアー針付ナイロン糸

販売名：ナイロン糸付縫合針（ポリアミド縫合糸）
承認番号：16000BZZ01909000

- 糸全体にわたり均一な直径を保ち、滑らかで、抵抗のすくない、ナイロン性モノフィラメント糸。
- モノフィラメントである為、生体内における細菌の増殖もなく、組織反応も非常に少ない。
- 皮膚および皮下縫合、マイクロサージャリー等・・・幅広い分野で使用されている。

材質
● ナイロン
● モノフィラメント
● 非吸収性

色
 A
 G
 L

ベアブレード (ポリアミド合成繊維)

ベアー針付ナイロンブレード糸

販売名：ベアー印 ナイロンブレード糸付縫合針（ポリアミド縫合糸）
承認番号：16200BZZ00809000

- ナイロンの細い繊維をしっかりと均一に編み上げ、シルクに近い特性（しなやかさ・結び易さ）を持たせた縫合糸。
- シルクのような扱い易さで、強い抗張力を有し、シルク同様の結紮方法により確実な結紮が行える。
- 生体内において強い抗張力を保持させる際に使用されるケースが多い。

材質
● ナイロン
● ブレード
● 非吸収性

色
 BA
 BL

ベアレン (プロピレンの重合体)

ベアー針付ポリプロピレン糸

販売名：ポリプロピレン糸付縫合針（ポリプロピレン縫合糸）
承認番号：16000BZZ01951000

- ナイロンと同形状であるが、滑らかさに加え柔軟性に優れる。
- 組織通過性がスムーズで、適度な伸縮性により安定した結紮力を持つ。
- モノフィラメントである為、生体内における細菌の増殖もなく、強い抗張力を維持。
- 組織損傷が少なく、心臓血管、肺等のオペレーション等の症例にて一般的に使用されている。

材質
● ポリプロピレン
● モノフィラメント
● 非吸収性

色
 F

ベアレックス (ポリエステル)

ベアー針付ポリエステルブレード糸

販売名：ベアレックス糸付縫合針（ポリエステルブレード縫合糸）

承認番号：16000BZZ01949000

- 組織反応の極めて少ないポリエステル繊維を、均一に硬く、滑らかに編み上げ、テフロン加工を施した縫合糸。
- 組織通過性に優れ、組織を傷付ける事がなく、しなやかで柔軟性に富み高い結紮保持力を有する。
- シルクと同様に糸を編み状に構成。非金属の糸の中では特に強い抗張力を持つ。
- 靱帯の再建、腱縫合等、糸の抗張力を強く求める症例時に使用されるケースが多い。

材質

- ポリエステル
- ブレード
- 非吸収性

色

緑	Y
---	---

ベアトロン (テロン)

ベアー針付テロンブレード糸

販売名：ベアー印 テロン糸付縫合針（テロンブレード縫合糸）

承認番号：16000BZZ01948000

- 組織反応の極めて少ないポリエステル繊維を、均一に硬く、滑らかに編み上げた縫合糸。
- 組織通過性に優れ、組織を傷付ける事がなく、しなやかで柔軟性に富み高い結紮保持力を有する。
- シルクと同様に糸を編み状に構成。非金属の糸の中では特に強い抗張力を持つ。
- 体内にて強く長い抗張力が求められる症例時に使用されるケースが多い。

材質

- ポリエステル
- ブレード
- 非吸収性

色

黒	U
白	X

ベアシルク (絹)

ベアー針付シルクブレード糸

販売名：ブレードシルク糸付縫合針（シルクブレード縫合糸）

承認番号：16000BZZ01950000

- 厳選した天然シルクより組織反応の重大な原因となるセリシン（非繊維質）を除去し、低速のブレーダーにより緻密に編み上げた縫合糸。
- 毛細管現象による感染を防止する為の独自のコーティングにより、ノンキャピラリー処理が施されている。
- シルクの持つしなやかさ結び易さにより、確かな結紮が求められる際に使用されるケースが多い。

材質

- シルク
- ブレード
- 非吸収性

色

黒	V
白	R

■ 縫合糸の規格表 ■

コード例 **BP08A07N-45**

U.S.Pサイズ 

非吸収性プラスチック製縫合糸規格(医薬発第399号)

メトリック サイズ	糸号数	直径 (単位mm)	結節強度 (単位N)*
0.01	12-0	0.001~0.009	0.01
0.1	11-0	0.010~0.019	0.06
0.2	10-0	0.020~0.029	0.19
0.3	9-0	0.030~0.039	0.42
0.4	8-0	0.040~0.049	0.59
0.5	7-0	0.050~0.069	1.08
0.7	6-0	0.070~0.099	1.96
1	5-0	0.10~0.149	3.92
1.5	4-0	0.15~0.199	5.88
2	3-0	0.20~0.269	9.41
3	2-0	0.27~0.349	14.1
3.5	1-0	0.35~0.399	21.2
4	1	0.40~0.499	26.7
5	2	0.50~0.599	34.5
6	3, 4	0.60~0.699	47.8
7	5	0.70~0.799	60.4
8	6	0.80~0.899	71.3
9	7	0.90~0.999	88.6
10	8	1.00~1.099	88.6
11	9	1.10~1.199	88.6
12	10	1.20~1.299	88.6

医療用絹製縫合糸規格**(JIS T4101)

糸号数	直径 (単位mm)	結節強度 (単位N)*
1	0.10以上 0.15未満	1.47以上
2	0.15以上 0.20未満	2.94以上
3	0.20以上 0.27未満	5.88以上
4	0.27以上 0.34未満	8.83以上
5	0.34以上 0.41未満	11.77以上
6	0.41以上 0.48未満	14.71以上
7	0.48以上 0.56未満	19.12以上
8	0.56以上 0.64未満	29.42以上
9	0.64以上 0.74未満	35.30以上
10	0.74以上 0.87未満	51.49以上

*未滅菌縫合糸については、最小許容値はこれより25%高い値です。

**未滅菌の規格です。

ベアー針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

吸収糸

モノスティングガー (ポリジオキサノン)

モノスティングガー

販売名：ポリジオキサノンモノフィラメント合成吸収糸

承認番号:22200BZX00091000

- 加水分解により生体内で吸収されるモノフィラメント吸収糸。
- 長期吸収タイプであり、約 180 日～ 220 日で吸収されます。
- モノフィラメント吸収糸である為滑らかな糸送りが可能です。

材質

- ポリジオキサノン
- モノフィラメント
- 吸収性

色 紫 MV

サージソーブ (ポリグリコール酸)

サージソーブ

販売名：コーテッド・ポリグリコール酸合成吸収糸

承認番号:21000BZY00102000

- 加水分解により生体内で吸収されるブレード合成吸収糸。
- 短期吸収タイプであり約 60 ～ 90 日で吸収されます。
- 優れた吸収性と強い初期抗張力を持ち合わせています。

材質

- ポリグリコール酸
- ブレード
- 吸収性

色 紫 SV

白 SW

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12本/1箱

針		糸	号 数						長さ	カラー 種別
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	ZE08MV07H-45 標準価格 22,800円	E08MV06H-45 標準価格 18,600円	E08MV05H-45 標準価格 18,600円					45cm	紫・ モノ フィラ メント
11mm			E11MV06H-45 標準価格 15,480円	E11MV05H-45 標準価格 15,480円	E11MV04H-45 標準価格 15,480円					
13mm				E13MV05H-45 標準価格 15,480円	E13MV04H-45 標準価格 15,480円					
15mm					E15MV04H-45 標準価格 15,480円					
17mm					E17MV04H-45 標準価格 15,480円	E17MV03H-45 標準価格 15,480円				
22mm					E22MV04H-75 標準価格 12,480円	E22MV03H-75 標準価格 12,480円	E22MV02H-75 標準価格 15,480円		75cm	
26mm						E26MV03H-75 標準価格 12,480円	E26MV02H-75 標準価格 8,280円	E26MV01H-75 標準価格 9,240円		
36mm							E36MV02H-75 標準価格 12,480円	E36MV01H-75 標準価格 9,240円		

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼		E08MV06N-45 標準価格 15,480円	E08MV05N-45 標準価格 18,600円				45cm	紫・ モノフィラメント
11mm			E11MV06N-45 標準価格 15,480円	E11MV05N-45 標準価格 18,600円					
13mm				E13MV05N-45 標準価格 18,600円	E13MV04N-45 標準価格 15,480円				
15mm				E15MV05N-45 標準価格 18,600円	E15MV04N-45 標準価格 15,480円				
17mm				E17MV05N-45 標準価格 18,600円					
19mm					E19MV04N-45 標準価格 15,480円	E19MV03N-45 標準価格 15,480円			

■ 丸針(テーパーポイント・テーパークット)

■ 強弯 1/2 Circle
強々弯 5/8 Circle

■ 片針 12本/1箱
12パック/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
13mm	○	T13MV06H-75 標準価格 11,520円	T13MV05H-75 標準価格 11,520円	T13MV04H-75 標準価格 9,240円				75cm	紫・ モノフィラメント
17mm			T17MV05H-75 標準価格 9,240円	T17MV04H-75 標準価格 9,240円	T17MV03H-75 標準価格 9,240円			75cm	
17mm	▼			ZT17MV04H-35-04 標準価格 28,800円				35cm ×4本	
19mm					VT19MV03H-75 標準価格 9,920円			75cm	
22mm	○			T22MV04H-75 標準価格 9,240円	T22MV03H-75 標準価格 9,240円	T22MV02H-75 標準価格 9,240円		75cm	
22mm					ZT22MV03H-35-04 標準価格 28,800円			35cm ×4本	
22mm	▼					VT22MV02HH-70 標準価格13,500円(強々弯)		70cm	
26mm	○		T26MV05H-75 標準価格 9,240円		T26MV03H-75 標準価格 8,280円	T26MV02H-75 標準価格 8,280円		75cm	
27mm							ZT27MV01HH-75 標準価格10,600円(強々弯)	75cm	
36mm					T36MV03H-75 標準価格 8,760円	T36MV02H-75 標準価格 8,760円	T36MV01H-75 標準価格 8,760円	75cm	

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	○	T08MV06N-45 標準価格 15,600円						45cm	紫 モノ
11mm		T11MV06N-45 標準価格 13,900円							
22mm			T22MV05N-75 標準価格 9,240円	T22MV04N-75 標準価格 9,240円				75cm	

■ 丸針(テーパークット・テーパーポイント)

■ 直針 Straight

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
15mm	▼		VST15MV05M-45 標準価格 13,000円					45cm	紫 モノ
17mm	○		VT17MV05M-45 標準価格 13,000円	VT17MV04M-45 標準価格 12,000円					

モノスティンガー【ポリジオキサノン・モノフィラメント】

承認番号 22200BZX00091000

■ 丸針 (テーパポイント・リリースポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12パック/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
13mm	○			RP-T13MV04H-45-8 標準価格 55,680円				45cm ×8本	紫・ モノ フィラ メント
17mm			RP-T17MV05H-45-8 標準価格 50,880円	RP-T17MV04H-45-8 標準価格 50,880円					
22mm				RP-T22MV04H-45-8 標準価格 55,680円	RP-T22MV03H-45-8 標準価格 55,680円				
26mm					RP-T26MV03H-45-8 標準価格 46,080円	RP-T26MV02H-45-8 標準価格 46,080円			
36mm					ZRP-T36MV03H-45-8 標準価格 62,000円	RP-T36MV02H-45-8 標準価格 64,000円			

■ 鈍針 (ブラントテーパポイント・ループ)
(ブラントテーパポイント・リリースポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12本/1箱
12パック/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
48mm	●						D48MV01H-W75 標準価格 25,560円	150cm ループ	紫・ モノ
36mm	●						RP-D36MV01H-45-8 標準価格 56,640円	45cm ×8本	紫 モノ
48mm							RP-D48MV11H-45-4 標準価格 30,240円	45cm ×4本	

■ 両端針

■ 丸針 (テーパポイント・テーパーカット)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 両端針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
6mm	○	WT06MV06H-75 標準価格 26,400円						75cm	紫 モノ
8mm	▽		ZWT08MV05H-90 標準価格 26,400円					90cm	

■ 両端針

■ 丸針 (テーパポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
6mm	○	WT06MV06N-75 標準価格 26,400円						75cm	紫 モノ
8mm			WT08MV05N-75 標準価格 26,400円						

■ 両端針

■ 丸針 (テーパポイント)

■ 直針 Straight

■ 両端針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
65mm	○						WT65MV01M-75 標準価格 16,000円	WT65MV11M-75 標準価格 16,000円	紫 モノ

■ 内視鏡外科専用パッケージ
スリットスケールパッケージ丸針 (テーパポイント・テーパーカット)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
12mm	○				T12MV03H-20M 標準価格 12,000円	T12MV02H-20M 標準価格 12,000円		20cm	紫 モノ
22mm	▽			VT22MV04H-20M 標準価格 12,000円	VT22MV03H-20M 標準価格 12,000円	VT22MV02H-20M 標準価格 12,000円		20cm	紫 モノ
25mm					VT25MV03H-20M 標準価格 12,000円	VT25MV02H-20M 標準価格 12,000円			

■ 内視鏡外科φ5mmポート挿入用 丸針 ■ 特殊弯曲 (110°) ■ 弱々弯 (90°・1/4) ■ 片針 12本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
24mm	○				T24MV03I-45 標準価格 10,280円(110°)			45cm	紫 モノ
26mm					T26MV03NN-45 標準価格 10,280円(90°)				

■ 切糸 3本入り×12袋=1箱

長さ	U.S.P	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号	1袋 入数	総数	カラー 種別
45cm		45MV05-3 1箱 ¥8,600	45MV04-3 1箱 ¥8,600	45MV03-3 1箱 ¥8,600	45MV02-3 1箱 ¥8,600	45MV01-3 1箱 ¥8,600	45MV11-3 1箱 ¥8,600	3本	36本	紫 モノ

SURGISORB



Coated Synthetic Absorbable
Braided Polyglycolic Acid Sutures

特徴

優れた操作性
と
確実な結紮力

強い抗張力


優れた吸収性




■ 吸収期間

60~90日
2W:75%
3W:50%

■ 水による加水分解



加水分解の様子



切り糸【ポリグリコール酸合成吸収糸・ブレード】

承認番号 21000BZY00102000

■ ブレード糸

■ 1パック12本入り × 12パック/1箱

長さ	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2	1パック 入数	総本数	カラー 種別
45cm	B45SV04-12 標準価格 19,440円	B45SV03-12 標準価格 19,440円	B45SV02-12 標準価格 19,440円	B45SV01-12 標準価格 31,000円	B45SV11-12 標準価格 31,000円	B45SV22-12 標準価格 31,000円	12本	144本	紫 ブレード

リリースポイント【ポリグリコール酸合成吸収糸・ブレード】

承認番号 21000BZY00102000

■ 丸針・鈍針

■ 強弯 1/2 Circle

■ 1パック8本入り × 12パック/箱

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1		
17mm	●			BTRP17SV04H45 標準価格 44,000円	BTRP17SV03H45 標準価格 44,000円				45 cm	紫 ブレード
22mm				BTRP22SV04H45 標準価格 44,000円	BTRP22SV03H45 標準価格 44,000円					
26mm					BTRP26SV03H45 標準価格 38,000円	BTRP26SV02H45 標準価格 38,000円	BTRP26SV01H45 標準価格 38,000円			
36mm						BTRP36SV02H45 標準価格 41,000円	BTRP36SV01H45 標準価格 41,000円	BTRP36SV11H45 標準価格 41,000円		
45mm								BTRP45SV11H45 標準価格 45,000円		

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1		
26mm	●				BDRP26SW03H45 標準価格 40,000円				45 cm	白 ブレード
36mm						BDRP36SW02H45 標準価格 45,000円		BDRP36SW11H45 標準価格 45,000円		

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12本/1箱

針		糸	号 数							長さ	カラー 種別
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1		
13mm	▼			BE13SV04H-45 標準価格 11,400円					45 cm	紫・ ブレード	
15mm			BE15SV04H-45 標準価格 11,400円	BE15SV03H-45 標準価格 11,400円							
17mm			BE17SV04H-45 標準価格 7,200円								
23mm					BE23SV03H-75 標準価格 7,200円	BE23SV02H-75 標準価格 7,200円			75 cm		
26mm						BE26SV02H-75 標準価格 7,200円					
36mm								BE36SV11H-75 標準価格 9,000円			

針		糸	号 数							長さ	カラー 種別
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1		
10mm	▼	BE10SW06H-45 標準価格 11,400円							45 cm	白・ ブレード	
13mm		BE13SW06H-45 標準価格 11,400円	BE13SW05H-45 標準価格 11,400円	BE13SW04H-45 標準価格 11,400円							
15mm			BE15SW05H-45 標準価格 11,400円	BE15SW04H-45 標準価格 11,400円	BE15SW03H-45 標準価格 11,400円						
17mm				BE17SW04H-45 標準価格 7,200円							
23mm					BE23SW03H-75 標準価格 7,200円				75 cm		

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1		
12mm	▼			BE12SV04N-45 標準価格 11,400円					45 cm	紫・ ブレード
15mm				BE15SV04N-45 標準価格 11,400円	BE15SV03N-45 標準価格 11,400円					
19mm					BE19SV03N-45 標準価格 7,200円					

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1		
11mm	▼	BE11SW06N-45 標準価格 11,400円							45 cm	白・ ブレード
12mm			BE12SW05N-45 標準価格 11,400円	BE12SW04N-45 標準価格 11,400円						
13mm		BE13SW06N-45 標準価格 11,400円								
15mm				BE15SW04N-45 標準価格 11,400円	BE15SW03N-45 標準価格 11,400円					
19mm					BE19SW03N-45 標準価格 7,200円					

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 12本/1箱

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1		
13mm	○			BT13SV04H-75 標準価格 7,200円					75 cm	紫・ ブレード
15mm				BT15SV04H-75 標準価格 7,200円	BT15SV03H-75 標準価格 7,200円					
20mm				BT20SV04H-75 標準価格 7,200円	BT20SV03H-75 標準価格 7,200円					
26mm					BT26SV03H-75 標準価格 7,200円	BT26SV02H-75 標準価格 7,200円	BT26SV01H-75 標準価格 7,200円			
36mm					BT36SV03H-75 標準価格 7,200円	BT36SV02H-75 標準価格 7,200円	BT36SV01H-75 標準価格 7,200円	BT36SV11H-75 標準価格 7,200円		

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1		
13mm	○	BT13SW06H-75 標準価格 7,200円	BT13SW05H-75 標準価格 7,200円	BT13SW04H-75 標準価格 7,200円					75 cm	白・ ブレード
15mm				BT15SW04H-75 標準価格 7,200円	BT15SW03H-75 標準価格 7,200円					
20mm				BT20SW04H-75 標準価格 7,200円	BT20SW03H-75 標準価格 7,200円					
26mm					BT26SW03H-75 標準価格 7,200円					
36mm					BT36SW03H-75 標準価格 7,200円					



モノスティングガー

ベアー針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

非吸収糸

ベアロン (ポリアミド合成繊維)

ベアー針付ナイロン糸

販売名：ナイロン糸付縫合針（ポリアミド縫合糸）

承認番号：16000BZZ01909000

- 糸全体にわたり均一な直径を保ち、滑らかで、抵抗のすくない、ナイロン性モノフィラメント糸。
- モノフィラメントである為、生体内における細菌の増殖もなく、組織反応も非常に少ない。
- 皮膚および皮下縫合、マイクロサージャリー等・・・幅広い分野で使用されている。

材質

- ナイロン
- モノフィラメント
- 非吸収性

色	黒	A
	青	G
	白	L

ベアブレード (ポリアミド合成繊維)

ベアー針付ナイロンブレード糸

販売名：ベアー印 ナイロンブレード糸付縫合針（ポリアミド縫合糸）

承認番号：16200BZZ00809000

- ナイロンの細い繊維をしっかり均一に編み上げ、シルクに近い特性（しなやかさ・結び易さ）を持たせた縫合糸。
- シルクのような扱い易さで、強い抗張力を有し、シルク同様の結紮方法により確実な結紮が行える。
- 生体内において強い抗張力を保持させる際に使用されるケースが多い。

材質

- ナイロン
- ブレード
- 非吸収性

色	黒	BA
	白	BL

■ ヘラ針(スパチュラー・スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	▼	BP08A07N-45 標準価格 7,560 円	BP08A06N-45 標準価格 5,290 円	BP08A05N-45 標準価格 4,750 円					45 cm	黒・モノフィラメント
10mm		BP10A07N-45 標準価格 5,830 円	BP10A06N-45 標準価格 5,290 円	BP10A05N-45 標準価格 4,750 円						
11mm		BP11A07N-45 標準価格 5,830 円	BP11A06N-45 標準価格 5,290 円	BP11A05N-45 標準価格 4,750 円	BP11A04N-45 標準価格 3,890 円					
12mm					BP12A04N-45 標準価格 3,890 円	BP12A03N-45 標準価格 3,890 円				
13mm		BP13A07N-45 標準価格 5,830 円	BP13A06N-45 標準価格 5,290 円	BP13A05N-45 標準価格 4,750 円	BP13A04N-45 標準価格 3,890 円					
15mm			BP15A06N-45 標準価格 5,290 円	BP15A05N-45 標準価格 4,750 円	BP15A04N-45 標準価格 3,890 円	BP15A03N-45 標準価格 3,890 円				

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	▼	BP08G07N-45 標準価格 7,560 円							45 cm	青・モノフィラメント
11mm			BP11G06N-45 標準価格 5,290 円	BP11G05N-45 標準価格 4,750 円	BP11G04N-45 標準価格 3,890 円					
13mm			BP13G06N-45 標準価格 5,290 円	BP13G05N-45 標準価格 4,750 円	BP13G04N-45 標準価格 3,890 円					
15mm		BP15G07N-45 標準価格 5,830 円	BP15G06N-45 標準価格 5,290 円	BP15G05N-45 標準価格 4,750 円	BP15G04N-45 標準価格 3,890 円	BP15G03N-45 標準価格 3,890 円				

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	▼	BP08L07N-45 標準価格 7,560 円	BP08L06N-45 標準価格 5,290 円	BP08L05N-45 標準価格 4,750 円					45 cm	白・モノフィラメント
11mm		BP11L07N-45 標準価格 5,830 円	BP11L06N-45 標準価格 5,290 円	BP11L05N-45 標準価格 4,750 円	BP11L04N-45 標準価格 3,890 円	BP11L03N-45 標準価格 3,890 円				
12mm					BP12L04N-45 標準価格 3,890 円	BP12L03N-45 標準価格 3,890 円				
13mm		BP13L07N-45 標準価格 5,830 円	BP13L06N-45 標準価格 5,290 円	BP13L05N-45 標準価格 4,750 円	BP13L04N-45 標準価格 3,890 円	BP13L03N-45 標準価格 3,890 円				

■ ヘラ針(スパチュラー・スリムタイプ)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	▼	BP08A07H-45 標準価格 7,560 円	BP08A06H-45 標準価格 5,290 円	BP08A05H-45 標準価格 4,750 円					45 cm	黒・モノフィラメント
10mm		BP10A07H-45 標準価格 5,830 円	BP10A06H-45 標準価格 5,290 円	BP10A05H-45 標準価格 4,750 円						
11mm		BP11A07H-45 標準価格 5,830 円	BP11A06H-45 標準価格 5,290 円	BP11A05H-45 標準価格 4,750 円	BP11A04H-45 標準価格 3,890 円					
12mm					BP12A04H-45 標準価格 3,890 円					
13mm		BP13A07H-45 標準価格 5,830 円	BP13A06H-45 標準価格 5,290 円	BP13A05H-45 標準価格 4,750 円	BP13A04H-45 標準価格 3,890 円	BP13A03H-45 標準価格 3,890 円				
15mm			BP15A06H-45 標準価格 5,290 円	BP15A05H-45 標準価格 4,750 円	BP15A04H-45 標準価格 3,890 円	BP15A03H-45 標準価格 3,890 円				

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	▼								45 cm	青・モノフィラメント
10mm		BP10G07H-45 標準価格 5,830 円	BP10G06H-45 標準価格 5,290 円	BP10G05H-45 標準価格 4,750 円						
11mm			BP11G06H-45 標準価格 5,290 円	BP11G05H-45 標準価格 4,750 円	BP11G04H-45 標準価格 3,890 円					
12mm			BP12G06H-45 標準価格 5,290 円	BP12G05H-45 標準価格 4,750 円	BP12G04H-45 標準価格 3,890 円	BP12G03H-45 標準価格 3,890 円				
13mm			BP13G06H-45 標準価格 5,290 円	BP13G05H-45 標準価格 4,750 円	BP13G04H-45 標準価格 3,890 円	BP13G03H-45 標準価格 3,890 円				
15mm		BP15G07H-45 標準価格 5,830 円	BP15G06H-45 標準価格 5,290 円	BP15G05H-45 標準価格 4,750 円	BP15G04H-45 標準価格 3,890 円	BP15G03H-45 標準価格 3,890 円				

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	▼		BP08L06H-45 標準価格 5,290 円	BP08L05H-45 標準価格 4,750 円					45 cm	白・モノフィラメント
10mm		BP10L07H-45 標準価格 5,830 円	BP10L06H-45 標準価格 5,290 円	BP10L05H-45 標準価格 4,750 円						
11mm		BP11L07H-45 標準価格 5,830 円	BP11L06H-45 標準価格 5,290 円	BP11L05H-45 標準価格 4,750 円	BP11L04H-45 標準価格 3,890 円	BP11L03H-45 標準価格 3,890 円				
12mm			BP12L06H-45 標準価格 5,290 円	BP12L05H-45 標準価格 4,750 円						
13mm		BP13L07H-45 標準価格 5,830 円	BP13L06H-45 標準価格 5,290 円	BP13L05H-45 標準価格 4,750 円	BP13L04H-45 標準価格 3,890 円	BP13L03H-45 標準価格 3,890 円				
15mm			BP15L06H-45 標準価格 5,290 円	BP15L05H-45 標準価格 4,750 円	BP15L04H-45 標準価格 3,890 円	BP15L03H-45 標準価格 3,890 円				

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ 逆三角針(スパチュラー／リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼		SP11A06N-45 標準価格 5,290 円	SP11A05N-45 標準価格 4,750 円	SP11A04N-45 標準価格 3,890 円				45 cm	黒・モノフィラメント
12mm			SP12A06N-45 標準価格 5,290 円	SP12A05N-45 標準価格 4,750 円	SP12A04N-45 標準価格 3,890 円					
13mm			SP13A06N-45 標準価格 5,290 円	SP13A05N-45 標準価格 4,750 円	SP13A04N-45 標準価格 3,890 円	SP13A03N-45 標準価格 3,890 円				
15mm	▼			SP15A05N-45 標準価格 4,750 円	SP15A04N-45 標準価格 3,890 円	SP15A03N-45 標準価格 3,890 円				
17mm				SP17A05N-45 標準価格 4,750 円	SP17A04N-45 標準価格 3,890 円	SP17A03N-45 標準価格 3,890 円				
19mm				SP19A05N-45 標準価格 4,750 円	SP19A04N-45 標準価格 3,890 円	SP19A03N-45 標準価格 3,890 円				
21mm					SP21A04N-75 標準価格 3,890 円	SP21A03N-75 標準価格 3,890 円	SP21A02N-75 標準価格 3,890 円		75 cm	
24mm					SP24A04N-75 標準価格 3,890 円	SP24A03N-75 標準価格 3,890 円	SP24A02N-75 標準価格 3,890 円			
27mm					SP27A04N-75 標準価格 3,890 円	SP27A03N-75 標準価格 3,890 円	SP27A02N-75 標準価格 3,890 円			
30mm					SP30A04N-75 標準価格 3,890 円	SP30A03N-75 標準価格 3,890 円	SP30A02N-75 標準価格 3,890 円			

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼		SP11G06N-45 標準価格 5,290 円	SP11G05N-45 標準価格 4,750 円	SP11G04N-45 標準価格 3,890 円				45 cm	青・モノ フィラメント
12mm			SP12G06N-45 標準価格 5,290 円	SP12G05N-45 標準価格 4,750 円	SP12G04N-45 標準価格 3,890 円					
13mm			SP13G06N-45 標準価格 5,290 円	SP13G05N-45 標準価格 4,750 円	SP13G04N-45 標準価格 3,890 円	SP13G03N-45 標準価格 3,890 円				
15mm	▼			SP15G05N-45 標準価格 4,750 円	SP15G04N-45 標準価格 3,890 円	SP15G03N-45 標準価格 3,890 円				
17mm				SP17G05N-45 標準価格 4,750 円	SP17G04N-45 標準価格 3,890 円	SP17G03N-45 標準価格 3,890 円				
19mm				SP19G05N-45 標準価格 4,750 円	SP19G04N-45 標準価格 3,890 円	SP19G03N-45 標準価格 3,890 円				
21mm					SP21G04N-75 標準価格 3,890 円	SP21G03N-75 標準価格 3,890 円	SP21G02N-75 標準価格 3,890 円		75 cm	
24mm					SP24G04N-75 標準価格 3,890 円	SP24G03N-75 標準価格 3,890 円	SP24G02N-75 標準価格 3,890 円			
27mm					SP27G04N-75 標準価格 3,890 円	SP27G03N-75 標準価格 3,890 円	SP27G02N-75 標準価格 3,890 円			
30mm					SP30G04N-75 標準価格 3,890 円	SP30G03N-75 標準価格 3,890 円	SP30G02N-75 標準価格 3,890 円			

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼		SP11L06N-45 標準価格 5,290 円	SP11L05N-45 標準価格 4,750 円	SP11L04N-45 標準価格 3,890 円				45 cm	白・ モノフィラメント
12mm			SP12L06N-45 標準価格 5,290 円	SP12L05N-45 標準価格 4,750 円	SP12L04N-45 標準価格 3,890 円					
13mm			SP13L06N-45 標準価格 5,290 円	SP13L05N-45 標準価格 4,750 円	SP13L04N-45 標準価格 3,890 円	SP13L03N-45 標準価格 3,890 円				

■ 逆三角針 (スパチュラー／リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針 糸		号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼		SP11A06H-45 標準価格 5,290 円	SP11A05H-45 標準価格 4,750 円	SP11A04H-45 標準価格 3,890 円				45 cm	黒・モノフィラメント
12mm			SP12A06H-45 標準価格 5,290 円	SP12A05H-45 標準価格 4,750 円	SP12A04H-45 標準価格 3,890 円					
13mm			SP13A06H-45 標準価格 5,290 円	SP13A05H-45 標準価格 4,750 円	SP13A04H-45 標準価格 3,890 円	SP13A03H-45 標準価格 3,890 円				
15mm	▼		SP15A06H-45 標準価格 5,290 円	SP15A05H-45 標準価格 4,750 円	SP15A04H-45 標準価格 3,890 円	SP15A03H-45 標準価格 3,890 円				
17mm				SP17A05H-45 標準価格 4,750 円	SP17A04H-45 標準価格 3,890 円	SP17A03H-45 標準価格 3,890 円	SP17A02H-45 標準価格 3,890 円			
19mm				SP19A05H-45 標準価格 4,750 円	SP19A04H-45 標準価格 3,890 円	SP19A03H-45 標準価格 3,890 円	SP19A02H-45 標準価格 3,890 円			
21mm					SP21A04H-75 標準価格 3,890 円	SP21A03H-75 標準価格 3,890 円	SP21A02H-75 標準価格 3,890 円	SP21A01H-75 標準価格 3,890 円	75 cm	
24mm					SP24A04H-75 標準価格 3,890 円	SP24A03H-75 標準価格 3,890 円	SP24A02H-75 標準価格 3,890 円	SP24A01H-75 標準価格 3,890 円		
27mm					SP27A04H-75 標準価格 3,890 円	SP27A03H-75 標準価格 3,890 円	SP27A02H-75 標準価格 3,890 円	SP27A01H-75 標準価格 3,890 円		
30mm					SP30A04H-75 標準価格 3,890 円	SP30A03H-75 標準価格 3,890 円	SP30A02H-75 標準価格 3,890 円	SP30A01H-75 標準価格 3,890 円		

針 糸		号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼		SP11G06H-45 標準価格 5,290 円	SP11G05H-45 標準価格 4,750 円	SP11G04H-45 標準価格 3,890 円				45 cm	青・モノ フィラメント
12mm			SP12G06H-45 標準価格 5,290 円	SP12G05H-45 標準価格 4,750 円	SP12G04H-45 標準価格 3,890 円					
13mm			SP13G06H-45 標準価格 5,290 円	SP13G05H-45 標準価格 4,750 円	SP13G04H-45 標準価格 3,890 円	SP13G03H-45 標準価格 3,890 円				
15mm	▼		SP15G06H-45 標準価格 5,290 円	SP15G05H-45 標準価格 4,750 円	SP15G04H-45 標準価格 3,890 円	SP15G03H-45 標準価格 3,890 円				
17mm				SP17G05H-45 標準価格 4,750 円	SP17G04H-45 標準価格 3,890 円	SP17G03H-45 標準価格 3,890 円	SP17G02H-45 標準価格 3,890 円			
19mm				SP19G05H-45 標準価格 4,750 円	SP19G04H-45 標準価格 3,890 円	SP19G03H-45 標準価格 3,890 円	SP19G02H-45 標準価格 3,890 円			
21mm					SP21G04H-75 標準価格 3,890 円	SP21G03H-75 標準価格 3,890 円	SP21G02H-75 標準価格 3,890 円	SP21G01H-75 標準価格 3,890 円	75 cm	
24mm					SP24G04H-75 標準価格 3,890 円	SP24G03H-75 標準価格 3,890 円	SP24G02H-75 標準価格 3,890 円	SP24G01H-75 標準価格 3,890 円		
30mm				SP30G04H-75 標準価格 3,890 円	SP30G03H-75 標準価格 3,890 円	SP30G02H-75 標準価格 3,890 円	SP30G01H-75 標準価格 3,890 円			

針 糸		号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼		SP11L06H-45 標準価格 5,290 円	SP11L05H-45 標準価格 4,750 円	SP11L04H-45 標準価格 3,890 円				45 cm	白・モノフィラメント
12mm			SP12L06H-45 標準価格 5,290 円	SP12L05H-45 標準価格 4,750 円	SP12L04H-45 標準価格 3,890 円					
13mm			SP13L06H-45 標準価格 5,290 円	SP13L05H-45 標準価格 4,750 円	SP13L04H-45 標準価格 3,890 円	SP13L03H-45 標準価格 3,890 円				
15mm	▼			SP15L05H-45 標準価格 4,750 円	SP15L04H-45 標準価格 3,890 円	SP15L03H-45 標準価格 3,890 円				
17mm					SP17L04H-45 標準価格 3,890 円	SP17L03H-45 標準価格 3,890 円	SP17L02H-45 標準価格 3,890 円			
19mm					SP19L04H-45 標準価格 3,890 円	SP19L03H-45 標準価格 3,890 円	SP19L02H-45 標準価格 3,890 円			
21mm					SP21L04H-75 標準価格 3,890 円	SP21L03H-75 標準価格 3,890 円	SP21L02H-75 標準価格 3,890 円	SP21L01H-75 標準価格 3,890 円	75 cm	
24mm					SP24L04H-75 標準価格 3,890 円	SP24L03H-75 標準価格 3,890 円	SP24L02H-75 標準価格 3,890 円	SP24L01H-75 標準価格 3,890 円		
27mm					SP27L04H-75 標準価格 3,890 円	SP27L03H-75 標準価格 3,890 円	SP27L02H-75 標準価格 3,890 円	SP27L01H-75 標準価格 3,890 円		
30mm					SP30L04H-75 標準価格 3,890 円	SP30L03H-75 標準価格 3,890 円	SP30L02H-75 標準価格 3,890 円	SP30L01H-75 標準価格 3,890 円		

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ 逆三角針(リバース・スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	CC08A07N-45 標準価格 10,150 円	CC08A06N-45 標準価格 8,860 円	CC08A05N-45 標準価格 8,860 円				45 cm	黒・ モノフィラメント
11mm		CC11A07N-45 標準価格 8,320 円	CC11A06N-45 標準価格 7,240 円	CC11A05N-45 標準価格 7,240 円	CC11A04N-45 標準価格 7,240 円				
13mm		CC13A07N-45 標準価格 8,320 円	CC13A06N-45 標準価格 7,240 円	CC13A05N-45 標準価格 7,240 円	CC13A04N-45 標準価格 7,240 円				

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
15mm	▼			E15A05N-45 標準価格 7,240 円	E15A04N-45 標準価格 7,240 円	E15A03N-45 標準価格 6,160 円		45 cm	黒・ モノフィラメント
17mm				E17A05N-45 標準価格 7,240 円	E17A04N-45 標準価格 7,240 円	E17A03N-45 標準価格 6,160 円			
19mm				E19A05N-45 標準価格 7,240 円	E19A04N-45 標準価格 7,240 円	E19A03N-45 標準価格 6,160 円			
21mm				E21A05N-45 標準価格 7,240 円	E21A04N-45 標準価格 7,240 円	E21A03N-45 標準価格 6,160 円			

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
15mm	▼			E15G05N-45 標準価格 7,240 円	E15G04N-45 標準価格 7,240 円	E15G03N-45 標準価格 6,160 円		45 cm	青・ モノフィラメント
17mm				E17G05N-45 標準価格 7,240 円	E17G04N-45 標準価格 7,240 円	E17G03N-45 標準価格 6,160 円			
19mm					E19G04N-45 標準価格 7,240 円	E19G03N-45 標準価格 6,160 円			

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼		E11L06N-45 標準価格 7,240 円	E11L05N-45 標準価格 7,240 円	E11L04N-45 標準価格 7,240 円			45 cm	白・ モノフィラメント
13mm			E13L06N-45 標準価格 7,240 円	E13L05N-45 標準価格 7,240 円	E13L04N-45 標準価格 7,240 円				

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	E08A07H-45 標準価格 10,150 円	E08A06H-45 標準価格 8,860 円	E08A05H-45 標準価格 8,860 円				45 cm	黒・ モノフィラメント
11mm		E11A07H-45 標準価格 8,320 円	E11A06H-45 標準価格 7,240 円	E11A05H-45 標準価格 7,240 円	E11A04H-45 標準価格 7,240 円				
13mm		E13A07H-45 標準価格 8,320 円	E13A06H-45 標準価格 7,240 円	E13A05H-45 標準価格 7,240 円	E13A04H-45 標準価格 7,240 円	E13A03H-45 標準価格 6,160 円			
15mm				E15A05H-45 標準価格 7,240 円	E15A04H-45 標準価格 7,240 円	E15A03H-45 標準価格 6,160 円			
17mm				E17A05H-45 標準価格 7,240 円	E17A04H-45 標準価格 7,240 円	E17A03H-45 標準価格 6,160 円			
19mm				E19A05H-45 標準価格 7,240 円	E19A04H-45 標準価格 7,240 円	E19A03H-45 標準価格 6,160 円			
21mm					E21A04H-75 標準価格 7,240 円	E21A03H-75 標準価格 6,160 円	E21A02H-75 標準価格 7,390 円	75 cm	

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼		E11G06H-45 標準価格 7,240 円	E11G05H-45 標準価格 7,240 円	E11G04H-45 標準価格 7,240 円			45 cm	青・ モノフィラメント
13mm			E13G06H-45 標準価格 7,240 円	E13G05H-45 標準価格 7,240 円	E13G04H-45 標準価格 7,240 円				
15mm				E15G05H-45 標準価格 7,240 円	E15G04H-45 標準価格 7,240 円	E15G03H-45 標準価格 6,160 円			
17mm				E17G05H-45 標準価格 7,240 円	E17G04H-45 標準価格 7,240 円	E17G03H-45 標準価格 6,160 円			
19mm				E19G05H-45 標準価格 7,240 円	E19G04H-45 標準価格 7,240 円	E19G03H-45 標準価格 6,160 円			

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼		E08L06H-45 標準価格 8,860 円	E08L05H-45 標準価格 8,860 円				45 cm	白・ モノフィラメント
11mm			E11L06H-45 標準価格 7,240 円	E11L05H-45 標準価格 7,240 円	E11L04H-45 標準価格 7,240 円				
13mm			E13L06H-45 標準価格 7,240 円	E13L05H-45 標準価格 7,240 円	E13L04H-45 標準価格 7,240 円				
15mm				E15L05H-45 標準価格 7,240 円	E15L04H-45 標準価格 7,240 円	E15L03H-45 標準価格 6,160 円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 中弯 7/16 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼	E11A07L-45 標準価格 9,070 円	E11A06L-45 標準価格 9,070 円	E11A05L-45 標準価格 9,070 円	E11A04L-45 標準価格 9,070 円				45 cm	黒・ モノフィラメント
13mm		E13A07L-45 標準価格 9,070 円	E13A06L-45 標準価格 9,070 円	E13A05L-45 標準価格 9,070 円	E13A04L-45 標準価格 9,070 円					
15mm			E15A06L-45 標準価格 9,070 円	E15A05L-45 標準価格 9,070 円	E15A04L-45 標準価格 9,070 円	E15A03L-45 標準価格 9,070 円				

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼		E11L06L-45 標準価格 9,070 円	E11L05L-45 標準価格 9,070 円	E11L04L-45 標準価格 9,070 円				45 cm	白・ モノフィラメント
13mm				E13L05L-45 標準価格 9,070 円	E13L04L-45 標準価格 9,070 円					
15mm			E15L06L-45 標準価格 9,070 円	E15L05L-45 標準価格 9,070 円	E15L04L-45 標準価格 9,070 円	E15L03L-45 標準価格 9,070 円				

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針		糸							号 数							長さ	カラー 種別
		7-0		6-0		5-0		4-0		3-0		2-0		1-0			
11mm	▼	S11A07N-45 標準価格 8,960 円	S11A06N-45 標準価格 8,100 円	S11A05N-45 標準価格 7,240 円												45 cm	黒・モノフィラメント
13mm		S13A07N-45 標準価格 8,960 円	S13A06N-45 標準価格 8,100 円	S13A05N-45 標準価格 7,240 円		S13A04N-45 標準価格 5,940 円		S13A03N-45 標準価格 5,940 円									
15mm				S15A05N-45 標準価格 7,240 円		S15A04N-45 標準価格 5,940 円		S15A03N-45 標準価格 5,940 円									
17mm				S17A05N-45 標準価格 7,240 円		S17A04N-45 標準価格 5,940 円		S17A03N-45 標準価格 5,940 円									
19mm				S19A05N-45 標準価格 7,240 円		S19A04N-45 標準価格 5,940 円		S19A03N-45 標準価格 5,940 円						75 cm			
21mm				S21A05N-75 標準価格 7,240 円		S21A04N-75 標準価格 5,940 円		S21A03N-75 標準価格 5,940 円									
24mm						S24A04N-75 標準価格 5,940 円		S24A03N-75 標準価格 5,940 円									
27mm						S27A04N-75 標準価格 5,940 円		S27A03N-75 標準価格 5,940 円									

針		糸	号 数							長さ	カラー 種別
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼	S11G07N-45 標準価格 8,960 円	S11G06N-45 標準価格 8,100 円	S11G05N-45 標準価格 7,240 円						45 cm	青・モ ノフィラ メント
13mm		S13G07N-45 標準価格 8,960 円	S13G06N-45 標準価格 8,100 円	S13G05N-45 標準価格 7,240 円	S13G04N-45 標準価格 5,940 円	S13G03N-45 標準価格 5,940 円					
15mm				S15G05N-45 標準価格 7,240 円	S15G04N-45 標準価格 5,940 円	S15G03N-45 標準価格 5,940 円					
17mm				S17G05N-45 標準価格 7,240 円	S17G04N-45 標準価格 5,940 円	S17G03N-45 標準価格 5,940 円					
19mm				S19G05N-45 標準価格 7,240 円	S19G04N-45 標準価格 5,940 円	S19G03N-45 標準価格 5,940 円				75 cm	
21mm				S21G05N-75 標準価格 7,240 円	S21G04N-75 標準価格 5,940 円	S21G03N-75 標準価格 5,940 円					
24mm					S24G04N-75 標準価格 5,940 円	S24G03N-75 標準価格 5,940 円					
27mm					S27G04N-75 標準価格 5,940 円	S27G03N-75 標準価格 5,940 円					

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼	S11A07H-45 標準価格 8,960 円	S11A06H-45 標準価格 8,100 円	S11A05H-45 標準価格 7,240 円					45 cm	黒・ モノ フィラ メント
13mm		S13A07H-45 標準価格 8,960 円	S13A06H-45 標準価格 8,100 円	S13A05H-45 標準価格 7,240 円	S13A04H-45 標準価格 5,940 円	S13A03H-45 標準価格 5,940 円				
15mm				S15A05H-45 標準価格 7,240 円	S15A04H-45 標準価格 5,940 円	S15A03H-45 標準価格 5,940 円				
17mm				S17A05H-45 標準価格 7,240 円	S17A04H-45 標準価格 5,940 円	S17A03H-45 標準価格 5,940 円				
19mm				S19A05H-45 標準価格 7,240 円	S19A04H-45 標準価格 5,940 円	S19A03H-45 標準価格 5,940 円				
21mm					S21A04H-75 標準価格 5,940 円	S21A03H-75 標準価格 5,940 円			75 cm	
24mm					S24A04H-75 標準価格 5,940 円	S24A03H-75 標準価格 5,940 円				
27mm					S27A04H-75 標準価格 5,940 円	S27A03H-75 標準価格 5,940 円				
30mm					S30A04H-75 標準価格 5,940 円	S30A03H-75 標準価格 5,940 円				

針		糸	号 数							長さ	カラー 種別
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼		S11G06H-45 標準価格 8,100 円	S11G05H-45 標準価格 7,240 円					45 cm	青・ モノ フィラ メント	
13mm			S13G06H-45 標準価格 8,100 円	S13G05H-45 標準価格 7,240 円	S13G04H-45 標準価格 5,940 円	S13G03H-45 標準価格 5,940 円					
15mm				S15G05H-45 標準価格 7,240 円	S15G04H-45 標準価格 5,940 円	S15G03H-45 標準価格 5,940 円					
17mm				S17G05H-45 標準価格 7,240 円	S17G04H-45 標準価格 5,940 円	S17G03H-45 標準価格 5,940 円					
19mm				S19G05H-45 標準価格 7,240 円	S19G04H-45 標準価格 5,940 円	S19G03H-45 標準価格 5,940 円					
21mm					S21G04H-75 標準価格 5,940 円	S21G03H-75 標準価格 5,940 円			75 cm		
24mm					S24G04H-75 標準価格 5,940 円	S24G03H-75 標準価格 5,940 円					
27mm					S27G04H-75 標準価格 5,940 円	S27G03H-75 標準価格 5,940 円					
30mm					S30G04H-75 標準価格 5,940 円	S30G03H-75 標準価格 5,940 円					

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm	▼		S11L06H-45 標準価格 8,100 円	S11L05H-45 標準価格 7,240 円					45 cm	白・ モノ フィ ラメ ント
13mm			S13L06H-45 標準価格 8,100 円	S13L05H-45 標準価格 7,240 円	S13L04H-45 標準価格 5,940 円	S13L03H-45 標準価格 5,940 円				
15mm				S15L05H-45 標準価格 7,240 円	S15L04H-45 標準価格 5,940 円	S15L03H-45 標準価格 5,940 円				
17mm				S17L05H-45 標準価格 7,240 円	S17L04H-45 標準価格 5,940 円	S17L03H-45 標準価格 5,940 円				
19mm				S19L05H-45 標準価格 7,240 円	S19L04H-45 標準価格 5,940 円	S19L03H-45 標準価格 5,940 円			75 cm	
21mm					S21L04H-75 標準価格 5,940 円	S21L03H-75 標準価格 5,940 円				
24mm					S24L04H-75 標準価格 5,940 円	S24L03H-75 標準価格 5,940 円				

■ 丸針（テーパーポイント）

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
8mm	○	T08A07N-45 標準価格 11,120 円	T08A06N-45 標準価格 8,100 円	T08A05N-45 標準価格 7,240 円					45 cm	黒・モノフィラメント
11mm		T11A07N-45 標準価格 8,960 円	T11A06N-45 標準価格 8,100 円	T11A05N-45 標準価格 7,240 円						
13mm			T13A06N-45 標準価格 8,100 円	T13A05N-45 標準価格 7,240 円	T13A04N-45 標準価格 5,940 円					
15mm			T15A06N-45 標準価格 8,100 円	T15A05N-45 標準価格 7,240 円	T15A04N-45 標準価格 5,940 円					
19mm				T19A05N-45 標準価格 7,240 円	T19A04N-45 標準価格 5,940 円	T19A03N-45 標準価格 5,940 円			75 cm	
21mm					T21A04N-75 標準価格 5,940 円	T21A03N-75 標準価格 5,940 円				

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
8mm	○	T08G07N-45 標準価格 11,120 円	T08G06N-45 標準価格 8,100 円	T08G05N-45 標準価格 7,240 円					45 cm	青・モノフィラメント
11mm		T11G07N-45 標準価格 8,960 円	T11G06N-45 標準価格 8,100 円	T11G05N-45 標準価格 7,240 円						
13mm			T13G06N-45 標準価格 8,100 円	T13G05N-45 標準価格 7,240 円	T13G04N-45 標準価格 5,940 円					
15mm		T15G07N-45 標準価格 8,960 円	T15G06N-45 標準価格 8,100 円	T15G05N-45 標準価格 7,240 円	T15G04N-45 標準価格 5,940 円					
19mm				T19G05N-45 標準価格 7,240 円	T19G04N-45 標準価格 5,940 円	T19G03N-45 標準価格 5,940 円			75 cm	
21mm					T21G04N-75 標準価格 5,940 円	T21G03N-75 標準価格 5,940 円				

■ 丸針（テーパーポイント）

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針		糸	号 数							長さ	カラー 種別
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	○	T08A07H-45 標準価格 11,120 円	T08A06H-45 標準価格 8,100 円	T08A05H-45 標準価格 7,240 円					45 cm	黒・モノフィラメント	
11mm		T11A07H-45 標準価格 8,960 円	T11A06H-45 標準価格 8,100 円	T11A05H-45 標準価格 7,240 円							
13mm			T13A06H-45 標準価格 8,100 円	T13A05H-45 標準価格 7,240 円	T13A04H-45 標準価格 5,940 円						
15mm			T15A06H-45 標準価格 8,100 円	T15A05H-45 標準価格 7,240 円	T15A04H-45 標準価格 5,940 円						
17mm					T17A05H-45 標準価格 7,240 円	T17A04H-45 標準価格 5,940 円	T17A03H-45 標準価格 5,940 円				
19mm					T19A05H-45 標準価格 7,240 円	T19A04H-45 標準価格 5,940 円	T19A03H-45 標準価格 5,940 円				
21mm						T21A04H-75 標準価格 5,940 円	T21A03H-75 標準価格 5,940 円				75 cm

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
8mm	○	T08G07H-45 標準価格 11,120 円	T08G06H-45 標準価格 8,100 円	T08G05H-45 標準価格 7,240 円					45 cm	青・ モノフィラメント
11mm		T11G07H-45 標準価格 8,960 円	T11G06H-45 標準価格 8,100 円	T11G05H-45 標準価格 7,240 円						
13mm			T13G06H-45 標準価格 8,100 円	T13G05H-45 標準価格 7,240 円	T13G04H-45 標準価格 5,940 円					
15mm			T15G06H-45 標準価格 8,100 円	T15G05H-45 標準価格 7,240 円	T15G04H-45 標準価格 5,940 円					
17mm				T17G05H-45 標準価格 7,240 円	T17G04H-45 標準価格 5,940 円	T17G03H-45 標準価格 5,940 円				
19mm				T19G05H-45 標準価格 7,240 円	T19G04H-45 標準価格 5,940 円	T19G03H-45 標準価格 5,940 円				
21mm					T21G04H-75 標準価格 5,940 円	T21G03H-75 標準価格 5,940 円			75 cm	

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

<縫縫合用>

■ ループ針

■ 逆三角針(スパチュラー／リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	7-0	6-0	5-0	号数 4-0	3-0	2-0	1-0	長さ	カラー 種別
12mm	▼			SP12A05N-W15 標準価格 8,640 円	SP12A04N-W15 標準価格 8,100 円	SP12A03N-W15 標準価格 8,100 円			15 cm	モ黒・ ファイラメント
13mm	▼			SP13A05N-W15 標準価格 8,640 円	SP13A04N-W15 標準価格 8,100 円	SP13A03N-W15 標準価格 8,100 円				
15mm	▼				SP15A04N-W15 標準価格 8,100 円	SP15A03N-W15 標準価格 8,100 円	SP15A02N-W15 標準価格 8,100 円			

針	糸	7-0	6-0	5-0	号数 4-0	3-0	2-0	1-0	長さ	カラー 種別
12mm	▼			SP12G05N-W15 標準価格 8,640 円	SP12G04N-W15 標準価格 8,100 円	SP12G03N-W15 標準価格 8,100 円			15 cm	モ青・ ファイラメント
13mm	▼			SP13G05N-W15 標準価格 8,640 円	SP13G04N-W15 標準価格 8,100 円	SP13G03N-W15 標準価格 8,100 円				
15mm	▼				SP15G04N-W15 標準価格 8,100 円	SP15G03N-W15 標準価格 8,100 円	SP15G02N-W15 標準価格 8,100 円			

■ ループ針

■ 逆三角針(スパチュラー／リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	7-0	6-0	5-0	号数 4-0	3-0	2-0	1-0	長さ	カラー 種別
12mm	▼			SP12A05H-W15 標準価格 8,640 円	SP12A04H-W15 標準価格 8,100 円	SP12A03H-W15 標準価格 8,100 円			15 cm	モ黒・ ファイラメント
13mm	▼			SP13A05H-W15 標準価格 8,640 円	SP13A04H-W15 標準価格 8,100 円	SP13A03H-W15 標準価格 8,100 円				
15mm	▼				SP15A04H-W15 標準価格 8,100 円	SP15A03H-W15 標準価格 8,100 円	SP15A02H-W15 標準価格 8,100 円			

針	糸	7-0	6-0	5-0	号数 4-0	3-0	2-0	1-0	長さ	カラー 種別
12mm	▼			SP12G05H-W15 標準価格 8,640 円	SP12G04H-W15 標準価格 8,100 円	SP12G03H-W15 標準価格 8,100 円			15 cm	モ青・ ファイラメント
13mm	▼			SP13G05H-W15 標準価格 8,640 円	SP13G04H-W15 標準価格 8,100 円	SP13G03H-W15 標準価格 8,100 円				
15mm	▼				SP15G04H-W15 標準価格 8,100 円	SP15G03H-W15 標準価格 8,100 円	SP15G02H-W15 標準価格 8,100 円			

■ ループ針

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	7-0	6-0	5-0	号数 4-0	3-0	2-0	1-0	長さ	カラー 種別
12mm	○			T12A05N-W15 標準価格 8,640 円	T12A04N-W15 標準価格 8,100 円	T12A03N-W15 標準価格 8,100 円			15 cm	モ黒・ ファイラメント
13mm	○			T13A05N-W15 標準価格 8,640 円	T13A04N-W15 標準価格 8,100 円	T13A03N-W15 標準価格 8,100 円				
15mm	○				T15A04N-W15 標準価格 8,100 円	T15A03N-W15 標準価格 8,100 円	T15A02N-W15 標準価格 8,100 円			

針	糸	7-0	6-0	5-0	号数 4-0	3-0	2-0	1-0	長さ	カラー 種別
12mm	○			T12G05N-W15 標準価格 8,640 円	T12G04N-W15 標準価格 8,100 円	T12G03N-W15 標準価格 8,100 円			15 cm	モ青・ ファイラメント
13mm	○			T13G05N-W15 標準価格 8,640 円	T13G04N-W15 標準価格 8,100 円	T13G03N-W15 標準価格 8,100 円				
15mm	○				T15G04N-W15 標準価格 8,100 円	T15G03N-W15 標準価格 8,100 円	T15G02N-W15 標準価格 8,100 円			

■ ループ針

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	7-0	6-0	5-0	号数 4-0	3-0	2-0	1-0	長さ	カラー 種別
12mm	○			T12A05H-W15 標準価格 8,640 円	T12A04H-W15 標準価格 8,100 円	T12A03H-W15 標準価格 8,100 円			15 cm	モ黒・ ファイラメント
13mm	○			T13A05H-W15 標準価格 8,640 円	T13A04H-W15 標準価格 8,100 円	T13A03H-W15 標準価格 8,100 円				
15mm	○				T15A04H-W15 標準価格 8,100 円	T15A03H-W15 標準価格 8,100 円	T15A02H-W15 標準価格 8,100 円			

針	糸	7-0	6-0	5-0	号数 4-0	3-0	2-0	1-0	長さ	カラー 種別
12mm	○			T12G05H-W15 標準価格 8,640 円	T12G04H-W15 標準価格 8,100 円	T12G03H-W15 標準価格 8,100 円			15 cm	モ青・ ファイラメント
13mm	○			T13G05H-W15 標準価格 8,640 円	T13G04H-W15 標準価格 8,100 円	T13G03H-W15 標準価格 8,100 円				
15mm	○				T15G04H-W15 標準価格 8,100 円	T15G03H-W15 標準価格 8,100 円	T15G02H-W15 標準価格 8,100 円			

■ 逆三角針(スパチュラー／リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	▼		SP08BA06N-45 標準価格 5,290 円	SP08BA05N-45 標準価格 4,750 円					45 cm	黒・ ブレード
11mm			SP11BA06N-45 標準価格 5,290 円	SP11BA05N-45 標準価格 4,750 円	SP11BA04N-45 標準価格 3,890 円					
13mm			SP13BA06N-45 標準価格 5,290 円	SP13BA05N-45 標準価格 4,750 円	SP13BA04N-45 標準価格 3,890 円					
15mm	▼			SP15BA05N-45 標準価格 4,750 円	SP15BA04N-45 標準価格 3,890 円	SP15BA03N-45 標準価格 3,890 円				
17mm				SP17BA05N-45 標準価格 4,750 円	SP17BA04N-45 標準価格 3,890 円	SP17BA03N-45 標準価格 3,890 円				
19mm				SP19BA05N-45 標準価格 4,750 円	SP19BA04N-45 標準価格 3,890 円	SP19BA03N-45 標準価格 3,890 円				
21mm					SP21BA04N-75 標準価格 3,890 円	SP21BA03N-75 標準価格 3,890 円	SP21BA02N-75 標準価格 3,890 円		75 cm	
24mm					SP24BA04N-75 標準価格 3,890 円	SP24BA03N-75 標準価格 3,890 円	SP24BA02N-75 標準価格 3,890 円			

■ 逆三角針(スパチュラー／リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	▼		SP08BA06H-45 標準価格 5,290 円	SP08BA05H-45 標準価格 4,750 円					45 cm	黒・ ブレード
11mm			SP11BA06H-45 標準価格 5,290 円	SP11BA05H-45 標準価格 4,750 円	SP11BA04H-45 標準価格 3,890 円					
13mm			SP13BA06H-45 標準価格 5,290 円	SP13BA05H-45 標準価格 4,750 円	SP13BA04H-45 標準価格 3,890 円					
15mm	▼			SP15BA05H-45 標準価格 4,750 円	SP15BA04H-45 標準価格 3,890 円	SP15BA03H-45 標準価格 3,890 円				
17mm				SP17BA05H-45 標準価格 4,750 円	SP17BA04H-45 標準価格 3,890 円	SP17BA03H-45 標準価格 3,890 円				
19mm				SP19BA05H-45 標準価格 4,750 円	SP19BA04H-45 標準価格 3,890 円	SP19BA03H-45 標準価格 3,890 円				
21mm					SP21BA04H-75 標準価格 3,890 円	SP21BA03H-75 標準価格 3,890 円	SP21BA02H-75 標準価格 3,890 円		75 cm	
24mm					SP24BA04H-75 標準価格 3,890 円	SP24BA03H-75 標準価格 3,890 円	SP24BA02H-75 標準価格 3,890 円			
27mm						SP27BA03H-75 標準価格 3,890 円	SP27BA02H-75 標準価格 3,890 円	SP27BA01H-75 標準価格 3,890 円		
30mm						SP30BA03H-75 標準価格 3,890 円	SP30BA02H-75 標準価格 3,890 円	SP30BA01H-75 標準価格 3,890 円		

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	▼		SP08BL06H-45 標準価格 5,290 円	SP08BL05H-45 標準価格 4,750 円					45 cm	白・ ブレード
11mm			SP11BL06H-45 標準価格 5,290 円	SP11BL05H-45 標準価格 4,750 円	SP11BL04H-45 標準価格 3,890 円					
13mm			SP13BL06H-45 標準価格 5,290 円	SP13BL05H-45 標準価格 4,750 円	SP13BL04H-45 標準価格 3,890 円					
15mm	▼			SP15BL05H-45 標準価格 4,750 円	SP15BL04H-45 標準価格 3,890 円	SP15BL03H-45 標準価格 3,890 円				
17mm				SP17BL05H-45 標準価格 4,750 円	SP17BL04H-45 標準価格 3,890 円	SP17BL03H-45 標準価格 3,890 円				
19mm				SP19BL05H-45 標準価格 4,750 円	SP19BL04H-45 標準価格 3,890 円	SP19BL03H-45 標準価格 3,890 円				
21mm					SP21BL04H-75 標準価格 3,890 円	SP21BL03H-75 標準価格 3,890 円	SP21BL02H-75 標準価格 3,890 円		75 cm	
24mm					SP24BL04H-75 標準価格 3,890 円	SP24BL03H-75 標準価格 3,890 円	SP24BL02H-75 標準価格 3,890 円			
27mm						SP27BL03H-75 標準価格 3,890 円	SP27BL02H-75 標準価格 3,890 円	SP27BL01H-75 標準価格 3,890 円		
30mm						SP30BL03H-75 標準価格 3,890 円	SP30BL02H-75 標準価格 3,890 円	SP30BL01H-75 標準価格 3,890 円		

ベアー針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

非吸収糸

ベアレン (プロピレンの重合体)

ベアー針付ポリプロピレン糸

販売名: ポリプロピレン糸付縫合針 (ポリプロピレン縫合糸)

承認番号: 16000BZZ01951000

- ナイロンと同形状であるが、滑らかさに加え柔軟性に優れる。
- 組織通過性がスムーズで、適度な伸縮性により安定した結紮力を持つ。
- モノフィラメントである為、生体内における細菌の増殖もなく、強い抗張力を維持。
- 組織損傷が少なく、心臓血管、肺等のオペレーション等の症例にて一般的に使用されている。

材質

- ポリプロピレン
- モノフィラメント
- 非吸収性

色

青

F

■ ヘラ針(スパチュラー・スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	BP08F07N-45 標準価格 9,070 円	BP08F06N-45 標準価格 6,370 円	BP08F05N-45 標準価格 5,720 円				45 cm	モ青・ モノフィラメント
11mm		BP11F07N-45 標準価格 7,020 円	BP11F06N-45 標準価格 6,370 円	BP11F05N-45 標準価格 5,720 円					
13mm		BP13F07N-45 標準価格 7,020 円	BP13F06N-45 標準価格 6,370 円	BP13F05N-45 標準価格 5,720 円	BP13F04N-45 標準価格 4,750 円				

■ ヘラ針(スパチュラー・スリムタイプ)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	BP08F07H-45 標準価格 9,070 円	BP08F06H-45 標準価格 6,370 円	BP08F05H-45 標準価格 5,720 円				45 cm	モ青・ モノフィラメント
11mm		BP11F07H-45 標準価格 7,020 円	BP11F06H-45 標準価格 6,370 円	BP11F05H-45 標準価格 5,720 円					
13mm		BP13F07H-45 標準価格 7,020 円	BP13F06H-45 標準価格 6,370 円	BP13F05H-45 標準価格 5,720 円	BP13F04H-45 標準価格 4,750 円				

■ 逆三角針(リバース／スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	CC08F07N-45 標準価格 10,150 円	CC08F06N-45 標準価格 8,860 円	CC08F05N-45 標準価格 8,860 円				45 cm	モ青・ モノフィラメント
11mm		CC11F07N-45 標準価格 8,320 円	CC11F06N-45 標準価格 7,240 円	CC11F05N-45 標準価格 7,240 円					
13mm		CC13F07N-45 標準価格 8,320 円	CC13F06N-45 標準価格 7,240 円	CC13F05N-45 標準価格 7,240 円	CC13F04N-45 標準価格 7,240 円				
15mm				E15F05N-45 標準価格 7,240 円	E15F04N-45 標準価格 7,240 円				

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	▼	E08F07H-45 標準価格 10,150 円	E08F06H-45 標準価格 8,860 円	E08F05H-45 標準価格 8,860 円				45 cm	モ青・ モノフィラメント
11mm		E11F07H-45 標準価格 8,320 円	E11F06H-45 標準価格 7,240 円	E11F05H-45 標準価格 7,240 円					
13mm		E13F07H-45 標準価格 8,320 円	E13F06H-45 標準価格 7,240 円	E13F05H-45 標準価格 7,240 円	E13F04H-45 標準価格 7,240 円				
15mm				E15F05H-45 標準価格 7,240 円	E15F04H-45 標準価格 7,240 円				

ベアレン【ポリプロピレン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01951000

■ 丸針 (テーパーポイント・スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	ST08F07N-45 標準価格 10,370 円	ST08F06N-45 標準価格 7,340 円					45 cm	青・ モノフィラメント
11mm		ST11F07N-45 標準価格 8,100 円	ST11F06N-45 標準価格 7,340 円	ST11F05N-45 標準価格 6,480 円					
13mm		ST13F07N-45 標準価格 7,670 円	ST13F06N-45 標準価格 7,340 円	ST13F05N-45 標準価格 6,480 円					

■ 丸針 (テーパーポイント・スリムタイプ)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針		糸	号 数						長さ	カラー 種別
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	○	ST11F07H-45 標準価格 8,100 円	ST11F06H-45 標準価格 7,340 円	ST11F05H-45 標準価格 6,480 円					45 cm	モ ノ フ ィ ラ メ ン ト
13mm		ST13F07H-45 標準価格 7,670 円	ST13F06H-45 標準価格 7,340 円	ST13F05H-45 標準価格 6,480 円						
15mm					ST15F04H-75 標準価格 5,400 円	ST15F03H-75 標準価格 5,400 円			75 cm	
17mm					ST17F04H-75 標準価格 5,400 円	ST17F03H-75 標準価格 5,400 円				

■ 両端針

■ 丸針 (テーパーポイント・スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針		糸	号 数						長さ	カラー 種別	
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	○	WST08F07N-45 標準価格 14,580 円	WST08F06N-45 標準価格 10,260 円							45 cm	青・ モノ フィラ メント
10mm		WST10F07N-45 標準価格 11,340 円	WST10F06N-45 標準価格 10,260 円								
11mm		WST11F07N-45 標準価格 11,340 円	WST11F06N-45 標準価格 10,260 円	WST11F05N-45 標準価格 9,180 円							
13mm			WST13F06N-45 標準価格 10,260 円	WST13F05N-45 標準価格 9,180 円	WST13F04N-45 標準価格 7,560 円				75 cm		
17mm			WST17F06N-75 標準価格 9,500 円	WST17F05N-75 標準価格 9,180 円	WST17F04N-75 標準価格 7,560 円	WST17F03N-75 標準価格 7,560 円					
21mm					WST21F04N-75 標準価格 7,560 円	WST21F03N-75 標準価格 7,560 円					

■ 両端針

■ 丸針 (テーパーポイント・スリムタイプ)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針		糸	号 数						長さ	カラー 種別	
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	○	WST08F07H-45 標準価格 14,580 円	WST08F06H-45 標準価格 10,260 円							45 cm	青・ モノ フィラ メント
10mm		WST10F07H-45 標準価格 11,340 円	WST10F06H-45 標準価格 10,260 円								
11mm		WST11F07H-45 標準価格 11,340 円	WST11F06H-45 標準価格 10,260 円	WST11F05H-45 標準価格 9,180 円							
13mm			WST13F06H-45 標準価格 10,260 円	WST13F05H-45 標準価格 9,180 円	WST13F04H-45 標準価格 7,560 円						
17mm			WST17F06H-75 標準価格 9,500 円	WST17F05H-75 標準価格 9,180 円	WST17F04H-75 標準価格 7,560 円	WST17F03H-75 標準価格 7,560 円			75 cm		
21mm					WST21F04H-75 標準価格 7,560 円	WST21F03H-75 標準価格 7,560 円	WST21F02H-75 標準価格 7,560 円				

■ 両端針

■ 丸針(テーパーVカット)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針		糸							長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	号 数 4-0		3-0	2-0			1-0
8mm	▼	WVT08F07N-45 標準価格 14,580 円	WVT08F06N-45 標準価格 10,260 円							45 cm	青・モノフィラメント
11mm			WVT11F06N-45 標準価格 10,260 円	WVT11F05N-45 標準価格 9,180 円							
13mm			WVT13F06N-45 標準価格 10,260 円	WVT13F05N-45 標準価格 9,180 円	WVT13F04N-45 標準価格 7,560 円						
17mm				WVT17F05N-75 標準価格 9,180 円	WVT17F04N-75 標準価格 7,560 円	WVT17F03N-75 標準価格 7,560 円				75 cm	
19mm					WVT19F04N-75 標準価格 7,560 円	WVT19F03N-75 標準価格 7,560 円					
21mm					WVT21F04N-75 標準価格 7,560 円	WVT21F03N-75 標準価格 7,560 円					
24mm						WVT24F03N-75 標準価格 7,560 円	WVT24F02N-75 標準価格 7,560 円				
27mm						WVT27F03N-75 標準価格 7,560 円	WVT27F02N-75 標準価格 7,560 円				
30mm						WVT30F03N-75 標準価格 7,560 円	WVT30F02N-75 標準価格 7,560 円				
32mm							WVT32F02N-75 標準価格 7,560 円	WVT32F01N-75 標準価格 7,560 円			
35mm						WVT35F02N-75 標準価格 7,560 円	WVT35F01N-75 標準価格 7,560 円				

■ 両端針

■ 丸針(テーパーVカット)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針	糸	号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
11mm			WVT11F06H-45 標準価格 10,260 円	WVT11F05H-45 標準価格 9,180 円					45 cm	青・モノ フィラメント
13mm			WVT13F06H-45 標準価格 10,260 円	WVT13F05H-45 標準価格 9,180 円	WVT13F04H-45 標準価格 7,560 円					
17mm				WVT17F05H-45 標準価格 9,180 円	WVT17F04H-45 標準価格 7,560 円	WVT17F03H-45 標準価格 7,560 円				
19mm					WVT19F04H-75 標準価格 7,560 円	WVT19F03H-75 標準価格 7,560 円			75 cm	
21mm					WVT21F04H-75 標準価格 7,560 円	WVT21F03H-75 標準価格 7,560 円				
24mm					WVT24F04H-75 標準価格 7,560 円	WVT24F03H-75 標準価格 7,560 円				
27mm						WVT27F03H-75 標準価格 7,560 円	WVT27F02H-75 標準価格 7,560 円			
30mm						WVT30F03H-75 標準価格 7,560 円	WVT30F02H-75 標準価格 7,560 円			
32mm							WVT32F02H-75 標準価格 7,560 円	WVT32F01H-75 標準価格 7,560 円		
35mm							WVT35F02H-75 標準価格 7,560 円	WVT35F01H-75 標準価格 7,560 円		

ベアー針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

非吸収糸

ベアレックス (ポリエステル)

ベアー針付ポリエステルブレード糸

販売名：ベアレックス糸付縫合針（ポリエステルブレード縫合糸）

承認番号:16000BZZ01949000

- 組織反応の極めて少ないポリエステル繊維を、均一に硬く、滑らかに編み上げ、テフロン加工を施した縫合糸。
- 組織通過性に優れ、組織を傷付ける事がなく、しなやかで柔軟性に富み高い結紮保持力を有する。
- シルクと同様に糸を編み状に構成。非金属の糸の中では特に強い抗張力を持つ。
- 靱帯の再建、腱縫合等、糸の抗張力を強く求める症例時に使用されるケースが多い。

材質

- ポリエステル
- ブレード
- 非吸収性

色

緑

Y

■ 逆三角針(スパチュラー／リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針		号 数								長さ	カラー 種別
糸		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2		
11mm	▼	SP11Y06N-45 標準価格 5,830 円	SP11Y05N-45 標準価格 5,290 円							45 cm	緑・ ブレード
13mm		SP13Y06N-45 標準価格 5,830 円	SP13Y05N-45 標準価格 5,290 円	SP13Y04N-45 標準価格 4,320 円	SP13Y03N-45 標準価格 4,320 円						
15mm	▼		SP15Y05N-45 標準価格 5,290 円	SP15Y04N-45 標準価格 4,320 円	SP15Y03N-45 標準価格 4,320 円						
17mm			SP17Y05N-45 標準価格 5,290 円	SP17Y04N-45 標準価格 4,320 円	SP17Y03N-45 標準価格 4,320 円						
19mm			SP19Y05N-45 標準価格 5,290 円	SP19Y04N-45 標準価格 4,320 円	SP19Y03N-45 標準価格 4,320 円	SP19Y02N-45 標準価格 4,320 円					
21mm					SP21Y04N-75 標準価格 4,320 円	SP21Y03N-75 標準価格 4,320 円	SP21Y02N-75 標準価格 4,320 円			75 cm	
24mm				SP24Y04N-75 標準価格 4,320 円	SP24Y03N-75 標準価格 4,320 円	SP24Y02N-75 標準価格 4,320 円					

■ 逆三角針(スパチュラー／リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針		糸	号 数								長さ	カラー 種別
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2		
11mm	▼	SP11Y06H-45 標準価格 5,830 円	SP11Y05H-45 標準価格 5,290 円							45 cm	緑・ ブレード	
13mm		SP13Y06H-45 標準価格 5,830 円	SP13Y05H-45 標準価格 5,290 円	SP13Y04H-45 標準価格 4,320 円	SP13Y03H-45 標準価格 4,320 円							
15mm	▼		SP15Y05H-45 標準価格 5,290 円	SP15Y04H-45 標準価格 4,320 円	SP15Y03H-45 標準価格 4,320 円							
17mm			SP17Y05H-45 標準価格 5,290 円	SP17Y04H-45 標準価格 4,320 円	SP17Y03H-45 標準価格 4,320 円							
19mm			SP19Y05H-45 標準価格 5,290 円	SP19Y04H-45 標準価格 4,320 円	SP19Y03H-45 標準価格 4,320 円							
21mm				SP21Y04H-75 標準価格 4,320 円	SP21Y03H-75 標準価格 4,320 円	SP21Y02H-75 標準価格 4,320 円						
24mm				SP24Y04H-75 標準価格 4,320 円	SP24Y03H-75 標準価格 4,320 円	SP24Y02H-75 標準価格 4,320 円				75 cm		
30mm						SP30Y02H-75 標準価格 4,320 円	SP30Y01H-75 標準価格 4,320 円	SP30Y11H-75 標準価格 5,290 円	SP30Y22H-75 標準価格 5,290 円			
35mm						SP35Y02H-75 標準価格 4,320 円	SP35Y01H-75 標準価格 4,320 円	SP35Y11H-75 標準価格 5,290 円	SP35Y22H-75 標準価格 5,290 円			
40mm						SP40Y02H-75 標準価格 4,320 円	SP40Y01H-75 標準価格 4,320 円	SP40Y11H-75 標準価格 5,290 円	SP40Y22H-75 標準価格 5,290 円			

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針		号 数								長さ	カラー 種別
糸		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2		
11mm	○	T11Y06N-45 標準価格 8,860 円	T11Y05N-45 標準価格 8,210 円	T11Y04N-45 標準価格 6,700 円						45 cm	緑・ ブレード
13mm		T13Y06N-45 標準価格 8,860 円	T13Y05N-45 標準価格 8,210 円	T13Y04N-45 標準価格 6,700 円							
17mm			T17Y05N-45 標準価格 8,210 円	T17Y04N-45 標準価格 6,700 円	T17Y03N-45 標準価格 6,700 円						
19mm			T19Y05N-45 標準価格 8,210 円	T19Y04N-45 標準価格 6,700 円	T19Y03N-45 標準価格 6,700 円						
21mm					T21Y04N-75 標準価格 6,700 円	T21Y03N-75 標準価格 6,700 円	T21Y02N-75 標準価格 6,700 円			75 cm	
24mm					T24Y04N-75 標準価格 6,700 円	T24Y03N-75 標準価格 6,700 円	T24Y02N-75 標準価格 6,700 円				

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針		糸	号 数								長さ	カラー 種別
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2		
11mm	○	T11Y06H-45 標準価格 8,860 円	T11Y05H-45 標準価格 8,210 円	T11Y04H-45 標準価格 6,700 円						45 cm	緑・ ブレード	
13mm		T13Y06H-45 標準価格 8,860 円	T13Y05H-45 標準価格 8,210 円	T13Y04H-45 標準価格 6,700 円								
15mm			T15Y05H-45 標準価格 8,210 円	T15Y04H-45 標準価格 6,700 円	T15Y03H-45 標準価格 6,700 円							
17mm			T17Y05H-45 標準価格 8,210 円	T17Y04H-45 標準価格 6,700 円	T17Y03H-45 標準価格 6,700 円	T17Y02H-45 標準価格 6,700 円						
19mm			T19Y05H-45 標準価格 8,210 円	T19Y04H-45 標準価格 6,700 円	T19Y03H-45 標準価格 6,700 円	T19Y02H-45 標準価格 6,700 円				75 cm		
21mm				T21Y04H-75 標準価格 6,700 円	T21Y03H-75 標準価格 6,700 円	T21Y02H-75 標準価格 6,700 円	T21Y01H-75 標準価格 6,700 円					
24mm				T24Y04H-75 標準価格 6,700 円	T24Y03H-75 標準価格 6,700 円	T24Y02H-75 標準価格 6,700 円						
30mm						T30Y02H-75 標準価格 6,700 円	T30Y01H-75 標準価格 6,700 円	T30Y11H-75 標準価格 8,210 円	T30Y22H-75 標準価格 8,210 円			
35mm						T35Y02H-75 標準価格 6,700 円	T35Y01H-75 標準価格 6,700 円	T35Y11H-75 標準価格 8,210 円	T35Y22H-75 標準価格 8,210 円			
40mm					T40Y02H-75 標準価格 6,700 円	T40Y01H-75 標準価格 6,700 円	T40Y11H-75 標準価格 8,210 円	T40Y22H-75 標準価格 8,210 円				

ベアレックス【ポリエステル・ブレード】

承認番号 16000BZZ01949000

■ 丸針 (テーパポイント・スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	ST08Y07H-45 標準価格 10,370 円						45 cm	緑・ ブレード
10mm		ST10Y07H-45 標準価格 8,100 円	ST10Y06N-45 標準価格 7,340 円	ST10Y05N-45 標準価格 6,480 円					
11mm		ST11Y07H-45 標準価格 8,100 円	ST11Y06N-45 標準価格 7,340 円	ST11Y05N-45 標準価格 6,480 円					
13mm				ST13Y05N-45 標準価格 6,480 円	ST13Y04N-45 標準価格 5,400 円				

■ 丸針 (テーパポイント・スリムタイプ)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
10mm	○	ST10Y07H-45 標準価格 8,100 円	ST10Y06H-45 標準価格 7,340 円	ST10Y05H-45 標準価格 6,480 円					45 cm	緑・ ブレード
11mm		ST11Y07H-45 標準価格 8,100 円	ST11Y06H-45 標準価格 7,340 円	ST11Y05H-45 標準価格 6,480 円						
13mm		ST13Y07H-45 標準価格 7,670 円	ST13Y06H-45 標準価格 7,340 円	ST13Y05H-45 標準価格 6,480 円	ST13Y04H-45 標準価格 5,400 円					
15mm					ST15Y04H-75 標準価格 5,400 円	ST15Y03H-75 標準価格 5,400 円			75 cm	
17mm					ST17Y04H-75 標準価格 5,400 円	ST17Y03H-75 標準価格 5,400 円				

■ 両端針

■ 丸針 (テーパポイント・スリムタイプ)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	WST08Y07N-45 標準価格 14,580 円	WST08Y06N-45 標準価格 10,260 円	WST08Y05N-45 標準価格 9,180 円				45 cm	ブ緑・ ブレード
10mm		WST10Y07N-45 標準価格 11,340 円	WST10Y06N-45 標準価格 10,260 円	WST10Y05N-45 標準価格 9,180 円					
11mm		WST11Y07N-45 標準価格 11,340 円	WST11Y06N-45 標準価格 10,260 円	WST11Y05N-45 標準価格 9,180 円					

■ 両端針

■ 丸針 (テーパポイント・スリムタイプ)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
8mm	○	WST08Y07H-45 標準価格 14,580 円	WST08Y06H-45 標準価格 10,260 円	WST08Y05H-45 標準価格 9,180 円				45 cm	ブ緑・ ブレード
10mm		WST10Y07H-45 標準価格 11,340 円	WST10Y06H-45 標準価格 10,260 円	WST10Y05H-45 標準価格 9,180 円					
11mm		WST11Y07H-45 標準価格 11,340 円	WST11Y06H-45 標準価格 10,260 円	WST11Y05H-45 標準価格 9,180 円					

■ 両端針

■ 丸針(テーパーVカット)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm			WVT13Y06N-45 標準価格 10,260 円	WVT13Y05N-45 標準価格 9,180 円	WVT13Y04N-45 標準価格 7,560 円			45 cm	緑・ ブレード
15mm				WVT15Y05N-75 標準価格 9,180 円	WVT15Y04N-75 標準価格 7,560 円	WVT15Y03N-75 標準価格 7,560 円			
17mm				WVT17Y05N-75 標準価格 9,180 円	WVT17Y04N-75 標準価格 7,560 円	WVT17Y03N-75 標準価格 7,560 円		75 cm	
19mm					WVT19Y04N-75 標準価格 7,560 円	WVT19Y03N-75 標準価格 7,560 円	WVT19Y02N-75 標準価格 7,560 円		

■ 両端針

■ 丸針(テーパーVカット)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 両端針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm			WVT13Y06H-45 標準価格 10,260 円	WVT13Y05H-45 標準価格 9,180 円	WVT13Y04H-45 標準価格 7,560 円			45 cm	緑・ ブレード
15mm				WVT15Y05H-75 標準価格 9,180 円	WVT15Y04H-75 標準価格 7,560 円	WVT15Y03H-75 標準価格 7,560 円			
17mm				WVT17Y05H-75 標準価格 9,180 円	WVT17Y04H-75 標準価格 7,560 円	WVT17Y03H-75 標準価格 7,560 円			
19mm				WVT19Y05H-75 標準価格 9,180 円	WVT19Y04H-75 標準価格 7,560 円	WVT19Y03H-75 標準価格 7,560 円	WVT19Y02H-75 標準価格 7,560 円		
21mm					WVT21Y04H-75 標準価格 7,560 円	WVT21Y03H-75 標準価格 7,560 円	WVT21Y02H-75 標準価格 7,560 円		
24mm					WVT24Y04H-75 標準価格 7,560 円	WVT24Y03H-75 標準価格 7,560 円	WVT24Y02H-75 標準価格 7,560 円		
27mm					WVT27Y04H-75 標準価格 7,560 円	WVT27Y03H-75 標準価格 7,560 円	WVT27Y02H-75 標準価格 7,560 円		
30mm					WVT30Y04H-75 標準価格 7,560 円	WVT30Y03H-75 標準価格 7,560 円	WVT30Y02H-75 標準価格 7,560 円	WVT30Y01H-75 標準価格 7,560 円	
32mm							WVT32Y02H-75 標準価格 7,560 円	WVT32Y01H-75 標準価格 7,560 円	
35mm							WVT35Y02H-75 標準価格 7,560 円	WVT35Y01H-75 標準価格 7,560 円	
40mm							WVT40Y02H-75 標準価格 7,560 円	WVT40Y01H-75 標準価格 7,560 円	

ベアー針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

非吸収糸

ベアトロン (テトロン)

ベアー針付テトロンブレード糸

販売名：ベアー印 テトロン糸付縫合針（テトロンブレード縫合糸）

承認番号:16000BZZ01948000

- 組織反応の極めて少ないポリエステル繊維を、均一に硬く、滑らかに編み上げた縫合糸。
- 組織通過性に優れ、組織を傷付ける事がなく、しなやかで柔軟性に富み高い結紮保持力を有する。
- シルクと同様に糸を編み状に構成。非金属の糸の中では特に強い抗張力を持つ。
- 体内にて強く長い抗張力が求められる症例時に使用されるケースが多い。

材質

- ポリエステル
- ブレード
- 非吸収性

色

黒	U
白	X

■ 逆三角針 (スパチュラー／リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針 糸		号 数							長さ	カラー 種別
		7 - 0	6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	1 - 0		
8mm	▼		SP08U06N-45 標準価格 5,290 円	SP08U05N-45 標準価格 4,750 円					45 cm	黒・ ブレード
11mm			SP11U06N-45 標準価格 5,290 円	SP11U05N-45 標準価格 4,750 円	SP11U04N-45 標準価格 3,890 円					
13mm			SP13U06N-45 標準価格 5,290 円	SP13U05N-45 標準価格 4,750 円	SP13U04N-45 標準価格 3,890 円					
15mm	▼			SP15U05N-45 標準価格 4,750 円	SP15U04N-45 標準価格 3,890 円	SP15U03N-45 標準価格 3,890 円				
17mm				SP17U05N-45 標準価格 4,750 円	SP17U04N-45 標準価格 3,890 円	SP17U03N-45 標準価格 3,890 円				
19mm				SP19U05N-45 標準価格 4,750 円	SP19U04N-45 標準価格 3,890 円	SP19U03N-45 標準価格 3,890 円				
21mm					SP21U04N-75 標準価格 3,890 円	SP21U03N-75 標準価格 3,890 円			75 cm	
24mm					SP24U04N-75 標準価格 3,890 円	SP24U03N-75 標準価格 3,890 円				

■ 逆三角針 (スパチュラー／リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針 糸		号 数						長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
8mm	▼		SP08U06H-45 標準価格 5,290 円	SP08U05H-45 標準価格 4,750 円					45 cm	黒・ ブレード
11mm			SP11U06H-45 標準価格 5,290 円	SP11U05H-45 標準価格 4,750 円	SP11U04H-45 標準価格 3,890 円					
13mm			SP13U06H-45 標準価格 5,290 円	SP13U05H-45 標準価格 4,750 円	SP13U04H-45 標準価格 3,890 円					
15mm	▼			SP15U05H-45 標準価格 4,750 円	SP15U04H-45 標準価格 3,890 円	SP15U03H-45 標準価格 3,890 円				
17mm				SP17U05H-45 標準価格 4,750 円	SP17U04H-45 標準価格 3,890 円	SP17U03H-45 標準価格 3,890 円				
19mm				SP19U05H-45 標準価格 4,750 円	SP19U04H-45 標準価格 3,890 円	SP19U03H-45 標準価格 3,890 円				
21mm					SP21U04H-75 標準価格 3,890 円	SP21U03H-75 標準価格 3,890 円	SP21U02H-75 標準価格 3,890 円	75 cm		
24mm					SP24U04H-75 標準価格 3,890 円	SP24U03H-75 標準価格 3,890 円	SP24U02H-75 標準価格 3,890 円			

針 糸		号 数							長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0		
8mm	▼		SP08X06H-45 標準価格 5,290 円	SP08X05H-45 標準価格 4,750 円					45 cm	白・ ブレード
11mm			SP11X06H-45 標準価格 5,290 円	SP11X05H-45 標準価格 4,750 円	SP11X04H-45 標準価格 3,890 円					
13mm			SP13X06H-45 標準価格 5,290 円	SP13X05H-45 標準価格 4,750 円	SP13X04H-45 標準価格 3,890 円					
15mm	▼			SP15X05H-45 標準価格 4,750 円	SP15X04H-45 標準価格 3,890 円	SP15X03H-45 標準価格 3,890 円				
17mm				SP17X05H-45 標準価格 4,750 円	SP17X04H-45 標準価格 3,890 円	SP17X03H-45 標準価格 3,890 円				
19mm				SP19X05H-45 標準価格 4,750 円	SP19X04H-45 標準価格 3,890 円	SP19X03H-45 標準価格 3,890 円				
21mm					SP21X04H-75 標準価格 3,890 円	SP21X03H-75 標準価格 3,890 円	SP21X02H-75 標準価格 3,890 円	75 cm		
24mm					SP24X04H-75 標準価格 3,890 円	SP24X03H-75 標準価格 3,890 円	SP24X02H-75 標準価格 3,890 円			

ベアー針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

非吸収糸

ベアシルク (絹)

ベアー針付シルクブレード糸

販売名: ブレードシルク糸付縫合針 (シルクブレード縫合糸)

承認番号: 16000BZZ01950000

- 厳選した天然シルクより組織反応の重大な原因となるセリシン (非繊維質) を除去し、低速のプレーダーにより緻密に編み上げた縫合糸。
- 毛細管現象による感染を防止する為の独自のコーティングにより、ノンキャピラリー処理が施されている。
- シルクの持つしなやかさ結び易さにより、確かな結紮が求められる際に使用されるケースが多い。

材質

- シルク
- ブレード
- 非吸収性

色

黒	V
白	R

■ 逆三角針(スパチュラー／リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
11mm	▼	SP11V07N-45 標準価格 5,830 円	SP11V06N-45 標準価格 5,290 円	SP11V05N-45 標準価格 4,750 円					45 cm	黒・ ブレード
13mm		SP13V07N-45 標準価格 5,830 円	SP13V06N-45 標準価格 5,290 円	SP13V05N-45 標準価格 4,750 円	SP13V04N-45 標準価格 3,890 円					
15mm	▼			SP15V05N-45 標準価格 4,750 円	SP15V04N-45 標準価格 3,890 円	SP15V03N-45 標準価格 3,890 円		75 cm		
17mm				SP17V05N-45 標準価格 4,750 円	SP17V04N-45 標準価格 3,890 円	SP17V03N-45 標準価格 3,890 円				
19mm				SP19V05N-45 標準価格 4,750 円	SP19V04N-45 標準価格 3,890 円	SP19V03N-45 標準価格 3,890 円	SP19V02N-45 標準価格 3,890 円			
21mm						SP21V03N-75 標準価格 3,890 円	SP21V02N-75 標準価格 3,890 円			
24mm						SP24V03N-75 標準価格 3,890 円	SP24V02N-75 標準価格 3,890 円			
27mm						SP27V03N-75 標準価格 3,890 円	SP27V02N-75 標準価格 3,890 円			
30mm						SP30V03N-75 標準価格 3,890 円	SP30V02N-75 標準価格 3,890 円			

■ 逆三角針(スパチュラー／リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
11mm	▼	SP11V07H-45 標準価格 5,830 円	SP11V06H-45 標準価格 5,290 円	SP11V05H-45 標準価格 4,750 円					45 cm	黒・ ブレード
13mm		SP13V07H-45 標準価格 5,830 円	SP13V06H-45 標準価格 5,290 円	SP13V05H-45 標準価格 4,750 円	SP13V04H-45 標準価格 3,890 円					
15mm	▼			SP15V05H-45 標準価格 4,750 円	SP15V04H-45 標準価格 3,890 円	SP15V03H-45 標準価格 3,890 円		75 cm		
17mm				SP17V05H-45 標準価格 4,750 円	SP17V04H-45 標準価格 3,890 円	SP17V03H-45 標準価格 3,890 円				
19mm				SP19V05H-45 標準価格 4,750 円	SP19V04H-45 標準価格 3,890 円	SP19V03H-45 標準価格 3,890 円				
21mm					SP21V04H-75 標準価格 3,890 円	SP21V03H-75 標準価格 3,890 円	SP21V02H-75 標準価格 3,890 円			
24mm						SP24V03H-75 標準価格 3,890 円	SP24V02H-75 標準価格 3,890 円		SP24V01H-75 標準価格 3,890 円	
27mm						SP27V03H-75 標準価格 3,890 円	SP27V02H-75 標準価格 3,890 円		SP27V01H-75 標準価格 3,890 円	
30mm						SP30V03H-75 標準価格 3,890 円	SP30V02H-75 標準価格 3,890 円		SP30V01H-75 標準価格 3,890 円	

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別	
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			1-0
11mm	▼		SP11R06H-45 標準価格 5,290 円	SP11R05H-45 標準価格 4,750 円					45 cm	白・ ブレード
13mm			SP13R06H-45 標準価格 5,290 円	SP13R05H-45 標準価格 4,750 円	SP13R04H-45 標準価格 3,890 円					
15mm	▼			SP15R05H-45 標準価格 4,750 円	SP15R04H-45 標準価格 3,890 円	SP15R03H-45 標準価格 3,890 円				
17mm				SP17R05H-45 標準価格 4,750 円	SP17R04H-45 標準価格 3,890 円	SP17R03H-45 標準価格 3,890 円				
19mm				SP19R05H-45 標準価格 4,750 円	SP19R04H-45 標準価格 3,890 円	SP19R03H-45 標準価格 3,890 円				
21mm					SP21R04H-75 標準価格 3,890 円	SP21R03H-75 標準価格 3,890 円	SP21R02H-75 標準価格 3,890 円		75 cm	
24mm						SP24R03H-75 標準価格 3,890 円	SP24R02H-75 標準価格 3,890 円	SP24R01H-75 標準価格 3,890 円		
27mm						SP27R03H-75 標準価格 3,890 円	SP27R02H-75 標準価格 3,890 円	SP27R01H-75 標準価格 3,890 円		
30mm						SP30R03H-75 標準価格 3,890 円	SP30R02H-75 標準価格 3,890 円	SP30R01H-75 標準価格 3,890 円		

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼	E11V07N-45 標準価格 14,580 円	E11V06N-45 標準価格 14,580 円	E11V05N-45 標準価格 14,580 円				45 cm	黒・ ブレード
13mm		E13V07N-45 標準価格 14,580 円	E13V06N-45 標準価格 14,580 円	E13V05N-45 標準価格 14,580 円					

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼	E11V07H-45 標準価格 14,580 円	E11V06H-45 標準価格 14,580 円	E11V05H-45 標準価格 14,580 円	E11V04H-45 標準価格 14,580 円			45 cm	黒・ ブレード
13mm		E13V07H-45 標準価格 14,580 円	E13V06H-45 標準価格 14,580 円	E13V05H-45 標準価格 14,580 円	E13V04H-45 標準価格 14,580 円				

ベアシルク【シルク・ブレード】

承認番号 16000BZZ01950000

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	○		T11V06N-45 標準価格 8,100 円	T11V05N-45 標準価格 7,240 円				45 cm	黒・ ブレード
13mm			T13V06N-45 標準価格 8,100 円	T13V05N-45 標準価格 7,240 円	T13V04N-45 標準価格 5,940 円				
15mm			T15V06N-45 標準価格 8,100 円	T15V05N-45 標準価格 7,240 円	T15V04N-45 標準価格 5,940 円	T15V03N-45 標準価格 5,940 円			
17mm				T17V05N-45 標準価格 7,240 円	T17V04N-45 標準価格 5,940 円	T17V03N-45 標準価格 5,940 円			
19mm				T19V05N-45 標準価格 7,240 円	T19V04N-45 標準価格 5,940 円	T19V03N-45 標準価格 5,940 円			

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	○		T11V06H-45 標準価格 8,100 円	T11V05H-45 標準価格 7,240 円				45 cm	黒・ ブレード
13mm			T13V06H-45 標準価格 8,100 円	T13V05H-45 標準価格 7,240 円	T13V04H-45 標準価格 5,940 円				
15mm			T15V06H-45 標準価格 8,100 円	T15V05H-45 標準価格 7,240 円	T15V04H-45 標準価格 5,940 円				
17mm				T17V05H-45 標準価格 7,240 円	T17V04H-45 標準価格 5,940 円	T17V03H-45 標準価格 5,940 円			
19mm				T19V05H-45 標準価格 7,240 円	T19V04H-45 標準価格 5,940 円	T19V03H-45 標準価格 5,940 円			
21mm				T21V05H-75 標準価格 7,240 円	T21V04H-75 標準価格 5,940 円	T21V03H-75 標準価格 5,940 円		75 cm	

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	○							45 cm	白・ ブレード
13mm			T13R06H-45 標準価格 8,100 円	T13R05H-45 標準価格 7,240 円	T13R04H-45 標準価格 5,940 円				
15mm			T15R06H-45 標準価格 8,100 円	T15R05H-45 標準価格 7,240 円	T15R04H-45 標準価格 5,940 円				
17mm				T17R05H-45 標準価格 7,240 円	T17R04H-45 標準価格 5,940 円	T17R03H-45 標準価格 5,940 円			
19mm				T19R05H-45 標準価格 7,240 円	T19R04H-45 標準価格 5,940 円	T19R03H-45 標準価格 5,940 円			
21mm				T21R05H-75 標準価格 7,240 円	T21R04H-75 標準価格 5,940 円	T21R03H-75 標準価格 5,940 円		75 cm	



特殊針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

マイクロシリーズ

- 優れた組織通過性と針剛性
- 針材は SUS304 の硬質タイプを使用し、針先端は滑らかなテーパ角度加工によりスムーズな組織通過、又糸材との加締め孔加工はレーザードリルにより強固で組織損傷の少ない商品です。

- メジャー台紙付
- マイクロ
テーパ
- マイクロカット

■メジャー台紙付マイクロ針付糸

ベアロン [ナイロン・モノフィラメント]

承認番号 16000BZZ01909000

■丸針(テーパーポイント)

■弱弯 3/8 Circle

■片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0		
2.5mm	○	70 μ			T2.5A10N07-15M 標準価格 55,200円			15 cm	黒ナイロン・モノフィラメント
3mm		50 μ	ZT03A012N05-15M 標準価格 86,250円						
3mm		80 μ		T03A00N08-15M 標準価格 28,750円	T03A10N08-15M 標準価格 28,750円				
3mm		100 μ				T03A09N10-15M 標準価格 23,000円			
4mm		80 μ			T04A10N08-15M 標準価格 28,750円				
4mm		100 μ		T04A00N10-15M 標準価格 28,750円	T04A10N10-15M 標準価格 18,400円	T04A09N10-15M 標準価格 18,400円			
4mm		150 μ				T04A09N15-15M 標準価格 18,400円	T04A08N15-15M 標準価格 18,400円		
5mm		100 μ				T05A09N10-15M 標準価格 18,400円			
5mm		150 μ					T05A08N15-15M 標準価格 18,400円		

■丸針(テーパーポイント)

■強弯 1/2 Circle

■片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0		
4mm	○	100 μ			T04A10H10-15M 標準価格 18,400円	T04A09H10-15M 標準価格 18,400円		15 cm	黒ナイロン

■丸針(テーパーVカット)

■弱弯 3/8 Circle

■片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0		
4mm	▽	80 μ		VT04A00N08-15M 標準価格 55,000円	VT04A10N08-15M 標準価格 51,000円			15 cm	黒ナイロン・モノフィラメント
5mm		100 μ		VT05A00N10-15M 標準価格 32,000円	VT05A10N10-15M 標準価格 32,000円	VT05A09N10-15M 標準価格 32,000円			
5mm		140 μ			VT05A10N14-15M 標準価格 25,000円	VT05A09N14-15M 標準価格 25,000円	VT05A08N14-15M 標準価格 25,000円		



■スタンダードタイプ

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■丸針(テーパーポイント)

■弱弯 3/8 Circle

■片針 10本/1箱

針		糸	号 数						長さ	カラー 種別
			針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0		
3mm	●	50 μ	ZT03A012N05-10 標準価格 74,750円	ZT03A00N05-10 標準価格 69,000円					10 cm	黒・ ナイロン・モノ フィラメント
3mm		80 μ		T03A00N08-20 標準価格 24,150円	T03A10N08-20 標準価格 24,150円				20 cm	
4mm		80 μ		T04A00N08-20 標準価格 24,150円	T04A10N08-20 標準価格 24,150円				25 cm	
3mm		100 μ			T03A10N10-25 標準価格 20,700円	T03A09N10-25 標準価格 20,700円				
4mm		100 μ		T04A00N10-25 標準価格 20,700円	T04A10N10-25 標準価格 13,800円	T04A09N10-25 標準価格 13,800円				
4mm		150 μ				T04A09N15-25 標準価格 13,570円	T04A08N15-25 標準価格 17,020円			
5mm		100 μ		T05A00N10-25 標準価格 20,700円	T05A10N10-25 標準価格 13,800円	T05A09N10-25 標準価格 13,800円				
5mm		150 μ			T05A10N15-25 標準価格 13,570円	T05A09N15-25 標準価格 13,570円	T05A08N15-25 標準価格 17,020円			
5mm		200 μ					T05A08N20-25 標準価格 14,720円			
5mm		250 μ					T05A08N25-25 標準価格 12,190円			
6mm		100 μ		T06A00N10-25 標準価格 20,700円						
6mm		120 μ			T06A10N12-25 標準価格 20,700円					
6mm		150 μ			T06A10N15-25 標準価格 17,020円	T06A09N15-25 標準価格 13,570円	T06A08N15-25 標準価格 17,020円			
6mm		200 μ				T06A09N20-25 標準価格 13,570円				
6mm		250 μ					T06A08N25-25 標準価格 11,040円			

■丸針(テーパーポイント)

■強弯 1/2 Circle

■片針 10本/1箱

針		糸	号 数						長さ	カラー 種別
			針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0		
3mm	●	80 μ		T03A00H08-20 標準価格 24,150円	T03A10H08-20 標準価格 24,150円				20 cm	黒・ ナイロン・モノ フィラメント
4mm		80 μ		T04A00H08-20 標準価格 24,150円	T04A10H08-20 標準価格 24,150円					
3mm		100 μ			T03A10H10-25 標準価格 24,840円	T03A09H10-25 標準価格 20,700円				
4mm		100 μ		T04A00H10-25 標準価格 20,700円	T04A10H10-25 標準価格 13,800円	T04A09H10-25 標準価格 13,800円				
4mm		150 μ				T04A09H15-25 標準価格 13,570円	T04A08H15-25 標準価格 17,020円			
5mm		100 μ			T05A10H10-25 標準価格 13,800円	T05A09H10-25 標準価格 13,800円				
5mm		150 μ			T05A10H15-25 標準価格 13,570円	T05A09H15-25 標準価格 13,570円	T05A08H15-25 標準価格 17,020円			
5mm		200 μ					T05A08H20-25 標準価格 14,720円			
5mm		250 μ					T05A08H25-25 標準価格 12,190円			
6mm		150 μ				T06A09H15-25 標準価格 13,570円	T06A08H15-25 標準価格 17,020円			
6mm		250 μ					T06A08H25-25 標準価格 11,040円			

■両端針

■丸針(テーパーポイント)

■弱弯 3/8 Circle

■両端針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0		
3mm	●	80 μ		WT03A00N08-20 標準価格 36,800円				20 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント

■丸針(テーパーVカット)

■弱弯 3/8 Circle

■片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0		
4mm	●	80 μ		VT04A00N08-15 標準価格 52,800円	VT04A10N08-15 標準価格 48,600円			15 cm	黒・ナイロン・モノフィラメント
5mm		100 μ		VT05A00N10-15 標準価格 29,800円	VT05A10N10-15 標準価格 29,800円	VT05A09N10-15 標準価格 29,800円			
5mm		140 μ			VT05A10N14-15 標準価格 22,800円	VT05A09N14-15 標準価格 22,800円	VT05A08N14-15 標準価格 22,800円		




特殊針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

埋没重瞼用針付縫合糸

- Standard
- Bear SE



■ Standard (埋没重脛用)

ベアロン [ナイロン・モノフィラメント]

承認番号 16000BZZ01909000

■ 両端針

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0		
17mm	○			MWT17A08N-35 標準価格 17,500円	MWT17A07N-35 標準価格 17,500円			35 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント
19mm				MWT19A08N-35 標準価格 17,500円	MWT19A07N-35 標準価格 17,500円				
21mm				MWT21A08N-35 標準価格 17,500円	MWT21A07N-35 標準価格 17,500円				

■ 両端針

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0		
19mm	○				TWT19G07N-35 標準価格 18,360円			35 cm	青・ナイロン・ モノフィラメント

■ Bear SE (特殊埋没重脛用)

パテント 第 3868410 号

ベアロン [ナイロン・モノフィラメント]

承認番号 16000BZZ01909000

■ 両端針

■ 丸針(テーパーポイント・特殊加工)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0		
21mm	○			HWT21A08N-35 標準価格 26,460円	HWT21A07N-35 標準価格 26,460円			35 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0		
21mm	○				HWT21G07N-35 標準価格 26,460円			35 cm	青・ナイロン・ モノフィラメント


特殊針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture


巾着縫合用直針付縫合糸

- 針に特殊加工（柔軟性）を施していますので、巾着縫合器（PSI）から直針を引き出す際、狭い空間での操作がスムーズに行えます。


- ベアフレックス
ニードル




直針刺入時




直針抜去時



巾着縫合完時



PSIの
サイズ(長さ)により
針の長さが
選択可能です。



針先端以外は
容易に曲げる
事ができます。



■ Bear FLEX Needle

ベアレン【ポリプロピレン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01951000

■ 両端針

■ 丸針(テーパーポイント・特殊加工)

■ 直針

■ 両端針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2	
50mm	●				TB-WT50F02M-90 標準価格 19,870円				90 cm
60mm					TB-WT60F02M-90 標準価格 19,870円				
70mm					TB-WT70F02M-90 標準価格 19,870円				

特殊針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

アキレス腱用直針付縫合糸

■糸について

- ループの為、2倍（4号分）の抗張力を保てます。
- 縫合時間の短縮にもなります。
- しなやかで、強い抗張力を持つポリエステルブレード糸を使用。

■針について


- 術中の自在な曲げ加工を実現致しました。
- 直針先端約10mmは、硬くして刺通性を確保しています。
- 針穴はレーザーによる穴加工。
- 糸は加締めの為、組織損傷及び出血が軽減されます。

• アキレス腱

■アキレス腱断裂時



■アキレス腱縫合時



■アキレス腱縫合後



ベアレックス【ポリエステル・ブレード】

承認番号 16000BZZ01949000

■ 片端ループ針

■ 丸針(テーパーポイント・特殊加工)

■ 直針

■ 片針 10本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		1	2	3	4	5	6	7	
50mm	○		ZT50Y22M-W30 標準価格 14,040 円						ループ 30cm

特殊針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture










腱縫合用針付縫合糸

■ 吉津式屈筋腱縫合法

- 早期運動療法用のみでなく、一般の腱縫合法でもこの特殊両端針を使用する事により張力が2倍となる為、より安全に使用できます。

● 吉津式

吉津孝衛先生ご指導(4-0の場合)

① 	②  ③  ④ 	⑤ 	⑥  吉津式特殊4-0タイプにてKessler変法のcore sutureを行う。これらを縛らず。
⑦  やや強めにKessler変法を行う 特殊4-0でのKessler変法の断端がやや盛り上がる程度に緊張を掛け縛る。	⑧  津下法4-0ループ糸をやや強めの緊張を掛け縛る。 *以上の方法で4-0糸が6本架かったこととなる。	⑨  やや強めに津下法を行う	
⑩  6-0ナイロン糸で、peripheral sutureを腱全周に架ける。	● 参考文献 * 屈筋腱損傷後の早期運動療法 骨 関節 靱帯8 <P881~890 1996> * 早期自動屈曲療法の為の新しい屈筋腱縫合法の試み 日手会誌13 <P1135~1138 1997> * 神経 腱 血管損傷 OS NOW 24 <P78~84 1996>		

■吉津式

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ 両端ループ針

■ 逆三角針(スパチュラー)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 両端針 10本/1箱


針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
12mm				WSP12A05N-W20 標準価格 28,510 円	WSP12A04N-W20 標準価格 23,330 円			ループ 20cm	黒 ナイロン モノ フィラ メント

特殊針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

硬膜縫合用針付縫合糸

• Bear-Comac



Bear-Comac

ベアブレード 【ナイロン・ブレード】

承認番号 16200BZZ00809000

■ 丸針(テーパーポイント・リリースポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 8本×10袋/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	○				RPT11BA04H45-8 標準価格 23,760円			45 cm	黒・ ナイロン・ ブレード
13mm					RPT13BA04H45-8 標準価格 23,760円	RPT13BA03H45-8 標準価格 23,760円			
15mm					RPT15BA04H45-8 標準価格 23,760円	RPT15BA03H45-8 標準価格 23,760円			
17mm					RPT17BA04H45-8 標準価格 23,760円				
27mm							RPT27BA02H45-8 標準価格 38,020円		

■ 丸針(エスポイント・スリムタイプ・リリースポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 8本×10袋/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	○				RPST13BA04H45-8 標準価格 32,400円	RPST13BA03H45-8 標準価格 32,400円		45 cm	黒・ナイロン ・ブレード

■ 丸針(テーパーポイント・リリースポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 8本×10袋/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
15mm	○				RPT15BL04H45-8 標準価格 23,760円			45 cm	白・ナイロン ・ブレード
17mm						RPT17BL03H45-8 標準価格 23,760円			

■ 小開頭用強強弯針

ベアブレード 【ナイロン・ブレード】

承認番号 16200BZZ00809000

■ 丸針(テーパーポイント・リリースポイント)

■ 強強弯 5/8 Circle

■ 片針 8本×10袋/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
9mm	○			ZRPT09BA05U45-8 標準価格 43,200円	ZRPT09BA04U45-8 標準価格 43,200円			45 cm	黒・ナイロン ・ブレード
11mm					RPT11BA04HH45-8 標準価格 23,760円				

■ 角針(スパチュラ・リバーズ・リリースポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 8本×10袋/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
11mm	▼			RPBP11BA05H45-8 標準価格 38,880円	RPBP11BA04H45-8 標準価格 38,880円			45 cm	黒・ナイロン・ ブレード
15mm					RPBP15BA04H45-8 標準価格 38,880円				
24mm						RPSP24BA03H45-8 標準価格 38,880円			

ベアー眼科用針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

ベアーMタイプ針付縫合糸は眼科手術専用開発された商品です。
眼科分野の様々な手術症例、ドクターのご要望に対応できる様、商品を取りそろえました。

- SUS304材料を使用し、針の腰が強く耐久性に優れています。
- 全てレーザードリルニードルの為、針と糸のかしめが強固で、刺通性・連続縫合性に非常に優れています。
- 良質な各種糸素材の組み合わせにより広範囲の症例手術に対応できます。

■結膜用スーチャー

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ 丸針（テーパポイント）

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針・片針 10本/1箱

両・片		針			号 数						長さ	カラー 種別
		長さ	弯曲	針径	10-0	9-0	8-0	6-0	5-0	4-0		
両端針 片端針	○	6mm	180°	0.12	MT-100-10 標準価格 35,190円						20 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント
		6mm	135°	0.12	MT-101-10 標準価格 25,880円							
		5mm	135°	0.10	MT-84-10 標準価格 17,250円							
		4mm	135°	0.10	MT-83-10 標準価格 17,250円						15 cm	

ベアシルク【シルク・ブレード】

承認番号 16000BZZ01950000

■ 丸針（テーパポイント）

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針・片針 10本/1箱

両・片		針			号 数						長さ	カラー 種別
		長さ	弯曲	針径	10-0	9-0	8-0	6-0	5-0	4-0		
両端針 片端針	○	7mm	135°	0.30			MT-102-10 標準価格 22,430円				45 cm	黒・シルク ブレード
							MT-103-10 標準価格 14,950円					

■硝子体用スーチャー

ベアレックス【ポリエステル・ブレード】

承認番号 16000BZZ01949000

■ ヘラ針（スパチュラー）

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針 10本/1箱

両・片		針			号 数						長さ	カラー 種別
		長さ	弯曲	針径	10-0	9-0	8-0	6-0	5-0	4-0		
両端針	▽	7mm	135°	0.33				MB-200-10 標準価格 33,350円			45 cm	緑・ポリエステル・ ブレード
		8mm	90°	0.38					MB-29-10 標準価格 30,480円			
		8mm	180°	0.38					MB-30-10 標準価格 30,480円			
		8mm	90°	0.48						MB-32-10 標準価格 27,600円		

■眼内レンズ固定用スーチャー

ベアレックス【ポリプロピレン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01951000

■ ヘラ針（スパチュラー）

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針・片針 10本/1箱

両・片		針			号 数						長さ	カラー 種別
		長さ	弯曲	針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0		
両端針	▽	20mm	直針	0.19			MB-208-10 標準価格 54,050円				30 cm	青・ポリプロピレン・ ブレード
		6mm	160°	0.14								

■ 丸針（テーパVカット）

■ 弯曲は表内に記載

■ 片針 10本/1箱

両・片		針			号 数						長さ	カラー 種別
		長さ	弯曲	針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0		
片端針	▽	16mm	90°	0.24			MV-400-10 標準価格 54,630円				ループ 10cm	青・ポリプロピレン・ ブレード
		16mm	直針	0.19			MV-401-10 標準価格 54,630円					

■制御糸

ベアシルク【シルク・ブレード】 承認番号 16000BZZ01950000

■ 丸針(テーパポイント) ■ 弯曲は表内に記載 ■ 両端針・片針 10本/1箱

両・片		針			号 数						長さ	カラー 種別
		長さ	弯曲	針径	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
両端針	●	13mm	135°	0.43		MT-104-10 標準価格 6,900 円					45 cm	黒・シルク・ ブレード
片端針		13mm	135°	0.43		MT-105-10 標準価格 4,600 円						
両端針		13mm	135°	0.48				MT-106-10 標準価格 4,890 円				
片端針		13mm	135°	0.48				MT-107-10 標準価格 3,450 円				

■形成用特殊針

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】 承認番号 16000BZZ01909000

■ ヘラ針(スパチュラー) ■ 弯曲は表内に記載 ■ 片針 10本/1箱

両・片		針			号 数						長さ	カラー 種別
		長さ	弯曲	針径	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0		
片端針	▼	8mm	135°	0.28			MB-209-10 標準価格 11,500 円				45 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント
		11mm	135°	0.33				MB-211-10 標準価格 11,500 円				
		11mm	135°	0.33					MB-213-10 標準価格 9,780 円			

■ 逆三角針(リバース) ■ 弯曲は表内に記載 ■ 片針 10本/1箱

両・片		針			号 数						長さ	カラー 種別
		長さ	弯曲	針径	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0		
片端針	▼	11mm	160°	0.33				ME-300-10 標準価格 9,780 円			45 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント
		11mm	160°	0.33					ME-301-10 標準価格 9,780 円			

■ 丸針(テーパポイント) ■ 弯曲は表内に記載 ■ 両端針 10本/1箱

両・片		針			号 数						長さ	カラー 種別
		長さ	弯曲	針径	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0		
両端針	●	19mm	135°	0.38			MT-108-10 標準価格 11,500 円				35 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント

両・片		針			号 数						長さ	カラー 種別
		長さ	弯曲	針径	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0		
両端針	●	19mm	135°	0.43				MT-117-10 標準価格 11,500 円			35 cm	青・ナイロン・ モノフィラメント

ベアシルク【シルク・ブレード】 承認番号 16000BZZ01950000

■ ヘラ針(スパチュラー) ■ 弯曲は表内に記載 ■ 片針 10本/1箱

両・片		針			号 数						長さ	カラー 種別
		長さ	弯曲	針径	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0		
片端針	▼	8mm	135°	0.33			MB-210-10 標準価格 11,500 円				45 cm	黒・シルク・ ブレード
		11mm	135°	0.38				MB-212-10 標準価格 9,780 円				

■ USP11-0

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ ヘラ針(スパチュラー)

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針 10本/1箱

両・片		針			号 数						長さ	カラー 種別
		長さ	弯曲	針径	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0		
両端針	▼	6mm	160°	0.14	MB-01-10 標準価格 44,850 円						15 cm	黒・ ナイロン モノフィラ メント

■ USP10-0

ベアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ ヘラ針(スパチュラー)

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針・片針 10本/1箱

両・片		針			号 数						長さ	カラー 種別
		長さ	弯曲	針径	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0		
両端針	▼	5mm	135°	0.14		MB-201-10 標準価格 44,850 円					30cm	黒・ ナイロン・ モノフィラ メント
片端針		5mm	135°	0.14		MB-80-10 標準価格 26,800 円					10cm	
両端針		6mm	135°	0.14		MB-05-10 標準価格 44,850 円					30cm	
片端針		6mm	135°	0.14		MB-82-10 標準価格 26,800 円					10cm	
両端針		6mm	160°	0.14		MB-03-10 標準価格 44,850 円					30cm	
片端針		6mm	160°	0.14		MB-81-10 標準価格 26,800 円					10cm	
片端針		6mm	135°	0.19		MB-202-10 標準価格 23,920 円					10cm	
両端針		7mm	135°	0.19		MB-09-10 標準価格 40,250 円					30cm	
片端針		7mm	135°	0.19		MB-203-10 標準価格 23,920 円					10cm	

ベアレン【ポリプロピレン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01951000

■ ヘラ針(スパチュラー)

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針・片針 10本/1箱

両・片		針			号 数						長さ	カラー 種別
		長さ	弯曲	針径	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0		
両端針	▼	5mm	135°	0.14		MB-52-10 標準価格 44,850 円					30cm	青・ ポリプロ ピレン モノフィ ラメント
片端針		5mm	135°	0.14		MB-57-10 標準価格 26,800 円					10cm	
両端針		6mm	160°	0.14		MB-50-10 標準価格 44,850 円					30cm	
片端針		6mm	160°	0.14		MB-58-10 標準価格 26,800 円					10cm	
両端針		6mm	135°	0.14		MB-54-10 標準価格 44,850 円					30cm	
片端針		6mm	135°	0.14		MB-56-10 標準価格 26,800 円					10cm	

■ USP9-0

ヘアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ ヘラ針(スパチュラー)

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針 10本/1箱

両・片		針			号 数						長さ	カラー 種別
		長さ	弯曲	針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0		
両端針	▼	6mm	160°	0.14				MB-11-10 標準価格 43,130 円			30 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント
		6mm	135°	0.14				MB-204-10 標準価格 43,130 円				
		7mm	135°	0.19				MB-16-10 標準価格 29,670 円				

ヘアレン【ポリプロピレン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01951000

■ ヘラ針(スパチュラー)

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針・片針 10本/1箱

両・片		針			号 数						長さ	カラー 種別
		長さ	弯曲	針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0		
両端針	▼	6mm	135°	0.14				MB-60-10 標準価格 43,130 円			30cm	青・ポリプロピレン・ モノフィラメント
片端針		6mm	135°	0.14				MB-62-10 標準価格 25,880 円			10cm	

■ USP8-0

ヘアロン【ナイロン・モノフィラメント】

承認番号 16000BZZ01909000

■ ヘラ針(スパチュラー)

■ 弯曲は表内に記載

■ 両端針 10本/1箱

両・片		針			号 数						長さ	カラー 種別
		長さ	弯曲	針径	12-0	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0		
両端針	▼	6mm	135°	0.19					MB-207-10 標準価格 29,670 円		30 cm	黒・ナイロン・ モノフィラメント
		7mm	180°	0.19					MB-21-10 標準価格 29,670 円			



硬膜縫合用針付縫合糸

ベアー歯科用針付縫合糸

Suture Needle
Needle
Suture

ベアー歯科用針付縫合糸は歯科手術専用開発された商品です。
歯科分野の様々な手術症例、ドクターのご要望に対応できる様、商品を取りそろえました。

- SUS304材料を使用し、針の腰が強く耐久性に優れています。
- 全てレーザードリルニードルの為、針と糸のかしめが強固で、刺通性・連続縫合性に非常に優れています。
- 良質な各種糸素材の組み合わせにより広範囲の症例手術に対応できます。

※各針は糸色が選べます。 例 **05A13SN-45** A：黒／G：青／L：白

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05A13SN-45 標準価格 8,960 円	04A13SN-45 標準価格 7,560 円			45 cm	ナイロン・モノフィラメント
15mm				05A15SN-45 標準価格 8,960 円	04A15SN-45 標準価格 7,560 円	03A15SN-45 標準価格 7,560 円			
17mm				05A17SN-45 標準価格 8,960 円	04A17SN-45 標準価格 7,560 円	03A17SN-45 標準価格 7,560 円			
19mm				05A19SN-45 標準価格 8,960 円	04A19SN-45 標準価格 7,560 円	03A19SN-45 標準価格 7,560 円			
21mm					04A21SN-45 標準価格 7,560 円	03A21SN-45 標準価格 7,560 円			
24mm						03A24SN-45 標準価格 7,560 円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05A13SH-45 標準価格 8,960 円	04A13SH-45 標準価格 7,560 円			45 cm	ナイロン・モノフィラメント
15mm				05A15SH-45 標準価格 8,960 円	04A15SH-45 標準価格 7,560 円	03A15SH-45 標準価格 7,560 円			
17mm				05A17SH-45 標準価格 8,960 円	04A17SH-45 標準価格 7,560 円	03A17SH-45 標準価格 7,560 円			
19mm				05A19SH-45 標準価格 8,960 円	04A19SH-45 標準価格 7,560 円	03A19SH-45 標準価格 7,560 円			
21mm					04A21SH-45 標準価格 7,560 円	03A21SH-45 標準価格 7,560 円			
24mm						03A24SH-45 標準価格 7,560 円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 直針

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05A13SM-45 標準価格 8,960 円	04A13SM-45 標準価格 7,560 円			45 cm	ナイロン・モノフィラメント
15mm				05A15SM-45 標準価格 8,960 円	04A15SM-45 標準価格 7,560 円	03A15SM-45 標準価格 7,560 円			
17mm				05A17SM-45 標準価格 8,960 円	04A17SM-45 標準価格 7,560 円	03A17SM-45 標準価格 7,560 円			
19mm				05A19SM-45 標準価格 8,960 円	04A19SM-45 標準価格 7,560 円	03A19SM-45 標準価格 7,560 円			
21mm					04A21SM-45 標準価格 7,560 円	03A21SM-45 標準価格 7,560 円			
24mm						03A24SM-45 標準価格 7,560 円			

※各針は糸色が選べます。例 **05A13SN-45** A：黒／G：青／L：白

■ 丸針(テーパードポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	○			05A13TN-45 標準価格 8,960 円	04A13TN-45 標準価格 7,560 円			45 cm	ナイロン・モノフィラメント
15mm				05A15TN-45 標準価格 8,960 円	04A15TN-45 標準価格 7,560 円	03A15TN-45 標準価格 7,560 円			
17mm				05A17TN-45 標準価格 8,960 円	04A17TN-45 標準価格 7,560 円	03A17TN-45 標準価格 7,560 円			
19mm				05A19TN-45 標準価格 8,960 円	04A19TN-45 標準価格 7,560 円	03A19TN-45 標準価格 7,560 円			
21mm					04A21TN-45 標準価格 7,560 円	03A21TN-45 標準価格 7,560 円			
24mm						03A24TN-45 標準価格 7,560 円			

■ 丸針(テーパードポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	○			05A13TH-45 標準価格 8,960 円	04A13TH-45 標準価格 7,560 円			45 cm	ナイロン・モノフィラメント
15mm				05A15TH-45 標準価格 8,960 円	04A15TH-45 標準価格 7,560 円	03A15TH-45 標準価格 7,560 円			
17mm				05A17TH-45 標準価格 8,960 円	04A17TH-45 標準価格 7,560 円	03A17TH-45 標準価格 7,560 円			
19mm				05A19TH-45 標準価格 8,960 円	04A19TH-45 標準価格 7,560 円	03A19TH-45 標準価格 7,560 円			
21mm					04A21TH-45 標準価格 7,560 円	03A21TH-45 標準価格 7,560 円			
24mm						03A24TH-45 標準価格 7,560 円			

■ 丸針(テーパードポイント)

■ 直針

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	○			05A13TM-45 標準価格 8,960 円	04A13TM-45 標準価格 7,560 円			45 cm	ナイロン・モノフィラメント
15mm				05A15TM-45 標準価格 8,960 円	04A15TM-45 標準価格 7,560 円	03A15TM-45 標準価格 7,560 円			
17mm				05A17TM-45 標準価格 8,960 円	04A17TM-45 標準価格 7,560 円	03A17TM-45 標準価格 7,560 円			
19mm				05A19TM-45 標準価格 8,960 円	04A19TM-45 標準価格 7,560 円	03A19TM-45 標準価格 7,560 円			
21mm					04A21TM-45 標準価格 7,560 円	03A21TM-45 標準価格 7,560 円			
24mm						03A24TM-45 標準価格 7,560 円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05Y13SN-45 標準価格 10,150 円	04Y13SN-45 標準価格 8,210 円			45 cm	緑・ ポリエステル・ブレード
15mm				05Y15SN-45 標準価格 10,150 円	04Y15SN-45 標準価格 8,210 円	03Y15SN-45 標準価格 8,210 円			
17mm				05Y17SN-45 標準価格 10,150 円	04Y17SN-45 標準価格 8,210 円	03Y17SN-45 標準価格 8,210 円			
19mm				05Y19SN-45 標準価格 10,150 円	04Y19SN-45 標準価格 8,210 円	03Y19SN-45 標準価格 8,210 円			
21mm					04Y21SN-45 標準価格 8,210 円	03Y21SN-45 標準価格 8,210 円			
24mm						03Y24SN-45 標準価格 8,210 円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05Y13SH-45 標準価格 10,150 円	04Y13SH-45 標準価格 8,210 円			45 cm	緑・ ポリエステル・ブレード
15mm				05Y15SH-45 標準価格 10,150 円	04Y15SH-45 標準価格 8,210 円	03Y15SH-45 標準価格 8,210 円			
17mm				05Y17SH-45 標準価格 10,150 円	04Y17SH-45 標準価格 8,210 円	03Y17SH-45 標準価格 8,210 円			
19mm				05Y19SH-45 標準価格 10,150 円	04Y19SH-45 標準価格 8,210 円	03Y19SH-45 標準価格 8,210 円			
21mm					04Y21SH-45 標準価格 8,210 円	03Y21SH-45 標準価格 8,210 円			
24mm						03Y24SH-45 標準価格 8,210 円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 直針

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05Y13SM-45 標準価格 10,150 円	04Y13SM-45 標準価格 8,210 円			45 cm	緑・ ポリエステル・ブレード
15mm				05Y15SM-45 標準価格 10,150 円	04Y15SM-45 標準価格 8,210 円	03Y15SM-45 標準価格 8,210 円			
17mm				05Y17SM-45 標準価格 10,150 円	04Y17SM-45 標準価格 8,210 円	03Y17SM-45 標準価格 8,210 円			
19mm				05Y19SM-45 標準価格 10,150 円	04Y19SM-45 標準価格 8,210 円	03Y19SM-45 標準価格 8,210 円			
21mm					04Y21SM-45 標準価格 8,210 円	03Y21SM-45 標準価格 8,210 円			
24mm						03Y24SM-45 標準価格 8,210 円			

■ 丸針 (テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	○			05Y13TN-45 標準価格 10,150 円	04Y13TN-45 標準価格 8,210 円			45 cm	緑・ ポリエステル・ブレード
15mm				05Y15TN-45 標準価格 10,150 円	04Y15TN-45 標準価格 8,210 円	03Y15TN-45 標準価格 8,210 円			
17mm				05Y17TN-45 標準価格 10,150 円	04Y17TN-45 標準価格 8,210 円	03Y17TN-45 標準価格 8,210 円			
19mm				05Y19TN-45 標準価格 10,150 円	04Y19TN-45 標準価格 8,210 円	03Y19TN-45 標準価格 8,210 円			
21mm					04Y21TN-45 標準価格 8,210 円	03Y21TN-45 標準価格 8,210 円			
24mm						03Y24TN-45 標準価格 8,210 円			

■ 丸針 (テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	○			05Y13TH-45 標準価格 10,150 円	04Y13TH-45 標準価格 8,210 円			45 cm	緑・ ポリエステル・ブレード
15mm				05Y15TH-45 標準価格 10,150 円	04Y15TH-45 標準価格 8,210 円	03Y15TH-45 標準価格 8,210 円			
17mm				05Y17TH-45 標準価格 10,150 円	04Y17TH-45 標準価格 8,210 円	03Y17TH-45 標準価格 8,210 円			
19mm				05Y19TH-45 標準価格 10,150 円	04Y19TH-45 標準価格 8,210 円	03Y19TH-45 標準価格 8,210 円			
21mm					04Y21TH-45 標準価格 8,210 円	03Y21TH-45 標準価格 8,210 円			
24mm						03Y24TH-45 標準価格 8,210 円			

■ 丸針 (テーパーポイント)

■ 直針

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	○			05Y13TM-45 標準価格 10,150 円	04Y13TM-45 標準価格 8,210 円			45 cm	緑・ ポリエステル・ブレード
15mm				05Y15TM-45 標準価格 10,150 円	04Y15TM-45 標準価格 8,210 円	03Y15TM-45 標準価格 8,210 円			
17mm				05Y17TM-45 標準価格 10,150 円	04Y17TM-45 標準価格 8,210 円	03Y17TM-45 標準価格 8,210 円			
19mm				05Y19TM-45 標準価格 10,150 円	04Y19TM-45 標準価格 8,210 円	03Y19TM-45 標準価格 8,210 円			
21mm					04Y21TM-45 標準価格 8,210 円	03Y21TM-45 標準価格 8,210 円			
24mm						03Y24TM-45 標準価格 8,210 円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05V13SN-45 標準価格 8,960 円	04V13SN-45 標準価格 7,560 円			45 cm	黒・シルク・ブレード
15mm				05V15SN-45 標準価格 8,960 円	04V15SN-45 標準価格 7,560 円	03V15SN-45 標準価格 7,560 円			
17mm				05V17SN-45 標準価格 8,960 円	04V17SN-45 標準価格 7,560 円	03V17SN-45 標準価格 7,560 円			
19mm				05V19SN-45 標準価格 8,960 円	04V19SN-45 標準価格 7,560 円	03V19SN-45 標準価格 7,560 円			
21mm					04V21SN-45 標準価格 7,560 円	03V21SN-45 標準価格 7,560 円			
24mm						03V24SN-45 標準価格 7,560 円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05V13SH-45 標準価格 8,960 円	04V13SH-45 標準価格 7,560 円			45 cm	黒・シルク・ブレード
15mm				05V15SH-45 標準価格 8,960 円	04V15SH-45 標準価格 7,560 円	03V15SH-45 標準価格 7,560 円			
17mm				05V17SH-45 標準価格 8,960 円	04V17SH-45 標準価格 7,560 円	03V17SH-45 標準価格 7,560 円			
19mm				05V19SH-45 標準価格 8,960 円	04V19SH-45 標準価格 7,560 円	03V19SH-45 標準価格 7,560 円			
21mm					04V21SH-45 標準価格 7,560 円	03V21SH-45 標準価格 7,560 円			
24mm						03V24SH-45 標準価格 7,560 円			

■ 逆三角針(リバース)

■ 直針

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	▼			05V13SM-45 標準価格 8,960 円	04V13SM-45 標準価格 7,560 円			45 cm	黒・シルク・ブレード
15mm				05V15SM-45 標準価格 8,960 円	04V15SM-45 標準価格 7,560 円	03V15SM-45 標準価格 7,560 円			
17mm				05V17SM-45 標準価格 8,960 円	04V17SM-45 標準価格 7,560 円	03V17SM-45 標準価格 7,560 円			
19mm				05V19SM-45 標準価格 8,960 円	04V19SM-45 標準価格 7,560 円	03V19SM-45 標準価格 7,560 円			
21mm					04V21SM-45 標準価格 7,560 円	03V21SM-45 標準価格 7,560 円			
24mm						03V24SM-45 標準価格 7,560 円			

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 弱弯 3/8 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	●			05V13TN-45 標準価格 8,960 円	04V13TN-45 標準価格 7,560 円			45 cm	黒・シルク・ブレード
15mm				05V15TN-45 標準価格 8,960 円	04V15TN-45 標準価格 7,560 円	03V15TN-45 標準価格 7,560 円			
17mm				05V17TN-45 標準価格 8,960 円	04V17TN-45 標準価格 7,560 円	03V17TN-45 標準価格 7,560 円			
19mm				05V19TN-45 標準価格 8,960 円	04V19TN-45 標準価格 7,560 円	03V19TN-45 標準価格 7,560 円			
21mm					04V21TN-45 標準価格 7,560 円	03V21TN-45 標準価格 7,560 円			
24mm						03V24TN-45 標準価格 7,560 円			

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 強弯 1/2 Circle

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	●			05V13TH-45 標準価格 8,960 円	04V13TH-45 標準価格 7,560 円			45 cm	黒・シルク・ブレード
15mm				05V15TH-45 標準価格 8,960 円	04V15TH-45 標準価格 7,560 円	03V15TH-45 標準価格 7,560 円			
17mm				05V17TH-45 標準価格 8,960 円	04V17TH-45 標準価格 7,560 円	03V17TH-45 標準価格 7,560 円			
19mm				05V19TH-45 標準価格 8,960 円	04V19TH-45 標準価格 7,560 円	03V19TH-45 標準価格 7,560 円			
21mm					04V21TH-45 標準価格 7,560 円	03V21TH-45 標準価格 7,560 円			
24mm						03V24TH-45 標準価格 7,560 円			

■ 丸針(テーパーポイント)

■ 直針

■ 片針 20本/1箱

針	糸	号 数						長さ	カラー 種別
		7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0		
13mm	●			05V13TM-45 標準価格 8,960 円	04V13TM-45 標準価格 7,560 円			45 cm	黒・シルク・ブレード
15mm				05V15TM-45 標準価格 8,960 円	04V15TM-45 標準価格 7,560 円	03V15TM-45 標準価格 7,560 円			
17mm				05V17TM-45 標準価格 8,960 円	04V17TM-45 標準価格 7,560 円	03V17TM-45 標準価格 7,560 円			
19mm				05V19TM-45 標準価格 8,960 円	04V19TM-45 標準価格 7,560 円	03V19TM-45 標準価格 7,560 円			
21mm					04V21TM-45 標準価格 7,560 円	03V21TM-45 標準価格 7,560 円			
24mm						03V24TM-45 標準価格 7,560 円			