



Latex Free BEAR 牽引フック (両端)



PIS-WTHH1-1N



PIS-WTHH2-1N



PIS-WTHH3-1N



フック拡大画像

- ◆ラテックスアレルギー患者にも安心なラテックスフリー
- ◆フックは用途に応じて3種類の大きさから選択可能
- ◆フック形状は強々弯を採用

カタログ番号	製品名	フック形状	入り数	標準価格
PIS-WTHH1-1N	牽引フック両端 (小)	強々弯鋭針・幅4.9mm	1パック1本入り	¥8,500
PIS-WTHH2-1N	牽引フック両端 (中)	強々弯鋭針・幅5.9mm	1パック1本入り	¥8,500
PIS-WTHH3-1N	牽引フック両端 (大)	強々弯鋭針・幅12.5mm	1パック1本入り	¥8,500
PIS-WTHH1-5N	牽引フック両端 (小)	強々弯鋭針・幅4.9mm	1パック5本入り	¥34,000
PIS-WTHH2-5N	牽引フック両端 (中)	強々弯鋭針・幅5.9mm	1パック5本入り	¥34,000
PIS-WTHH3-5N	牽引フック両端 (大)	強々弯鋭針・幅12.5mm	1パック5本入り	¥34,000

販売名 : 牽引フックMPセット

一般的名称 : 鈎

届出番号 : 08B1X00003000054

※単回使用製品 / 滅菌済み
1箱10パック入り

製造販売元

  地域未来牽引企業
株式会社ベアー・メディック

本社工場 : 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361

東京営業所 : 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24

TEL : 03-3818-4041 (代) FAX : 03-3818-4042

その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください

<http://www.bearmedic.co.jp/>