


長柄メスホルダー

BEAR

Blade




5mm ポートを介して腹腔内への挿入を可能にし
 腹腔内操作性を考慮して 22cm の長さにしたデザイン



先端に替刃を
 取付 (No.11)

手のひらへの負担低減
 を目的とした丸ハンドル

5mm トロッカーセッティングイメージ



製品監修

四谷メディカルキューブ

羽田智則 先生

商品コード	製品名	希望小売価格(税別)	入数	JANコード
D5220-214BH	BEAR ブレード	¥98,000	1本/箱	4544607464996
一般的名称	ナイフハンドル	医療機器届出番号		08B1X00003000062
	クラス分類: I	*未滅菌リユーズブル製品		取扱代理店

 **株式会社ベアーメディック**

本社工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361
 東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル
 TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042
 その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。
<http://www.bearmedic.co.jp>

