

製品ラインナップ

■丸針 ○ (1箱12本入り)

針形状(実寸)	針長	糸色	糸長	4-0	3-0	2-0	1-0(0)
	強弯 1/2 17mm	紫色	15cm	T17BMV04H-15	T17BMV03H-15		
	強弯 1/2 22mm	紫色	23cm		T22BMV03H-23		
	強弯 1/2 26mm	紫色	15cm	T26BMV04H-15	T26BMV03H-15		
	強弯 1/2 36mm	紫色	30cm			T36BMV02H-30	T36BMV01H-30
		紫色	45cm				T36BMV01H-45

■角針 ▼ (1箱12本入り)

針形状(実寸)	針長	糸色	糸長	4-0	3-0	2-0	1-0(0)
	強弯 1/2 15mm	紫色	45cm	E15BMV04H-45			
	弱弯 3/8 15mm	紫色	30cm	E15BMV04N-30			
	弱弯 3/8 19mm	紫色	30cm	E19BMV04N-30	E19BMV03N-30		
		紫色	45cm	E19BMV04N-45	E19BMV03N-45		

医療承認番号：30700BZX00285000  
 販売名：バーブスティングー  
 クラス分類：クラスⅣ  
 素材/色：ポリジオキサノン/紫  
 糸サイズ(号)：1、0(1-0)、2-0、3-0、4-0  
 長さ(cm)：15、23、30、45、60  
 吸収期間：180日~220日  
 有効期限：5年間

ご使用前に必ず添付文書をお読み下さい。

製造販売元  
 地域未来牽引企業  
**株式会社ベアーメディック**

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル  
 TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042

大子工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361

その他の商品に関する情報は  
 ホームページをご覧ください。  
<http://www.bearmedic.co.jp/>




SNBS008-1-202603

ポリジオキサノン縫合糸

# BARBSTINGER®

## バーブスティングー



株式会社ベアーメディック

ベアーメディックの *Knot-Free Suture* が、  
患者様と医療従事者の負担軽減をサポート

ポリジオキサノン縫合糸

**BARBSTINGER®**


バーブスティンガー

## Flexible Response

### さまざまな術式に適した有棘縫合糸

術式および医師の手技に合わせた針糸をご提案できます。  
当社営業に一度ご相談ください。


※糸の長さは規定のものよりお選びいただけます。



## Fast Suturing

### ストッパー機能による縫合開始の簡便性

尾端に三角ストッパーが付いていますので、  
ストッパーを固定させればそのままスムーズに縫合を開始できます。




## Fixation

### 根元から配置されたバーブによる強固な固定


ストッパーの根元からバーブが配置されていますので  
縫合の始点からしっかりと組織同士を固定することが可能です。

### 残存抗張力



弊社試験結果

### 引張強度 USP規格を満たしています



弊社試験結果

15cm

23cm

30cm